


# チューブ用ラック キャンペーン

## 今だけお得に試せるチャンス!

### 凍結保存チューブ用ラック

#### クライオボックス(紙製)


- プラスチックの環境問題に対応した紙製のフリーズボックス
- 仕切りがアコーディオン式のため脱着がスムーズ
- 仕切りは簡単にカットできるのでサンプルに合わせて調整可能
- 底4か所に穴があるため液体窒素のドレインも早い
- フタの上面と側面にロゴや書き込みスペースがあるので箱正面が分かりやすい
- 仕切りは9×9(81本立て)、10×10(100本立て)
- サイズは81本立て 134×134×58 mm、100本立て 153×153×58 mm
- チューブ立ての1マスあたりの直径は81本立て・100本立てともに13.0 mm



製品番号	製品名	材質	滅菌	販売単位	ケース価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	キャンペーン単価(税抜)
J802709	クライオボックス 81本立(9x9) 1ml/2mlクライオバイアル用	紙	×	20	¥23,100	¥12,000	¥600.0
J802710	クライオボックス 100本立(10x10) 1ml/2mlクライオバイアル用		×	20	¥24,200	¥12,000	¥600.0

#### クライオラック


- 1 ml/2 ml用のクライオバイアルに対応
- 81本立て
- 蓋は透明
- 使用温度 -90℃~+121℃
- チューブ立ての1マスあたりの直径は12.79 mm



製品番号	製品名	材質	滅菌	販売単位	ケース価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	キャンペーン単価(税抜)
802202	クライオラック 81本立 1ml・2mlクライオバイアル用 ナチュラル	PP (ポリプロピレン)	×	5	¥10,200	¥6,000	¥1,200.0
802204	クライオラック 81本立 1ml・2mlクライオバイアル用 ブルー		×	5	¥10,200	¥6,000	¥1,200.0

#### サポートラック

- クライオバイアルの操作を容易にする浅型ラック
- 自立型クライオバイアルの開閉をサポートする爪付き
- ラック筐体の底面にゴムが付いている
- 40本立て
- チューブ立ての1マスあたりの直径は12.9 mm



製品番号	製品名	材質	滅菌	販売単位	ケース価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	キャンペーン単価(税抜)
802501	サポートラック 40本立 自立型クライオバイアル操作用	PC (ポリカーボネート)	×	5	¥14,500	¥4,500	¥900.0

キャンペーンコード


11002

ご注文方法: 専用注文書を使用して弊社にご注文いただくよう、取扱店へお伝え下さい。

## 遠心管用凍結保存ラック

# 15 ml & 50 ml 遠心管用凍結保存ラック

- 15ml & 50ml 遠心管用
- フリーズラックから引き易いタブ付き
- オートクレーブ可能
- 使用温度 -90℃～+121℃
- ラックサイズ 140×140×127mm(W×D×H)
- チューブ立ての1マスあたりの直径は15ml用17.5 mm、50ml用29.5 mm



製品番号	製品名	材質	滅菌	販売単位	ケース価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	キャンペーン単価(税抜)
802215	チューブラック 36本立 (6x6) 15ml遠心管用 グリーン	pp (ポリプロピレン)	×	2	¥7,340	¥3,700	¥1,850.0
802250	チューブラック 16本立 (4x4) 50ml遠心管用 ブルー		×	2	¥7,340	¥3,700	¥1,850.0

## チューブ用ラック キャンペーン I1002 専用注文書

FAX 03-6275-0546

キャンペーン期間: 2023年10月16日～2023年12月22日

製品番号	製品名	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
J802709	クライオボックス 81本立 紙	¥12,000	
J802710	クライオボックス 100本立 紙	¥12,000	
802202	クライオラック 81本立 ナチュラル	¥6,000	
802204	クライオラック 81本立 ブルー	¥6,000	

製品番号	製品名	キャンペーン価格(税抜)	ご発注数
802501	サポートラック 40本立 自立型	¥4,500	
802215	チューブラック 36本立 15ml遠心管用	¥3,700	
802250	チューブラック 16本立 50ml遠心管用	¥3,700	

### 販売店様へお願い:

本キャンペーンをご利用の際は必ず専用注文書をご利用ください。

勝手なご依頼になりますが、当社社内システムの管理上、専用注文書以外でのご注文時は本キャンペーンは非適用とし、商品発送後のキャンペーン適用への変更はお断りさせていただきます。ご理解賜ります様よろしくお願いいたします。

また、期間終了日は弊社のご注文受付時間までに間に合うようご注文ください。

### ● お客様ご記入欄

お名前	
ご勤務先	
ご所属	
ご住所	
TEL	
e-mail	

### ● 販売店記入欄

販売店名	
販売店担当者	
支店・営業所	
発注番号	
TEL	

## 株式会社ライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル

TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546

URL [https://www.gbo.com/ja\\_JP.html](https://www.gbo.com/ja_JP.html)

ライナー・ジャパン取扱店

### ■ お願いおよび注意事項

【価格】記載の価格は2023年10月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。