

Thermo Scientific™

## 液体窒素凍結保存容器特別キャンペーン

☆ BioCane™ 本体と「キャスター付き台車」がセットで購入できます

2024年6月3日(月)  
~2024年8月9日(金)まで

|                        | Biocane 20 SET<br>(品番: Biocane20SET-1) | Biocane 34 SET<br>(品番: Biocane34SET-1) | Biocane 47 SET<br>(品番: Biocane47SET-1) |
|------------------------|--|--|--|
| 液体窒素容量 ( L )           | 20.5                                   | 34.8                                   | 47.4                                   |
| キャニスター数                | 6                                      |  |  |
| ケーン数 / キャニスター          | 5                                      | 20                                     | 42                                     |
| バイアル数(6本 / ケーン)        | 180                                    | 720                                    | 1512                                   |
| ストロー数(10本 / ケーン)       | 300                                    | 1,200                                  | 2,520                                  |
| 口 径 ( c m )            | 5.1                                    | 8.8                                    | 12.7                                   |
| 外寸法 (直径 x 高さ, cm)      | 36.8 x 65.3                            | 47.2 x 67.6                            | 50.8 x 67.3                            |
| 輸 送 重 量 ( k g )        | 13.2                                   | 18.6                                   | 21.4                                   |
| 液体窒素蒸発量 ( L / 日 )      | 0.1                                    | 0.18                                   | 0.4                                    |
| キ ャ ン ペ ー ン<br>特 別 価 格 | ¥ 285,000-                             | ¥ 385,000-                             | ¥ 420,000-                             |

☆ Locator™ PLUS 本体と

「キャスター付き台車」、「ローレベルアラーム」がセットで購入できます

|                          | Locator Jr. PLUS SET<br>(品番: LocatorJPSET-1) | Locator 4 PLUS SET<br>(品番: Locator4PSET-1) | Locator 6 PLUS SET<br>(品番: Locator6PSET-1) |
|--------------------------|--|--|--|
| 液体窒素容量 ( L )             | 71   | 121  | 184  |
| ラ ッ ク 数                  | 4  | 4  | 6  |
| ボックス数 / ラック              | 5  | 10   | 10   |
| 最大バイアル数<br>(100本 / ボックス) | 2,000  | 4,000                                      | 6,000                                      |
| 口 径 ( c m )              | 21.5   |  |  |
| 外寸法(直径 x 高さ, cm)         | 55.8 x 68.3                                  | 55.8 x 96.3                                | 66 x 95.3                                  |
| 輸 送 重 量 ( k g )          | 41.4   | 53.5                                       | 72.6                                       |
| 液体窒素蒸発量 ( L / 日 )        | 0.85   | 0.99                                       | 0.99                                       |
| キ ャ ン ペ ー ン<br>特 別 価 格   | ¥ 760,000-                                   | ¥ 860,000-                                 | ¥ 960,000-                                 |



※液体窒素蒸発量は熱負荷のない状態での標準消費量です。

※表示の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。



| カタログ番号                   | 品名               | 価格       |
|--------------------------|------------------|----------|
| <b>BioCaneシリーズ</b>       |                  |          |
| CK509X2                  | BioCane 20       | ¥300,000 |
| CK509X3                  | BioCane 34       | ¥445,000 |
| CK509X4                  | BioCane 47       | ¥489,000 |
| <b>Locator PLUS シリーズ</b> |                  |          |
| CY50925-70               | Locator Jr. PLUS | ¥760,000 |
| CY50935-70               | Locator 4 PLUS   | ¥870,000 |
| CY50985-70               | Locator 6 PLUS   | ¥980,000 |
| <b>Thermoシリーズ</b>        |                  |          |
| TY509X1                  | Thermo 5         | ¥210,000 |
| TY509X2                  | Thermo 10        | ¥220,000 |
| TY509X3                  | Thermo 20        | ¥250,000 |
| TY509X4                  | Thermo 30        | ¥300,000 |
| <b>アクセサリ</b>             |                  |          |
| AY509X9                  | キャスター付き台車*1      | ¥85,000  |
| AY509X1                  | キャスター付き台車*2      | ¥80,000  |
| AY509X1-70               | キャスター付き台車*3      | ¥80,000  |
| 8130                     | ローレベルアラーム        | ¥168,000 |
| AY509X18                 | クライオクロー          | ¥41,000  |
| AY509X6                  | 12 mLディッパ        | ¥35,000  |

\*1 BioCane 20、BioCane 34、BioCane 47、Thermo 20、Thermo 30用です。

\*2 Locator Jr. PLUS、Locator 4 PLUS用です。 \*3 Locator 6 PLUS用です。 ※表示の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。

## <凍結保存容器および液体窒素に関する注意事項>

- ◆ 凍傷やバイアルの破裂によるけがを防ぐために、液体窒素の保管または移送容器、または液体窒素と接触した物体を取り扱うときは常に細心の注意を払ってください。
- ◆ 液体窒素容器をしっかりと密閉したり、窒素ガスの漏れをふさいだりしないでください。
- ◆ 液体窒素注入時は容器口元に液体窒素がかからないようご注意ください。
- ◆ 初回使用時や常温容器への多量の液体窒素の注入、移動・輸送時の衝撃による傷は真空漏れの原因となります。



キャスター付き台車

ローレベルアラーム



## エムエス機器株式会社

□東京 〒162-0805 東京都新宿区矢来町113番地  
TEL(03)3235-0661(代) / FAX (03) 3235-0669  
□大阪 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号  
TEL(06)6396-0501(代) /FAX (06) 6396-0508



www.technosaurus.co.jp

© 2024 M&S Instruments Inc.

本リーフレットに掲載された内容の無断複製・転載を禁じます。

取扱販売店

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。  
●本カタログに記載の規格・仕様・外観および価格は、改良などのため予告なく変更する場合があります。  
●本カタログに表示の価格には、消費税は含まれておりません。