

# 紫外可視分光光度計キャンペーン

研究用途やルーチン分析だけでなく、教育や産業分野において実績のある Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 紫外可視分光光度計と、幅広い用途に対応するハードウェアと簡単で自由度の高いソフトウェアを組み合わせたThermo Scientific™ Evolution™ One 紫外可視分光光度計を、このたびお求めやすい価格でご提供します。ぜひこの機会に導入をご検討ください。

## GENESIS 150 紫外可視分光光度計




- 波長範囲：190～1,100 nm
- デュアルビーム光学系
- 直感性の高いタッチパネル操作
- 高精細なカラーディスプレイ搭載
- 研究用途、品質管理用途などのさまざまな分析に対応
- わずか2タップでいつもの測定を迅速に開始
- 日本語対応のマルチランゲージソフトウェア搭載
- USBエクスポート対応

GENESYS 150 紫外可視分光光度計

キャンペーン価格

製品番号:840-300000 希望小売価格:106万円 → **84.8万円**

## Evolution One 紫外可視分光光度計



- 波長範囲：190～1,100 nm
- ダブルビーム光学系
- 簡単で自由度の高いThermo Scientific™ Insight™ Pro ソフトウェア搭載
- あらゆる分析に対応する豊富なオプション類
- 核酸やタンパク質測定のための豊富なアプリケーションをプリインストール
- 日本語対応

Evolution One 紫外可視分光光度計

キャンペーン価格

製品番号:840-341400 希望小売価格:145万円 → **116万円**

\*別途PCと据え付け調整費用が必要です。

キャンペーン期間

2024年4月1日(月)～ 2024年10月31日(木) 弊社受注分まで

## GENESYS・Evolutionシリーズオプション例

スナップオンプリンター



GENESYS 用


試験管ホルダー



GENESYS 用

Evolution 用

長光路セルホルダー



GENESYS 用

Evolution 用

8連セルチェンジャー



GENESYS 用

Evolution 用

シッパースystem



GENESYS 用

Evolution 用

積分球システム



Evolution 用

ファイバー光学プローブ



GENESYS 用

Evolution 用

ペルチェ温調システム



GENESYS 用

Evolution 用

\* キュベット (セル) やその他複数のオプションがございます。お問い合わせください。

### Ordering information (その他シリーズモデル)

	GENESYS 30	GENESYS 40	GENESYS 50	BioMate 160	GENESYS 180	Evolution One
製品番号	840-277000	840-297000	840-298000	840-301000	840-309000	840-341400
紫外・可視	可視	可視	紫外・可視	紫外・可視	紫外・可視	紫外・可視
光学系	シングルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	デュアルビーム	ダブルビーム	ダブルビーム
波長範囲	325~1,100 nm	325~1,100 nm	190~1,100 nm	190~1,100 nm	190~1,100 nm	190~1,100 nm
ディスプレイ解像度	角度固定、カラー 800×480 pixel	角度固定、カラー 800×1,280 pixel	角度固定、カラー 800×1,280 pixel	角度可変、カラー 800×1,280 pixel	角度可変、カラー 800×1,280 pixel	PC搭載のもの
光源	タングステン ハロゲンランプ	タングステン ハロゲンランプ	キセノンフラッシュ ランプ	キセノンフラッシュ ランプ	キセノンフラッシュ ランプ	キセノンフラッシュ ランプ
ライフサイエンス ソフトウェア	—	—	—	搭載	搭載	搭載
標準搭載セルホルダー	シングル セルホルダー	シングル セルホルダー	シングル セルホルダー	シングル セルホルダー	シングルセルホルダー、 8連セルチェンジャー	シングル セルホルダー
操作	キーパッド	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル	PC
希望小売価格	48万円	72万円	100万円	116万円	125万円	145万円

※ その他、複数のモデルがございます。お気軽にお問い合わせください。

研究用にもみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2024 年 3 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc UV046-A2403OB

### サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

分析機器に関するお問い合わせはこちら

TEL : 0120-753-670 FAX : 0120-753-671

Analyze.jp@thermofisher.com

thermofisher.com