

# ラボ用ラベルプリンター 新製品キャンペーン

期間

2024年6月17日(月)～2024年8月20日(火)まで



製品情報



- ◆小型(101.6×137×66mm)・軽量(540g)
- ◆オートカッター標準装備
- ◆フル充電で300枚印刷可能
- ◆スマホで簡単操作  
(iOSとAndroid対応の無料アプリを利用)

## M211 ラベルプリンター

モバイル運用に最適化された、  
コンパクトで軽量のBluetoothプリンター

カタログ番号 M211

希望小売価格(税別) 79,800円

キャンペーン希望小売価格 **47,800円**

SALE  
40%  
OFF

※上記以外のサイズのラベルもございます。詳しくはワケンピーテックWEBサイトをご覧ください。

### ▶おすすめ消耗品

カタログ番号	ラベルサイズ・枚数	推奨容器	希望小売価格(税別)
M21-11-499	19.05×12.70mm・140枚	0.5～2.0mL側面	24,000円
M21-131-499	25.40×12.70mm・121枚	0.5～2.0mL側面	24,000円
M21-136-499	38.10×19.05mm・91枚	15-50mLチューブ	24,000円

※上記以外のサイズのラベルもございます。詳しくはワケンピーテックWEBサイトをご覧ください。



製品情報



- ◆300dpi の高精度印字
- ◆オートカッター標準装備
- ◆場所を取らず、PCからの印字に最適
- ◆ラベルデザインソフトが標準付属
- ◆スマホやタブレットからの操作もできます  
(iOSとAndroid対応の無料アプリを利用)

## M511 ラベルプリンター

PCからの連続印字に適したコンパクトモデル

カタログ番号 M511+BWS

希望小売価格(税別) 158,000円

キャンペーン希望小売価格 **110,600円**

SALE  
30%  
OFF

※ラベルの印字には別途PC、ラベルカートリッジ が必要です。

### ▶おすすめ消耗品

カタログ番号	ラベルサイズ・枚数	推奨容器	希望小売価格(税別)
M4-131-499	25.40×12.70mm・180枚	0.5～2.0mL側面	5,300円
M5-117-492	22.86×12.70mm φ11.18mm・240枚	1.5～2.0mL 蓋・側面	7,400円
M5-120-499	25.40×12.70mm φ9.53mm・240枚	1.5～2.0mL 蓋・側面	5,500円

※上記以外のサイズのラベルもございます。詳しくはワケンピーテックWEBサイトをご覧ください。

# BJ50LAB ラボ用半自動ラベル貼り機 (BB12プリンターセット)

手軽にラベル印字&自動巻付けを始めたい方向けの  
スターターキット

カタログ番号

BJ50LAB+BB12CS


希望小売価格(税別)

573,000円

キャンペーン希望小売価格

428,000円

SALE  
25%  
OFF



BJ50LAB  
ラボ用半自動ラベル貼り機




製品情報

- ◆1分間に10本以上のラベルを巻き付け可能
- ◆手袋をしての作業が可能
- ◆設置・操作が非常に簡単


## ▶セット内容

1. BJ50LAB ラボ用半自動ラベル貼り機
2. BBP12 ラベルプリンター
3. CODESOFT2022 WIN


※ラベルの印字には別途PC、ラベル、インクリボンが必要です。本装置は、BBP12ラベル専用です。



①チューブを置く



②ふたを閉める



③ラベルを自動巻き付け

## CODESOFT2022 WIN

- ◆使いやすいユーザーインターフェース
- ◆多彩なデザインが簡単に作成可能
- ◆クラウドストレージ(Google Drive、OneDriveなど)へのアクセスが容易
- ◆RFID対応



## BBP12 ラベルプリンター

- ◆50.8mm/秒の高速印字
- ◆PCからの大量印字に最適
- ◆高解像度300dpi印字
- ◆検体管理システムなどの高度な連携が可能
- ◆特注カスタムラベルも使用可能



## ▶おすすめ消耗品

カタログ番号	ラベルサイズ・枚数	推奨容器	希望小売価格(税別)
SA8147-00	12.7mm×45mm・1000枚	2.0mL側面	16,000円
SA8149-10	12.7mm×25.4mm・1000枚	0.5~2.0mL側面	18,000円

※上記以外のサイズのラベルもございます。詳しくはワケンビーテックまでお問い合わせください。

カタログ番号	R4311-90
品名	インクリボン 幅110mm×90m 黒
容量	5巻1組
希望小売価格(税別)	17,500円

※本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんので、ご注意ください。

※希望小売価格・外観・仕様・付属品などについては、改善の為予告なく変更することがあります。希望小売価格には消費税は含まれておりません。

**WAKEN** **ワケンビーテック株式会社**  
WAKEN **B** TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階  
TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421  
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号  
TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート  
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



**0120-749-810**

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00(祝祭日・弊社休日を除く)



<https://www.wakenbtech.co.jp>

販売店