

Visium CytAssist

空間発現解析プラットフォーム

10台限定キャンペーン

標準価格 1,562万円(税込)
35% OFF 特価 **999.9万円** (税込)




FFPEサンプルの空間的全トランスクリプトームには
 Visium CytAssist が必須となります

【ご注意】 Visium HDのご利用にはVisium CytAssistの ファームウェアを2.0.0以降にする必要があります。


Visiumがより高解像度になりました (Visium HD)

Visium HD

Visium HD Slide




HE染色とのmarge画像




Visium FFPE v2

Visium v2 Slide

(Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE)



HE染色とのmarge画像



革新的で実績のあるプローブによる空間的全トランスクリプトーム

Whole Transcriptome Probe Set

~18,000 genes

~19,000 genes

Compatible with FFPE and lower-quality samples
 Maximum gene coverage (3x probes per gene)

Innovative Probe Design



Visium HDではVisium FFPE v2やシングルセル解析Flexで培ってきた、革新的で且つ十分な実績のあるプローブを採用しています。ヒトで18,000遺伝子、マウスで19,000遺伝子を対象とし、1遺伝子につき3箇所のユニークな配列を認識するよう設計されています。

価格表

Visium CytAssist 本体

製品番号	品名	標準価格 (税込)	キャンペーン (税込)
1000441	Visium CytAssist (1年保証付)	¥15,620,000	¥9,999,000

Visium HD

製品番号	品名	標準価格 (税込)
Visium HD ヒト用		
1000675	Visium HD, ヒト用 トランスクリプトームキット, 6.5mm (4反応)	¥2,926,000
1000673	Visium HD, ヒト用 トランスクリプトームキット, 6.5mm (16反応)	¥10,549,000
Visium HD マウス用		
1000676	Visium HD, マウス用 トランスクリプトームキット, 6.5mm (4反応)	¥2,926,000
1000674	Visium HD, マウス用 トランスクリプトームキット, 6.5mm (16反応)	¥10,549,000

Visium FFPE v2

製品番号	品名	標準価格 (税込)
Visium FFPE v2 マウス用		
1000521	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, マウス用 6.5mm (4反応)	¥1,639,000
1000445	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, マウス用 6.5mm (16反応)	¥5,929,000
1000523	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, マウス用 11mm (2反応)	¥1,683,000
1000446	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, マウス用 11mm (8反応)	¥8,514,000
Visium FFPE v2 ヒト用		
1000520	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, ヒト用 6.5mm (4反応)	¥1,639,000
1000443	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, ヒト用 6.5mm (16反応)	¥5,929,000
1000522	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, ヒト用 11mm (2反応)	¥1,683,000
1000444	Visium CytAssist Spatial Gene Expression for FFPE, ヒト用 11mm (8反応)	¥8,514,000

CytAssist 共通 必須キット

製品番号	品名	標準価格 (税込)
Visium HD & Visium FFPE v2 共通必須キット (*は初回のみ購入が必要なキットとなります)		
1000499	Visium CytAssist Reagent Accessory Kit*	¥423,500
1000251	デュアルインデックスキット TS セット A (96反応)	¥226,600

抗体パネル

製品番号	品名	標準価格 (税込)
抗ヒト免疫細胞抗体パネル		
1000607	Human Immune Cell Profiling Panel-small	¥477,400
1000603	Visium CytAssist Protein Core Reagents	¥227,700
1000242	デュアルインデックスキット NT セット A (96反応)	¥226,600

10X GENOMICS www.10xgenomics.com/jp/

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
 ※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
 ※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
 Imas Riverside 4F
 Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697
 西日本営業所 〒532-0003
 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
 Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
 Web Site : www.scrum-net.co.jp

XG2024ssCAC_RevA