

一体型：超純水・純水精製装置 Smart2Pure3シリーズ

- ◆初期導入時・消耗品交換時 共にコストパフォーマンスに優れた機種
- ◆消耗品が全てセットでお得

新規導入および
ご更新時に！



6L内蔵タンク

タンク内循環

Smart2Pure 3 UV(6Lタンク付)

通常価格:625,000円(税別)

キャンペーン特価 **406,000円**(税別)

Smart2Pure 3 UV/UF(6Lタンク付)

通常価格:705,000円(税別)

キャンペーン特価 **458,000円**(税別)

一体型：超純水・純水精製装置 Smart2PurePRO

- ◆高い精製能力、消耗品のコストパフォーマンスで選ばれています
- ◆タンク水量調節機能・寿命の長いウルトラフィルター(UF)

旧機種: Diamondの
更新をお考えの方に！

Smart2PurePRO UV/UF 16LPH unit with 60Lタンク

+減圧バルブ付前処理システム 通常価格:1,488,000円(税別・セット価格)

キャンペーン特価 **967,000円**(税別・セット価格)

Smart2PurePRO UV/UF 16LPH unit with 30Lタンク

+減圧バルブ付前処理システム 通常価格:1,418,000円(税別・セット価格)

キャンペーン特価 **921,000円**(税別・セット価格)

1時間に16L精製

外付けタンク



セパレート型：純水精製装置 + 超純水精製装置

- ◆高い精製能力
- ◆器具洗浄にも使用される方に

旧機種: Diamondの
更新をお考えの方に！

純水精製装置 + 超純水精製装置

外付けタンク

純水精製装置PacificTII 7UV + 30Lタンク

+ 超純水精製装置MicroPureUV/UF

通常価格:1,754,000円(税別・セット価格)

キャンペーン特価 **1,156,200円**(税別・セット価格)

純水精製装置PacificTII 7UV + 60Lタンク

+ 超純水精製装置MicroPureUV/UF

通常価格:1,782,000円(税別・セット価格)

キャンペーン特価 **1,173,000円**(税別・セット価格)



純水精製装置
PacificTII



超純水精製装置
MicroPure



リザーバタンク
60L/30L



朝日ライフサイエンス株式会社

キャンペーン特価

品名	品番	通常価格(税別)	キャンペーン特価(税別)
Smart2Pure3UV	50129872	625,000 円	406,000 円
Smart2Pure3UV/UF	50129688	705,000 円	458,000 円
Smart2Pure Pro UV/UF 16LPH unit with 60L TANK	50157877	1,488,000 円	967,000 円
減圧バルブ付き前処理システム	50157886		
Smart2Pure Pro UV/UF 16LPH unit with 30L TANK	50157882	1,418,000 円	921,000 円
減圧バルブ付き前処理システム	50157886		
MicroPure UV	50132373	540,000 円	378,000 円
MicroPure UV/UF	50132370	630,000 円	441,000 円
Pacific T II 7 UV	50132131	822,000 円	534,000 円
Pacific T II 12UV	50132132	1,159,000 円	753,000 円
30L リザーバータンク	50155494	302,000 円	181,200 円
60L リザーバータンク	50155499	330,000 円	198,000 円

超純水・純水精製装置 オプション

		前処理フィルターキット(フィルター・置台付)		
ハンドディスペンサー キット (純水用)	色付きハウジング (1µmフィルター付)		ドレインパン(受け皿)	漏水検知器
		前処理フィルター用 ステンレス製置台		

品名	品番	価格(税別)
減圧バルブ付き前処理システム 1µmプレフィルター・硬度安定化カートリッジ・活性炭カートリッジ付	50157886	238,000 円
ハンドディスペンサーキット (純水用)	50138221	95,600 円
色付きハウジング(1µm フィルター付)	09.4003	24,500 円
前処理フィルターキット(Smart2Pure) フィルター・置台付	020767	39,500 円
前処理フィルター用ステンレス製置台	020768	20,000 円
ドレインパン	-	お問い合わせください
漏水検知器(センサー・バルブ付)	EXL-CR1AB	126,000 円
5µm フィルター+ハードネススタビライズカートリッジ	06.5204	43,500 円



- 減圧バルブ付き前処理システム
- フィルター交換が簡単
 - フィルターは、1µmプレフィルター・硬度安定化剤・活性炭の3種類
 - 前処理システムにより、純水装置本体の逆浸透膜を保護



朝日ライフサイエンス株式会社

本社 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212

お問い合わせ先または販売店

東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212番地
TEL(04)2951-7166 FAX(04)2951-7170

西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-10
TEL(06)6942-9333 FAX(06)6943-9300

福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区榎田2-7-14
サンビュー空港ビル10号
TEL(092)418-1356 FAX(092)418-1309

技術サービスセンター 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212番地
TEL(04)2951-7177 FAX(04)2951-7179

製造元

ThermoFisher
SCIENTIFIC

※表示価格には消費税及び運送搬入費、据付費等含まれておりません。

2024.10.1500