

revvity

Cellometer Ascend 自動セルカウンター 34%ディスカウントキャンペーン

Cellometer Ascend自動セルカウンターはより正確な細胞カウントを求める研究者へ向けて開発されました。21 CFR Part 11にも対応しています。この機会にぜひご検討ください。

対象製品: Cellometer Ascend

希望小売価格 4,440,000円のところ

期間限定価格 **2,900,000** 円にてご提供いたします。

ご利用条件: 本キャンペーンの有効期間は、2025年3月28日納品分までです。キャンペーンのご利用には、お近くの販売代理店、またはwww.revvity.co.jp/contact-us/salesまでご連絡ください。



We've raised the bar for cell counting.

正確な細胞カウント：

- トリパンプルー法とAOPI法に対応。核および細胞カウント精度が向上
- スライドまたは画像ベースのオートフォーカスの選択で、サンプルや細胞タイプに最適な測定を実施

高速カウント：

- スライドのロードで自動カウント開始
- 撮像直後に、細胞のサイズ、カウント、濃度、生存率を自動で測定を60秒以内で自動計算
- 最大8つのサンプルを同時にカウント

さまざまなサンプルタイプに対応：

- 培養細胞株、PBMC、初代細胞、全血、骨髄など
- 最少サンプル量：10 μ L (8 カウントチャンバースライドの場合)
- $2 \times 10^4 \sim 4 \times 10^7$ 細胞/mL 濃度を測定可能

本体仕様：

- 寸法：高さ 47.5 cm 幅25 cm 奥行き32.8 cm
- 電源仕様：100 - 240 V、50/60 Hz、1.5A

Matrix™ソフトウェア：

- “お気に入り”の設定で、ワークフローを簡素化
- 400 以上の細胞タイプのプリロードパラメータ
- Built-inの設定済みの細胞生存率、アポトーシス、トランスフェクション効率などのアプリケーション
- 21 CFR Part 11 対応で、監査証跡、ユーザーアクセス制御、デジタル署名を含むオプションが利用可能

最適な結果のための専用試薬と消耗品：

- 3 または 8 カウントチャンバーのディスポーザブルスライド
 - 洗浄工程不要で、目詰まりの心配がありません。
 - 8カウントチャンバースライドは8連ピペットに対応



最適化された試薬、および3または8つのカウントチャンバーをもつディスポーザブルスライド



Cellometer Ascend
のより詳しい情報はウ
ェブからもご覧いただ
けます。

Learn more

販売代理店

For more information:
株式会社レビティジャパン
www.revvity.co.jp/contact-us

revvity