

リアルタイムPCRシステム PureDye キャリブレーションサービスキャンペーン

年1回はプロによるメンテナンスでもっと自信が持てるデータに!

PureDye キャリブレーションサービスは、Applied Biosystems™リアルタイムPCRシステムのメンテナンスとして、汚れやほこりが蓄積しやすいサンプルブロック周りの清掃、古くなったハロゲンランプの交換※1、標準色素試薬 (PureDye) を使った光学系キャリブレーション (光学校正) をお客さまに代わって行うサービスです。今ならキャンペーン限定の1年修理保証にもご加入いただけます!

こんな時におすすめです

- 久しぶりに使用する
- 日頃のメンテナンスを行っていない
- メンテナンス方法がよくわからない
- ハロゲンランプの交換時期がきている
- サンプルブロックが汚れている

対象モデル

リアルタイムPCRシステム

対象製品は次ページ参照

サービス付属品

機器標準のキャリブレーションプレート一式/
ハロゲンランプ※1 / 性能判定用プレート※2



※1 Applied Biosystems™ 7500/7500 Fast / ViiA™ 7 / QuantStudio™ 6 Flex / QuantStudio™ 7 Flex リアルタイムPCRシステムのみ

※2 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 / QuantStudio™ 3 / QuantStudio™ 5 / QuantStudio™ 6 Pro / QuantStudio™ 7 ProリアルタイムPCRシステムのみ、Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plateが付属





PureDye キャリブレーションサービスでは、以下のような症状の改善が期待できます

サンプルブロックが汚れていると…



ハロゲンランプが劣化してくると…



ハロゲンランプは、消耗や経年劣化により光量が低下し、検出感度に影響が出る重要な部品です。定期的な交換が必要であると共に、交換後には各キャリブレーションの更新が必要です。

キャンペーン期間

2024年11月1日(金)～2025年3月31日(月) 弊社受注分まで

詳細はこちらをご覧ください
thermofisher.com/jp-pdc

applied biosystems

PureDyeキャリブレーションサービス

リアルタイムPCRシステム 対象製品	ブロック	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格	1年修理保証 オプション 希望小売価格
QuantStudio 1 リアルタイムPCRシステム	96ウェル	A50339	¥239,000	¥200,000	+ ¥180,000
QuantStudio 3 リアルタイムPCRシステム	96ウェル Fast96ウェル	A31451 A31453	¥291,000	¥265,000	+ ¥230,000
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム	96ウェル Fast96ウェル 384ウェル	A31455 A31457 A31459	¥291,000	¥265,000	+ ¥350,000
QuantStudio 6 Pro リアルタイムPCRシステム	96ウェル Fast96ウェル 384ウェル	A45581 A45612 A45580	¥406,000	¥360,000	+ ¥540,000
QuantStudio 6 Flex リアルタイムPCRシステム	96ウェル Fast96ウェル 384ウェル	A25927 A25928 A25929	¥406,000	¥360,000	+ ¥540,000
QuantStudio 7 Pro リアルタイムPCRシステム ^{※1}	96ウェル Fast96ウェル 384ウェル	A45581 A45612 A45580	¥406,000	¥360,000	+ ¥650,000
QuantStudio 7 Flex/ViiA 7 リアルタイムPCRシステム	96ウェル Fast96ウェル 384ウェル	A25923 A25924 A25925	¥406,000	¥360,000	+ ¥650,000 ^{※2}
	TaqMan Array	A25926	¥515,000	¥450,000	+ ¥650,000 ^{※2}
QuantStudio 12K Flex リアルタイムPCRシステム	96ウェル Fast96ウェル 384ウェル	A25913 A25914 A25915	¥406,000	¥360,000	+ ¥710,000
	TaqMan Array	A25916	¥515,000	¥450,000	+ ¥710,000
	OpenArray™	A25917	¥696,000	¥600,000	+ ¥1,010,000
7500 リアルタイムPCRシステム	96ウェル	4409597	¥339,000	¥300,000	+ ¥460,000
7500 Fast リアルタイムPCRシステム	Fast96ウェル	4409598	¥339,000	¥300,000	+ ¥460,000
Applied Biosystems™ StepOne™ リアルタイムPCRシステム	48ウェル	4460599	¥220,000	¥192,000	+ ¥250,000
StepOnePlus リアルタイムPCRシステム	Fast96ウェル	4460600	¥242,000	¥215,000	+ ¥300,000

※1 Applied Biosystems™ TaqMan™ Arrayブロックの場合はお問い合わせください。

※2 Applied Biosystems™ ViiA 7リアルタイムPCRシステムには、1年修理保証オプションの販売はありません。

ご注意事項:

- 価格には技術作業費、技術者派遣費・移動費、機器標準のキャリブレーションプレート一式、性能判定用プレート(QuantStudio 1/3/5/6 Pro/7 Pro リアルタイムPCRシステムのみ)、ハロゲンランプ(7500/7500 Fast/ViiA 7/QuantStudio 6/7 Flex リアルタイムPCRシステムのみ)が含まれます。
- 作業時に機器の不具合が認められた場合は、別途修理費用が発生します。

キャンペーンお申し込み者限定！1年修理保証オプション

1年修理保証オプションをお申し込みいただくと、キャリブレーション作業日から1年間、対象機器の修理費用がカバーされます。修理保証期間中に、万が一機器の不具合が発生した場合でも、技術者派遣に伴う費用(技術作業費、技術者派遣・移動費)や交換部品にかかる追加費用のご心配は要りません(試薬消耗品は除く)。

1年修理保証オプションは、通常の保守契約よりもお求めになりやすい期間限定価格です。

ご注意事項:

- 弊社規定の約款にご同意の上、お申し込みください。約款はキャンペーンページ(thermofisher.com/jp-pdc)で事前にご確認いただけます。
- 作業日から3カ月以内であれば1年修理保証オプションを付加できます。この場合、1年修理保証の期間は、作業日から1年間になります。
- QuantStudio 7 ProおよびQuantStudio 7/12K Flex リアルタイムPCRシステムの1年修理保証の対象にはオートメーションアクセサリが含まれておりません。オートメーションアクセサリの修理保証付加には別途オプション費用が必要です。

追加サンプルブロック キャリブレーションサービス

リアルタイムPCRシステム対象製品	ブロック	製品番号	希望小売価格
QuantStudio 6 Flex / 7 Flex / ViiA 7 リアルタイムPCRシステム	96ウェル	A26406JP	
	Fast96ウェル	A26407JP	¥105,000
	384ウェル	A26408JP	
QuantStudio 12K Flex リアルタイムPCRシステム	96ウェル	A26413JP	
	Fast96ウェル	A26420JP	¥105,000
	384ウェル	A26421JP	
	TaqMan Array	A26422JP	¥215,000
	OpenArray	A26423JP	¥394,000
QuantStudio 6 Pro / 7 Pro リアルタイムPCRシステム	96ウェル	A26409JP	
	Fast96ウェル	A26410JP	¥231,000
	384ウェル	A26411JP	

オプションDye キャリブレーションサービス

製品名	製品番号	希望小売価格
7500 Spectral Calibration Kit II	A24886JP	¥73,000
7500 Fast Spectral Calibration Kit II	A26375JP	¥73,000
Fast96well HRM (High Resolution Melting) Calibration	A24883JP	¥105,000
384well HRM (High Resolution Melting) Calibration	A26374JP	¥105,000
ABY™/JUN™/MUSTANG PURPLE™ Calibration 96well	A37971JP	¥70,000
ABY/JUN/MUSTANG PURPLE Calibration Fast96well	A37972JP	¥70,000
ABY/JUN/MUSTANG PURPLE Calibration 384well	A37973JP	¥70,000

リアルタイムPCRシステムをご使用中に、このような画面が表示されたことはありませんか？


これは、QuantStudio 1 / 3 / 5 / 6 Pro / 7 Proで光学系のキャリブレーションの有効期限を超過した場合に機器本体の液晶パネルに表示される注意喚起の画面です。この状態のまま使用を継続すると、Ct値がシフトする原因の1つとなります。この機会にキャリブレーションの実施をご検討ください。

QuantStudio 1 / 3 / 5 / 6 Pro / 7 ProリアルタイムPCRシステムに限り、PureDye キャリブレーションサービスに性能判定用プレート (TaqMan RNase P Instrument Verification Plate、約12~14万円相当) が付属します。キャリブレーション後に、同プレートを用いて機器の性能判定を行うことで、データの信頼性を高められます。



18S rRNA SYBR™ Green Verification Plate

通常はお客さまにリアルタイムPCRシステムの動作確認のためのランをしていただくためのプレートですが、キャンペーン期間中に併せてご注文いただくと、PureDyeキャリブレーション実施と併せてエンジニアがランを代行し、Amplification PlotのCt値標準偏差から機器のコンディションを確認いたします。ご希望の方にはテクニカルサポートによるデータ報告書も後日送付いたします。



製品名	製品番号	希望小売価格
18S rRNA Verification Plate, Fast 96 well	A31787JP	¥58,000
18S rRNA Verification Plate, Standard 96 well	A31788JP	¥58,000
18S rRNA Verification Plate, 384 well	A31789JP	¥68,000
18S rRNA Verification Plate, 48 well	A31790JP	¥52,000

本キャンペーン対象製品以外にもお客さまへご案内がございます

保守契約（年間定額サービス）とスポット点検サービス

PureDye キャリブレーションサービスには、サンプルブロックの温度正確性などの確認作業や、その他内部部品の経年劣化確認といった整備作業、また弊社標準プレートを用いた性能確認作業^{※1}は含まれておりません。より詳細な機器の状態確認をご希望のお客さまは保守契約（年間定額サービス）、またはスポット点検のご利用をぜひご検討ください！

※1 QuantStudio1/3/5/6 Pro/7 ProリアルタイムPCRシステムは除きます。

リアルタイムPCR装置買い替え応援 見積もり実施中！

発売以来ご愛顧いただいているApplied Biosystems™ 7300/7900HT/ViiA 7 リアルタイムPCRシステムは、すでに販売終了から複数年が経過しており、7300および7900HTリアルタイムPCRシステムは、2019年に関連試薬・消耗品の供給と保守契約を終了しております。ぜひ現在販売中のQuantStudioシリーズをご検討ください。

販売終了の装置モデル例



7300リアルタイム
PCRシステム



ViiA 7 リアルタイム
PCRシステム



販売中の装置モデル例



QuantStudio 5
リアルタイム
PCRシステム



QuantStudio 7 Pro
リアルタイム
PCRシステム

お見積もり、資料のご請求は、以下のURLよりご依頼ください。

thermofisher.com/jp-gsginst-inquiry

本キャンペーンのお申し込み方法について

お申し込みをご希望の場合は、機器シリアル番号とともに販売店へお問い合わせください。シリアル番号は、機器表面のシールに記載されております。販売店がご不明な場合は下記へお電話ください。

0120-203-885 (ガイダンス4番にお進みください)

研究用にも使用できません。診断用には使用いただけません。

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

TaqMan is a trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.

記載の価格は2024年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc SVC500-A24100B

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

applied biosystems