

LOVE YOUR CELLsキャンペーン 2024 Winter

細胞培養用培地・試薬

Gibcoブランドのユニークな製品シリーズが20% OFF

LOVE YOUR CELLSキャンペーン

Gibco™ブランドの細胞培養用製品は、一般的な基礎培地から革新的な製品まで、幅広い製品ラインアップを取りそろえています。この Love Your Cells キャンペーンでは、Gibcoブランド特有のユニークな製品シリーズをピックアップし、期間限定の特別価格でご提供いたします。

トリプシンの優れた代替品、室温で安定な細胞解離試薬 TrypLE Express Enzyme

Gibco™ TrypLE™ Express Enzymeは、ブタトリプシンに代わる高純度の組み換え細胞解離酵素です。この試薬は、血清含有および血清不含の両条件で接着性細胞の解離に適しており、トリプシンの直接代替品として使用できます。



製品名	サイズ	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red	100 mL	12604013	¥4,400	¥3,500
	500 mL	12604021	¥12,000	¥9,600
	20 × 100 mL	12604039	¥61,500	¥49,200
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red	100 mL	12605010	¥4,400	¥3,500
	500 mL	12605028	¥12,000	¥9,600
	20 × 100 mL	12605036	¥61,500	¥49,200

血清添加量を50%以上削減できる基礎培地 Advanced培地

Gibco™ Advanced™培地は、FBS 添加量を 50~90%低減できる改良された基礎培地です。既存の基礎培地と比較し、多くの細胞株において同等または優れた細胞増殖性を示すため、基礎培地の直接代替品として使用できます。



製品名	サイズ	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Gibco™ Advanced™ DMEM	500 mL	12491015	¥4,200	¥3,300
	10 × 500 mL	12491023	¥33,500	¥26,800
Gibco™ Advanced™ MEM	500 mL	12492013	¥4,200	¥3,300
	10 × 500 mL	12492021	¥33,500	¥26,800
Gibco™ Advanced™ RPMI 1640 Medium	500 mL	12633012	¥4,400	¥3,500
	10 × 500 mL	12633020	¥34,900	¥27,900
Gibco™ Advanced™ DMEM/F-12	500 mL	12634010	¥4,600	¥3,600
	10 × 500 mL	12634028	¥35,900	¥28,700

キャンペーン番号：RMAT22

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

2024年11月5日(火)~2024年12月24日(火)弊社受注分まで

アンモニアの分解と蓄積を防ぐL-グルタミンの直接代替品 GlutaMAX Supplement

Gibco™ GlutaMAX™ Supplementは、細胞培養培地組成において等モル濃度のL-グルタミンの直接代替品として使用でき、過剰なアンモニア発生が細胞に悪影響を与えることなく、効率的なエネルギー代謝と高い増殖性をもたらします。



GlutaMAX Supplement

製品名	サイズ	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
GlutaMAX Supplement	100 mL	35050061	¥11,200	¥8,900
	20 × 100 mL	35050079	¥172,500	¥138,000

GlutaMAX Supplement含有済み基礎培地

製品名	サイズ	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Gibco™ DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	10566016	¥3,400	¥2,700
	10 × 500 mL	10566024	¥27,200	¥21,700
Gibco™ DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES	500 mL	10564011	¥5,400	¥4,300
	10 × 500 mL	10564029	¥46,900	¥37,500
Gibco™ DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	10565018	¥4,500	¥3,600
	10 × 500 mL	10565042	¥37,600	¥30,000
Gibco™ DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate	500 mL	10567014	¥3,400	¥2,700
	10 × 500 mL	10567022	¥27,200	¥21,700
Gibco™ DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate	500 mL	10569010	¥3,400	¥2,700
	10 × 500 mL	10569044	¥27,100	¥21,700
Gibco™ MEM, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	41090036	¥3,400	¥2,700
	10 × 500 mL	41090101	¥27,200	¥21,700
Gibco™ MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	42360032	¥5,400	¥4,300
	10 × 500 mL	42360099	¥48,000	¥38,400
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	61870036	¥3,400	¥2,700
	10 × 500 mL	61870127	¥27,300	¥21,800
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES	500 mL	72400047	¥4,400	¥3,500
	10 × 500 mL	72400120	¥36,800	¥29,400
Gibco™ Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	31765035	¥4,000	¥3,200
	10 × 500 mL	31765092	¥35,900	¥28,700
Gibco™ IMDM, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	31980030	¥4,500	¥3,600
	10 × 500 mL	31980097	¥36,800	¥29,400
Gibco™ MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides	500 mL	32561037	¥4,500	¥3,600
	10 × 500 mL	32561102	¥36,900	¥29,500
Gibco™ MEM α, nucleosides, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	32571036	¥6,100	¥4,800
	10 × 500 mL	32571101	¥50,100	¥40,000
Gibco™ Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement	500 mL	51985034	¥12,900	¥10,300
	10 × 500 mL	51985091	¥112,000	¥89,600

キャンペーン番号：RMAT22

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

2024年11月5日(火)～2024年12月24日(火)弊社受注分まで

室温で保管可能な基礎培地 BenchStable培地

Gibco™ BenchStable™培地は、室温保存可能なため、ラボでの保管と取り扱いを簡便にします。ルーチンの細胞培養のために最適化されており、一般的な細胞株において期待される形態および機能の維持が可能です。



製品名	サイズ	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Gibco™ BenchStable™ DMEM, with GlutaMax™ Supplement	500 mL	A4192101	¥3,700	¥2,900
	10 × 500 mL	A4192102	¥28,700	¥22,900
Gibco™ BenchStable™ DMEM/F12, with GlutaMax™ Supplement	500 mL	A4192001	¥5,100	¥4,000
	10 × 500 mL	A4192002	¥40,400	¥32,300
Gibco™ BenchStable™ MEM, with GlutaMax™ Supplement	500 mL	A4192201	¥3,600	¥2,800
	10 × 500 mL	A4192202	¥29,000	¥23,200
Gibco™ BenchStable™ RPMI 1640, with GlutaMax™ Supplement	500 mL	A4192301	¥3,700	¥2,900
	10 × 500 mL	A4192302	¥28,700	¥22,900

便利な50 mLボトル入りのウシ胎児血清 One Shot FBS 数量限定特別価格でご提供

Gibco™ One Shot™ FBSは分注済みであり、汚染を最小限に抑え、時間を節約します。Gibco™ One Shot™ FBS 50 mLボトルは、面倒なラボ作業を排除し、凍結融解の繰り返しによる製品劣化を防ぎ、細胞培養結果を大幅に向上させるように設計されています。

今回のキャンペーンでは、Gibco™ Value FBSのOne Shot FBSを特別価格でご購入いただけます。



製品名	サイズ	製品番号	キャンペーン価格
Value FBS(ウシ胎児血清)※1	50 mL	A5209401	¥4,400

※1 500本限定

One Shot FBS についての詳細はこちら thermofisher.com/oneshotfbs

キャンペーン番号：RMAT22

ご注文の際、弊社販売代理店に必ずお伝えください

2024年11月5日(火)～2024年12月24日(火)弊社受注分まで

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。
© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は、2024年11月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc BID509-A24100B

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

gibco