

スクラム 2024年 11月・12月

分子細胞生物学関連機器

年末キャンペーン

DeNovix

MAX
22%
OFF!



NEW
Series

セルカウンター



NEW
Series

微量分光光度計

20%
OFF!

LICORbio™



ウェスタン
ブロット
イメージャー

11/5 TUE

12/20 FRI

ATS
LIFE SCIENCES GENEVAC

遠心
エバポレーター



20%OFF!

THOMSON
Solutions At Work™



PTFE
● 0.45 μm / ● 0.2 μm

Standard
フィルター
バイアル

20%OFF!

微量分光専用モデルから、蛍光測定一体型モデルまで
核酸やタンパク質の濃度測定の用途を 1 台で網羅

DS-11 Series



MAX
22%OFF

優れた測定性能と豊富なアプリケーション 様々な場面での濃度測定に最適

- 操作しやすい高さに設計された大画面タッチパネルで快適測定
- 測定時間はわずか 2 秒 *
- 微量測定ではクラス最高水準の検出感度 (dsDNA 0.75 ng/μl ~) *
- 微量に加えてキュベット測定にも対応したモデルもラインナップ
- 蛍光測定では Qubit™ や QuantiFluor™ 等のアッセイキットにも対応

*DS-11 シリーズのみ



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
DS-11 微量分光光度計 (蛍光モジュール拡張可)	170 万円	132 万円
DS-11+ 微量分光光度計 (キュベット測定対応・蛍光モジュール拡張可)	200 万円	155 万円
DS-11FX 微量分光光度計・蛍光光度計	220 万円	170 万円
DS-11FX+ 微量分光光度計・蛍光光度計 (キュベット測定対応)	250 万円	195 万円
DS-7 微量分光光度計	150 万円	120 万円
DS-7+ 微量分光光度計	180 万円	140 万円

なるべく安くウェスタンブロット撮影装置を導入したい？
今がチャンスです！

C-DiGit



20%OFF

こんなご要望をお持ちの方にぴったりの装置です。

- なるべく安価なケミカル撮影用イメージャーを探している
- 共通機器室に使いに行っているが、そろそろ自前で手軽に使えるイメージャーが欲しい
- X 線フィルムからデジタルへの切り替えを検討している
- 研究室の場所が狭いので、必要な時だけ出して使える小型のイメージャーが欲しい
- Windows 11 に対応



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
C-DiGit 化学発光スキャナー	141 万円	112.8 万円

※ 操作用 & 画像解析用ソフトウェアが付属します。※ 別途 PC が必要となります。お持ちの PC の使用可否はお問い合わせください。

のせて、測って、拭くだけ！ スライドいらすの自動セルカウンター

CellDrop™



20%OFF



微量分光光度計の技術を応用 スライドなしで素早くセルカウントできます

- ディスポーザブルスライドのコストを削減
- クラス最高水準のダイナミックレンジ
- 優れた画像認識アルゴリズム
- これまで難しかった細胞もカウント可能に



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

		標準価格	キャンペーン価格
CellDrop BF-PAYG	明視野専用モデル (カウントコード購入プラン)	69 万円	55 万円
CellDrop BF-UNLTD	明視野専用モデル	139 万円	111 万円
CellDrop FLi-PAYG	明視野 + 蛍光モデル (カウントコード購入プラン)	170 万円	136 万円
CellDrop FLi-UNLTD	明視野 + 蛍光モデル	250 万円	200 万円

様々な溶媒・サンプル容器に対応 世界トップの卓上遠心エバポレーターがお得です！

miVac



20%OFF

使い勝手の良さが好評 汎用性の高い卓上遠心エバポレーター

- 有機溶媒から水系溶媒まで
- 様々なタイプの容器に対応
 - エッペンチューブ ● 遠心チューブ ● 試験管 ● バイアル ● プレート
- 使い勝手抜群の冷却トラップ
- 熱伝達に優れ濃縮スピードがアップ
- プロテオミクス、メタボロミクス、グライコミクスから DNA/RNA ワークまで幅広く対応



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

		標準価格	キャンペーン価格
miVac Duo LV		239 万円	191.2 万円

※ 別途、サンプルローターが必要です。

UHPLC や HPLC のサンプル前処理に最適


Filter Vial



20%OFF

● 0.45 μm / ● 0.2 μm

多くのサンプルに適したスタンダードタイプ



キャップ	スクリュー式
セプタム	スリット有のみ
デッドボリューム	120 μL
最大容量	450 μL
フィルター孔径	0.2 μm、0.45 μm
フィルター素材	PTFE



この製品について
詳しくはこちら

Standard フィルターバイアル(スクリューキャップ、スリット有セプタム)

※価格は全て税別表記です。

素材	孔径	100 個入		200 個入		500 個入		1000 個入	
PTFE	0.2 μm	34430-100	¥49,500	34430-200	¥99,000	34430-500	¥233,000	34430-1000	¥437,000
	0.45 μm	34440-100	¥39,600	34440-200	¥79,200	34440-500	¥186,400	34440-1000	¥349,600

アウトレット品 (旧タイプ) 50%OFF!!

Standard フィルターバイアル (スナップキャップ、スリットなしセプタム)

※価格は全て税別表記です。

素材	孔径	100 個入		200 個入		500 個入		1000 個入	
PTFE	0.2 μm	65530-100	¥49,500 ¥24,750	65530-200	¥99,000 ¥49,500	65530-500	¥233,000 ¥116,500	65530-1000	¥437,000 ¥218,500

- ※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
- ※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
- ※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697
西日本営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
Web Site : www.scrum-net.co.jp

SCM20240920