

FTIR・分光光度計キャンペーン


キャンペーン期間

2024年12月末日

ご発注分まで

FTIR、分光光度計を期間限定で**特別価格**にてご提供させていただきます。
この機会に是非弊社の分析機器をご検討ください。

フーリエ変換赤外分光光度計 Spectrum TWO



■ 仕様

- 波数範囲 :8300 – 350 cm^{-1}
- Spectrum ソフトウェア
- ライブラリー約 15,000 件
- ノート PC、マウス
- 1 回反射ダイヤモンド ATR
- 光源、干渉計、レーザーは 10 年のパーツ保証
- 据付調整費用

装置品番 L160000A

キャンペーン価格 (税抜き)

298 万円

納期：ご発注後 2 ヶ月以内

ダイオードアレイ紫外可視分光光度計 ラムダ 265 / 465

ダイオード分光光度計による高速測定が可能



仕様

- 波長範囲：190-1100 nm
- スキャン速度
 - ・ラムダ 265：3 秒以下
 - ・ラムダ 465：1 秒以下
- UV Lab ソフトウェア
- デスクトップ PC、22 インチモニター
- コンパクト設計
 - ・ラムダ 265：約 7 kg
 - ・ラムダ 465：16 kg

キャンペーン価格 (税抜き)

ラムダ 265：220 万円

ラムダ 465：240 万円

納期：ご発注後 2 ヶ月以内

*本キャンペーンは、諸事情により予告無く内容を変更または中止させていただく場合があります。
*本キャンペーン価格は自動適用ではありません。本フライヤーをご提示いただいた場合のみとなります。
*本キャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。
*記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
*仕様・外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。



PerkinElmer Japan 合同会社
www.perkinelmer.co.jp

本社 〒221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 1-1-32 アクアリアタワー横浜 2F
TEL. (045) 522-7822 FAX. (045) 522-7830

