

機器・消耗品

キャンペーン期間：2024/11/15～2025/2/28

価格帯カラーチャート

10万円以下

10～50万円

50～100万円

100万円以上

機器



掲載ページ

価格帯

4	自動核酸抽出装置	100万円以上
5	組織・細胞破碎装置	100万円以上
5	オートインジェクター	50～100万円
6	バケットローター対応卓上遠心分離機	10～50万円
6	PCR ワークステーション	90～150万円
7	マイクロプレートリーダー、プレートウォッシャー	60～100万円
8	アスピレーター	10～50万円
8	アスピレーター	10万円以下
8～10	シェーカー、サーモシェーカー	10～20万円
11	チューブローラー、ミキサー	10万円以下
11	チューブローラー、ミキサー	10～20万円
11～12	ボルテックス、卓上小型遠心分離機	10万円以下
11～12	ボルテックス、卓上小型遠心分離機	10～30万円
13	ローテーター	10万円以下
13	ローテーター	10～20万円
13	保冷庫	10～20万円
14	ブロックバス	10～30万円
14～15	超音波洗浄器、オートクレーブ	10～30万円
16	ピペット・エイド®	10万円以下
17	分注ピペッター、ピペット関連製品	10万円以下
17	分注ピペッター、ピペット関連製品	10～20万円
17	光度計	10～20万円
18	マイクロピペット、小型電気泳動装置	10万円以下
19	ゲル撮影装置、トランスイルミネーター	10～50万円
34	プレートリーダー	90～100万円

消耗品



掲載ページ

20～24	ピペットチップ	
24	ディープウェルプレート	
25	マイクロチューブ	
26	チューブラック	
27	PCR チューブ	
28	PCR プレート	
28～30	プレートシール	
30	セルストレーナー	
30	透析装置	
31	ディスポーザブル・ホモジナイザー	
31	細胞凍結用容器	
32	細胞培養用ウェルプレート	
33	ペトリディッシュ	

大箱サイズでの
まとめ買いが
お得！



試薬・受託サービス

キャンペーン期間：2024/11/15～2025/2/28

※一部のキャンペーンは期間が異なります。

掲載ページ

プレゼント	35	製品をご購入で ノベルティプレゼント！(全製品対象)	[Epigentek Group]
抗体	36	一次抗体 25% OFF	[GeneTex]
抗体	37	バイオシミラー抗体 20% OFF	[Abeomics]
抗体・ELISA	38	ポリクローナル抗体 30% OFF リコンビナント抗体 10% OFF ELISA Kit 20% OFF	[Aviva Systems Biology]
三次元培養	39	三次元培養関連製品 20% OFF	[TheWell Bioscience]
低分子化合物 タンパク質	40	低分子化合物 20% OFF Fc-KIH 融合タンパク質 30% OFF	[Adipogen Life Sciences]
タンパク質	41	タンパク質分析試薬 30% OFF	[Energenesis Biomedical]
タンパク質 遺伝子解析	42～43	BDL 社設立 25 周年記念 25% OFF 分子量マーカーやコンピテントセルなど	[BDL]
プロテオミクス	43	プロテオーム解析受託サービス 特別価格 キャンペーン期間：2024/11/15～2025/1/31	[株式会社プロテオバイオロジクス]
FBS	44	ウシ胎児血清 (FBS) 特別価格 キャンペーン期間：2024/11/1～2025/2/28	[BioWest / Cytiva]

研究の

ストレス 吹っ飛び

エピソード大募集!

賞に選ばれた方には
豪華ノベルティセットを
プレゼント!

p.35



ウェブサイトでもキャンペーン対象製品を確認できます!

Web ページ番号

7777



NOTE

※本紙に記載されている価格は、2024 年 11 月 15 日現在です。表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ※本紙に掲載されている製品は研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
 ※**緑色**印の製品は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称：カルタヘナ法)」使用規制対象となりますので、ご使用に際しては規制に則し、適切にお取り扱い下さい。
 ※**赤色**印の製品は、取り扱いに厳重な注意を要する製品であり、ご購入時に「使用目的確約書」が必要になります。ご注文の際は、「使用目的確約書」に直筆でご記入の上、販売店経由で当社までお送り下さい。確約書受領後に製品を送送させていただきます。また、これらの製品をご購入後は、鍵の掛かる場所での保管をお願いいたします。
 ※**黒色**印の製品は、「毒物及び劇物取締法」に基づく医薬用外毒劇物です。法規制に従って、保管、廃棄等して下さい。
 ※**×**印の製品は、毒性があるため、取り扱いに注意または厳重な注意が必要です。製品は、鍵の掛かる場所に保管して下さい。添付されているデータシートや商品ラベルをよくお読み下さい。

※**△**印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策を実施して下さい。
 ※**凍**印は、液体窒素中での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに液体窒素中で保存して下さい。
 ※**-80℃**印は、-80℃での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに-80℃のフリーザー等に保存して下さい。
 ※#以下の英数字は、商品コードを示します。
 ※外観・仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
 ※© 2024 American Type Culture Collection. The ATCC trademark and trade name, and any other trademarks listed in this publication are trademarks owned by the American Type Culture Collection unless indicated otherwise.
 ※記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。
 ※本紙には各メーカーから提供された画像・図表が掲載されています。なお、画像・図表の著作権は各メーカーが保有しています。
 ※ご注文の際は、[品名、メーカー、商品コード、包装、数量]をお知らせ下さい。

20% OFF

Maelstrom Switch 8

磁気ビーズ式自動核酸抽出装置

ギアボックス (別売、下記参照)

スピントップの回転運動と、磁気ロッドによる磁気ビーズの回収を行うユニットです。ギアボックスを交換することで1回のRunで処理する試料数・容量を変更できます。

※Maelstrom Switch 8 本体だけでは使用できません。ギアボックスを必ずお買い求め下さい。

7インチタッチスクリーン



ギアボックスを本体にセット



Heating Block をヒーターユニットに装着して使用します

独立型ヒーター

特許取得済みの TANBead スピン技術

Spin tip の回転で激しく溶液を攪拌

磁気ロッド

磁気ビーズ

52.4^W×26.5^D×41.2^H cm, 16.5 kg

- 独自のスピン技術と強力な磁気ロッドで、試料と磁気ビーズを回転 (攪拌) させ、高収量・高純度に核酸を抽出します。
- 試料と核酸抽出試薬の混合から核酸の溶出まで、すべての操作を自動化できます。

[メーカー: TAN]

1回のRunで処理できる試料数	4 / 8 / 16 (セットするギアボックスにより異なる)
磁気ロッドの回転数	500~3,000 rpm
磁気ロッドの磁束密度	少量の試料を処理時: >3,900G 多量の試料を処理時: >4,700G
電源	100~240 V, 1.1~2.3A, 50/60 Hz
商品コード	088.M07RU.00A △
包装	1 unit
通常価格 (¥)	2,000,000
キャンペーン価格 (¥)	1,600,000

別売品 ギアボックス 20% OFF

[メーカー: TAN]

品名	4 gearbox	8 gearbox	8+ gearbox
対応するプレート・チューブ	24 ディープウェルプレート	96 ディープウェルプレート 6-Tube B (専用 Auto チューブ)	96 ディープウェルプレート 6-Tube B (専用 Auto チューブ)
製品の的外観	 24 Heating Block 付属	 96 Heating Block 付属	 96 Heating Block 付属
1回のRunで処理できる試料数	4	8	16
処理容量	0.1~9 ml	0.05~1.2 ml	0.05~1.2 ml
商品コード	089.M0700.001	089.M0701.001	089.M0702.001
包装	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	250,000	250,000	350,000
キャンペーン価格 (¥)	200,000	200,000	280,000

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
34790 🔍 検索

FastPrep-24 5G

ビーズ式組織・細胞破碎装置



処理本数	2 ml×24 本 (標準ホルダー使用時)
破碎時間	1~120 秒
サイクル機能	9 回まで設定可能 (インターバル最大 300 秒)

38.5^W×47.2^D×49.0^H cm, 23.6 kg

簡 タッチパネルで簡単操作。
ドームを閉じると自動でロックされる安全装置付き。

73 試料や用途に応じたプログラム 73 種類がプリセット。
自作のプログラムの保存も可能。

強 高速 8 の字運動で、強力破碎。
専用のビーズ入りチューブは試料の種類に合わせて
多数の種類をラインナップ。
この相乗効果により、効果的な破碎が可能です。



別売の試料ホルダー（下記参照）を使用することで、様々な容量のチューブを用いて破碎できます。

多 様々な試料での破碎実績あり。破碎条件の知見も豊富です。
BSE（牛海綿状脳症）や、ヨーネ病の検査の使用実績も
あります。



マウスなどの臓器 植物の葉 土壌細菌を含むバクテリア

[メーカー：MPB]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
6005-500 △	1 unit	1,280,000	1,024,000

別売品 ▶ 試料ホルダー 20% OFF

■低温破碎用ホルダー（ドライアイス使用）

[メーカー：MPB]

Cool Prep
2 ml×24 本
#6002-528

Cool Teen Prep
15 ml×6 本
#6002-530

Cool Big Prep
50 ml×2 本
#6002-531



1 piece / ¥ ~~269,500~~ → ¥ 215,600 1 piece / ¥ ~~302,500~~ → ¥ 242,000 1 piece / ¥ ~~302,500~~ → ¥ 242,000

※常温破碎用の試料ホルダーもキャンペーン対象です。
詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
63081 🔍 検索

Nanoject III

容量可変型オートインジェクター

ナノリットル量 (0.6 nl~) の高精度な注入が可能な
インジェクション装置です。インジェクションに必要な
オプションパーツがセットになったキットもあります。



特長

- Nanoject III は、アフリカツメガエルやゼブラフィッシュ、哺乳動物の卵母細胞、胚、組織への微量試料注入装置です。
- 3 種類のモードがあり、タッチパネルで簡単に設定可能です。
 - 設定した送液速度で手動で 1 回ずつ吸引・吐出を行う **マニュアルモード**
 - 吐出量と送液速度を設定して吸引・吐出を行う **インジェクションモード**
 - 吐出量と送液速度を設定し、一定間隔で複数回インジェクションする **プログラムモード**

充填量	4.2 µl
充填/排出速度	10~200 nl/秒
インジェクション量	0.6~999.9 nl
インジェクション速度	1~200 nl/秒
キャピラリー外径/内径	1.14 mm/0.53 mm

[メーカー：DRM]

モデル	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
オプション パーツ付き	3-000-207-KIT △	1 kit	1,200,000	960,000
本体のみ	3-000-207 △	1 set	690,000	552,000

※スタンドやマニピュレーターをお持ちの方は、本体のみをご購入下さい。

■オプションパーツ内容



スタンド
(#3-000-025-SB)



フットスイッチ
(#3-000-032)



マニピュレーター
(#3-000-024-R)

20% OFF



Web ページ番号
70682



小型卓上遠心機 LMC-56



56.0^W×48.0^D×31.5^H cm, 16.5 kg

別売のローターとアダプターを組み合わせ、様々なサイズのチューブを遠心できます (右記参照)。バケットローター (右記)、スイングローター、アングルローターから選択できます (ローターセレクションガイド有)。

[メーカー : BSN]

回転数	遠沈管 プレート	100~6,000 rpm (100 rpm 刻み) 100~2,000 rpm (100 rpm 刻み)
タイマー		1~90 分 (1 分刻み)
電源		120 V, 50/60 Hz
商品コード		BS-010221-A04 △
包装		1 unit
通常価格 (¥)		439,000
キャンペーン価格 (¥)		351,200

別売品 バケットローター/専用アダプター **20% OFF**

■バケットローター BR-4U



[メーカー : BSN]

商品コード	BS-010221-AK
包装	1 piece
通常価格 (¥)	134,000
キャンペーン価格 (¥)	107,200

■バケットローター BA-4U にセット可能なアダプター



BA-2/50

収容数 :
50 ml 遠沈管×2 本



BA-4/FT

収容数 :
15 ml 遠沈管×4 本



BA-8/5

収容数 :
5 ml マクロチューブ×
8 本



BA-14/2U

収容数 :
2 ml マイクロチューブ×
14 本

[メーカー : BSN]

タイプ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BA-2/50	BS-010221-CK	1 set	100,000	80,000
BA-4/FT	BS-010221-YK	1 set	83,000	66,400
BA-8/5	BS-010221-FK	1 set	110,000	88,000
BA-14/2U	BS-010221-JK	1 set	98,600	78,800

※1 set : 4 pieces

20% OFF

analytikjena

An Endress+Hauser Company Web ページ番号

Cabinet

65919



Workstation

64943



PCR 用試料や反応液の調製時のコンタミネーションを防ぐクリーンスペース

PCR キャビネット/ワークステーション



装置上部に HEPA フィルターを
セットした製品もあります

庫内用 UV ランプ (254 nm) ×2 本

タッチパネルで操作可能

白色 LED により
明るい作業スペース

400 nm 以下の
紫外線をブロックする
Makrolon パネル



紫外線照射時に誤ってドアを開けても
自動的に UV ランプが消灯する安全設計

小物を置ける棚が 2 個付属
(別売の棚を追加すると最大
4 個まで取り付け可能)

電源用コンセント 2 箇所搭載

エアサーキュレーター内にも UV ランプ
(254 nm) を搭載

[メーカー : UVP]

品名	UVP PCR Cabinet	UVP PCR HEPA Cabinet	UVP PCR Workstation	UVP PCR HEPA Workstation
外寸	68.6 ^W ×50.8 ^D ×88.9 ^H cm		82.6 ^W ×61.6 ^D ×99.1 ^H cm	
上部フィルターモジュール	なし	・プレカーボンフィルター ・HEPA フィルター	なし	・プレカーボンフィルター ・HEPA フィルター
ワーキングスペース内の光源	・白色 LED ・UV 放電管 (254 nm) : 25 W×2 ・赤色 LED			
UV 照射タイマー	15 分, 30 分, カスタム (~99 分)			
質量	36.2 kg	41.7 kg	51.3 kg	59 kg
商品コード	849-95-0603-01 △	849-95-0602-01 △	849-95-0601-01 △	849-95-0600-01 △
包装	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	1,164,000	1,519,000	1,237,000	1,727,000
キャンペーン価格 (¥)	931,200	1,215,200	989,600	1,381,600

※本製品は、感染性試料の封じ込めを目的とした安全キャビネットには相当しません。

※組立・納品・設置をご希望の場合、別途出張旅費・作業料が必要となる場合があります。

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20% OFF デモ OK



Web ページ番号 63133 検索

Hipo MPP-96

コンパクトな吸光 マイクロプレートリーダー




14.0^W×30.0^D×13.0^H cm, 4.6 kg

対応プレート*1	96 ウェルマイクロプレート (ストリップウェルプレートも可能)
測定モード	エンドポイント, カイネティック, マルチラベル
測定チャンネル数	8
測定スピード	5~8 秒/波長
測定範囲/測定波長	0~4.3 OD/400~700 nm
標準フィルター*2	405, 450, 492, 620 nm
測定精度 (405, 450, 492, 620 nm)	≤0.5% ±0.005 OD (0.000~2.000 OD) ≤1% ±0.005 OD (2.000~3.000 OD)

*1 使用可能なプレートサイズ・規格の詳細については、当社テクニカルサポート（機器担当）までお問い合わせ下さい。

*2 オプションで 4 個までフィルターを追加可能（最大 8 個）



専用ソフトウェアの画面イメージ

- マルチプレックスアッセイでは、1 プレートで最大 7 種類の測定が可能です。
- 定性アッセイでは最大 11 個までのコントロールが設定でき、定量アッセイでは最大 20 個までのスタンダードが設定できます。
- 最適な検量線を選択できる「BestFit」機能が搭載されています。
- 解析用ソフトウェア「QuantAssay」が付属しており、ビジュアルレポートが容易に作成できます。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-050108-A05	1 unit	1,150,000	920,000

※別途、PC (OS : Windows Vista/7/8/10/11) が必要です。

20% OFF デモ OK



Web ページ番号 下記参照 検索

Inteliwasher 3D-IW8 / IW-8

自動マイクロプレート ウォッシャー

Inteliwasher 3D-IW8

3826 検索

平底、U 底、V 底のマイクロプレートに対応

プログラム設定数：50



4CHW ロガー (別売)*
26.7^W×25.2^D×9.7^H cm, 3 kg

37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.9 kg

Intelispeed Washer IW-8

7222 検索

平底マイクロプレートに対応

プログラム設定数：101



4CHW ロガー (別売)*
37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.6 kg

共通仕様

モード	洗浄/リンス/攪拌
分注量	25~1,600 μl (25 μl 刻み)
洗浄ボトル数	最大 3 本
ソーク時間	0~300 秒 (10 秒刻み)
攪拌時間	0~150 秒 (5 秒刻み)
洗浄サイクル数	1~15

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
3D-IW8	BS-060102-AAJ	1 unit	816,000	652,800
IW-8	BS-060106-AAJ	1 unit	775,000	620,000

*4CHW Logger (#BS-060102-AK、キャンペーン対象外) の使用で洗浄ボトルや廃液ボトルをモニタリング可能です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

20% OFF



Web ページ番号 2032 検索

CAPPwash

手動プレートウォッシャー



ボタンを押すと洗浄液を吐出
廃液は常時吸引

■Full Kit (#W-8KIT-115V) 内容

- CAPP wash (#W-8)
- ポンプ
- ボトル (2 本)
- チューブ

[メーカー：CLT]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
W-8	1 piece	120,000	96,000
W-8KIT-115V	1 kit	300,000	240,000

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号

下記参照



FTA-2 / FTA-2S / FTA-1

小型卓上アスピレーター

細胞培養の培地交換などに有用な卓上アスピレーターです。

FTA-2 / FTA-2S

Web ページ番号 64593



廃液センサー (FTA-2Sのみ)



FTA-1 よりも強力な吸引!

吸引力の調節が可能

吸引力調節ダイヤル

18.5^W×29.0^D×39.0^H cm, 1.85 kg*

モデル	FTA-2	FTA-2S
廃液ボトル容量センサー	なし	あり
減 圧	-200~-800 mbar	
廃液ボトル容量	2 L (オートクレーブ可能)	
電 源	100 V, 50/60 Hz	

* 廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです。

[メーカー: BSN]

モデル	商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
FTA-2	BS-040118-A04 △	1 unit	142,000	113,600
FTA-2S	BS-040119-A04 △	1 unit	189,000	151,200

FTA-1

Web ページ番号 4200



疎水性マイクロフィルター



8チャンネルマニホールドアダプター (別売)

減 圧	-500 mbar
廃液ボトル容量	1 L
電 源	100 V, 50/60 Hz

18.6^W×21.3^D×32.7^H cm, 1.8 kg*

* 廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです。

[メーカー: BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-040108-AAK △	1 unit	96,000	76,800

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号

725



Suction Pump

水を使わない吸引ポンプ

コンパクトでメンテナンスフリーの吸引ポンプです。マイクロプレートやシャーレでの細胞培養で、培地交換時の吸引やプレートウォッシャーによる吸引に使用できます。



本体サイズ: 39.0^W×17.5^D×28.0^H cm

特 長

- 無注油ピストンポンプ方式で、強力な吸引力を得ることができ、保守点検や弁の交換は不要です。
- 廃液ボトルはオートクレーブ可能です。
- オーバーフローを防止する設計になっています。

[メーカー: HIT]

モデル	SP40S	SP30S	SP20S
最大吸引圧	680 mmHg	630 mmHg	600 mmHg
液 量	35 L/m	25 L/m	15 L/m
質 量	7.5 kg	4 kg	3.5 kg
廃液ボトル容量	4 L	1 L	500 ml
商品コード	SP40S △	SP30S △	SP20S △
包 装	1 set	1 set	1 set
通常価格(¥)	135,000	98,000	78,000
キャンペーン価格(¥)	108,000	78,400	62,400

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号

1519



Mini-Shaker 3D

サンフラワー式ミニシェーカー



低温室 OK
使用可能動作環境: 4~40°C



サンフラワー式振とう



傾斜角度



最大負荷質量

23.5^W×23.5^D×14.0^H cm*, 1.2 kg

* プラットフォームを含む

※別売のディンプルマット (#PDM、キャンペーン対象) を使用することで各種チューブも使用できます。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

振とう速度範囲	5~60 rpm
最大連続作動時間	7日間

[メーカー: BSN]

商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010151-AAK △	1 unit	76,600	61,200

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発行日現在です
掲載品はすべて研究用です

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
3217 🔍 検索

MR-1

ロッカー式シェーカー



低温室 OK
使用可能動作環境：
4~40℃

22.0^W×20.5^D×12.0^H cm, 2.1 kg

振とう速度範囲	1~30 oscil/分
デジタルタイマー	1分~24時間/連続
最大連続作動時間	7日間

※すべり止めマット付プラットフォームが付属しています。
※別売のディンプルマット (#PDM、キャンペーン対象) を使用することで各種チューブも使用できます。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010152-AAK △	1 unit	109,000	87,200

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
3812 🔍 検索

Multi Bio 3D

マルチモーションシェーカー

3種類の振とう動作 (3D 回転、3D 反転、穏やかな振動) をするシェーカーです。



低温室 OK
使用可能動作環境：
4~40℃

振とう方式
3D 回転
3D 反転
振動

23.5^W×23.5^D×14.0^H cm, 1.8 kg

※各動作は単独で設定することも、複数の振とう方式を組み合わせたり繰り返すこともできます。

振とう速度範囲	1~100 rpm
タイマー	0~250 秒 (3D 回転・反転) / 0~5 秒 (振動)
サイクル数	0~125 回
最大連続作動時間	7日間

※すべり止めマット付プラットフォームが付属しています。
※別売のディンプルマット (#PDM、キャンペーン対象) を使用することで各種チューブも使用できます。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010125-AAK △	1 unit	144,000	115,200

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
4655 🔍 検索

PSU-10i

オービタルシェーカー



低温室 OK
使用可能動作環境：
4~40℃



25.5^W×25.5^D×10.0^H cm, 3.4 kg

プラットフォーム UP-12 (別売) との組み合わせ例

※各種プラットフォームは別売 (一部キャンペーン対象) です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

振とう速度範囲	50~450 rpm (10 rpm 刻み)
タイマー	1分~96時間 (1分刻み) / 連続
最大連続作動時間	7日間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010144-AAK △	1 unit	188,000	150,400

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
5280 🔍 検索

Mini-Shaker PSU-2T

**マイクロプレート用
ミニシェーカー**

マイクロプレートの振とうに最適な卓上型プレートシェーカーです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



25.5^W×25.5^D×10.0^H cm, 2 kg

プラットフォーム IPP-2 (付属) の装着例

収容可能プレート枚数	IPP-2	2 枚 (付属)
	IPP-4	4 枚 (別売, 下記参照)
振とう速度範囲	250~1,200 rpm (IPP-2 使用時) 150~1,000 rpm (IPP-4 使用時)	
タイマー	1分~24時間 (1分刻み) / 連続	
最大連続作動時間	7日間	

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010155-AAK △	1 unit	95,500	76,400

別売品 ▶ プレート4枚用プラットフォーム IPP-4 **20% OFF**

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010102-AK	1 piece	9,600	7,600

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
7889



MPS-1

チューブ・プレート用シェーカー

プラットフォームを外すと遠心管用ボルテックスミキサーとしても使用できるプレートシェーカーです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



22.5^W×21.5^D×15.0^H cm, 5.1 kg

※各種チューブ・プレート用プラットフォームは別売（キャンペーン対象）です。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

振とう速度範囲	300~3,200 rpm (100 rpm 刻み)
プリセット済み 振とうモード	VORTEX : 3,200 rpm
	HARD : 2,600 rpm
	MEDIUM : 1,800 rpm
	SOFT : 1,000 rpm
タイマー	0~60 分 (15 秒刻み) / 連続
最大連続作動時間	8 時間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010216-A17	1 unit	205,000	164,000

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
3817



Plate Shaker-Thermostat

**マイクロプレート用
サーモシェーカー**



PST-60HL

デモ OK

PST-60HL-4

PST-100HL

27.0^W×26.0^D×12.5^H cm (PST-60HL, PST-100HL)
38.0^W×39.0^D×14.0^H cm (PST-60HL-4)



●インキュベーターまたはシェーカー機能のみでも使用できます。

モデル	PST-60HL	PST-60HL-4	PST-100HL
プレート収容枚数	2 枚	4 枚	2 枚
温度設定範囲	25~60℃ (0.1℃ 刻み)		25~100℃ (0.1℃ 刻み)
温度安定性	±0.1℃		
振とう速度範囲	250~1,200 rpm (10 rpm 刻み)		
タイマー	1 分~96 時間 (1 分刻み) / 連続		
セット可能な プレートの高さ	最大 18 mm		

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
PST-60HL	BS-010119-AAJ	1 unit	273,000	218,400
PST-60HL-4	BS-010128-AAJ	1 unit	356,000	284,800
PST-100HL	BS-010142-AAJ	1 unit	320,000	256,000

20% OFF デモ OK



Web ページ番号
3818



TS-100C

**マイクロチューブ用
サーモシェーカー**



22.0×24.0×9.0 cm, 3.7 kg

インキュベーションしながらシェーキングできます。インキュベーター機能のみ、またはシェーカー機能のみでも使用できます。

[メーカー：BSN]

温度設定範囲	4~100℃ (0.1℃ 刻み)
温度安定性	±0.1℃
振とう速度範囲	250~1,400 rpm (10 rpm 刻み)
タイマー	1 分~96 時間 (1 分刻み) / 連続
商品コード	BS-010143-AAJ
包装	1 unit
通常価格(¥)	290,000
キャンペーン価格(¥)	232,000

※本体だけでは使用できません。別売のブロック（下記他）をお買い求め下さい。

別売品 ▶ ブロック **20% OFF**

包装/通常価格 **20% OFF**
1 piece/¥150,000 → ¥120,000

[メーカー：BSN]

タイプ	収容数	商品コード
SC-18C	0.5 ml チューブ×20 本 1.5 ml チューブ×12 本	BS-010143-AK
SC-24NC	1.5 ml チューブ×24 本	BS-010143-GK
SC-24C	2 ml チューブ×24 本	BS-010143-EK

※上記以外のブロックについてはフナコシ Web をご覧ください（キャンペーン対象外）。

20% OFF



Web ページ番号
70008



CPS-20 CO₂ Shaker

**CO₂ インキュベーター内で
使用可能なシェーカー**



3 kg
最大負荷質量

29.0^W×20.0^D×10.0^H cm, 3.4 kg

●コントローラーは CO₂ インキュベーター外に設置します。

振とう速度範囲	50~250 rpm (10 rpm 刻み)
最大連続使用時間	168 時間 (7 日間)
タイマー	1 分~96 時間 / 連続

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010172-A02	1 unit	400,000	320,000

※各種プラットフォームは別売（一部キャンペーン対象）です。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20% OFF



Web ページ番号
71220 🔍 検索

CTR-6

CO₂ インキュベーター対応
チューブローラー

ローラーは一部取り外し可能なため、様々なサイズのボトルが使用できます。細胞培養だけでなく、液体の混合や攪拌にも使用できます。



3 kg
最大負荷質量
低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

本体
リモートコントローラー
31.0^W×26.2^D×8.0^H cm, 3 kg

回転数*	5~80 rpm (1 rpm 刻み)
傾斜角	4°
タイマー	1分~96時間/連続
電源	100~240 V, 50/60 Hz

*回転数はセットした容器の重さと形状により変わります。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010174-A02	1 unit	208,000	166,400

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号
61797 🔍 検索

Multi-Vortex V-32

マイクロチューブ用
ボルテックスミキサー

連続運転とインパルスモード(Quick Spin)の切り替えができます。交換可能な4種類のプラットフォームがあります。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



回転数	500~3,000 rpm
連続作動時間	24時間

12.0^W×18.0^D×10.0^H cm, 1.5 kg

プラットフォーム	チューブ収容本数
PV-32 (付属)	0.2/0.5/1.5 ml チューブ×8/8/16本
PL-1 (付属)	0.2~50 ml チューブ×1本

※別売のプラットフォームもあります(キャンペーン対象外)。詳細はフナコシWebをご覧ください。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010207-AAK	1 unit	74,000	59,200

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号
1383 🔍 検索

V-1 plus

小型で軽量の
ボルテックスミキサー

連続運転とタッチスタートの切り替えができます。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



9.0^W×15.0^D×8.0^H cm, 0.8 kg

対応チューブ	0.2~50 ml チューブ
最大処理可能量	30 ml
回転数	500~3,000 rpm
連続作動時間	8時間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010203-AAK	1 unit	52,000	41,600

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号
3819 🔍 検索

MSV-3500

マルチスピード
ボルテックスミキサー

様々なサイズのチューブを攪拌できるボルテックスミキサーです。交換可能な4種類のプラットフォームが付属しています。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃



回転数	300~3,500 rpm
タイマー	0~60分/連続
連続作動時間	8時間

18.0^W×17.0^D×14.5^H cm, 2.6 kg

■付属する専用プラットフォーム

タイプ	収容本数
SV-16/8	0.2 ml チューブ (φ6 mm) ×8本+ 0.5 ml チューブ (φ8 mm) ×8本+ 1.5 ml チューブ (φ11 mm) ×16本
SV-10/10	10 ml チューブ (φ12 mm) ×10本
SV-8/15	15 ml チューブ (φ16 mm) ×8本
SV-4/30	50 ml チューブ (φ30 mm) ×4本

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010210-TAK	1 unit	114,000	91,200

※上記4種類の専用プラットフォームがあらかじめ付属しています。

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

20%
OFFデモ
OKbioan
Medical-Biological
Research & Technologies

Web ページ番号

3283



MSC-3000 / MSC-6000

ボルテックス遠心分離機

遠心→ミキシング→遠心のサイクルを連続して行えます。

低温室 OK

使用可能動作環境：4~40℃



MSC-3000

2.1 kg



MSC-6000

2.5 kg

19.0^W×23.5^D×12.5^H cm (共通)

モデル	MSC-3000	MSC-6000
回転数 (遠心力)	1,000~3,500 rpm (100 rpm 刻み, ~800×g)	1,000~6,000 rpm (100 rpm 刻み, ~2,350×g)
遠心時間	1 秒~99 分	1 秒~30 分
リッドロック	なし (遠心中に蓋を開けると、自動で止まる)	あり (遠心中には蓋が開かない)
ミキシング強度	ソフト, ミディアム, ハード	
ミキシング時間	0~20 秒	
Spin-Mix-Spin サイクル数	1~999 サイクル	
付属ローター	R-0.5/0.2 : 0.2/0.5 ml チューブ (各 12 本) 用 R-1.5 : 1.5/2.0 ml チューブ (12 本) 用	

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
MSC-3000	BS-010205-AAK	1 unit	117,000	93,600
MSC-6000	BS-010211-AAM	1 unit	132,000	105,600

※別売のローターについてはフナコシ Web をご覧ください (キャンペーン対象外)。

20%
OFFデモ
OKfunakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

Web ページ番号

64449



工具なしでローター交換できる卓上小型遠心分離機

回転くん® Jr.3

14^W×16^D×11^H cm, 1.85 kg

- スピンフィルターや背の高いチューブもセット可能です。

回転数 (遠心力)	5,400 rpm (2,000×g)
付属ローター/アダプター	・ 0.2 ml 8 連チューブ 2 本用ローター ・ 1.5 / 2.0 ml チューブ 6 本用ローター ・ 0.5 ml チューブ用アダプター
電源	100~240 V, 50/60 Hz

[メーカー：BRT]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
PC-300	1 unit	36,000	28,800

20%
OFFデモ
OKbioan
Medical-Biological
Research & Technologies

Web ページ番号

26590



CVP-2

PCR プレート用 ボルテックス
遠心分離機28.5^W×35.0^D×19.0^H cm, 6.15 kg

低温室 OK

使用可能動作環境：4~40℃

- ボルテックス機能、遠心機能をそれぞれ単独でも組み合わせても使用可能な PCR プレート用ボルテックス遠心分離機です。
- ※384 プレート使用時には 384 プレート用アダプター (キャンペーン対象外) を別途ご購入下さい。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

回転数 (遠心力)	遠心：300~1,500 rpm (~185×g) ボルテックス：300~1,200 rpm
タイマー	遠心：0~30 分 (1 秒~1 分刻み) ボルテックス：0~60 秒 (1 秒刻み)
サイクル数	1~999
電源	100 V, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010219-A14	1 unit	270,000	216,000

20%
OFFデモ
OKbioan
Medical-Biological
Research & Technologies

Web ページ番号

4967



Microspin 12

高速小型遠心分離機

20.0^W×24.0^D×12.5^H cm, 3.5 kg

低温室 OK

使用可能動作環境：
4~40℃チューブアダプター
(付属)ローター蓋
(付属)

- ローターは取り外してオートクレーブができます。

回転数 (遠心力)	1,000~14,500 rpm (50~12,400×g)
収容本数	1.5 / 2 ml×12 本
付属アダプター	0.2 ml チューブ×12 本分, 0.5 ml チューブ×12 本分
タイマー	15 秒~30 分 (15 秒~1 分刻み)
電源	100 V, 50/60 Hz

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010213-AA2	1 unit	230,000	184,000

20% OFF デモ OK



Web ページ番号 4965 検索

Multi Bio RS-24

マルチモーションローテーター

3 種類の動作（縦回転・反転・振動）を組み合わせることで実行できるローテーターです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

36.5^W×19.5^D×15.5^H cm, 1.7 kg

振とう方式	速度範囲	傾斜角度	タイマー
① 回転	1~100 rpm (1 rpm 刻み)	—	0~250 秒
② 反転		1~90° (1° 刻み)	
③ 振動	—	0~5° (1° 刻み)	0, 1, 2, 3, 4, 5 秒 (休止/振動時間)
タイマー	1 分~24 時間 (1 分刻み) / 連続 (最大 7 日間)		
最大負荷質量	500 g		
収容本数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) ×26 本 (付属プラットフォーム: PRS-26)		

※50 ml / 15 ml チューブを収容できる別売プラットフォームがあります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010117-AAK △	1 unit	136,000	108,800

20% OFF



Web ページ番号 3815 検索

Bio RS-24

ミニローテーター

縦回転動作のみのシンプルなローテーターです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

32.5^W×19.0^D×15.5^H cm, 1.4 kg

別売プラットフォーム (PRS-18、キャンペーン対象) 収容本数: 15 ml チューブ×18 本

回転数	5~30 rpm
回転角度	360°
タイマー	1 分~24 時間 (1 分刻み) / 連続 (最大 8 時間)
最大負荷質量	375 g
収容本数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) ×22 本 (付属プラットフォーム: PRS-22)

※標準装備のプラットフォームの外側の列には、15 ml コニカルチューブは使用できません。

※50 ml / 15 ml チューブを収容できる別売プラットフォームがあります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010133-AAK △	1 unit	92,000	73,600

15% OFF



CN-40A / CN-25C 68228 検索

SLC-25A 7218 検索

1℃ 刻みの温度制御が可能!

低温インキュベーター

CN-40A



φ90×15 mm シャーレ 140 枚以上 収容可能

外寸: 45.0^W×45.5^D×55.0^H cm
内寸: 36.0^W×27.6^D×42.0^H cm
質量: 18 kg

CN-25C



外寸: 34.5^W×44.5^D×47.7^H cm
内寸: 26.5^W×26.0^D×36.0^H cm
質量: 12 kg

SLC-25A



φ90×15 mm シャーレ 100 枚 収容可能

外寸: 34.5^W×44.5^D×47.7^H cm
内寸: 26.5^W×26.0^D×36.0^H cm
質量: 13 kg

モデル	CN-40A	CN-25C	SLC-25A
容量	41 L (内扉容量は 37 L)	25 L	25 L
温度設定範囲	3~45℃ (1℃ 刻み, 周囲温度 0~30℃)		3~65℃ (1℃ 刻み, 周囲温度 5~30℃)
付属品	棚網×2, 鍵×2	棚板一式 (3 分割タイプ)	棚板 1 枚, 電気配線接続用キャップ

[メーカー: LEO]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CN-40A	CN-40A △	1 unit	219,500	186,500
CN-25C	CN-25C △	1 unit	124,000	105,400
SLC-25A	SLC-25A △	1 unit	147,000	124,900

20% OFF デモ OK

Labnet

Web ページ番号 65091 検索

AccuBlock Digital Dry Bath

デジタル制御付きドライブロックバス

マイクロプロセッサによる制御で、正確に温度をコントロールできるドライブロックバスです。チューブやプレートに合わせた 19 種類のブロック (別売、キャンペーン対象) を組み合わせて使用できます。



#D1304 21^W×41.5^D×12^H cm, 4.4 kg #D1302 21^W×31.5^D×12^H cm, 3.2 kg #D1301 21^W×31.5^D×12^H cm, 3.2 kg ブロック (別売、キャンペーン対象)

- ブロックを設置するチャンバー部分は熱伝導率の高いステンレススチール製で、ブロックへの熱伝導が均一です。
- USB 接続が可能で、温度データをトレースできます。

設定温度範囲	室温+5~150℃ (0.1℃ 刻み)
温度均一性	±0.2℃ (37℃ 設定時)
温度正確性	±0.3℃
タイマー	1 分~99 時間 59 分 (1 分刻み) / 連続
外部接続	USB

[メーカー: LNT]

収容ブロック数	4	2	1
商品コード	D1304 △	D1302 △	D1301 △
包装	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	155,000	108,000	87,400
キャンペーン価格 (¥)	124,000	86,400	69,900

※別途必要となるブロックもキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

最大 50% OFF

bioSan Medical-Biological Research & Technologies

Web ページ番号 5083 検索

TDB-120

ドライブロックヒーター



23.0^W×21.0^D×11.0^H cm, 2.8 kg

温度設定範囲	25℃~120℃ (0.1℃ 刻み)
タイマー	1 分~96 時間 (1 分刻み) / 連続
収容数	A-53 ブロックタイプ 0.5 ml チューブ×21 本, 1.5 ml チューブ×32 本
	A-103 ブロックタイプ 0.2 ml チューブ×52 本, 0.5 ml チューブ×21 本, 1.5 ml チューブ×32 本

[メーカー: BSN]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
TDB-120 (A-53 ブロックタイプ)	BS-010401-PAC △	1 unit	140,000	70,000
TDB-120 (A-103 ブロックタイプ)	BS-010401-QAC △	1 unit	140,000	112,000

25% OFF

HST HWASHIN TECHNOLOGY

Web ページ番号 1700 検索

POWERSONIC 212

超音波ピペット洗浄器

超音波およびサイフォンの原理による自動給排水によって確実に汚れを落とすピペット洗浄器です。



バスケット 32^W×32^D×85^H cm

洗浄槽サイズ	φ16×68.5 ^H cm
バスケットサイズ	φ14×50.5 ^H cm
水槽容量	12 L
本体材質	ステンレス SUS304
付属品	バスケット, ホース (3 m)

※「高周波利用設備許可申請書」添付

[メーカー: HWA]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
100-212-100 △	1 unit	347,000	260,200

期間 2024年 11/15 ~ 2025年 2/28

価格・内容は発行日現在です。掲載品はすべて研究用です。

25% OFF



HWASHIN TECHNOLOGY

Web ページ番号

3581



超音波洗浄器 POWERSONIC 600 シリーズ

見やすいコントロールパネルで簡単に温度や時間が設定できます。超音波の強さは 3 段階に切り替え可能です。本体右横のノブにより、本体背面の排水管の開閉を操作できます*。

*#102-603-100 を除く。



見やすいコントロールパネル



各モデルの付属品

[メーカー：HWA]

モデル	POWERSONIC 603	POWERSONIC 605	POWERSONIC 610	POWERSONIC 620
振動子/周波数	Industrial BLT Type / 40 kHz			
タイマー	1~99 分			
温度設定範囲	なし	室温~70℃		
タンク容量	3.3 L	5.7 L	10.7 L	20.7 L
内寸 (cm)	24.0 ^W ×14.0 ^D ×10.0 ^H	30.0 ^W ×15.5 ^D ×15.0 ^H	30.0 ^W ×24.0 ^D ×15.0 ^H	50.0 ^W ×30.0 ^D ×15.0 ^H
外寸 (cm)	32.5 ^W ×22.5 ^D ×25.5 ^H	38.5 ^W ×25.5 ^D ×27.0 ^H	38.5 ^W ×34.5 ^D ×27.0 ^H	59.0 ^W ×40.5 ^D ×27.5 ^H
商品コード	102-603-100 △	101-605-100 △	101-610-100 △	101-620-100 △
包装	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	164,000	214,000	260,000	356,000
キャンペーン価格 (¥)	123,000	160,500	195,000	267,000

※「高周波利用設備許可申請書」添付。

※洗浄の際は必ず付属のバスケットを使用して下さい。バスケットを使用しない場合、本体底部の超音波発生装置の振動子に直接負荷がかかり、故障の原因となることがあります。

期間

2024年
11/15

▼
2025年
2/28

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号

65760



Saniclave-Autoclave

小型卓上オートクレーブ



ボタンを押すだけで運転がスタートします。運転中はサイクル時間と温度が確認できます。

収容本数：メジウム瓶 (250 ml) × 7 本

外寸：31.8^W×38.1^D×33.0^H cm
内寸：φ22.9×20.3^H cm
質量：5.4 kg

素材	ステンレス製
容量	8 L
オートクレーブ条件	121℃, 30 分 (固定), 15 psi
電源	110 V AC, 50~60 Hz, 1,250 W

ご使用時のご注意



本製品は、入力電圧 110 V AC で作動するよう設計されています。装置を設置の際には、付属の昇圧トランスとあわせてご使用下さい。昇圧トランスを使用しないと、装置が正常に作動しないことがあります。

[メーカー：REV]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
RS-SC-50-SET △	1 set	280,000	224,000

29% OFF



world leader in microbiology

Web ページ番号


3787



Anabac

オートクレーブ用芳香剤

オートクレーブ時の嫌な臭いを抑える芳香剤です。オートクレーブ前に、装置の底に本製品を 1 粒入れて使用します。



[メーカー：ILB]

品名	Anabac Autoclave Deodorant	
	Classic	Poma
製品概要	ユーカリの香り	リンゴの香り
商品コード	320-100	320-200
包装	100 pieces	100 pieces
通常価格 (¥)	23,700	23,700
キャンペーン価格 (¥)	16,600	16,600

20% OFF デモ OK




Web ページ番号 65379 検索

多くの研究者にご利用いただいています！ベストセラーの電動ピペッター

ピペット・エイド®

XP



XPress



Gravity Drain



XP2



XL



PA-400



Hood Mate



[メーカー：DRM]

モデル名	用途・特長	サイズ・質量*	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
XP	<ul style="list-style-type: none"> 世界的ベストセラー あらゆる用途に使えるファーストチョイス 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 充電してから使用 	14 cm 235 g	4-040-101-J △	1 piece	52,000	41,600
XPress	<ul style="list-style-type: none"> XPの機能に加えて、吐出ボタンを強く押し込むと最大スピードで吐出する Xpress 機能 を搭載 充電してから使用 		4-040-135 △	1 piece	52,000	41,600
Gravity Drain	<ul style="list-style-type: none"> 滴下試験に有用 自然落下 (重力) で排出可能 充電してから使用 		4-000-102 △	1 piece	80,000	64,000
XP2	<ul style="list-style-type: none"> 充電しながら使用可能 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 静音設計の新型ポンプを採用 	14 cm 222 g	4-040-501 △	1 piece	55,000	44,000
XL	<ul style="list-style-type: none"> クリーンベンチ内の作業に有用 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 本体が長く、楽な姿勢で作業可能 充電しながら使用可能 静音設計の新型ポンプを採用 	25 cm 227 g	4-000-105 △	1 piece	80,000	64,000
PA-400	<ul style="list-style-type: none"> 吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例 充電してから使用 	19 cm 258 g	4-040-100-J △	1 piece	59,400	47,500
Hood Mate	<ul style="list-style-type: none"> クリーンベンチ内の作業に有用 ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付けでき、スペースを節約できる ハンドルが軽い 	122 g	4-000-300 △	1 piece	77,000	61,600

※Hood Mate はデモ機のご用意がありません。

*ハンドル部のみのサイズおよび質量です。

デモ機・サンプル品でお試し下さい！

フナコシ Web にログインして、「デモ機の貸出依頼」「サンプル品のお申し込み」が行えます。

※フナコシ WEB 会員登録が必要です。



価格表の左側にある「デモ」または「サンプル」をクリックして、依頼フォームへ進んで下さい。

フナコシ Web からお申し込みいただけない製品については、当社テクニカルサポート (機器担当) まで、メールにてご依頼下さい。



kiki@funakoshi.co.jp

50% OFF サンプルあり




Web ページ番号
71063 🔍 検索

Wobble-not Serological Pipet

ぐらつかない！液垂れしない！
セロジカルピペット

- 人間工学的に優れたデザインで、少ない力でしっかりピペッターに装着できます。
- プラグ部分にフィルターが付いており、ピペッターへの汚染を防ぎます。
- 精度：±2%（最大容量時）
- 包装形態：個別包装（紙＋プラスチック）
- 滅菌済み



サクシオンピース（吸い口部分）が2段構造になっておりピペッターに差し込んだときにしっかり装着！



色分けされていて容量が分かりやすい

[メーカー：VST]

タイプ	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
5 ml	229091B	200 pieces	9,000	→ 4,500
10 ml	229092B	200 pieces	10,000	→ 5,000
25 ml	229093B	200 pieces	17,500	→ 8,700
50 ml	229094B	100 pieces	18,800	→ 9,400
100 ml	229095B	50 pieces	29,300	→ 14,600

30% OFF デモOK



Web ページ番号
67102 🔍 検索

ali-Q 2 VS

目盛りを見ずに分注できる
電動ピペッター

分注量を設定し、あとはボタンを押すだけ！セロジカルピペットの目盛りを見なくても、精度よく分注することができる電動ピペッターです。分注時のスピードを調整できます。



18.3×17.8×5.6 cm, 350 g

モデル	ali-Q 2 VS	ali-Q 2 VS, 10 ml
分注スピード	カスタム調整可能（7段階）	
分注量設定範囲	0.5~5 ml	1~10 ml
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ユニバーサルコンセントアダプター付き電源 USB-C 充電コード スタンド 壁取付け用マウント 交換用メンブレンフィルター（0.22 mm, 1個） Wobble-not Serological Pipet サンプル 較正（キャリブレーション）証明書 	

[メーカー：VST]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
ali-Q2 VS	2100-1005 △	1 unit	150,000	→ 105,000
ali-Q 2 VS, 10 ml	2100-1010 △	1 unit	170,000	→ 119,000

20% OFF デモOK



Web ページ番号
69734 🔍 検索

DEN-600

マクファーランド測定値対応濁度計



12.0^W×14.5^D×6.5^H cm, 0.5 kg

- 充電バッテリー内蔵で、電源のない場所でも使用できます。
- マクファーランド (McF) 比濁法、ブラッドフォード法によるタンパク質濃度測定にも対応します。

測定モード	吸光度 (Abs), マクファーランド (McF)
測定波長	600±10 nm
測定再現性	±0.003 (1 Abs) / ±0.05 (0~8 McF)
対応チューブ/キュベット	10 mm キュベット, φ16 mm 丸底チューブ

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-050109-AAK △	1 unit	179,000	→ 143,200

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です


15% OFF

pipetty

ペン型電動ピペット

通常のプランジャー式プッシュ操作に加えて、筆記スタイルの「ペン式」プッシュ操作が可能な電動ピペットです。

製造元：(株)アイカムス・ラボ



約 75g (充電池含む)

様々な用途に対応

ピペッティング、ミキシング、ブローアウト、連続分注といった操作モードが搭載されています。

※充電器は別売です (キャンペーン対象外)。



通常のプランジャー式プッシュ操作 (バックボタン) に加えて、筆記スタイルの「ペン式」プッシュ操作 (PUSH ボタン) が可能

[メーカー：ASY]

タイプ	精度保証範囲	再現性 (CV) *	正確度*	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
20 µl	2~20 µl	2 µl ≤ 2.0% 20 µl ≤ 0.4%	2 µl ± 3.5% 20 µl ± 1.0%	MSIC01-03-20	1 piece	40,000	34,000
250 µl	20~250 µl	20 µl ≤ 0.8% 250 µl ≤ 0.15%	20 µl ± 2.5% 250 µl ± 0.5%	MSIC01-03-250	1 piece	40,000	34,000
1,000 µl	100~1,000 µl	100 µl ≤ 0.5% 1,000 µl ≤ 0.15%	100 µl ± 1.5% 1,000 µl ± 0.5%	MSIC01-03-1000	1 piece	40,000	34,000

*連続分注時は精度が異なります。

20% OFF

デモ OK

フナサブマリン

小型アガロースゲル電気泳動装置

小型、低価格のサブマリン式アガロースゲル電気泳動装置です。



サイズ	泳動槽：16 ^W ×13.1 ^L ×4.8 ^H cm パワーサプライ：7 ^W ×12 ^L ×5.7 ^H cm
付属品	● 泳動槽 ● 泳動槽カバー ● パワーサプライ ● 電源ケーブル ● ゲル作製台：ミニ 1 個、ラージ 1 個 ● 両面コーム：ミニ 2 本、ラージ 2 本 ● ゲルトレイ：ミニ 4 個、ラージ 2 個
ゲルトレイ	ミニ：54 ^W ×60 ^L mm (25 ml) ラージ：110 ^W ×60 ^L mm (50 ml)
コーム	ミニ：9 well×3 mm×2 列、5 well×5.7 mm×2 列 ラージ：22 well×3 mm、12 well×5.7 mm
バッファー容量	250~300 ml (ゲル厚により変化)
泳動電圧	切り替え機能付き (50 V/75 V/100 V)
タイマー	1~99 分 (1 分刻み)

[メーカー：FAJ]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
F-MARIN △	1 unit	48,000	38,400

- ダム式白金線ホルダーがついています。電極から発生する気泡がゲルの上部に出るのをせき止め、泳動の乱れを防止します。
- バッファー内の pH 変化や泳動の乱れが少ないため、泳動の再現性に優れています。
- 泳動槽カバーが外れた状態では通電せず、感電を防止します。

期間

2024年 11/15

2025年 2/28

最大 **20% OFF** デモ OK

funakoshi Web ページ番号
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE 下記参照 🔍 検索

ゲル撮影装置・LED トランスイルミネーター

ゲル撮影装置 フナボックス (デジカメタイプ)

小型フードモデル



[Web ページ番号 : 71807]

GS (ゲルスタジオ) フードモデル



[Web ページ番号 : 71808]

[メーカー : MEC]

モデル	小型フード	GS フード
カメラ	Olympus TG-7 (画素数 : 1,200 万画素)	
最大撮影範囲	16.7×14.7 cm	20.0×16.8 cm
商品コード	FBOX-MINI-TG7 △	FBOX-GS-TG7 △
包装	1 set	1 set
通常価格 (¥)	229,000	299,000
キャンペーン価格 (¥)	183,200	239,200

※UV トランスイルミネーターと組み合わせて使用する際は、別売の赤外線カットフィルター (#MFC65-52、キャンペーン対象外) を併せてご使用下さい。
※トランスイルミネーターは別売です (下記参照)。

フナ・LED・ミニ・トランスイルミネーター

[web ページ番号 : 65442]



29.0^W×23.0^D×10.0^H cm、2.2 kg

- フナボックスシリーズにピッタリのサイズの LED トランスイルミネーターです。
- LED 光源の長波長側を遮断するダイクロックフィルター、およびステージ底部の高効率・光吸収シートにより、バックグラウンドをほぼ完全に除去できます。
- フィルターサイズ : 140^W×130^D mm

[メーカー : MEC]

モデル (波長)	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
青色 (470 nm)	F-LMT470 △	1 piece	168,000 →	142,800
シアン (505 nm)	F-LMT505 △	1 piece	168,000 →	142,800

20% OFF デモ OK

analytikjena Web ページ番号
An Endress+Hauser Company 下記参照 🔍 検索

UV トランスイルミネーター

LMS-20

[Web ページ番号 : 2074]



35.6^W×27.9^D×13.7^H cm (カバー含む)

M-20V

[Web ページ番号 : 1639]



35.6^W×27.9^D×12.2^H cm (カバー含む)

M-10E

[Web ページ番号 : 1573]



26.0^W×18.4^D×11.4^H cm

[メーカー : UVP]

モデル	ピーク波長 (nm)	使用放電管	フィルターサイズ (cm)	推奨のフナボックスモデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
LMS-20	254/302/365	8 W 254 nm×4 本 302 nm×4 本 365 nm×4 本	20×20	GS フードモデル	95-0417-01 △	1 unit	559,000 →	447,200
M-15V	302	8 W 302 nm×4 本	15×15	小型フードモデル	95-0456-01 △	1 unit	304,000 →	243,200
M-20V			20×20	GS フードモデル	95-0452-01 △	1 unit	397,000 →	317,600
M-10E	302	6 W 302 nm×5 本	10×10	小型フードモデル	95-0180-01 △	1 unit	249,000 →	199,200

フィルムチップ たくさん買うなら 年度末キャンペーン!

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28



NEPTUNE BIOTIX
Tools for Life Sciences LIQUID HANDLING

低付着素材を使用したピペットチップです (滅菌品)。
[メーカー：CLP]

サイズ	全長	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
10 µl	31.2 mm	63300746	50×10×96 pieces	625,000	→ 406,200
10 µl XL	45.8 mm	63300754	50×10×96 pieces	600,000	→ 390,000
20 µl	50.8 mm	63300757	50×10×96 pieces	600,000	→ 390,000
100 µl	59.5 mm	63300748	50×10×96 pieces	600,000	→ 390,000
200 µl	59.5 mm	63300759	50×10×96 pieces	600,000	→ 390,000
300 µl	59.5 mm	63300763	50×10×96 pieces	600,000	→ 390,000
1,000 µl	81.8 mm	63300749	40×8×96 pieces	480,000	→ 312,000
1,000 µl XL/ 1,250 µl	98.4 mm	63300755	40×8×96 pieces	480,000	→ 312,000

少包装製品もキャンペーン対象です!

25% OFF サンプルあり


NEPTUNE BIOTIX
Tools for Life Sciences LIQUID HANDLING

Web ページ番号
68581 🔍 検索

ピペットチップ

Biotix 社 ピペットチップ NEPTUNE

Biotix 社のスタンダードなピペットチップ “NEPTUNE” シリーズです。DNase/RNase、エンドトキシン、DNAフリーです。吸い上げた試料がピペットチップ内に残りにくい低付着性素材を使用したタイプです。ラック入り包装品です（滅菌済み）。



[メーカー：CLP]

サイズ	仕様	全長	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
10 µl	滅	31.2 mm	63300746	10×96 pieces	12,500	→ 9,300
		45.7 mm	63300751	10×96 pieces	13,500	→ 10,100
		59.5 mm	63300752	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
10 µl XL	滅	45.8 mm	63300754	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
20 µl	滅	50.8 mm	63300757	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
100 µl	滅	59.5 mm	63300748	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
200 µl	滅	59.5 mm	63300759	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
300 µl	滅	59.5 mm	63300763	10×96 pieces	12,000	→ 9,000
1,000 µl	滅	81.8 mm	63300749	8×96 pieces	12,000	→ 9,000
1,000 µl XL / 1,250 µl	滅	98.4 mm	63300755	8×96 pieces	12,000	→ 9,000

上記製品の大箱サイズは p.20 をチェック！



期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

25% OFF サンプルあり

UTIP BIOTIX
LIQUID HANDLING

Web ページ番号
63928 🔍 検索

Biotix 社ピペットチップ uTIP

低付着素材を使用したピペットチップです。ラック入り包装品です（滅菌済み）。Gilson、Eppendorf、ザルトリウスピペットなどに使用可能です。

フィルター付き



[メーカー：CLP]

サイズ	仕様	全長	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
10 µl	滅	31.2 mm	63300154	10×96 pieces	11,800	→ 8,800
10 µl XL	滅	45.8 mm	63300041	10×96 pieces	11,800	→ 8,800
20 µl	滅	50.7 mm	63300042	10×96 pieces	11,800	→ 8,800
100 µl	滅	59.5 mm	63300043	10×96 pieces	11,800	→ 8,800
200 µl	滅	59.5 mm	63300044	10×96 pieces	11,800	→ 8,800
300 µl	滅	59.5 mm	63300045	10×96 pieces	11,800	→ 8,800
1,000 µl	滅	81.8 mm	63300046	10×96 pieces	14,500	→ 10,800
1,000 µl XL / 1,250 µl	滅	98.4 mm	63300047	10×96 pieces	14,500	→ 10,800

フィルターなし



[メーカー：CLP]

サイズ	仕様	全長	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
10 µl	滅	31.2 mm	63300048	10×96 pieces	7,000	→ 5,200
10 µl XL	滅	45.8 mm	63300049	10×96 pieces	7,000	→ 5,200
200 µl	滅	50.7 mm	63300050	10×96 pieces	7,000	→ 5,200
250 µl	滅	59.5 mm	63300051	10×96 pieces	7,000	→ 5,200
300 µl	滅	59.5 mm	63300052	10×96 pieces	7,000	→ 5,200
1,000 µl	滅	81.8 mm	63300053	10×96 pieces	8,800	→ 6,600
1,000 µl XL / 1,250 µl	滅	98.4 mm	63300054	10×96 pieces	8,800	→ 6,600

滅：滅菌品 XL：Extra Long

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

35% OFF



Web ページ番号
63928 🔍 検索

詰め替え用チップと空ラックのセット

詰め替え用ピペットチップ (uTIP CleanPak) と片手で開閉できる専用ラックのセットです。ピペットチップは非滅菌・フィルターなしの仕様です。



[メーカー：CLP]

セット内容	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
10 µl uTIP詰め替えスターセット	非	10-UTIP-SET	1 set	8,200 →	5,300
10 µl XL uTIP詰め替えスターセット	非	10XL-UTIP-SET	1 set	8,200 →	5,300
200 µl uTIP詰め替えスターセット	非	200-UTIP-SET	1 set	8,200 →	5,300
250 µl uTIP詰め替えスターセット	非	250-UTIP-SET	1 set	8,200 →	5,300
300 µl uTIP詰め替えスターセット	非	300-UTIP-SET	1 set	8,200 →	5,300
1,000 µl uTIP詰め替えスターセット	非	1000-UTIP-SET	1 set	10,200 →	6,600
1,250 µl uTIP詰め替えスターセット	非	1250-UTIP-SET	1 set	10,200 →	6,600

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

25% OFF

サンプルあり



Web ページ番号
68582 🔍 検索

Corning 社 ピペットチップ

フィルター付き、ラック入り包装の Universal Fit Tip です。




[メーカー：AXY]

サイズ	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
10 µl	滅 7	TF-300-R-S	10×96 pieces	16,200 →	12,100
10 µl XL	滅 7	TXLF-10-R-S	10×96 pieces	16,200 →	12,100
20 µl	滅 7	TF-20-R-S	10×96 pieces	16,200 →	12,100
100 µl	滅 7	TF-100-R-S	10×96 pieces	17,100 →	12,800
200 µl	滅 7	TF-200-R-S	10×96 pieces	16,200 →	12,100
1,000 µl	滅 7	TF-1000-R-S	10×100 pieces	17,700 →	13,200

XL : Extra Long

■ワイドボアピペットチップ (フィルター付き)

チップ先端の口径が大きいワイドボアタイプは、粘度の高い液体や細胞などの試料の吸引/吐出に最適です。



[メーカー：AXY]

サイズ	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
200 µl	滅 7	TF-205-WB-R-S	10×96 pieces	17,700 →	13,200
1,000 µl	滅 7	TF-1005-WB-R-S	10×100 pieces	18,700 →	14,000

※上記の包装以外にもキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

滅：滅菌品 非：非滅菌品 7：フィルター付きチップ

25% OFF サンプルあり



Web ページ番号
67958 🔍 検索

5 ml / 10 ml ピペットチップ

0.5 ml 刻みの目盛り線のあるピペットチップです。ラック入り包装品です。

[メーカー：SSI]

サイズ	適用	全長	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
5 ml	Gilson Rainin	123.6 mm	非	4411-00	10×50 pieces	18,000	13,500
		123.6 mm	減	4411-S0	10×50 pieces	20,000	15,000
		123.0 mm	減	4411-SF	10×50 pieces	86,000	64,500
	Eppendorf Socorex	123.1 mm	非	4421-00	10×50 pieces	18,000	13,500
		123.1 mm	減	4421-S0	10×50 pieces	20,000	15,000
		123.1 mm	減	4421-SF	10×50 pieces	86,000	64,500
10 ml	Gilson Rainin	160.8 mm	非	4531-00	10×25 pieces	22,500	16,800
		160.8 mm	減	4531-S0	10×25 pieces	25,000	18,700
		160.8 mm	減	4531-SF	10×25 pieces	82,000	61,500
10 ml Blue	Socorex etc.	143.8 mm	非	4521-01S	10×25 pieces	21,000	15,700
		143.8 mm	減	4521-S1S	10×25 pieces	23,500	17,600

Blue : ブルーチップ


25% OFF サンプルあり



Web ページ番号
63838 🔍 検索

ワイドボアピペットチップ (フィルターなし)

先端部の口径が広く、粘性の高い試料やゲノム DNA、細胞などを扱う際に最適なピペットチップです。ラック入り包装品です (滅菌済み)。



サイズ	全長	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
200 μl	50.4 mm	減	4297-S0S	10×96 pieces	12,000	9,000
1,000 μl	86.4 mm	減	4397-S0S	10×96 pieces	14,200	10,600

20% OFF



Web ページ番号
68033 🔍 検索

マルチチャンネルピペット専用チップ

ラック入り包装品です (滅菌済み)。CLT 社の 16/24/48/64 チャンネルピペットに対応しています。

[メーカー：CLT]



サイズ	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2~50 μl	減	5030005C	384 pieces	10,200	8,100
		5030005C	10×384 pieces	92,000	73,600
	減	5030006C	384 pieces	11,700	9,300
		5030006C	10×384 pieces	105,000	84,000

関連製品 マルチチャンネルピペット

※キャンペーン対象外

分解せずにオートクレーブできます (ノブは除きます)。詳細はフナコシ Web をご覧ください。



16 チャンネル 24 チャンネル 48 チャンネル 64 チャンネル

減：滅菌品 非：非滅菌品 緑：フィルター付きチップ

25% OFF サンプルあり



Web ページ番号
64473

Vertex-GL ゲルローディングチップ

電気泳動ゲルへの試料のアプライをはじめ、微細なチューブやプレートへの分注にもお勧めのゲルローディングチップです。

多くのピペットに適合するユニバーサルフィットタイプで、DNase/RNase、エンドトキシン（パイロジェン）、DNA、PCR 阻害物質フリーです。ラック入り包装品です。

フィルター付き

100 μl ショートボディ

丸型 全長：68 mm

[メーカー：SSI]



サイズ	先端仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
10 μl SB	丸型	4817-SF	5×2×96 pieces	36,800	27,600
20 μl SB	丸型	4847-AF	5×2×96 pieces	37,000	27,700
100 μl SB	丸型	4847-BF	5×2×96 pieces	37,000	27,700

フィルターなし

200 μl

丸型 全長：83 mm



200 μl

平型 全長：83 mm



200 μl

極薄平型 全長：83 mm



200 μl ショートボディ

丸型 全長：68 mm



[メーカー：SSI]

サイズ	先端仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
10 μl	丸型		4817-00 5×2×96 pieces	28,000	21,000
			4817-S0 5×2×96 pieces	31,000	23,200
	平型		4817-0A 5×2×96 pieces	66,000	49,500
			4817-SA 5×2×96 pieces	69,000	51,700
			4817-0B 5×2×96 pieces	96,000	72,000
			4817-SB 5×2×96 pieces	98,000	73,500
200 μl	丸型		4837-00 5×2×96 pieces	28,200	21,100
			4837-S0 5×2×96 pieces	31,000	23,200
	平型		4837-0A 5×2×96 pieces	66,000	49,500
			4837-SA 5×2×96 pieces	70,000	52,500
			4837-0B 5×2×96 pieces	96,000	72,000
			4837-SB 5×2×96 pieces	98,000	73,500
200 μl SB	丸型		4847-00 5×2×96 pieces	21,000	15,700
			4847-S0 5×2×96 pieces	25,000	18,700

SB：ショートボディ

25% OFF



Web ページ番号
65084

ディープウェルプレート

[メーカー：SSI]



#775B-00



#7753-00



#7631-00

ウェル数	底の形状	ウェル容量	仕様	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
96	V底	1.1 ml		775B-00	10×5 plates	50,500	37,800
				7753-00	10×5 plates	51,500	38,600
			7753-S0	10×5 plates	74,800	56,100	
	U底	1.1 ml		7631-00	10×5 plates	52,700	39,500
				7631-S0	10×5 plates	60,000	45,000
			7651-00	10×5 plates	65,000	48,700	
		2 ml		7651-S0	10×5 plates	81,500	61,100

ピペットチップ・ウェルプレート

期間
2024年
11/15
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

最大27% OFF

サンプルあり



Web ページ番号
1487



最大28% OFF

サンプルあり



Web ページ番号
1859



マイクロチューブ

100 μl ごとに目盛り線が付いたチューブ

DNase/RNase、エンドトキシン（ピロジェン）、DNA、PCR 阻害物質フリーです。



0.5 ml 1.5 ml 2.0 ml

[メーカー：SSI]

サイズ	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.5 ml	非	1110-00	1,000 tubes	5,800	4,300
		1110-00	10×1,000 tubes	50,000	37,500
	減	1110-S0	500 tubes	4,800	3,600
		1110-S0	10×500 tubes	41,000	30,700
	非低	1110-10	500 tubes	4,400	3,300
		1110-10	10×500 tubes	37,800	28,300
1.5 ml	非	1210-00	500 tubes	3,000	2,200
		1210-00	10×500 tubes	25,400	19,000
	減	1210-S0	250 tubes	2,600	1,900
		1210-S0	10×250 tubes	22,000	16,500
	非低	1210-10	250 tubes	2,600	1,900
		1210-10	10×250 tubes	22,100	16,500
2.0 ml	非	1310-00	500 tubes	3,900	2,900
		1310-00	10×500 tubes	33,300	24,900
	減	1310-S0	250 tubes	2,800	2,100
		1310-S0	10×250 tubes	23,600	17,700
	非低	1310-10	250 tubes	3,300	2,400
		1310-10	10×250 tubes	28,000	21,000

SnapLock マイクロチューブ



0.6 ml (#MCT-060-C) 1.5 ml (#MCT-150-C) 1.7 ml (#MCT-175-C) 2.0 ml (#MCT-200-C)

- 開け閉めしやすく、しっかりロックできるマイクロチューブです。
- DNase/RNase、ピロジェンフリーです。
- キャップの中央部が薄くなっているため、シリンジ針で容易に試料を回収できます。

[メーカー：AXY]

サイズ	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.6 ml	非	MCT-060-C	1,000 pieces	5,100	3,800
		MCT-060-C	10×1,000 pieces	45,400	34,000
	減	MCT-060-C-S	5×100 pieces	4,700	3,500
		MCT-060-C-S	10×5×100 pieces	38,800	29,100
1.5 ml	非	MCT-150-C	500 pieces	2,500	1,800
		MCT-150-C	10×500 pieces	21,800	16,300
	減	MCT-150-C-S	5×50 pieces	2,600	1,900
		MCT-150-C-S	10×5×50 pieces	22,600	16,900
1.7 ml*	非	MCT-175-C	500 pieces	2,700	2,000
		MCT-175-C	10×500 pieces	23,800	17,800
	減	MCT-175-C-S	5×50 pieces	2,600	1,900
		MCT-175-C-S	10×5×50 pieces	22,600	16,900
2.0 ml	非	MCT-200-C	500 pieces	2,700	2,000
		MCT-200-C	10×500 pieces	24,600	18,400
	減	MCT-200-C-S	5×50 pieces	2,600	1,900
		MCT-200-C-S	10×5×50 pieces	23,300	17,400
5.0 ml	非	MCT-500-C	5×250 pieces	27,300	20,400

低付着タイプ

Maxymum Recovery[®] 技術によりチューブ表面に疎水性を持たせたチューブです。核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着しにくいいため、試料の長期保存に最適です。

[メーカー：AXY]

サイズ	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.6 ml	非低	MCT-060-L-C	500 pieces	3,900	2,900
		MCT-060-L-C	10×500 pieces	31,600	23,700
1.5 ml	非低	MCT-150-L-C	250 pieces	2,000	1,500
		MCT-150-L-C	10×250 pieces	16,800	12,600
1.7 ml*	非低	MCT-175-L-C	250 pieces	2,100	1,500
		MCT-175-L-C	10×250 pieces	16,800	12,600
2.0 ml	非低	MCT-200-L-C	250 pieces	2,000	1,500
		MCT-200-L-C	10×250 pieces	16,800	12,600

*1.7 ml チューブはオートクレーブ、煮沸不可。

期間
2024年
11/15

2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

最大 **26% OFF**

チューブラック

チューブラック

			
① #5300-29	② #5320-29	③ #5305-59	④ #5400-29
			
⑤ #5410-29	⑥ #5415-59	⑦ #5405-59	⑧ #5210-29
			
⑨ #5230-29	⑩ #5220-29 ⑧と⑨のセット	⑪ #5510-00	

[メーカー：SSI]

Web ページ 番号	収容数	色	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペン 価格 (¥)
① 65602	ラックの裏表で異なるサイズのチューブが立てられる (片面) 1.5/2.0 ml チューブ：32 本, 0.5 ml チューブ：8 本 (片面) 1.5/2.0 ml チューブ：8 本, 0.5 ml チューブ：32 本	蛍光色 アソート	5300-29	4×5 pieces	36,800	27,600
② 715	ラックの裏表で異なるサイズのチューブが立てられる (片面) 1.5/2.0 ml チューブ：96 本 (片面) 0.5 ml チューブ：96 本	クリア	5320-00	5 pieces	10,400	7,800
		蛍光色 アソート	5320-29	2×5 pieces	22,700	17,000
③ 4364	ラック 1 つ分 ● 1.5/2.0 ml チューブ：24 本 ● 0.5 ml チューブ：16 本 ● 0.1/0.2 ml PCR チューブ：60 本 2 つ連結させたとき ● 12 連 PCR チューブ：11 本 ● PCR プレート：1 枚 ● 8 連 PCR チューブ：12 本	アソート	5305-59	4 pieces	8,500	6,300
④ 1786	● 50 ml コニカルチューブ：2 本 ● 15 ml コニカルチューブ：6 本 ● 1.5/2.0 ml チューブ：9 本 ● 0.5 ml チューブ：12 本	蛍光色 アソート	5400-29	4 pieces	9,800	7,300
⑤ 1268	● 50 ml コニカルチューブ：4 本 ● 5/15 ml コニカルチューブ：12 本 ● 1.5/2.0 ml チューブ：32 本 ● 0.5 ml チューブ：32 本	蛍光色 アソート	5410-29	5 pieces	7,500	5,600
⑥ 1268	● 50 ml コニカルチューブ：4 本 ● 5/15 ml コニカルチューブ：12 本 ● 1.5/2.0 ml チューブ：32 本 ● 5 ml チューブ：18 本, 0.5 ml チューブ：32 本	アソート	5415-59	4 pieces	7,300	5,400
⑦ 3499	好きな面に回転させて使えるラック ● 50 ml コニカルチューブ：2 本 ● 5/15 ml コニカルチューブ：8 本 ● 1.5/2.0 ml チューブ：12 本 ● 0.2 ml PCR チューブ：48 本 ● 0.5 ml チューブ：6 本 ● 8 連 PCR チューブ：6 本	アソート	5405-59	4 pieces	8,300	6,200
⑧ 1747	● 0.2 ml チューブ：32 本 ● 0.5 ml チューブ：16 本 ● 1.5/2 ml チューブ：24 本	蛍光色 アソート	5210-29	5 pieces	17,000	12,700
⑨ 1747	● 0.2 ml チューブ：96 本 ● 0.2 ml 8 連チューブ：12 本 ● 96 ウェルプレート：1 枚 ● 0.2 ml 12 連チューブ：8 本	蛍光色 アソート	5230-29	5 pieces	7,200	5,400
⑩ 1747	TR-24 ラック (大きいラック, ⑧) の中に 96 ウェル PCR チューブ ラック (小さいラック, ⑨) がドッキングし, それにふた (大きい ラック全体が覆われる) が付属したものがセットで 1 piece の包装と なっています。	蛍光色 アソート	5220-29	5 pieces	22,900	17,100
⑪ 67181	フタ付きラック ~2.0 ml チューブ：50 本	クリア	5510-00	5 pieces	4,700	3,500

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

25% OFF サンプルあり



Web ページ番号
1790

シングル PCR チューブ

[メーカー：SSI]



フラット型 ドーム型

サイズ	仕様	キャップの形状	キャップ表面	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2 ml	非	フラット	クリア	3225-00	1,000 tubes	6,300	4,700
			フロスト	3220-00	1,000 tubes	6,300	4,700
		ドーム	クリア	3210-00	1,000 tubes	9,200	6,900

25% OFF サンプルあり



Web ページ番号
下記参照

8 連 PCR チューブ

Combination Pack PCR チューブとキャップのセット

[Web ページ番号：67629]



#3132-00

[メーカー：SSI]

サイズ	仕様	キャップの形状	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2 ml	非	フラット	3135-00	125 strips	13,200	9,900
				10×125 strips	120,000	90,000
	非	ドーム, イージーシール	3132-00	125 strips	12,700	9,500
				10×125 strips	119,000	89,200

UltraFlux z キャップとチューブが片方の端で連結

[Web ページ番号：1698]





#3235-00

[メーカー：SSI]

サイズ	仕様	キャップの形状	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2 ml	非	フラット	3235-00	125 pieces	13,700	10,200

SnapStrip 簡単に切り離せるチューブ

[Web ページ番号：1705]




#3240-00

[メーカー：SSI]

サイズ	仕様	キャップの形状	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2 ml	非	フラット	3245-00	120 strips	11,700	8,700
				10×120 strips	107,000	80,200
	非	ドーム	3240-00	120 strips	11,500	8,600
				10×120 strips	105,000	78,700

UltraFlux i チューブ間の接合が強固で液はねを防止

[Web ページ番号：4895]



#3247-00

[メーカー：SSI]

サイズ	仕様	キャップの形状	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.1 ml	非	フラット	3248-00	120 strips	12,000	9,000
				10×120 strips	110,000	82,500
0.2 ml	非	フラット	3247-00	120 strips	11,700	8,700
				10×120 strips	107,000	80,200


最大 **26% OFF** サンプルあり



Web ページ番号 65105

PCR プレート UltraFlux

[メーカー：SSI]



ウェル容量	タイプ	仕様	ノッチの位置	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
スカートなし 96 ウェル PCR プレート								
0.2 ml	Standard	非	A12	クリア	3400-00	10 plates	4,300	3,200
					3400-00	10×10 plates	39,000	29,200
0.1 ml	Low-Profile	非	H12	クリア	3401-00	20 plates	8,500	6,300
					3401-00	5×20 plates	38,500	28,800
セミスカート 96 ウェル PCR プレート								
0.2 ml	ABI-Type	非	A12	クリア	3420-00	10 plates	5,800	4,300
					3425-00	10 plates	4,300	3,200
0.2 ml	ABI-Type, Raised Rim	非	A12	クリア	3425-00	10×10 plates	39,000	29,200
					3450-00	10 plates	4,300	3,200
0.2 ml	Straight Side	非	A12	クリア	3450-00	10×10 plates	38,500	28,800
					3450-00	10×10 plates	38,500	28,800
0.1 ml	FAST-Type, Low-Profile	非	A1	クリア	3426-00	10 plates	6,500	4,800
					3426-00	10×10 plates	56,300	42,200
0.1 ml	LightCycler-Type, Low-Profile	非	H12	クリア	3455-00	10 plates	5,700	4,200
					3455-00	10×10 plates	52,000	39,000
				白	3455-40	10 plates	6,100	4,500
					3455-40	10×10 plates	56,000	42,000
フルスカート 96 ウェル PCR プレート								
0.1 ml	Low-Profile	非	A12	クリア	3441-00	10 plates	5,700	4,200
					白	3441-40	10 plates	6,300
フルスカート 384 ウェル PCR プレート								
30 μl	Roche-Type, Two-Notch	非	A24, P24	クリア	3430-00	10 plates	7,900	5,900
					白	3430-40	10 plates	8,600

期間
2024年
11/15
2025年
2/28

25% OFF サンプルあり



Web ページ番号 下記参照

プレートシーリングフィルム

General Purpose Film

[Web ページ番号：69682]

スタンダード

一般的なラボ実験、短期間の試料の保存、インキュベーションや ELISA での使用に適したフィルム



- ・ DNase、RNase フリー
- ・ 使用可能な温度範囲：-40℃~120℃
- ・ フィルム素材：ポリプロピレン

[メーカー：EXS]


仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	GP-PP-100	100 pieces	9,400	7,000
滅	GPS-PP-100	100 pieces	12,800	9,600

AlumaSeal® II

[Web ページ番号：1474]

PCR 用

- ・ DNase、RNase フリー
- ・ 使用可能な温度範囲：-80℃~120℃
- ・ フィルム素材：アルミニウム



[メーカー：EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	AF-100	100 pieces	18,100	13,500
滅	AFS-25	50 pieces	15,100	11,300

ThermalSeal

[Web ページ番号：1642]

PCR 用

- ・ DNase、RNase フリー
- ・ 使用可能な温度範囲：-40℃~120℃
- ・ フィルム素材：ポリプロピレン



[メーカー：EXS]


仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	100-THER-PLT	100 pieces	14,000	10,500
滅	STR-THER-PLT	100 pieces	18,400	13,800

ThermalSeal RTS

[Web ページ番号：4362]

qPCR 用

厚さ 50 μm のフィルム内に埋め込まれた接着剤が圧着操作によってプレートに接着するため、接着剤が PCR に与える影響を最小限に抑えられます。



- ・ DNase、RNase フリー
- ・ 使用可能な温度範囲：-80℃~105℃
- ・ フィルム素材：ポリプロピレン

[メーカー：EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	TSS-RTQ-100	100 pieces	39,600	29,700
滅	TSS-RTQS-50	50 pieces	22,000	16,500

滅：滅菌品 非：非滅菌品

ThermalSeal RT2™

[Web ページ番号 : 1938、1125]

qPCR 用

透明度が高く、プレートへ強力に接着するフィルムです。
#TS-RT2RR-100 はリム付きのプレートに対応しています。

- ・ DNase、RNase フリー
- ・ 使用可能な温度範囲：-40℃~120℃
- ・ フィルム材質：ポリエステル



[メーカー：EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	TS-RT2-100	100 pieces	28,200	21,100
	TS-RT2RR-100	100 pieces	28,200	21,100

AlumaSeal® CS™

[Web ページ番号 : 1124]

試料の凍結保存用

- ・ DNase、RNase、核酸フリー
- ・ 使用可能な温度範囲：-80℃~120℃
- ・ フィルム材質：アルミニウム



※サーマルサイクラー使用不可

[メーカー：EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
減	FCS-25	2×25 pieces	12,500	9,300
非	FC-100	100 pieces	18,500	13,800

AeraSeal™

[Web ページ番号 : 2004]

細胞培養用

- ・ ガス透過性あり
- ・ ポアサイズ：10~50 μm
- ・ 水蒸気透過率 (MVTR)：4,200 g/m²/24 hours
- ・ 使用可能な温度範囲：-20℃~80℃
- ・ フィルム材質：レーヨン



[メーカー：EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	B-100	100 pieces	16,000	12,000
減	BS-25	50 pieces	10,500	7,800

SealPlate™

[Web ページ番号 : 1998]

ELISA プレート用

- ・ 使用可能な温度範囲：-40℃~120℃
- ・ フィルム材質：ポリエステル



[メーカー：EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	100-SEAL-PLT	100 pieces	9,000	6,700
減	STR-SEAL-PLT	100 pieces	12,500	9,300

X-Pierce

[Web ページ番号 : 708]

自動化用

各ウェルに十字の切れ込みが入ったシールです。ピペットチップやロボットプローブを突き刺し、引き抜いた後も、再度ウェルがシールされるため、自動化の際に複数回同じウェルにアクセスできます。



- ・ 使用可能な温度範囲：-40℃~90℃
- ・ フィルム素材：ピニル

[メーカー：EXS]


仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	XP-100	100 pieces	20,200	15,100

BrightMax™

[Web ページ番号 : 5100]

白色マイクロプレート用 (生物発光、化学発光アッセイ)

- ・ 使用可能な温度範囲：-40℃~80℃
- ・ フィルム材質：白色ピニル



[メーカー：EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	WT-50	50 pieces	8,200	6,100

↓ココを選択!

Web ページ番号検索

SEARCH

各記事右上の Web ページ番号を入力

検索

各製品の詳細は、アナコシ Web のタブから簡単に検索できます!

フナコシ 2024 年度末 キャンペーン

各キャンペーン内容の詳細は
フナコシ Web でチェック!

Web ページ番号

7777

検索



15% OFF

サンプルあり

CS CRIE


Web ページ番号

69760



リアルタイム PCR 用クリアシール

リアルタイム PCR で使用できる圧着式シーリングフィルムです。γ 線滅菌済みです。



- 耐熱温度：-80℃~110℃
- 厚み：90μm
- 材質：PET

[メーカー：CSC]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
R-CSC004-01	100 sheets	13,500	11,400
R-CSC004-02	5×100 sheets	60,750	51,600

20% OFF

サンプルあり

SP Bel-Art

Web ページ番号

9028



チップストレーナー Flowmi

1,000μl ピペットとチップ、Flowmi があれば、フローサイトメトリーに使用したい細胞懸濁液から簡単に夾雑物を除去できます。デッドボリュームが少ないためシングルセル調製にも最適です。



40 μm

70 μm

[メーカー：MTI]

ポアサイズ	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
40 μm	136800040	50 pieces	35,300	28,200
70 μm	136800070	50 pieces	35,000	28,000

15% OFF

scienova
innovating for better science

Web ページ番号

71806



Xpress Dialysis Box MD300

96 試料を処理できる透析装置

1 度に 96 試料を透析できます。マルチチャンネルピペットや液体分注装置を用いた分注にも対応します。

特長

- ディープウェルプレートよりも透析外液を多く入れることができます。
- ベリスタポンプを使用することで、透析外液の自動交換ができます (ルアーロックで接続)。
- マグネチックスターラーおよびベリスタポンプ用いて、透析外液を混合・循環できます。

製品ラインナップ

■ Refill set



12 カートリッジ (96 試料) 分が含まれたセット品です。インサート固定用ゴムが付属し、試料の分注が簡単です。

※別途 Xpress Dialysis Box (下記参照) が必要です。

- 試料容量：50~300 μl

[メーカー：SCI]

分画分子量 (kDa)	2	3.5	6~8	12~14	20	140
商品コード	44009	44006	44007	44008	44010	44011
包装	1 kit					
通常価格 (¥)	128,000	107,000	107,000	107,000	112,000	142,000
キャンペーン価格 (¥)	108,800	90,900	90,900	90,900	95,200	120,700

■ Xpress Dialysis Box



127^W×85^D×100^H mm

ルアーロック付きの開口部が 6 つ (下部に 2 つ、上部に 4 つ) あり、シリコンチューブの接続やオーバーフローの排出に使用できます。

- 容量：750 ml
- 素材：ポリプロピレン (PP)

[メーカー：SCI]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
44024	1 kit	8,000	6,800

期間
2024年
11/15
2025年
2/28

20% OFF サンプルあり



Web ページ番号 Ⅱ、Ⅲ Ⅴ SP 5606 7047 8385

固形試料を簡単に破碎できるディスポーザブル・ホモジナイザー

バイオマッシャーシリーズ

[メーカー：NIP]

製品タイプ	バイオマッシャーⅡ	バイオマッシャーⅢ	バイオマッシャーⅤ	バイオマッシャー SP
特長	ディンプル加工により破碎効率がUP	フィルターにより固形物と破碎液を簡単に分離	Ⅲよりも大量の試料を破碎したい方にお勧め	攪拌棒のポケットによって広範囲かつスピーディな破碎が可能
製品概要				
チューブサイズ	1.5 ml	2.0 ml	15 ml	
滅菌	非滅菌 滅菌	非滅菌*	非滅菌 滅菌	非滅菌 滅菌
商品コード	893061 893062	893131	893151 893153	893161 893163
包装	100 sets 100 sets	50 sets	20 sets 20 sets	40 sets 40 sets
通常価格 (¥)	11,500 13,800	9,200	10,100 13,800	11,500 13,800
キャンペーン価格 (¥)	9,200 11,000	7,300	8,000 11,000	9,200 11,000

*2.0 ml チューブ・攪拌棒ともにオートクレーブ可能。

別売品 ▶ パワーマッシャーⅡ **20% OFF**

手で攪拌棒を回転させて試料を破碎するのが困難な時にお勧めの専用のグラインダーです。

[メーカー：NIP]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
893002	1 piece	11,500 →	9,200



30% OFF デモOK



Web ページ番号 CoolCell 65106 CoolRack 65108

細胞凍結用容器

細胞へのストレスを抑えて凍結できる凍結用容器 CoolCell

- -80℃フリーザー内で、-1℃/分の冷却速度で細胞を凍結します。
- 細胞を入れたクライオチューブを本製品にセットし、そのまま -80℃フリーザーに入れて凍結できます。予備冷却は不要です。



[メーカー：AXB]

タイプ	収容数	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CoolCell	1~2 ml クライオチューブ：12本	パープル	432000	1 piece	24,300 →	17,000
		パープル	432001	1 piece	32,000 →	22,400
CoolCell LX	1~2 ml クライオチューブ：12本	グリーン	432002	1 piece	32,000 →	22,400
		オレンジ	432003	1 piece	32,000 →	22,400
		ピンク	432004	1 piece	32,000 →	22,400
		パープル	432006	1 piece	88,200 →	61,700
CoolCell FTS30	1~2 ml クライオチューブ：30本	グリーン	432008	1 piece	88,200 →	61,700
		オレンジ	432007	1 piece	88,200 →	61,700
		パープル	432006	1 piece	88,200 →	61,700
		ピンク	432009	1 piece	88,200 →	61,700

熱源に直接置いても温度のバラつきが生じにくい CoolRack M6

- 様々な熱源の上に置いて使用できます (温度範囲：-196℃~100℃)。
- オートクレーブ処理、界面活性剤での洗浄などが可能です。



[メーカー：AXB]

サイズ	収容数	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
6.0 ^W ×4.3 ^D ×3.8 ^H cm	1.5/2.0 ml チューブ：6本	グレー	432034	1 piece	12,200 →	8,500
		グリーン	432035	1 piece	12,200 →	8,500
		オレンジ	432036	1 piece	12,200 →	8,500

ホモジナイザー・細胞凍結用容器

期間 2024年 11/15 ~ 2025年 2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です


35% OFF



表面処理済み 未処理
Web ページ番号 70918 70917

ポリスチレン製細胞培養用プレート

1 well から 384 well までの豊富なラインナップのプレートです。培養細胞の接着に適した表面処理済みのプレートと未処理のプレートがあります。



特長

- 滅菌済み、パイロジェンフリー、RNase/DNase フリーです。
- プレートには英数字のマークが付いており、個々のウェルを識別できます。

製品ラインナップ



組織培養表面処理済み

[メーカー：VST]

プレート形状	底面形状	細胞培養面積	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
1 well	平面	97.4 cm ²	229101	50 plates	21,300	13,800
4 well	平面	1.96 cm ²	229103	50 plates	16,900	10,900
6 well	平面	9.60 cm ²	229105	50 plates	17,200	11,100
			229106	100 plates	32,400	21,000
12 well	平面	3.85 cm ²	229111	50 plates	18,200	11,800
			229112	100 plates	34,800	22,600
24 well	平面	1.93 cm ²	229123	50 plates	18,200	11,800
			229124	100 plates	34,700	22,500
48 well	平面	0.84 cm ²	229147	50 plates	19,400	12,600
			229148	100 plates	37,100	24,100
96 well	ラウンド (U)	0.58 cm ²	229190	100 plates	39,700	25,800
	平面	0.33 cm ²	229195	50 plates	18,300	11,800
			229196	100 plates	34,900	22,600
			229197	20×5 plates	27,600	17,900
384 well	平面	0.1135 cm ²	229138	50 plates	26,500	17,200

表面未処理

[メーカー：VST]

プレート形状	底面形状	内容量	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
1 well	平面	19.5~48.7 ml	229501	50 plates	21,100	13,700
4 well	平面	500~800 μl	229503	50 plates	16,500	10,700
6 well	平面	2~8 ml	229506	100 plates	29,400	19,100
12 well	平面	2~4 ml	229512	100 plates	31,600	20,500
24 well	平面	0.5~1.5 ml	229524	100 plates	31,700	20,600
48 well	平面	0.3~1 ml	229548	100 plates	34,000	22,100
	ラウンド (U)	50~300 μl	229590	100 plates	34,900	22,600
96 well	ラウンド (U) フタなし	50~300 μl	229591	100 plates	34,200	22,200
	平面	50~300 μl	229596	100 plates	31,800	20,600
			229597	20×5 plates	26,500	17,200
平面 (フタなし)	50~300 μl	229592	100 plates	26,900	17,400	
384 well	平面	0.1~0.11 ml	229538	50 plates	25,500	16,500



期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

35% OFF



Web ページ番号

70916



ポリスチレン製ペトリディッシュ (シャーレ)

高品質なディスポーザブルタイプのペトリディッシュ (シャーレ) です。スタンダードタイプと内部が2~4 に区画分けされているタイプがあります。

全製品滅菌済み、パイロジェンフリー、RNase/DNase フリーです。

Standard Petri Dish (区画分けのない汎用タイプ)

- 通気リブにより空気が循環し、結露を軽減します。
- ゆがみがなく平らなため、培地を均等に分配できます。
- 下記 4 種類のタイプがあります。

Stackable	フタの上面外周にリブがあり積み重ね時に横滑りしにくく、安定性が向上しています。
Slideable	フタの上面外周のリブが太く、ゆるい傾斜になっています。積み重ねた状態でも安定性があり、スライドして抜き取りやすくなっています。
Slippable	フタの上面外周にリブがなく、平面となっています。自動充填/自動播種 (ストリーク) システムで用いることができます。自動化のため、側面に矢印マークと底面に ISO マークターゲットがあります。
w/ Grip Ring	ベースの側面に Grip Ring があり、フタをしたままでもベースが掴みやすくなっています。

[メーカー: VST]

サイズ	タイプ	容量	培地面積	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
φ 35 mm×10 mm	Standard*	5 ml	8.5 cm ²	229638	96×10 pieces	26,400	17,100
φ 60 mm×15 mm	Stackable	7~8 ml	21 cm ²	229665	25×20 pieces	20,500	13,300
	w/ Grip Ring*	7~8 ml	21 cm ²	229663	50×10 pieces	20,600	13,300
φ 100 mm×15 mm	Stackable/Slideable	15~16 ml	55 cm ²	229694	25×20 pieces	21,100	13,700
	Stackable	15~16 ml	55 cm ²	229695	25×20 pieces	20,100	13,000
	Slippable	15~16 ml	55 cm ²	229697	25×20 pieces	22,000	14,300
	w/ Grip Ring*	15~16 ml	55 cm ²	229692	30×10 pieces	16,300	10,500
				229693	50×10 pieces	24,500	15,900
φ 100 mm×20 mm	w/ Grip Ring*	15~16 ml	55 cm ²	229623	30×10 pieces	18,900	12,200
φ 150 mm×15 mm	Standard*	25~28 ml	153 cm ²	229656	10×10 pieces	18,800	12,200
φ 150 mm×20 mm	Standard*	25~28 ml	143 cm ²	229653	20×5 pieces	26,300	17,000

*標準ペトリ皿よりも厚く、耐久性のあるプラスチックを使用しています。



Compartment Petri Dish (区画分けされているタイプ)

- 仕切りで区画分けされており、空気の流れを確保しつつ各区画は独立しています。
- 底部の皿に隆起があるため、取り扱いや積み重ねが簡単です。
- 通気リブにより空気が循環し、結露を軽減します。



[メーカー: VST]

サイズ	区画数	容量	培地面積	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
φ 100 mm×15 mm	2	7~8 ml	28.3 cm ²	229682	25×20 pieces	23,600	15,300
	3	5 ml	18.9 cm ²	229683	25×20 pieces	25,100	16,300
	4	4 ml	14.1 cm ²	229684	25×20 pieces	26,000	16,900

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

掲載品はすべて研究用です
価格・内容は発刊日現在です

20% OFF デモ OK

Web ページ番号 70408 検索

Alto, 600 nm

細菌・微生物の増殖解析にオススメの吸光プレートリーダー

嫌気チャンバー
CO₂ インキュベーター
シェーカー
すべて対応可能!



15.0^W×13.3^D×7.2^Hcm, 800 g

測定モード	エンドポイント, カイネティック
測定波長	600 nm
測定範囲	0.000~4.000 OD
ソフト	Windows 10, 11 または Mac OS 11, 12 に対応
正確度	エンドポイント: <±1% and ±0.02 OD (0.000~2.500 OD) カイネティック: <±0.25% and ±0.005 OD (0.000~2.500 OD)

※別途 PC が必要です。

過酷な環境に対応

- 温度: 0~50°C
- 湿度: 0~95%
- CO₂ 濃度: 0~25%
- 振とう: ~500 rpm
- O₂ 濃度: 0~21%

対応プレート


- 6、12、96 ウェル
平底プレート
- Co-Culture Plate
(#CCU-1000)

特長

- 経時測定 (測定間隔: 5 分以上、1 分単位で設定可能)、および
エンドポイント測定が可能です。
 - 外部バッテリー (モバイルバッテリーも可能) やコンセント
から給電し、PC なしでの測定も可能です。
- ※測定データは常に microSD カードに保存されます。

使用例

長時間・高頻度測定が可能のため、ダイオキシクシフト*を見逃しません。



*グルコース枯渇時の増殖フェーズの変化。

[メーカー: CLO]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Alto, 600 nm	ALT-1600 △	1 unit	1,150,000	920,000

別売品 ▶ Canopy 無線モジュール 20% OFF



Canopy の利用により、PC からのプレートリーダー (Alto) の制御とデータの取得がワイヤレスに行えます。一台で複数の Alto を制限可能です。

※最大 15 m の距離で通信可能です。

[メーカー: CLO]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Canopy Kit+ Labrador Premium International	CAN-1000IKIT △	1 set	350,000	280,000

期間
2024年
10/1
▼
2025年
2/28

エピジェネティクス研究用製品ご購入でプレゼント！

キャンペーン期間中に Epigentek Group 社製品を購入いただいたお客様に、ラボタイマーまたはコンパクトミラーをプレゼントいたします。どちらが届くかはお楽しみです！





Epigentek Group 社製品をご購入

➔



または
ラボタイマーまたはコンパクトミラーをプレゼント！

キャンペーン対象製品：Epigentek Group 社全製品約 50,000 点

※プレゼントは数量限定につき、予定数に達し次第終了となります。また、プレゼントはお選びいただけません。ご了承下さい。

※プレゼントは製品と一緒にお届けします。

【キャンペーン対象製品例】

Epigentek Group 社オススメ！

Epigentek Group 社オススメ！

EpiQuik HDAC Activity / Inhibition Assay Kit

核抽出物*および精製酵素中のヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) の活性を比色法により、簡単かつ迅速に測定するキットです。

- 測定生物種：哺乳動物の細胞/組織、植物、細菌など
- 測定波長：450 nm

[メーカー：EPG]

商品コード	P-4002-48	P-4002-96
包装 (測定回数)	1 kit (48 assays)	1 kit (96 assays)
価格 (¥)	59,000	102,000

* 核抽出物の調製には EpiQuik Nuclear Extraction Kit I (#OP-0002-1) の使用をお勧めします。

EpiQuik DNMT Activity / Inhibition Assay Easy / Ultra Kit

核抽出物*および精製酵素中の DNA メチルトランスフェラーゼ (DNMT) 活性の総量を測定するキットです。

- 測定生物種：哺乳動物、植物、真菌、細菌、ウイルスなど

[メーカー：EPG]

品名	Easy Kit (Colorimetric)	Ultra Kit (Colorimetric)	Ultra Kit (Fluorometric)
インキュベーション時間	2 時間 10 分	3 時間 45 分	3 時間 45 分
測定波長	450 nm (補正波長：655 nm)		励起 530 nm / 蛍光 590 nm
商品コード	P-3139-96	P-3009-96	P-3010-96
包装 (測定回数)	1 kit (96 assays)		
価格 (¥)	152,000	166,000	162,000

※48 assays 製品もあります。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

期間

2024年
11/15

▼
2025年
2/28

研究の

ストレス吹っ飛びエピソード大募集！



実験中のストレスがなくなった・ストレスが吹き飛んだきっかけとなったエピソードを教えてください。

見事最優秀賞または優秀賞に選ばれた方には、ストレス研究用アッセイキットでおなじみ Cayman 社のノベルティをプレゼント！また、応募いただいた方全員にも参加賞をプレゼントします！

参加賞 (応募いただいた方全員)



Cayman 社オリジナルデザインストレスボール
写真のうちいずれか 1 つ

優秀賞 (5 名)



夏ワクワクセット

冬ほかほかセット

Cayman 社オリジナルノベルティセット
上記セットのうちいずれか 1 つ

最優秀賞 (1 名)

参加賞、優秀賞の
ノベルティすべてプレゼント！

エピソード例

- 学会の発表準備に仕込んだネタが、本番で大うけしたとき
- ELISA の検量線を引いたら、きっちり直線になったとき
- 何度もリジェクトされた論文が、ついにアクセプトされたとき
- 細胞株を培養した際、コンタミネーションもなく、健康な細胞がびっしりと増殖していたとき

皆様のストレス吹っ飛びエピソード
お待ちしております！

応募は下記ウェブサイトからできます！

<https://www.funakoshi.co.jp/contents/70410>



25% OFF

一次抗体全製品 25% OFF キャンペーン

対象製品は約 **40,800 点!**

下記キャンペーン対象製品は
すべて在庫あり!



ジェンタくん

GeneTex 社抗体の特長


- 幅広い研究分野を網羅した豊富な品揃え
- 多数の論文で使用実績あり
- 豊富なユーザーレビュー (5 点満点の★の数で表示)
- 充実した国内在庫で迅速にお届け
(ご注文のタイミングによっては、在庫がない場合があります。ご了承下さい。)



キャンペーン対象品の一例

病原ウイルス関連

Anti-Japanese Encephalitis Virus (Envelope Protein), Rabbit-Poly



ユーザーレビュー

★★★★★


使用文献
16

試料：日本脳炎ウイルス感染
BHK-21 細胞 (メタノール固定)
緑：抗日本脳炎ウイルス抗体
(#GTX125867)
青：Hoechst33342

[メーカー：GNT]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX125867	100 µl	75,000 →	56,250

Anti-Influenza A Virus NP (Nucleoprotein), Rabbit-Poly



ユーザーレビュー

★★★★★

使用文献
122

試料：インフルエンザウイルス感染
細胞
緑：抗 Influenza A Virus NP 抗体
(#GTX125989)

[メーカー：GNT]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX125989	100 µl	75,000 →	56,250

ニューロサイエンス関連

Anti-S100β, Rabbit-Poly



ユーザーレビュー

★★★★★


使用文献
14

試料：パラフィン包埋ラット脳組織

[メーカー：GNT]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX129573	100 µl	75,000 →	56,250

Anti-Iba1, Rabbit-Mono (HL22)



ユーザーレビュー

★★★★★

使用文献
10


試料：マウス脊髄組織の凍結切片
緑：抗 Iba1 抗体 (#GTX635363)
青：DAPI (核)

[メーカー：GNT]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX635363	100 µl	75,000 →	56,250

COVID-19

Anti-SARS-CoV/SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike, Mouse-Mono (1A9)



ユーザーレビュー

★★★★★

使用文献
401

試料：SARS-CoV-2 Spike protein
を導入した 293T 細胞
緑：抗 SARS-CoV/SARS-CoV-2
抗体 (#GTX632604)
青：DAPI (核)

[メーカー：GNT]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
GTX632604	100 µl	75,000 →	56,250

- Ⓐ Comparable Abs : 標的タンパク質に対する 2 種類の抗体 (エピトープが異なるもの) を使用して、結果の相関性を確認済み。
- Ⓑ Orthogonal Validation : 標的タンパク質の生物学的特性を利用し、薬剤処理などによる発現量の変化を検証済み。
- Ⓒ Protein Overexpression : 過剰発現させた標的タンパク質と比較することで、内源性タンパク質に対する反応を検証済み。
- Ⓓ 組換え抗体

※ 複数包装がある製品は、一番大きい包装品がキャンペーン対象となります。使いっきり抗体 (25 µl 包装)、二次抗体、および一部の一次抗体製品はキャンペーン対象外です。

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

掲載している製品以外のキャンペーン対象製品については、Funakoshi Web をご覧下さい。

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20% OFF

abeomics

Web ページ番号

71816


検索

試験キャンペーン

バイオシミラー抗体 20% OFF キャンペーン


バイオシミラー抗体約 300 点を、**20% OFF** のキャンペーン価格でご提供いたします。

抗 BAFF 抗体
(Belimumab Biosimilar, #12-9104)




ヒト BAFF タンパク質 (hFcTag) を ELISA プレートにコーティングし、抗 BAFF 抗体で結合させ、HRP 標識ヤギ抗ヒトκ 軽鎖抗体で検出した。3.2~400 ng/ml で直線性があることがわかる。

抗 IL-17A 抗体
(Secukinumab Biosimilar, #12-9156)




Expi293 細胞にヒト IL-17A タンパク質をトランスフェクションした試料 (青色ヒストグラム) と関係のないタンパク質でトランスフェクションした試料 (赤色ヒストグラム) を用いて、抗 IL-17A 抗体でフローサイトメトリー解析を行った。

抗 PD-1 抗体
(Nivolumab Biosimilar, #12-2001)



抗 PD-1 抗体を電気泳動し、CBB 染色を行った。



キャンペーン対象製品約 300 点のうち、一部を下記にご紹介いたします。

下記以外の製品は、フナコシ Web (Web ページ番号 : 71816) の製品検索をご利用下さい。

キーワード

検索



[メーカー : ABE]

品名	アイソタイプ	適用	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Anti-Amyloid β, Recombinant Antibody (Lecanemab Biosimilar)	Human IgG ₁	Functional Assay, ELISA, FCM, IC, IF	12-9407	50 μg	96,000	76,800
Anti-BAFF, Recombinant Antibody (Belimumab/LymphoStat-B Biosimilar)	Human IgG ₁	ELISA	12-9104-50	50 μg	80,000	64,000
			12-9104	100 μg	96,000	76,800
Anti-BCMA, Recombinant Antibody (Belantamab/J6M0 Biosimilar)	Human IgG ₁	ELISA	12-9088-50	50 μg	80,000	64,000
			12-9088	100 μg	96,000	76,800
Anti-CD47, Recombinant Antibody (Magrolimab/Hu5F9-G4 Biosimilar)	Human IgG ₄	ELISA, FCM	12-9061-50	50 μg	80,000	64,000
			12-9061	100 μg	96,000	76,800
Anti-CD70, Recombinant Antibody (Chongqing Precision Biosimilar)	Human IgG ₁	FCM	12-9400-50	50 μg	76,000	60,800
			12-9400	100 μg	91,000	72,800
Anti-IL-1β, Recombinant Antibody (Canakinumab Biosimilar)	Human IgG ₁	Functional Assay, ELISA, FCM, IC, IF	12-9112	100 μg	96,000	76,800
Anti-IL-17A, Monoclonal Antibody (Ixekizumab/Taltz Biosimilar)	Human IgG ₄	ELISA	12-2002	100 μg	143,000	114,400
Anti-IL-17A, Monoclonal Antibody (Secukinumab/Cosentyx Biosimilar)	Human IgG ₁	FCM	12-9156-50	50 mg	80,000	64,000
			12-9156	100 μg	96,000	76,800
Anti-IL-23, Monoclonal Antibody (Guselkumab/Tremfya Biosimilar)	Human IgG ₁	ELISA	12-2003	100 μg	143,000	114,400
Anti-PD-1, Monoclonal Antibody (Nivolumab/Opdivo Biosimilar)	Human IgG ₄	ELISA, FCM	12-2001	100 μg	143,000	114,400
Anti-SELP, Monoclonal Antibody (Crizanlizumab Biosimilar)	Human IgG ₂	FCM	12-9136-50	50 μg	80,000	64,000
			12-9136	100 μg	96,000	76,800
Anti-TNFSF11, Monoclonal Antibody (Denosumab Biosimilar)	Human IgG ₂	FCM	12-9123-50	50 μg	80,000	64,000
			12-9123	100 μg	96,000	76,800

〈略号〉 FCM : フローサイトメトリー、IC : 免疫細胞染色、IF : 免疫蛍光染色

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

掲載している製品以外のキャンペーン対象製品については、フナコシ Web をご覧下さい。

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

最大**30%**
OFF

ポリクローナル/リコンビナント抗体・ELISA キットキャンペーン

～キャンペーン対象製品～




 ポリクローナル抗体
 24,000 点以上

 リコンビナント抗体
 約 1,700 点

 ELISA キット
 20,000 点

キャンペーン対象製品の一部を下記に紹介します。

抗体


 抗体：抗 FGF21 抗体
 (#ARP55368_P050)
 試料：ヒト肝臓

 抗体：抗 NFKB1 抗体
 (#ATM00002)
 試料：PANC-1 細胞

■ポリクローナル抗体

30%OFF

[メーカー：ASB]

品名	交差性	適用	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Anti-FGF21, N-terminal region, Rabbit-Poly	Human	IHC, WB	ARP55368_P050	100 µl	91,000	63,700
Anti-Nudt15, N-terminal region, Rabbit-Poly	Mouse	WB	ARP48830_P050	100 µl	91,000	63,700
Anti-PITX2, N-terminal region, Rabbit-Poly	Human	WB	ARP32431_P050	100 µl	91,000	63,700
Anti-POLQ, C-terminal region, Rabbit-Poly	Human	WB	ARP49203_P050	100 µl	91,000	63,700
Anti-Tmem106B, C-terminal region, Rabbit-Poly	Mouse	WB	ARP47439_P050	100 µl	91,000	63,700

■リコンビナント抗体

10%OFF

[メーカー：ASB]

品名(クローン名)	交差性	適用	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Anti-Cardiac Troponin I, Mouse-Mono (scFv 180)	Human	SPR, WB	OAAV00763	200 µg	160,000	144,000
Anti-NFKB1 p50, Rabbit-Mono (8M5M)	—	IF, WB	ATM00002	100 µg	160,000	144,000
Anti-NFKB1 p50, Rabbit-Mono (8M5L)	—	IF	ATM00003	100 µg	160,000	144,000
Anti-NFKB2, Rabbit-Mono (SAIC-26C-15)	Human	IF, IP-MS	OAAV00728	200 µg	160,000	144,000
Anti-Notch 2, Rabbit-Mono (B6)	Human, Mouse	Blocking, ELISA, IF	OAAV00640	200 µg	160,000	144,000

〈略号〉IF：免疫蛍光染色、IHC：免疫組織染色、IP-MS：免疫沈降-質量分析、SPR：表面プラズモン共鳴、WB：ウェスタンブロッティング

ELISA キット

20%OFF

[メーカー：ASB]

測定因子	交差性	測定試料	測定範囲	測定波長	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Ciprofloxacin	—	動物組織, ハチミツなど	0.1~8.1 ppb	450 nm	OKAO00115	1 kit	144,000	115,200
IL-11	Rat	血清, 血漿, 組織ホモジネート, 細胞培養上清など	15.6~1,000 pg/ml	450 nm	OKEH04004	1 kit	137,000	109,600
PIEZO1	Human	血清, 血漿, 尿など	0.156~10 ng/ml	450 nm	OKEH03533	1 kit	209,000	167,200
Prealbumin (Transthyretin)	Mouse	血清, 血漿, 尿など	15.6~500 ng/ml	450 nm	OKIA00111	1 kit	193,000	154,400
THBS2	Mouse	血漿, 組織ホモジネートなど	0.312~20 ng/ml	450 nm	OKCD00921	1 kit	224,000	179,200

Aviva Systems Biology 社は、7,000 種類以上の因子に対する 20,000 点以上の高品質な ELISA キットを販売しています。2021 年には同社の ELISA キットの引用文献数の上昇が評価され、CiteAb 社主催の 2021 CiteAb Awards で「CiteAb ELISA Kit Supplier to Watch in 2021」を受賞しました。



上記以外のキャンペーン対象製品については、フナコシ Web をご覧下さい。

 期間
 2024年
 11/15
 ▼
 2025年
 2/28

 価格・内容は発刊日現在です
 掲載品はすべて研究用です

20% OFF



Web ページ番号

71608



試薬キャンペーン

三次元培養関連製品 20% OFF キャンペーン


Cyto3D Live-Dead Assay Kit

二次元または三次元培養における生細胞と死細胞の判別を蛍光法により簡便、迅速に行えるキットです。蛍光顕微鏡やフローサイトメーターなどを用いて**生細胞 (緑色)**・**死細胞 (オレンジ色)**の判別を行います。

測定細胞	すべての有核細胞 (アグリジンオレンジ)	死細胞 (ヨウ化プロビジウム)
測定波長	励起 494 nm / 蛍光 517 nm	励起 535 nm / 蛍光 617 nm
標準フィルター	GFP	Texas Red

[メーカー: TWB]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BM01	1 kit	43,000	34,400



3D ハイドロゲルマトリックス内の生細胞と死細胞の蛍光顕微鏡観察

VitroPrime Spread-Attach Cell Culture Plate



ハイドロゲルベースの二次元または三次元培養に最適なプレートです。独自の表面加工により、均一にハイドロゲルを行きわたらせ、ゲル表面が平坦となり、ウェルからのゲル脱離を防ぎます。DNase、RNase フリーです。

[メーカー: TWB]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
VP-SA24W5	5 pieces	15,000	12,000

※上記は 24 ウェルタイプの価格です。その他 6、12、48、96 ウェルタイプがあります。

VitroGel シリーズ

動物由来成分を含まない、三次元培養に最適なハイドロゲルです。イオン強度によりゲル化するため、面倒な温度管理が不要です。また VitroGel Organoid Recovery Solution を用いることで非酵素的にゲルを液状に戻して細胞を回収することが可能です。培地成分、各種分子の透過性に優れているため、長期培養や創薬研究にも有用です。

- ✓ 透明度が高く、幅広いイメージングシステムで観察可能です。
- ✓ 実験動物へのインジェクションも可能です。
- ✓ アニマルフリーです。
- ✓ 中性 pH のため、pH の事前調整が不要です。
- ✓ 室温でも安定で、ゲル化が可能です。

VitroGel Ready-to-use シリーズ

あらかじめ最適使用濃度に調製されている、Ready-to-use タイプのハイドロゲルです。室温で細胞懸濁液 (または培地、PBS) と混合するだけで、簡単にゲル化します。

製品例 [メーカー: TWB]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
VitroGel Hydrogel Matrix	VHM01	10 ml	72,000	57,600

VitroGel High Concentration シリーズ

使用前にご自身で希釈することで、ゲルの機械的強度の調節が可能なタイプのハイドロゲルです。VitroGel 3 ml に加え、50 ml の Dilution Solution が付属しています。

製品例 [メーカー: TWB]

品名	用途	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
VitroGel 3D High Concentration & Dilution Solution TYPE1	浮遊細胞	TWG001	1 kit	84,000	67,200
	接着細胞	TWG003	1 kit	87,000	69,600

VitroGel ORGANOID シリーズ

VitroGel ORGANOID シリーズには、様々な生体機能性リガンド、機械的強度や分解性を組み合わせた異なる組成のハイドロゲル (VitroGel ORGANOID -1~4) が 4 種類あります。初めてご使用になる際は、4 種類のゲル (各 2 ml) がセットになった VitroGel ORGANOID Discovery Kit (下記参照) を用いた予備実験の実施をお勧めします。

製品例 [メーカー: TWB]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
VitroGel ORGANOID Discovery Kit	VHM04-K	1 kit	87,000	69,600

VitroGel Organoid Recovery Solution

酵素を使用することなく高い生存率で細胞を回収できる試薬です。動物由来の細胞外マトリックス (ECM) で培養したオルガノイドや三次元培養細胞にも使用でき、わずか 2 分間のインキュベートで細胞を分散できます。



[メーカー: TWB]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
MS04-100	100 ml	13,000	10,400

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

掲載している製品以外のキャンペーン対象製品については、Funakoshi Web をご覧ください。

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

最大30% OFF

低分子化合物 20% OFF / Fc-KIH 融合タンパク質 30% OFF キャンペーン

低分子化合物

20% OFF

PMA

#AG-CN2-0010-M001


プロテインキナーゼ C 活性化物質として広く使用されているホルボールエステル



Bafilomycin A₁

#AG-CN2-2001-C100

液胞型 H⁺-ATPase を特異的に阻害するマクロライド系抗生物質




キャンペーン対象製品：2,000 点以上！

品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
PMA		
KOM AG-CN2-0010-M001	1 mg / 9,000	7,200
プロテインキナーゼ C の活性化物質として広く使用されているホルボールエステル 純度：≧98% (HPLC), 分子式：C ₃₆ H ₅₆ O ₈ , M.W.: 616.8		
Bafilomycin A₁ (high purity)		
KOM AG-CN2-2001-C100	100 µg / 24,000	19,200
液胞 H ⁺ -ATPase を特異的に阻害するマクロライド系抗生物質 純度：≧98% (HPLC), 分子式：C ₃₅ H ₅₈ O ₉ , M.W.: 622.8		
BPTES		
KOM AG-CR1-3690-M001	1 mg / 7,000	5,600
グルタミンリシス阻害物質 純度：≧95% (HPLC), 分子式：C ₂₄ H ₂₄ N ₆ O ₂ S ₃ , M.W.: 524.7		
Ionomycin (free acid)		
KOM AG-CN2-0416-M001	1 mg / 17,000	13,600
Streptomyces conglobatus 由来の Ca ²⁺ イオノフォア 純度：≧98% (HPLC, TLC), 分子式：C ₄₁ H ₇₂ O ₉ , M.W.: 709		
Latrunculin B		
KOM AG-CN2-0031-M001	1 mg / 50,000	40,000
海綿由来の細胞透過性毒素およびアクチン重合阻害物質 純度：≧98% (HPLC), 分子式：C ₂₀ H ₂₉ NO ₅ S, M.W.: 395.5		


Fc-KIH 融合タンパク質

30% OFF

Knobs-into-holes (KIH) 技術を利用した Fc 変異体である Fc-KIH を融合したサイトカインです。低エンドトキシンで、*in vivo* および *in vitro* で使用可能です。



GDF15 (Human) : Fc (LALA-PG) -KIH (Human) (#AG-40B-0253-C050) のタンパク質構造



IL-12 (Mouse) : Fc (LALA-PG) -KIH (Human) (#AG-40B-0255-C050) のタンパク質構造

品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
GDF15 (Human) : Fc (LALA-PG) -KIH (Human), Recombinant		
KOM AG-40B-0253-C050	50 µg / 101,000	70,700
マウスおよびヒト GFRAL に結合。 産生：HEK293 細胞, 純度：≧95% (SDS-PAGE)		
IL-7 (Mouse) (Monomeric) : Fc (LALA-PG) -KIH (Human), Recombinant		
KOM AG-40B-0256-C050	50 µg / 101,000	70,700
マウス IL-7R に結合。 産生：HEK293 細胞, 純度：≧95% (SDS-PAGE)		
IL-12 (Mouse) : Fc (LALA-PG) -KIH (Human), Recombinant		
KOM AG-40B-0255-C050	50 µg / 101,000	70,700
マウス IL-12Rβ1 タンパク質に結合。 産生：HEK293 細胞, 純度：≧95% (SDS-PAGE)		
IL-35 (Human) : Fc (LALA-PG) -KIH (Human), Recombinant		
KOM AG-40B-0252-C050	50 µg / 101,000	70,700
ヒト IL-35 受容体複合体に特異的に結合。 産生：HEK293 細胞, 純度：≧95% (SDS-PAGE)		
Fc (LAEA-PG) -KIH (Mouse) IgG_{2b} Control, Recombinant		
KOM AG-35B-0019-C050	50 µg / 77,000	53,900
マウス IgG2b Fc (LAEA-PG) -KIH に融合された組換え体タンパク質を用いた実験用のネガティブコントロール。産生：CHO 細胞, 純度：≧95% (SDS-PAGE)		

上記以外のキャンペーン対象製品については、フナコシ Web をご覧下さい。

30% OFF

VISUAL PROTEIN

Web ページ番号 72241 検索

試薬キャンペーン


タンパク質分析試薬 30% OFF キャンペーン

ウェスタンブロッティング用試薬など


キャンペーン対象品例①

HRP 用化学発光基質と反応するインクを使ったペン LuminolPen

PVDF やニトロセルロースメンブレンにタンパク質を転写後、プレスティンマーカの各バンドの位置などを記入することができます。



書き込んだ各マーカとレーンの位置が一目瞭然!



特長

- 記入した情報は HRP 用化学発光基質と反応させることにより、X 線フィルムやイメージングシステムで検出することができます。
- 1 本で約 1,000 枚のメンブレン (A4 サイズの用紙約 5 枚分の面積) に記入できます。
- 化学発光基質の活性の確認や、基質の種類による感度の比較にも有用です。

※本製品は 4℃ で保存して下さい。

[メーカー: VIP]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
LH03-50	1 piece	35,000	24,500

キャンペーン対象品例②

わずか 1~3 分でストリッピングできるパフアー StripPRO 1 Min Stripping Buffer

市販のストリッピングバッファを用いたリプロービングでは、従来は抗体除去に室温で 5~30 分間のインキュベートを要していました。

本製品を使用することで、一次/二次抗体のストリッピングの所要時間がわずか 1~3 分になります。



非リン酸化/リン酸化タンパク質のストリッピングとリプローブ

左: 抗リン酸化 Acetyl-CoA carboxylase 抗体を用い、LumiFlash Ultima Chemiluminescent Substrate, HRP System (#LF08, キャンペーン対象製品) で検出した。

右: 本製品を用いてストリッピング後 (中央)、ブロッキング処理をしてから、抗 Acetyl-CoA carboxylase 抗体を用いて検出した。

試料: HeLa 細胞ライセートの 2 倍段階希釈液 (20 µg /well~)

特長

- ストリッピング後のメンブレンは、通常通りにリプローブを行うことができ、時間とコストを節約できます。
- ニトロセルロースおよび PVDF の両方のメンブレンに用いることができます。
- 還元剤、毒性物質および臭気を発する物質などの有害物質を含有していません。

容量	タイプ	商品コード
500 ml	Ready-to-use	SP01-500
100 ml	5 倍濃縮 (使用前に ddH ₂ O で要希釈)	SP05-100

[メーカー: VIP]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
SP01-500	1 bottle	24,800	16,800
SP05-100	1 bottle	24,800	16,800

上記以外にも約 70 点がキャンペーン対象です!

詳細はフナコシ Web をご覧下さい。



HRP 化学発光基質 LumiFlash Prime



ウェスタンブロッティングに必要な試薬セット Western Blot Tool Box



バックグラウンドを低減し高感度を得られるパフアー BlockPRO Blocking Butter



細胞の増殖を改善できる培地添加用試薬 CytoMore



ハイブリドーマ用増殖促進因子 HybriMore

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

25% OFF



Web ページ番号
70409 検索

BDL 社設立 25 周年記念 25% OFF キャンペーン

分子量マーカー／コンピテントセル／BCA アッセイキットなど


フナコシの子会社として1999年に設立したBDL社(株式会社バイオダイナミクス研究所)は、今年で25周年を迎えました。ユニークかつ確かな品質の国産試薬をリーズナブルな価格でご提供することで、ライフサイエンスの「これっていいね!」を目指しています。日頃のご愛顧に感謝を込めて、人気製品の25% OFF キャンペーンを実施いたします。まだBDL社製品を使ったことのない方も、この機会にぜひ「これっていいね!」をご実感下さい!



通常のアガロースゲルで RNA を泳動できる!

DynaMarker® RNA High for Easy Electrophoresis

RNA を泳動できる
非変性ゲルでも



Lane1 : キットに付属するマーカー (0.45 µg/well)
Lane2~4 : ヒト組織 total RNA (0.4 µg/well)


添付の RNA Loading Buffer AG+ にホルムアルデヒドを加えるだけで、ホルムアルデヒド変性ゲルだけでなく、1×TAE や 0.5×TBE の非変性ゲルで RNA を電気泳動できます。

[メーカー : BDL]


商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
DM170 -80°C	1 set	27,000	20,250

冷蔵保管できるタンパク質分子量マーカー


DynaMarker® Protein MultiColor Stable



冷蔵庫から取り出してすぐ泳動できる



分子正
正確な
分子量



[メーカー : BDL]


タイプ	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Stable II	DM660	1.2 ml	18,000	13,500
Stable, Low Range	DM670	200 µl	14,500	10,875

一般的な Tris-Glycine SDS Buffer で泳動

AllView で泳動

分離がワイドレンジになる SDS-PAGE 用泳動バッファ


AllView PAGE Buffer®




いつもの自作ゲルがグラジエントゲルに早変わり!



ミニゲルなら 15 分で泳動完了



泳動コストをぐっと減らせます



※バッファ容量 250 ml、2 枚同時泳動の場合

[メーカー : BDL]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
DS520	500 ml	15,000	11,250

※20×溶液

期間
2024年 11/15
2025年 2/28

価格・内容は発行日現在です
掲載品はすべて研究用です



BDL のベストセラー製品！大腸菌コンピテントセル
DynaCompetent® Cells

JetGiga DH5α 分注して再凍結可能！高形質転換効率のコンピテントセル

6 分間プロトコル

高形質転換効率
>1×10⁹
CFU/μg

ヒートショック不要プロトコル

高形質転換効率
>1×10⁸
CFU/μg

IS-mutation Safe

安心してクローニングしたい方にオススメ！
IS による変異がプラスミドに入りにくいコンピテントセル




Zip BL21 (DE3)

ヒートショック不要！
タンパク質発現用コンピテントセル



保存条件：-80℃ [メーカー：BDL]

コンピテントセルの種類	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
JetGiga DH5α	DS230	10×100 μl	21,000	15,750
IS-mutation Safe	DS410	10×100 μl	39,000	29,250
Zip BL21 (DE3)	DS255 <small>カルタヘナ</small>	10×100 μl	20,000	15,000



コストパフォーマンスも
性能も自信あり！

- #DS550 に付属の BSA スタンダードは高濃度 (20 mg/ml) です。測定試料のバッファーで希釈し、正確に (試料の溶媒により近い条件で) 検量線を作成できます。
- マイクロチューブ使用時：500 回測定可能
マイクロプレート使用時：2,500 回測定可能

BCA アッセイキット
BCA Protein Assay Kit

[メーカー：BDL]

品名	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BCA Protein Assay Kit	DS540	1 kit	14,000	10,500
BCA Protein Assay Kit with BSA Standard	DS550	1 kit	16,000	12,000

キャンペーン期間：2024 年 11 月 15 日～2025 年 1 月 31 日



Web ページ番号
65198 🔍 検索

プロテオーム解析受託サービス 特別価格キャンペーン

最新鋭の質量分析装置 LC-MS Orbitrap Fusion™ Lumos™ などを使用し、網羅的なタンパク質解析を行うサービスです。二次元電気泳動は不要でタンパク質 (7,000～9,000 種)、リン酸化ペプチド (15,000～20,000 サイト) を同時に検出することができます。バイオマーカー探索をはじめとした各種の創薬アプリケーションにおいて有用なサービスです。

タンパク質定性解析・比較定量解析 (標準感度)

特別価格 **¥99,000** / 試料

※その他の解析感度や、リン酸化プロテオーム解析も特別価格でご提供いたします。

[メーカー：PBL]

解析対象試料

- 生物種：UniProt データベースに登録されている生物種すべて UniProt をデータベースとして使用しているため、UniProt に掲載されているタンパク質はヒト由来のものに限らず同定/定量することが可能です。
- 試料の種類：血清・血漿*1、組織、培養細胞および培養上清*2、エクソソーム、SDS-PAGE 試料 (ゲル内消化)
- *1 血清・血漿の解析対象はエクソソームに限ります。
- *2 培養上清の解析は無血清培地に限りません。ただし、解析対象がエクソソームの場合は、血清を含む培地でも解析可能です。

ご注文方法・納期などサービスの詳細は当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい

✉ jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

ウシ胎児血清 (FBS) 特別価格キャンペーン

キャンペーン期間：2024年11月1日～2025年2月28日



BioWest 社
ヨーロッパ産 FBS
商品コード：S1400-500



[メーカー：BWT]

Web ページ番号

71824



¥ 33,000 / 500 ml



Cytiva 社 HyClone
カナダ産 FBS
商品コード：SH30396.03



[メーカー：HYC]

Web ページ番号

71823



¥ 49,800 / 500 ml

お手持の細胞との相性を確かめたい方に！



FBS 製品を 10 本以上購入予定の場合、ロットチェック用のサンプル品 (30 ml) をご提供します。
フナコシ Web から、またはご利用の販売店にお申し込み下さい。

フナコシ血清担当 ✉ kessei@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

販売店

funakoshi | X | YouTube

フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp ✉ info@funakoshi.co.jp

試薬 ✉ reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620

機器 ✉ kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619

受託 ✉ jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

※本紙に記載されている価格は、2024年11月15日現在です。

FUN-7809 (2024.11)