

RNA-seq／メタトランスクリプトーム 特別価格キャンペーン

期間：2025年1月31日発注分まで ※ 2月末まで受領のサンプルが対象

- ✓ 4検体から依頼できるお手頃キャンペーン
- ✓ 全ての作業を国内ラボで実施の安心体制
- ✓ ヒト・マウスから細菌など多様な検体にご対応

| メニュー | データ量／リード数 | 標準納期※ | サンプル要件 | キャンペーン価格 (税別/検体) |
|--------------------------------|----------------|-------|--|---------------------|
| 真核生物RNA-seq | 6Gb／40M read | 30営業日 | 濃度50ng/μL以上で≥20μL以上 (総量：1μg以上) RIN値 ≥7推奨 | ¥30,000 |
| 真核生物RNA-seq (RNA抽出有) | 6Gb／40M read | 35営業日 | ヒト,マウスなど その他もご相談ください | ¥50,000 |
| 原核生物RNA-seq (rRNA除去) | 1.5Gb／10M read | 30営業日 | 濃度50ng/μL以上で≥20μL以上 (総量：1μg以上) RIN値 ≥7推奨 | ¥31,000 |
| 原核生物RNA-seq (rRNA除去・RNA抽出) | 1.5Gb／10M read | 35営業日 | 細菌株サンプル (1.0×10^9 cells 推奨) | ¥46,000 |
| メタトランスクリプトーム (rRNA除去) | 6Gb／40M read | 30営業日 | 濃度50ng/μL以上で≥20μL以上 (総量：1μg以上) RIN値 ≥7推奨 | ¥40,000 |
| メタトランスクリプトーム (rRNA除去・RNA抽出) | 6Gb／40M read | 35営業日 | 糞便：0.3 g程度 唾液：1 mL程度、 その他もご相談ください | ¥55,000 |

多検体の場合、volume discountも可能です。お見積りください！

※QCで問題ない場合の納期になります

データ解析オプション

| スタンダード解析Plan | アドバンス解析Plan | カスタマイズ解析Plan |
|--|---|--|
| 1. データQC 2. リードマッピング 3. リードカウント 4. FPKM値/TPM値算出 | 1. スタンダード解析 2. 相関分析 3. 主成分分析 4. 階層的クラスタリング 5. ヒートマップ描画 6. 変動遺伝子解析 (MA plot, Volcano plot) 7. Gene Ontology(GO)解析 | パスウェイ解析、融合遺伝子解析、 Transcript SNP解析、 de novo transcriptomeなど、 ご要望に応じて各種対応します。 |

キャンペーン中、**スタンダード解析が無料!** その他解析もご相談ください。

※ヒト・マウス以外のデータ解析については対象生物ゲノム情報の提出・指定などご相談になります

※メタトランスクリプトームのデータ解析については別途ご相談ください

