

通常価格128,000円 ⇒ **60台限定で10万円** (各色10台 × 6色)

PIPEBOY GENIUS 高機能セロロジカルピペットコントローラー



小さい・軽い
等量連続分注
 過吸引防止機能
 最後の1滴が飛び散らない

製品番号と色

- 1011 : ホワイト
- 1012 : レモン
- 1013 : ミント
- 1014 : ベリー
- 1015 : ブルー
- 1016 : グレー



※ 本キャンペーンは日本国内でのみ有効です。同一製品の他のキャンペーンや割引との併用はできません。

1/6から3/28までに発行された注文書が対象です。

納期が通常注文よりも長めにかかります (2月中旬以降、先着順にて順次発送予定)

製品番号と個数を指定し、ご購入先の販売店が弊社へ発行する発注書に

キャンペーンコード「IJP25EYP」を記載するようご指示願います。


キャンペーンコードのない発注書には割引価格は適用されません。

INTEGRA製 セロロジカルピペット ~あわせてお買い求めをお勧めします~

等量連続分注と
過吸引防止は



INTEGRA製
 ピペットと
 セットでご使用
 いただくことで
 可能になります



製品番号	容量	本数	カラー	カタログ価格 (税別)
1401	1ml	1,000本	黄	57,000円
1402	2ml	1,000本	緑	66,000円
1403	5ml	200本	青	18,000円
1404	10ml	200本	オレンジ	20,000円
1405	25ml	200本	赤	29,000円
1406	50ml	100本	紫	38,000円
1407	100ml	100本	ピンク	96,000円

輸入販売元

INTEGRA
 インテグラ・バイオサイエンス株式会社
 〒101-0031
 東京都千代田区東神田1-5-6東神田MK5ビル3F
 TEL: 03-5962-4936
 お問い合わせ: info-jp@integra-biosciences.com
 ホームページ: www.integra-biosciences.com/ja

裏面に
 ピペット等の
 製品情報
 あり



VIAFLO – 電動ピペット

緩み・液漏れ・落下のないGRIPTIPS システムの元祖



1ch

0.5 - 12.5 µl
2 - 50 µl
5 - 125 µl
10 - 300 µl
50 - 1250 µl
100 - 5,000 µl

99,800円～



8,12,16ch

0.5 - 12.5 µl (8,12,16ch)
2 - 50 µl (8,12,16ch)
5 - 125 µl (8,12,16ch)
10 - 300 µl (8,12ch)
50 - 1250 µl (8,12ch)

172,000円～

VOYAGER – チップ間隔可変電動ピペット


様々な実験容器間でサンプルを移動する際に



4, 6, 8, 12ch

0.5 - 12.5µl (8,12ch)
2 - 50µl (8,12ch)
5 - 125µl (8,12ch)
10 - 300µl (4,6,8ch)
50 - 1250µl (4,6,8ch)

340,000円～



MINI 96, VIAFLO96, VIAFLO384 – 電動プレート分注機

ピペット作業の生産性、速度、再現性を大幅に向上



MINI 96 1,480,000円

96チャンネル

持ち運びしやすい
手頃な価格



VIAFLO 96 1,700,000円

VIAFLO 384 2,200,000円

24/96/384チャンネル

高い生産性
高い汎用性

ASSIST/ASSIST PLUS – 分注ロボット

INTEGRA製4,6,8,12,16ch電動ピペットと D-ONE 1ch分注モジュールを自動化**

ASSIST

ASSIST PLUS

D-ONE



1,200,000円



2,800,000円



498,000円～

段階希釈
プレートの充填
試薬添加
サンプルフォーマットの変更**
ヒットピッキング/チェリーピッキング**
ノーマライゼーション**
マスターミックスの作成**

**ASSIST PLUS
でのみ利用可能

WELLJET – 試薬ディスペンサー

コンパクト・低価格、6～1536プレートにハンズフリーで分注



1,700,000円



3,500,000円

VACUSIP – ポータブルアスピレーター

持ち運び便利な吸引システム 500mlボトル

87,000円～



アプリケーション

電動ピペット・分注機

ピペット

- ・吸引し、全量吐出します

等量分注 *

- ・まとめて吸引し、分けて吐出します

サンプル希釈 *

- ・2種の液体をエアードで分けて吸引した後、一度に吐出します

ピペット/混合

- ・吸引し、全量吐出後にミキシングします

手動ピペット *

- ・吸引量や吐出量を押ボタンでコントロールします

リバースピペット

- ・余分に吸って、目的量を吐出します粘性や揮発性のある液体に適しています

可変連続分注 *

- ・まとめて吸引し、異なる量に分けて吐出します

可変連続吸引 *

- ・異なる量に分けて吸引し、まとめて吐出します

サンプル希釈/混合 *

- ・2種類の液体をエアードで分けて吸引した後、全量吐出し混合します

段階希釈

- ・移動量を吸引し吐出後に混合、これを指定回数繰り返します

*電動ピペット特有の機能

WELLJET

- ・高速で正確な非接触試薬分注
- ・ロースルーからハイスルーブットまで

VACUSIP

- ・生物実験廃液を安全に回収
- ・研究室環境にマッチした静かな運転音