

シングルチューブルミノメーター 買い替え特別キャンペーン

ルミノメーターの販売を開始してから40年、この間数多くのユーザー様にご愛用頂きましたルミノメーター・Lumatシリーズも第4世代となり、この度、今までのルミノメーター全モデルユーザー様を対象とした現行機種（Lumat及びJunior）への買い替え特別キャンペーンを企画しました。
この機会に旧システムから最新システムへのお買い替えをご検討ください。

Lumat LB9510

通常価格 2,310,000円のところ **20%OFF**

1,848,000円

Junior LB9509

通常価格 1,400,000円のところ **20%OFF**

1,120,000円

買い替え対象機種

初代ルミノメーターからベストセラーまで、全てのルミノメーターがキャンペーン対象の製品です



LB9501



LB9505



LB9506



LB9507



LB9508

感度向上
データ安定性向上
データを
PC管理



超高感度シングルチューブ
ルミノメーター
Lumat LB9510



ポータブルシングルチューブ
ルミノメーター
Junior LB9509

持ち運び可能
簡易測定
バッテリー駆動


主な特徴 (Lumat)



サンプル切り替えに便利なモーター駆動の自動回転マガジンメカニズムを採用しており、次のサンプルを準備しておくことができます。



システムは2つのJETインジェクターを装備することができます。またルミバイアルおよびエッペンドルフチューブ[®]が使用可能です。



様々なカーブフィッティング機能と簡単なカットオフ値の設定は、あらゆるイムノアッセイアプリケーションをサポートします。

主な仕様	Lumat	Junior
検出器	低ノイズフォトマルチプライヤー、シングルフォトンカウンティングモード 波長領域：380-630 nm	同左
感度	ベーシックモデル：5 amol ATP / 5 zmol firefly luciferase 高感度モデル：1 amol ATP / 1 zmol firefly luciferase	ベーシックモデル：<3 fmol ATP / <0.4 amol firefly luciferase 高感度モデル：<50 amol ATP / <30 zmol firefly luciferase
ダイナミックレンジ	6桁以上	6桁以上
インジェクター	Jetインジェクター最大2個まで、10 - 100 µL または 25 - 300 µL 可変速度 200 - 440 µL/sec、正確度：< 2%、精度：< 2%	なし
測定チェンバー	モーター駆動2チューブ用回転チェンバー(測定用、着脱用各1個)	なし
チューブフォーマット	ルミバイアル：12φ x 47 mm、12φ x 55 mm、12φ x 75 mm エッペンドルフチューブ：1, 1.5, 2 mL	ルミバイアル：12φ x 47 mm、12φ x 55 mm、12φ x 75 mm バイアル：15 x 42 mm、エッペンドルフチューブ：1.5 mL、2 mL キャップ付バイアル：4 mL、14 x 54 mm
インターフェース	USB	RS232C
レギュレーション	CE, NRTL	CE
寸法	W240 x D280 x H220 mm	W150 x D280 x H170 mm
重さ	約 4 kg	約 2 kg

オーダーガイド

品名	内容	型番	通常価格	キャンペーン価格
Lumat LB9510	ベーシックモデル、インジェクターなし、LightCompass [®] ソフトウェア、パソコン付属	71450-10-25	¥2,310,000	¥1,848,000
Lumat LB9510 "Reportergene"	ベーシックモデル、インジェクター2本付き、LightCompass [®] ソフトウェア、パソコン付属	71450-20-25	¥2,930,000	¥2,344,000
Lumat LB9510 "High sensitivity"	高感度モデル、インジェクター2本付き、LightCompass [®] ソフトウェア、パソコン付属	71450-21-25	¥3,360,000	¥2,688,000
Lumat LB9510 "Immunoassay"	ベーシックモデル、インジェクター(300 ul) 2本付き、LightCompass [®] ソフトウェア、パソコン付属	71450-30-25	¥3,180,000	¥2,544,000
Junior LB9509	ベーシックモデル	32526-10-25	¥1,400,000	¥1,120,000
Junior LB9509-H	高感度モデル	32526-11-25	¥1,720,000	¥1,376,000

※オプション類に関しては別途見積りをご依頼ください。

※本カタログに記載された仕様・外観・価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表示価格に消費税は含まれておりません。

キャンペーン期間

2025年2月～2025年4月末



日本総代理店

ベルトールドジャパン株式会社

□ 東京本社
〒131-0046 東京都墨田区京島2-8-12
Tel : 03-6661-8064 Fax : 03-6661-8065

□ 大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-10 新三宝ビル 2F
Tel : 06-6195-8750 Fax : 06-6195-8760

<https://www.berthold-jp.com>

販売元