

在庫限りの大決算セール!



年度末キャンペーン!!

期間：2024年12月2日～2025年3月31日納入分まで
※在庫限りとなりますので、在庫が無くなり次第終了となります。

超低温フリーザー

DW-86L959TNF

定価：3,100,000円

キャンペーン価格：**2,170,000円**

-86～-40℃ / 959ℓ

100～230Vの電圧フリー設計で
どこでもお使い頂けます



電圧フリー



NFC Card Key



タッチディスプレイ

自然冷却方式

ノンフロン冷媒

2元冷凍方式

外寸：W1296×D998×H1980

内寸：W1016×D716×H1310

電源：単相100～230V

重量：450kg

DW-86L728NF

定価：2,350,000円

キャンペーン価格：**1,645,000円**

-86～-40℃ / 728ℓ

使いやすいスタンダードな
超低温フリーザー



自然冷却方式

2元冷凍方式

ノンフロン冷媒

外寸：W1049×D980×H1980

内寸：W766×D716×H1310

電源：単相200V

重量：345kg

DW-86W420NF

定価：1,450,000円

キャンペーン価格：**1,015,000円**

-86～-40℃ / 420ℓ

横型超低温フリーザーで温度安定性抜群



自然冷却方式

2元冷凍方式

ノンフロン冷媒

外寸：W2130×D870×H1020

内寸：W1367×D462×H652

電源：単相200V

重量：310kg

デュアルスーパーフリーザー

DW-30L1280WNF

定価：2,800,000円

キャンペーン価格：**1,960,000円**

-30～-10℃ / 1280ℓ

片側づつ霜取りを行うことで
デフロスト時も-20℃以下を維持



NFC Card Key



ノンフロン冷媒

強制冷却方式

2元冷凍方式

外寸：W1520×D1065×H1980

内寸：W1320×D752×H1260

電源：単相100/200V

重量：420kg

冷凍冷蔵庫

HYCD-469NF

定価：850,000円

キャンペーン価格：**595,000円**

冷凍：-40～-10℃ / 200ℓ

冷蔵：+2～+8℃ / 269ℓ

一回り大きい冷凍冷蔵庫



NFC Card Key



ノンフロン冷媒

外寸：W738×D834×H1975

内寸：(R) W593×D585×H800 /

(F) W553×D545×H660

電源：単相100

重量：145kg

フリーザー

DW-25L92NF

定価：220,000円

キャンペーン価格：**154,000円**

-25~-10°C / 92ℓ

引き出し付きで仕分けやすい



ノンフロン冷媒

自然冷却方式

外寸：W640×D610×H810
内寸：W465×D440×H645
電源：単相100V
重量：46kg

ECVD-24W70

定価：250,000円

キャンペーン価格：**175,000円**

-24~-15°C / 70ℓ

小型で設置場所に困りません



自然冷却方式



外寸：W610×D450×H890
内寸：W490×D330×H422
電源：単相100V
重量：34kg

スーパーフリーザー

DW-60W138NF

定価：390,000円

キャンペーン価格：**273,000円**

-60~-30°C / 138ℓ

小型なのにパワフルな-60°Cモデル



ノンフロン冷媒

自然冷却方式

外寸：W790×D770×H950
内寸：W580×D445×H620
電源：単相100V
重量：62kg

薬用冷蔵ショーケース

HYC-290NF

定価：310,000円

キャンペーン価格：**217,000円**

+2~+8°C / 290ℓ

ガラスの開き扉タイプ

棚の高さを調節できる内部構造



ノンフロン冷媒

外寸：W665×D710×H1665
内寸：W530×D555×H1080
電源：単相100V
重量：116kg

低温恒温庫

HXCシリーズ

+3~+6°C

タッチディスプレイ

ノンフロン冷媒

設定温度に対し

±2°C以内の低温恒温庫



HXC-149TNF

定価：1,300,000円

キャンペーン価格

910,000円

外寸：W625×D820×H1150
内寸：W505×D560×H610
電源：単相100V
重量：108kg

HXC-429TNF

定価：1,590,000円

キャンペーン価格

1,113,000円

外寸：W625×D940×H1830
内寸：W505×D680×H1315
電源：単相100V
重量：182kg

HXC-1369TNF

定価：3,000,000円

キャンペーン価格

2,100,000円

外寸：W1545×D940×H1980
内寸：W1425×D680×H1455
電源：単相100V
重量：380kg

※上記価格には、消費税、配送及び設置費用は含まれておりません。

お問い合わせ・お見積もりはこちら



株式会社バイオメディカルサイエンス

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 530

Tel: 03-6205-5310 Fax: 03-6205-5311

他にもご相談いただける商品を多数取り揃えております。
ご要望やご予算をお伺いし、ご提案いたします。

販売店