



## WAKEN オリジナルキャンペーン！

日頃のご愛顧に感謝して、和研薬株式会社からEppendorf製品を特別価格にてご提供します。この機会に是非ご検討ください。

**キャンペーン期間：2025年4月1日（火）～6月30日（月）**

### 卓上遠心機

**5425**

冷却無し



最大容量 24 × 1.5/2.0mL  
最高回転速度 15,060 rpm  
最大遠心加速度 21,300 × g  
本体寸法 (W × D × H)  
240 × 390 × 240 mm

希望小売価格 (24 本掛けローター FA-24 × 2 付属)  
¥376,000 円 (注文番号：5405000433)

キャンペーン価格：別途お問合せください。

**5425R**

冷却付き



最大容量 24 × 1.5/2.0mL  
最高回転速度 15,060 rpm  
最大遠心加速度 21,300 × g  
本体寸法 (W × D × H)  
290 × 480 × 260 mm

希望小売価格 (24 本掛けローター FA-24 × 2 付属)  
¥687,000 円 (注文番号：5406000437)

キャンペーン価格：別途お問合せください。

### サーモミキサー C



水を使わない

コンタミネーション・カビ・サビのリスクを大幅に削減

コンパクト

A4 サイズの設置面積

快適な操作性

片手で脱着可能なスマートブロック

使用温度範囲 室温マイナス 15°C ~ 100°C

ミキシング速度 300 ~ 3,000 rpm

ミキシング直径 3 mm

時間設定範囲 15 秒 ~ 99.5 時間, 連続

本体寸法 (W × D × H)

206 × 304 × 136 mm

希望小売価格 ¥513,000 (注文番号：5382000023)

キャンペーン価格：別途お問合せください。

別途スマートブロックをご選択下さい

片手で脱着可能 スマートブロック



ロックに指をかけて → 押し下げると → 取り外せます  
取り付けるときは「カチッ」とはめ込むだけ！

結露防止で再現性を向上 サーモトップ



チューブの上部からも熱をかけることで、容器の蓋部分に結露が生じるのを防止します。これによってサンプルの濃度変化を防ぎ、再現性を向上させます。

# サーマルサイクラー

## マスターサイクラーX40



対応容器  
 0.1/0.2 mL PCR チューブ × 96 本  
 96 ウェル PCR プレート × 1 枚  
 グラジエント機能 横向き 12 列  
 ブロック温度均一性  $\leq \pm 0.2^\circ\text{C}^*$   
 ブロック加熱速度  $3.3^\circ\text{C} / \text{秒}$   
 ブロック冷却速度  $1.5^\circ\text{C} / \text{秒}$   
 本体寸法 (W×D×H) 245×385×230mm

希望小売価格 ¥ 941,000 円 (注文番号: 6381000018)

キャンペーン価格: 別途お問合せください。

## マスターサイクラーX50s




対応容器  
 0.1/0.2 mL PCR チューブ × 96 本  
 96 ウェル PCR プレート × 1 枚  
 グラジエント機能 横向き 12 列 & 縦向き 8 列  
 ブロック温度均一性  $\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$   
 ブロック加熱速度  $10^\circ\text{C} / \text{秒}$   
 ブロック冷却速度  $5^\circ\text{C} / \text{秒}$   
 本体寸法 (W×D×H) 275×430×330mm

希望小売価格 ¥ 1,650,000 円 (注文番号: 6311000010)

キャンペーン価格: 別途お問合せください。

オーバーシュート / アンダーシュートを最小限にし時短を実現



メーカー名	機種名	温度上昇速度	トータルランタイム
エッペンドルフ	マスターサイクラー X50s	10 °C / sec.	00:39:00
A	model P	6.0 °C / sec.	00:48:20
B	model C	5 °C / sec.	00:48:20
エッペンドルフ	マスターサイクラー X40	3.3 °C / sec.	00:48:40
A	model V	5.0 °C / sec.	00:53:40
A	model S	4.0 °C / sec.	00:54:30
B	model T	4 °C / sec.	01:02:50

# 自動分注システム

## epMotion 5070 PCR Solutionパッケージ



- > epMotion 5070 MultiCon 本体
- > 分注ツール single TS50 1-50  $\mu\text{L}$
- > リザーバーラック
- > リザーバーラックモジュール PCR
- > サーマブロック 96

希望小売価格 ¥ 2,790,000 円  
 (注文番号: 5070000948)

キャンペーン価格: 別途お問合せください。

その他製品に関してもお問い合わせください！！



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う  
**和研薬株式会社**  
 WAKENYAKU CO., LTD.

Home page <https://www.wakenhd.co.jp>

- ・製品のデザイン / 価格 / 仕様等は予告なく変更する場合があります。
- ・希望小売価格は 2025 年 4 月現在の価格 (税別) です。
- ・製品写真は特に断りがない限り標準仕様です。
- ・製品写真は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- ・このカタログに関するお問い合わせやご注文は、最寄りの事業所へお願いします。

本 社 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町 1 7 番地  
 TEL(075)721-8111 / FAX(075)721-8189  
 京 阪 奈 〒610-0343 京都府京田辺市大住大坪 4 6 番地 1  
 TEL(0774)65-2521 / FAX(0774)65-2557  
 滋 賀 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町 9 4 5 番地 1  
 TEL(077)568-2481 / FAX(077)568-2410  
 神 戸 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 5 丁目 2 番 5  
 TEL(078)306-6060 / FAX(078)306-6070  
 大 阪 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 1 丁目 1 2 番地 8  
 TEL(072)749-5200 / FAX(072)749-5230  
 阪 奈 和 〒558-0003 大阪市住吉区長居 4 丁目 6 -30  
 NAGAI compact office04 号  
 TEL(06)6699-2500 / FAX(06)6699-2552