



古いピペットマンを探せ！！



30年以上経過



6～29年経過

 GILSON®

古いピペットマンがあれば**特価**にて交換致します

今すぐプッシュボタンをチェック

※容量モデルにより色は異なります
写真はP200（黄）、P10（赤）



現行デザイン

プッシュボタンが**現行デザイン**でもシリーズにより15年を超過したモデルもございます。

シリアル番号より年式の判定が可能です。詳細裏面をご覧ください。

判別が難しい場合はお声掛けください！

更に シングルからマルチへ乗り換えチャンス！
今だけ！マルチチャンネル**超特価キャンペーン**実施中！
他社製ピペットの下取りもOK！

製造より15年超えのピペットマン 買い替えのご検討を！

15年を経過したピペットマンは内部構造の摩耗が進み、
精度が安定しなくなる可能性がございます。（使用条件による）

◆買い替えのメリット！ 他社ピペットからの乗り換えも対応いたします

① 操作性向上！ 重くてカタイは、もう卒業！次世代のピペットマン

- ・ピペットマン：強靱なボディ、高い精度はそのまま滑らかなストロークを実現
- ・ピペットマンL：容量ロック機能付き、本体・ストローク共に超軽量！

② メンテナンス コストダウン！

- ・ピペットマン（New）、ピペットマンLは通常修理は**定額料金**
- ・従来モデルより内部故障リスクが低減

モデル	定額料金
P2、P10	¥8,300
P20、P100、P200、P1000	¥7,800
P5000、P10mL	¥10,100

2025年4月1日時点

刻印された製造番号から製造年月の判定が可能です



ピペットマン



ピペットマンL

文字	年	文字	月
A	1984 / 2006	A	1月
B	1985 / 2007	B	2月
C	1986 / 2008	C	3月
D	1987 / 2009	D	4月
E	1988 / 2010	E	5月
G	1989 / 2011	G	6月
H	1990 / 2012	H	7月
J	1991 / 2013	J	8月
K	1992 / 2014	K	9月
L	1993 / 2015	L	10月
M	1994 / 2016	M	11月
N	1995 / 2017	N	12月
P	1996 / 2018		
Q	1997 / 2019		
R	1998 / 2020		
S	1999 / 2021		
T	2000 / 2022		
U	2001 / 2023		
W	2002 / 2024		
X	2003 / 2025		
Y	2004 / 2026		
Z	2005 / 2027		

1983年以前の表記			
G	80	12345	
月	年	製造番号	

1984年1月～2005年12月の表記			
G	10369	H	
年	製造番号		月

2006年1月以降の表記			
A	A	50001	
年	月	製造番号	



技術と信頼でライフサイエンスの明日を拓く

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

本社 TEL:075-721-8111
大阪 TEL:0774-65-2521
奈良 TEL:077-568-2481
滋賀 TEL:078-306-6060
神戸 TEL:072-749-5200
大阪 TEL:06-6699-2500

GILSON®