

安心を手に入れませんか?



モーター駆動を採用しない設計で、
精度がブレない分光光度計 Implen社 NanoPhotometer

史上最大の

3大特典キャンペーン



期間 2026年5月11日(月)～2026年8月20日(木)

	NanoPhotometer	一般的なドロップ型分光光度計(可動式)
光学技術	True Path Technology※ (固定光路)	モーター駆動による可動光路
精度の安定性	モーター駆動なし 物理的にズレない構造	モーターの劣化により 光路長が徐々に変化
5年間の維持費	¥0 (完全不要)	修理が発生すると 高額になることもある
測定部	堅牢な構造 有機溶媒への耐性あり	繊細な構造 有機溶媒の測定が困難

※ 独自のミラー反射による光路システム。校正や定期調整の必要なし。

液晶タッチスクリーン搭載モデル25%OFFに加え!!

今だけの3大特典で導入のハードルをゼロに!!

特典1



5年間保証

通常2年の保証を5年に延長
装置の品質に自信を持って
お届けします

特典2



分光光度計下取りで

3万円値引

メーカー、型式、故障の有無は
一切問いません

特典3



RAININピペット プレゼント

次世代先端機器の
プロトコルにも採用される
高品質ピペット



ワケンビーテック株式会社

Nano
Photometer

液晶タッチスクリーン搭載モデル**25%OFF+3大特典!!**



	N120-TOUCH	NP80-TOUCH	N60-TOUCH	N50-TOUCH	C40-TOUCH
サンプル数	1~12	1	1	1	1
最小サンプル量 (μL)	2	0.3	0.3	0.3	キュベットによる
検出波長範囲 (nm)	200~900	200~900	200~900	200~650	200~900
dsDNA 検出範囲 (ng/μL)	2~8,000	1~16,500	1~16,500	5~7,500	0.1~130
BSA 検出範囲 (mg/mL)	0.06~230	0.03~478	0.03~478	0.15~217	0.003~3.7
光路長 (mm)	0.125, 1	0.07, 0.67	0.07, 0.67	0.07, 0.67	キュベットによる
微量測定	○	○	○	○	—
キュベット測定	—	○	—	—	○
ポルテックス	—	○	○	—	—
バッテリー搭載モデル	オプション	オプション	オプション	—	オプション
希望小売価格 (円/税別)	3,300,000	2,180,000	1,850,000	1,700,000	1,100,000
キャンペーン 希望小売価格 (円/税別)	2,475,000	1,635,000	1,387,500	1,275,000	825,000

OD600 ハンディ濁度計

OD600(0-4Abs)とマクファーランド(0-16MFU)
両方の測定に対応 **キャンペーン対象外**



製品ページ



波長	600 nm	
測光範囲	OD600 : 0-4 Abs	マクファーランド : 0-16 MFU
精度	OD600 : < ±0.01 Abs @ 1Abs	マクファーランド : ≤ ±0.1 MFU @ 0-8 MFU
再現性	OD600 : < ±0.002 Abs @ 1Abs	マクファーランド : ≤ ±0.05 MFU @ 0-8 MFU
対応キュベット/チューブ	DiluCell, 10mmマクロ/セミマイクロキュベット 10/12/16/18mm径 ガラスチューブ/プラスチックチューブ(5mLFalconチューブ※など)	
光路の高さ	8.5 mm	

※ 352052 Falcon 5 mLチューブ(φ12×75mm)

カタログ番号	品名	容量・単位	希望小売価格(円・税抜)
OD-600	Implen OD600 濁度計	1台	286,000

※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんので、ご注意ください。
※ 希望小売価格・外観・仕様・付属品などについては、改善の為予告なく変更することがあります。希望小売価格には消費税は含まれておりません。

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN **B** TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
(東日本営業部) TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421
滋賀支店 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目1番5号
(西日本営業部) TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00(祝祭日・弊社休日を除く)



<https://www.wakenbtech.co.jp>

販売店