



# リアルタイムPCR

## CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System



期間 2026年7月1日(水) ~ 2026年9月30日(水)

### 高性能な多色リアルタイム PCR 装置



- 96ウェル、多波長4色/6色蛍光検出
- 10.4インチのカラータッチパネル採用
- スタンドアロン制御可能
- 高性能でマルチプレックス測定に最適

#### フィルター数の異なる2モデル

フィルタータイプ	励起/検出	4色フィルター(4ch)	6色フィルター(6ch)
FAM/TB Green	465/504	○	○
VIC/HEX/TET/JOE	527/557	○	○
ROX/TexasRed	580/611	○	○
Cy5	633/660	○	○
TAMRA/Cy3	527/611	—	○
Alexa Fluor 680	682/730	—	○

詳しくはこちら



#### 注文案内

カタログ番号	品名	希望小売価格(円・税別)	キャンペーン 希望小売価格(円・税別)
640231	CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System(4ch)	3,300,000	1,980,000
640232	CronoSTAR™ 96 Real-Time PCR System(6ch)	4,400,000	2,640,000

※ 制御PCは別売です。(カタログ番号:WN822 希望小売価格:¥250,000)  
追加で制御PCのみをご購入される場合は、動作確認を行うため、作業費用と本体送料が別途必要となります。  
本体同時購入以外で制御PCをご購入の場合は、弊社までお問い合わせください。



# サマーサイクラー

## Clontech PCR Thermal Cycler GP

期間 2026年7月1日(水) ~ 2026年9月30日(水)

カタログ番号	品名	希望小売価格(円・税別)
WN400	Clontech PCR Thermal Cycler GP	580,000

詳しくはこちら



購入台数	キャンペーン 希望小売価格(円・税別)
1台▶	398,000
2台以上▶	300,000※

※ 1台あたりの価格です。



ワケンビーツ株式会社

## 関連消耗品 (CronoSTAR™ 96 おすすめ消耗品)

キャンペーン対象外

カタログ番号	品名	容量・単位	希望小売価格(円・税別)
WKN-SF8-TC	SmartFit8 8連PCRチューブ(0.2mL)+8連光学キャップ(フラット) *0.2mLチューブ+フラットキャップ	60ストリップ×2袋	22,000
WKN-SF8-CP	SmartFit8 8連光学キャップ(フラット) *フラットキャップのみ *WKN-SF8-TC専用	60ストリップ×2袋	9,000
14-230-215	Fisherbrand 0.2mL 8連PCRチューブ(フラットキャップ付)	250ストリップ	43,600
14-230-230	Fisherbrand 8連PCRチューブ用フラットキャップ ※キャップのみ	250ストリップ	12,000
WN102A	FrameStar® 0.2mL 96well qPCR Plate (ノンスカート) *適合シール:NJ502	10枚	15,000
B96NS-02N-15	Non Skirt 0.2mL (Regular Profile) 96 Well PCR Plates in Natural *適合シール:NJ502もしくは846-050-258	15枚入	13,500
NJ502	Sealing Film for Real Time (Adhesive) Ver.2	100枚	43,000

## 関連おすすめ製品

# Pipet-Lite XLS+ マルチチャンネル(手動)

従来ピペットで使う力の70%を軽減!  
驚くほど軽い力でチップセットが可能。  
連続分注に最適なモデルです!

**70%OFF**

チップとシャフトを円筒形にしたことで正確な位置でしっかりとチップが装着できます。  
最小限の力で信頼性の高い一貫したチップの脱着ができるようになっています。

カタログ番号	仕様	容量	キャンペーン希望小売価格(円・税別)
17013802/	8チャンネル 10μLモデル	0.5-10μL	<del>197,500</del> → <b>55,000</b>
17013803/	8チャンネル 20μLモデル	2-20μL	<del>184,300</del> → <b>55,000</b>
17013804/	8チャンネル 50μLモデル	5-50μL	<del>184,300</del> → <b>55,000</b>
17013805/	8チャンネル 200μLモデル	20-200μL	<del>184,300</del> → <b>55,000</b>
17013806/	8チャンネル 300μLモデル	20-300μL	<del>184,300</del> → <b>55,000</b>
17014496/	8チャンネル 1200μLモデル	100-1200μL	<del>241,300</del> → <b>70,000</b>
17013807/	12チャンネル 10μLモデル	0.5-10μL	<del>241,300</del> → <b>55,000</b>

※ 限定数に達し次第、本企画は終了いたします。

デモ可能



劇的に摩擦を削減したシーリング

シャフトが一定の深さで固定押し込みが不要

8チャンネルマルチピペット



詳しくはこちら

**WAKEN** ワケンビーテック株式会社  
WAKEN **B** TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階  
(東日本営業部) TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421  
滋賀支店 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目1番5号  
(西日本営業部) TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート  
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



**0120-749-810**

営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00(祝祭日・弊社休日を除く)



<https://www.wakenbtech.co.jp>

販売店