夏のキャンペーン

受託開始記念キャンペーンが早々に終売になった大人気アプリや、 新商品をお得な価格で提供させていただきます。(価格は税別)

1. Visium HD

実績あるVisium (10x Genomics)の解像 度がシングルセルスケールに大幅に改良 されました。

ヒト・マウスのFFPEのみが対象です。

特別価格はVisium HD全体で<u>**先着10件</u>**まで。 1案件2スライドまでの価格適用となります。</u>

Visium HD

255万円→180万円/2スライド

切片作製・スライド貼り付け、DV200込み*

190万円/2スライド

* DV200のサンプル品質チェック対象は解析ブロックのみ。 切片を選択する際のH&E作成費用等は別に申し受けます。

2. シングルセル

シングルセルFlex

固定化試薬を用いることで、凍結組織や多検体の同時解析に対応しています。固定化後のサンプル品質チェックも無償。**ヒト、マウスのみ**対象です。組織分散、細胞固定等のオプションも一律2割引で承ります。

· .

172万円 → **135万円**/4サンプル

16-plex (先着5件)

4-plex (先着10件)

464万円→300万円/16サンプル

シングルセル (GEM-X対応)

10x Genomicsの最新版シングルセル解析。高感度化に加え細胞あたりコストが最大半分に。

特別価格は1案件2サンプルまでの価格適用となります。

シングルセル遺伝子発現 (3'RNA-seq)

92.5万円→75万円/サンプル

シングルセル免疫プロファイリング (5'RNA-seq + TCR-seq)

111.3万円 → 84万円/サンプル

3. バルクRNA-seq

バルクRNA-seqサービス開始。真核生物のmRNA-seqのみの対応です。**定量解析込み**でこのお値段。シーケンサーの選択(NovaSeq/DNBSEQ)やlow inputにも対応。詳細はお問い合わせください。

DNBSEQ PE150、4,000万リード (4サンプル以上から)

22,000円/サンプル

RNA抽出

6,000円/サンプル

Xenium Prime 5K* 今秋受託開始予定

ご興味をお持ちの方はお問い合わせください。

* 5K: 5,000遺伝子パネル

KOTAIバイオ








Visium HD ワークフロー

Visium HDは2解析領域で1試験です。ヒトまたはマウスのFFPEブロックが解析できます。 ブロックのRNA品質がDV200 > 30%であることが必要です。(DV200測定もご依頼いただけます。)



委託: スライド作製は再委託となります。

シングルセル

豊富な実績と経験に基づき、お客様の研究目的やサンプルに合わせた最適なソリューション をご提案いたします。細胞数が少ない場合の出張実験対応や、特殊な動物・植物の実績もござ います。まずはご相談ください。

	シングルセル遺伝子発現 Single Cell Gene Expression 3'	シングルセル免疫プロファイリング Single Cell Immune Profiling 5'	シングルセル遺伝子発現Flex Single Cell Gene Expression Flex
サンプルタイプ	生細胞・核	生細胞・核	固定細胞・固定核
生物種	ヒト・マウス・その他	ヒト・マウス・その他	ヒト・マウス
最大細胞数/ラン	18,000	18,000	8000
検出方法	細胞(または核)中のmRNAを polyA鎖を介して捕捉し発現遺伝子 を検出	細胞(または核)中のmRNAを polyA鎖 を介して捕捉し発現遺伝子を検出	全トランスクリプトームパネルのそれぞれの標的遺伝子に対するプローブを使用して細胞(或は核)中の発現遺伝子を検出
Multiplex対応	Hashtag 抗体により対応可	Hashtag抗体により対応可	16-plexまで対応可
お勧めのサンプル例	・多様な生物種サンプル ・含 植物細胞(プロトプラスト) ・細胞数が少ないサンプル	・免疫レパトア解析を実施するサン プル(PBMC, TILなど) ・細胞数が少ないサンプル	・液体窒素保管した組織やFFPEサンプル ・多検体を処理するプロジェクト ・全血固定サンプル

本社・研究所移転のお知らせ

事業拡大に伴い、7/22より下記住所へ本店・研究所を移転いたします。電話番号、サンプル送付先も変更となりますのでご注意ください。

郵便番号 562-0035

住 所 大阪府箕面市船場東3丁目4番17号 箕面千里ビル 7階 代表電話 072-737-8903 / FAX 072-737-8904 代理店記入欄