

# スペクトル & コンベンショナル フローサイトメーター

## CytoFLEX mosaic システム

**35%  
OFF**

2026 年  
12 月 25 日 (金)  
受注分まで



キャンペーン番号

**FLW2608**

※ご注文の際は、こちらのキャンペーン番号を弊社販売代理店へお伝えください。

CytoFLEX の使いやすさをそのままに  
デイリーユースなスペクトルフローサイトメーター

### キャンペーン対象製品

#### CytoFLEX mosaic 88 and LX システム 最大 6 レーザー 88 チャンネル (約 40 カラー)



例) 6 レーザー  
88 チャンネルモデル

メーカー希望小売価格

約 8,412 万円 (税別)

特別メーカー希望小売価格

→ 約 **5,467** 万円 (税別)

#### CytoFLEX mosaic 63 and S システム 4 レーザー 63 チャンネル (約 25 カラー)



メーカー希望小売価格

約 4,211 万円 (税別)

特別メーカー希望小売価格


→ 約 **2,737** 万円 (税別)

※特別メーカー希望小売価格の実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。


CytoFLEX mosaic 検出器イメージ

mosaic 88: 最大 6 レーザー 最大 88 チャンネル

mosaic 63: 最大 4 レーザー 最大 63 チャンネル



※CytoFLEX LXの仕様に合わせて、UVとNUVのどちらか片方が使用可能です。



96 well プレートからのサンプリングにも対応 (オプション)

**CytoFLEXファミリーは日本で800以上のラボで使用されています**


| 製品番号                                                            | 製品                                                                                          | メーカー希望小売価格<br>(税別) | 特別メーカー希望小売価格<br>(税別) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| システム                                                            |                                                                                             |                    |                      |
| D20149                                                          | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, U-V-B-Y-R-I (6 laser UV)  | ¥84,115,000        | ¥54,674,750          |
| D20150                                                          | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, U-V-B-Y-R (5 laser UV)    | ¥75,997,000        | ¥49,398,050          |
| D20155                                                          | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, U-V-B-R (4 laser UV)      | ¥65,281,000        | ¥42,432,650          |
| D20156                                                          | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, N-V-B-Y-R-I (6 laser NUV) | ¥75,393,000        | ¥49,005,450          |
| D20157                                                          | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, N-V-B-Y-R (5 laser NUV)   | ¥67,275,000        | ¥43,728,750          |
| D20158                                                          | CytoFLEX LX and CytoFLEX mosaic 88 Spectral Flow Analyzer System, V-B-Y-R (4 laser NUV)     | ¥57,911,000        | ¥37,642,150          |
| D20159                                                          | CytoFLEX S and CytoFLEX mosaic 63 Spectral Flow Analyzer System, B-R-V-Y (4 laser 561)      | ¥42,112,000        | ¥27,372,800          |
| アップグレードモジュール ※既設のCytoFLEX S BRVY または CytoFLEX LXに接続してご使用いただけます。 |                                                                                             |                    |                      |
| D19581                                                          | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module U-V-B-Y-R-I (6 laser, CytoFLEX LX UV)          | ¥35,000,000        | ¥22,750,000          |
| D19582                                                          | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module U-V-B-Y-R (5 laser, CytoFLEX LX UV)            | ¥30,000,000        | ¥19,500,000          |
| D19583                                                          | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module U-V-B-R (4 laser, CytoFLEX LX UV)              | ¥25,000,000        | ¥16,250,000          |
| D19584                                                          | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module N-V-B-Y-R-I (6 laser, CytoFLEX LX NUV)         | ¥35,000,000        | ¥22,750,000          |
| D19585                                                          | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module N-V-B-Y-R (5 laser, CytoFLEX LX NUV)           | ¥30,000,000        | ¥19,500,000          |
| D19586                                                          | CytoFLEX mosaic 88 Spectral Detection Module V-B-Y-R (4 laser, CytoFLEX LX NUV)             | ¥25,000,000        | ¥16,250,000          |
| D19587                                                          | CytoFLEX mosaic 63 Spectral Detection Module V-B-Y-R (4 laser, CytoFLEX S 561)              | ¥20,000,000        | ¥13,000,000          |

※CytoFLEX S BRVYの仕様によってはCytoFLEX Sのアップグレードが必要になる場合がございます。その際はアップグレード費用も35% OFFにてご提供いたします。

## CytoFLEX mosaic の特長


### 独自アルゴリズムの **Poisson (ポアソン) ハイブリット Unmixing** 機能を搭載

CytoFLEX mosaic では、使用可能なUnmixingアルゴリズムとして最小二乗法 (LSM) とPoissonハイブリッドの2つを選択できます。Poissonハイブリッドを選択することでデータのスプレッドを少なくすることができます。なお、測定後はいつでも切替可能です。



### 自家蛍光の自動検出機能を搭載

自家蛍光はスペクトルフローサイトメトリー測定の最大のノイズ源になりえます。CytoFLEX mosaic なら、より正確で再現性の高い自家蛍光のUnmixingが可能です。ネガティブコントロールをゲートで囲んで、1クリックで自家蛍光プロファイルを抽出できます。



**注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。  
Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。



## ベックマン・コールター ライフサイエンス

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730

TEL : 03-6745-4704

✉ bckk\_ls\_web@beckman.com

URL : <https://www.beckman.jp>



danaher.

ベックマン・コールター ライフサイエンスは Danaher の一員です。