

DMSO、DMF、水などの高沸点溶媒を高速濃縮！突沸リスクゼロ！

濃縮装置

年度末

2026年
3月末まで

アカデミック限定キャンペーン


コンビニ・エバポ
4検体モデル (K4)

最大

30万円引

装置本体＋ポンプ

型番：CEK4-SU-P ☐



~~通常希望小売価格
135万円(税別)~~

特価

105万円 (税別)

装置本体のみ

型番：CEK4-SU-NP-P ☐



~~通常希望小売価格
115万円(税別)~~

特価

90万円 (税別)

☐ 欄に本装置に付属するSpiral Plug(4点)のサイズ番号をご記入ください。※裏面参照

キャンペーン適用期間

2026年3月13日(金)までのご注文分 かつ 2026年3月31日(火)までの納品分


キャンペーンコード **VSSP40**

BC BioChromato

ご発注の際は ①型番 ②キャンペーンコード をご記載ください。

コンビニ・エバポ 4検体モデル

K4



コンビニ・エバポ K4 ポンプ有り

コンビニ・エバポ K4 ポンプ無し

通常希望小売価格

135万円(税別)

115万円(税別)

キャンペーン価格

105万円税別

90万円税別

本体

寸法

幅 340mm×奥行 156mm×高さ 414.2mm

重量

4.8kg

対応容器

様々な容器に対応

ガス置換

×

温調器

寸法

幅 226mm×奥行 55mm×高さ 58mm

方式

アルミビーズ

機能

室温～100℃

ポンプ

寸法

幅 207mm×奥行 411mm×高さ 285mm

—

重量

26kg

—

主電源

AC100V

—

スパイラルプラグ サイズ指定方法

対応容器口内径 [mm]

型番の末尾に
下記のサイズ番号をご記入ください

4～7

1

7～11

2

11～17

3

15～24

4

24～32

5

記入例

ポンプ有り : CEK4-SU-P2

ポンプ無し : CEK4-SU-NP-P4