

# 台数限定キャンペーン

通常価格：~~¥2,300,000~~ のところ

## ¥1,900,000

(税別)

# 三次元ビーズ衝撃式 卓上型多検体 細胞破碎装置


## Shake Master® NEO

シェイクマスターネオ ver1.0

サンプルの破碎・攪拌・分散・エマルジョンなど、多用途に対応可能  
DNA/RNA/たんぱく質の抽出に最適

### 10台限定

2024年10月1日から2025年3月31日  
までのご注文分が対象となります。



3次元衝撃式  
破碎ムラ 0 ゼロ!



液体窒素を使った  
凍結状態で破碎可能!



乳鉢・乳棒が不要  
洗浄・滅菌の手間が  
かかりません



コンパクトな  
消音設計で  
卓上でも利用可能!



96 Plate  
x 2 枚  
多検体同時処理  
192サンプル可能!



多彩な容器に対応  
1.5mlチューブ~  
800ml容器まで



長時間  
(~59分59秒)  
連続運転が可能



手動ロック方式  
で安心・簡単操作!



シェイクマスターネオ  
BMS-M10N21

Made in Japan

体験下さい!  
**デモ  
承ります**

### 少量~大量サンプルの一括処理可能

容器の種類	1.5ml 2.0ml	13ml 15ml	50ml	96 Deep Well Plate	ステンレス容器 (冷凍破碎用)
最大 処理 本数	常温	60本*	9本	4本	2枚
	冷蔵~冷凍 4℃ -196℃	60本*	9本	4本	—

\*特注ブロックで82本まで対応可能

三次元衝撃：450rpm~1,500rpm  
時間設定：1秒~59分59秒  
プログラム：自由設定10プログラム  
間欠設定5プログラム

サイズ：幅520×奥行455×高さ484mm  
重量：65kg  
電源：AC100V 50/60Hz 10A  
設置場所：卓上 / 床置き

**硬い**  
サンプルも  
破碎できる

## 40ml

ストロングチューブ誕生!



ガンマ線滅菌


液体窒素環境下や  
タングステンビーズ使用時でも  
破損しにくいチューブを開発しました!

製品番号		入数	価格(税抜)
MT400-01A	40mlストロングチューブ 本体:コポリエステル樹脂製/蓋:HDPE製	100本 (5本×20袋)	¥60,000
MT020-01A	2.0mlストロングチューブ	500本 (20本×25袋)	¥60,000
MT020-03A	本体:蓋:ポリプロピレン(PP)製	100本 (20本×5袋)	¥15,000



破碎例


イネ葉



牛の臓器



酵母



# ミニサーマルサイクラー

軽量・薄型ながら  
高精度な温度制御システム



PS-MP16

**16** サンプルを  
高速PCR!!

価格  
(税抜) **¥298,000**

- スタンドアローン型で、低価格を実現
- 5℃/秒の加熱、4℃/秒の冷却速度
- ホットリッドはON/OFF切り替え可能
- 30ステップ、99サイクルをプログラムできるため、PCR条件に応じて自由にアレンジできます
- A4サイズに収まる省スペース設計




サンプル数: 16	サイクル数: 99サイクル
ランピング速度: 加熱5℃/秒、冷却4℃/秒	寸法: W200×D230×H85mm
温度範囲: 4~99.9℃	重量: 3.2kg
時間設定: 1~59分59秒(1ステップにつき)	

# コンパクト核酸精製装置

## Auto-Pure Mini

小型・軽量・高性能な、  
磁気ビーズ式 核酸精製装置



PS-AP-Mini

**今がチャンス!**

**16% OFF**

SPECIAL PRICE

価格  
(税抜) ~~¥1,200,000~~  
**¥998,000**

**5台限定**

キャンペーン期間 2024.10.1 → 2025.3.31

- 最大16サンプルを同時に処理
- 約20分の高速抽出
- 各社の磁気ビーズ試薬に対応
- A4サイズのスペースに設置できるコンパクトさ
- 軽量・省スペースで、クリーンブース内にも設置できます
- タブレットを利用して、簡単にプログラムを組み立てられます



処理数: 1~16サンプル	庫内滅菌: UVライト内蔵
処理量: 20~1000μL	寸法: W200×D260×H300mm
抽出温度: 常温~100℃	重量: 7kg
プログラム数: プリセット 6/自由設定 100	

# 卓上型 ビーズ式破砕機 セルデストロイヤー

24サンプル同時破砕可能な  
卓上型ビーズ式破砕機



PS3000

**今がチャンス!**

**14% OFF**

SPECIAL PRICE

価格  
(税抜) ~~¥1,050,000~~  
**¥898,000**

**5台限定**

キャンペーン期間 2024.10.1 → 2025.3.31

- 多検体(24サンプル)を数十秒で同時に破砕することが可能
- 動物、植物、ヒト組織、土壌、酵母、孢子、微生物など
- 完全密閉式のため、サンプルロス・コンタミがありません
- 50のプログラムを設定可能
- マイルドな破砕や数分間の運転できる
- 安全機構搭載

オプション  
PS3000-CH5  
5mlチューブホルダー(12本)  
価格(税抜) **¥68,000**

サンプル処理数: 2.0mlチューブ×24本 (オプション 5.0mlチューブ×12本)	間欠タイマー設定: 1秒~2分00秒
振動数: 2,430rpm~4,260rpm	サイクル数: 10サイクル
設定時間: 1秒~1分30秒	プログラム: 50メモリ

# スタンドアローン型 マイクロプレートリーダー

**今がチャンス!**

**16% OFF**

SPECIAL PRICE

価格  
(税抜) ~~¥1,050,000~~  
**¥498,000**

96ウェルプレートに対応、  
幅広い波長域



PS-AMR100

キャンペーン期間 2024.10.1 → 2025.3.31

- 340-750nmの広い波長範囲
- 7インチタッチスクリーンで簡単測定
- 6秒以内に正確な測定が可能
- シェイキング機能を標準搭載(スピード3段階)
- 4つの光学フィルターを標準装備(オプションで最大8つ)
- 計測結果をUSBメモリを使用して外部出力可能
- 専用サーマルプリンター接続可能(オプション)



測定波長域: 340~750nm	波長選択: 標準4種(405, 450, 492, 630nm) オプション23種
読取範囲: 0~4.000Abs	精度: ≤0.2%(0-3Abs)、≤1.0%(3-4Abs)
測定速度: 6秒以内(96well)	寸法: W295×D440×H225mm 重量: 10kg

●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 バイオメディカルサイエンス  
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530  
TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311  
<https://www.bmsci.com>  
お問い合わせ [info@bmsci.com](mailto:info@bmsci.com)

