

メトラー・トレドレイニンウィンターチップキャンペーン

【アカデミア応援】汎用RGチップが特別価格！32~%OFF

- 大学官公庁のお客様限定
- 主要ブランドのピペットに小さな力でスムーズに装着できるように設計
- フィルターチップ、ノンフィルターチップ両方の品揃え
- ロングチップ、ローリテンション（低吸着）チップも充実



ラック入り・リフィル・バルク



クリーンさを保証



ローリテンション（低吸着）タイプ

- 適合表 サンプルチップリクエスト受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample

メーカー	シリーズ名	容量	RG汎用チップ		RG汎用フィルターチップ	
ギルソン Gilson	Pipetman	0.2-2 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		1-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
エッペンドルフ Eppendorf	Research / Research Plus / Reference 2	0.1-2.5 µL	10/10x	✓	10F	X
		0.5-10 µL	10/10x	✓	10FX	✓
		2-20 µL metal nozzle	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL plastic nozzle	250	✓	20F/100FX	✓
		10-100 µL	250	✓	20F/100FX	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
	Research Plus / Reference 2 Multi-Channel	0.5-10 µL (8/12 channels)	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		10-100 µL (8/12 channels)	250	✓	20F/100FX	✓
		30-300 µL (8/12 channels)	250	✓	20F/100FX	✓
サーモフィッシャー ThermoFisher	Finnpipette F1, F2, F3	0.2-2 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		1-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		10-100 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
	Finnpipette F2 Multi-Channel	1-10 µL (8 channels)	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		10-100 µL (8 channels)	250	✓	20F/100F/200F	✓
		20-300 µL (8 channels)	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓
ニチリョー Nichiryo	Nichipet EXII Nichipet EX Plus II Nichipet Premium	0.1-2.5 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		0.5-10 µL	10/10x	✓	10F/10FX	✓
		2-20 µL	250	✓	20F	✓
		20-200 µL	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 µL	1000	✓	1000F	✓

✓: 適合 / X: 不適合

キャンペーン期間：2025年1月6日～2025年2月28日（ご注文分）

サンプルチップリクエスト受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample



ラック入りチップ

品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	低吸着	価格	特別価格	注文数
30374654	Pipette Tips HRC UNV 10µL 960C/10					8,200	5,600	
30374657	Pipette Tips HRC UNV 10µL S 960C/10	✓				9,400	6,300	
30374660	Pipette Tips HRC UNV 10µL F 960C/10	✓	✓			17,100	11,600	
30537525	Pipette Tips HRC UNV 10µL X 960C/10			✓		8,200	5,600	
30537526	Pipette Tips HRC UNV 10µL SX 960C/10	✓		✓		9,400	6,300	
30537527	Pipette Tips HRC UNV 10µL FX 960C/10	✓	✓	✓		17,100	11,600	
30671382	Pipette Tips HRC UNV 10µL L 960C/10				✓	9,900	6,700	
30671386	Pipette Tips HRC UNV 10µL LS 960C/10	✓			✓	11,000	7,400	
30671390	Pipette Tips HRC UNV 10µL FL 960C/10	✓	✓		✓	19,700	13,400	
30671381	Pipette Tips HRC UNV 10µL LX 960C/10			✓	✓	9,900	6,700	
30671385	Pipette Tips HRC UNV 10µL LSX 960C/10	✓		✓	✓	11,000	7,400	
30671389	Pipette Tips HRC UNV 10µL FLX 960C/10	✓	✓	✓	✓	19,700	13,400	
30374661	Pipette Tips HRC UNV 20µL F 960C/10	✓	✓			17,100	11,600	
30671391	Pipette Tips HRC UNV 20µL FL 960C/10	✓	✓		✓	19,700	13,400	
30537521	Pipette Tips HRC UNV 100µL F 960C/10	✓	✓			17,100	11,600	
30671392	Pipette Tips HRC UNV 100µL FL 960C/10	✓	✓		✓	19,700	13,400	
30374655	Pipette Tips HRC UNV 250µL 960C/10					8,200	5,600	
30374658	Pipette Tips HRC UNV 250µL S 960C/10	✓				9,400	6,300	
30537522	Pipette Tips HRC UNV 200µL F 960C/10	✓	✓			17,100	11,600	
30749253	Pipette Tips HRC UNV 250µL X 768C/8			✓		8,200	5,600	
30749254	Pipette Tips HRC UNV 250µL SX 768C/8	✓		✓		9,400	6,300	
30749255	Pipette Tips HRC UNV 200µL FX 768C/8	✓	✓	✓		17,100	11,600	
30671383	Pipette Tips HRC UNV 250µL L 960C/10				✓	9,900	6,700	
30671387	Pipette Tips HRC UNV 250µL LS 960C/10	✓			✓	11,000	7,400	
30671393	Pipette Tips HRC UNV 200µL FL 960C/10	✓	✓		✓	19,700	13,400	
30374656	Pipette Tips HRC UNV 1000µL 768C/8					8,200	5,600	
30374659	Pipette Tips HRC UNV 1000µL S 768C/8	✓				9,400	6,300	
30537523	Pipette Tips HRC UNV 1000µL F 768C/8	✓	✓			17,100	11,600	
30671384	Pipette Tips HRC UNV 1000µL L 768C/8				✓	9,900	6,700	
30671388	Pipette Tips HRC UNV 1000µL LS 768C/8	✓			✓	11,000	7,400	
30671394	Pipette Tips HRC UNV 1000µL FL 768C/8	✓	✓		✓	19,700	13,400	

リフィルタイプ (詰め替え用)

品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	低吸着	価格	特別価格	注文数
30537471	Pipette Tips RSC UNV 10µL 960C/10					7,400	5,000	
30537474	Pipette Tips RSC UNV 10µL S 960C/10	✓				8,700	5,800	
30537472	Pipette Tips RSC UNV 250µL 960C/10					7,400	5,000	
30537475	Pipette Tips RSC UNV 250µL S 960C/10	✓				8,700	5,800	
30537473	Pipette Tips RSC UNV 1000µL 768C/8					7,400	5,000	
30537476	Pipette Tips RSC UNV 1000µL S 768C/8	✓				8,700	5,800	

バルク

品番	製品名	滅菌	フィルター	ロング	低吸着	価格	特別価格	注文数
30537470	Pipette Tips RC UNV 10µL 1000C/1					3,600	2,400	
30537524	Pipette Tips RC UNV 10µL X 1000C/1			✓		3,700	2,500	
30537469	Pipette Tips RC UNV 250µL 1000C/1					3,600	2,400	
30537468	Pipette Tips RC UNV 1000µL 1000C/1					4,400	2,900	

www.mt.com

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部

TEL:03-5815-5515

代理店名

©12/2024 Mettler-Toledo K.K.,

Printed in Japan 00000000

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

●表示価格に消費税は含まれておりません