

QTエタノール エアゾール缶

(クリーンルーム用変性エタノール除菌剤)



エアゾール
(AS)

<内容>

対象商品：QTエタノール エアゾール缶 仕様

期 間：2025年2月1日～2025年3月31日

その他：対象ロット在庫限り

通常販売希望価格：~~¥63,000~~ (24本入り) ^{※税別}



通常販売希望価格：¥50,000 (24本入り) ^{※税別}

<特長>


- ダブルパック、γ線照射滅菌済み、0.22ミクロンろ過
- 70%変性アルコール (SDA) とUSP WFI 30%の混合液)
- 滅菌・多重包装 (ダブルパック、γ線照射滅菌済み、0.22ミクロンろ過)
- 米国薬局方(USP)に従いロット毎に無菌試験を実施
- 箱ごとに、Lot固有のγ線照射証明書、分析証明書、有効期限添付可
- 未開封の有効期限：3年



<用途>

- 床、壁、天井のクリーニングに
- 機器のクリーニングに
- 無菌エリアの手指消毒に
- グレードA、B エリアへの搬入時に
- 液漏れの心配なし
- 最後までパワフルな噴霧
- さかさまにしても噴霧可能！！

商品コード	商品名	仕様
BC-QT2515-11	QTIタナール (AS) Iアゾールタイプ 24本	70%SDA、30%WFI (USP グレード) 荷サイズ420 (L) × 300 (W) × 245 (H) 重量18.5kg 24 本入り/ 箱 内容量325ml 滅菌済み

 安全に関するご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ニッタ株式会社

クリーンエンジニアリング事業部

<https://www.nitta.co.jp>

大阪本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26
TEL.06-6563-1233 FAX.06-6563-1234

奈良工場 〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172
TEL.0743-56-9400 FAX.0743-56-4403

※ 表示価格に消費税は含まれておりません。

※ 本カタログに記載の仕様、デザイン、価格等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。