


# 水分活性測定システム

期間限定

## Rotronic AW - Easy

### 新発売キャンペーンのご案内

省スペース  
迅速・簡単  
そして高精度！



- 信頼性の高いQuick機能で測定時間は約5分！
- Bluetooth搭載によりアプリで簡単操作！！
- 本体には1.2inch LCD液晶搭載！！！！

詳細は裏面をご覧ください👉

AW-Easyはポータブル性に優れた水分活性測定システムです。無料アプリをインストールするだけで、何方でも簡単に操作可能です。ワイヤレスでスマート充電、測定結果は全てアプリに保存され、PDFレポートも自動で作成します。



## 新発売キャンペーン！

2024年12月末までのご発注、2025年3月末までに納品出来るユーザー様へ  
通常価格の**20%OFF**にて製品をご提供します！

※納品前校正（校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図）には別途校正費用が掛かります。

商品名	商品番号	定価(単位:円 税別)	キャンペーン価格(単位:円 税別)	付属品
AW-Easy	AW0400	¥880,000-	<b>¥704,000-</b>	ワイヤレス充電器・サンプルホルダー USB Type A to Cケーブル 電源プラグ・サンプルカップ100個
測定原理	湿度:静電容量式 / 温度:Pt抵抗式		精度@23±5℃	±0.008aw / 0.8%RH / ±0.1K
動作環境	0~70℃ / 0~100%RH ※結露なきこと		保管環境	-10~70℃ / 0~100%RH ※結露なきこと
表示単位	aw / %RH / °C		長期安定性	<1%RH / 年 (通常使用環境)
トレンド表示	有り		バッテリー容量	500 mAh
電源	5V DC / 1.5A / 7.5W max (ACアダプター)		寸法・重量	Φ68 × 65mm / 600g
CEマーク	CE2014 / 30 / EU		IP保護	IP65

水分活性測定システム  
「AW-Easy」

お問い合わせはこちら

☎ **03-5627-8170**

✉ <https://cscjp.co.jp/contact/>

マイクロバイオ課  
受付時間 平日  
10:00~17:00