

ジェネレーターシャフト

特別キャンペーン

最大60%OFF

KINEMATICA社ポリトロンホモジナイザー用の
ジェネレーターシャフトが数量限定で大特価！

★ [旧型モデル] PT1200C/1200CL用ジェネレーターシャフト



PT1200C



PT1200CL

PT-DA 07/2EC-C107 (型番: 1103 0020)
先端直径: 7mm 長さ: 107mm

¥220,000.- → **¥176,000.-** 20%OFF!

限定1本

★ [旧型モデル] PT3100・PT6100用ジェネレーターシャフト

(現行モデル: PT10-35GT・PT3100D・PT6100Dにも使用可能です。)



PT3100



PT6100

① PT-DA 05/2EC-B078 (型番: 1103 0010)
先端直径: 5mm 長さ: 78mm

¥260,000.- → **¥182,000.-** 30%OFF!!

限定1本

② PT-DA 20/2WEC-B193 (型番: 1103 0080)
先端直径 (W刃): 20mm 長さ: 193mm

¥330,000.- → **¥231,000.-** 30%OFF!!

限定1本

③ PT-DA 30/2WEC-B250 (型番: 1103 0110)
先端直径 (W刃): 30mm 長さ: 250mm

¥510,000.- → **¥306,000.-** 40%OFF!!!

限定1本

④ PT-DA 45/6EC-B250 (型番: 1103 0193)
先端直径: 45mm 長さ: 250mm

¥750,000.- → **¥450,000.-** 40%OFF!!!

限定1本



PT10-35GT



PT3100D/
PT6100D

※旧型モデル品は無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

★ [現行モデル] PT45-80GT・PT6100D用ジェネレーターシャフト



PT45-80GT PT6100D

PT-DA 45/6EC-F250 (型番: 1103 0329)
先端直径：45mm 長さ：250mm

限定1本

¥ 750,000.- → **¥525,000.-** 30%OFF !!

★ [旧型モデル] Model K (PT10-35)・Model GR (PT45-80)用
ジェネレーターシャフト



Model-K

PT-DA 36/4S-A250 (型番: 1103 0138)
先端直径：36mm 長さ：250mm

限定1本

¥ 450,000.- → **¥315,000.-** 30%OFF !!

★ [旧型モデル] PT2100S用ジェネレーターシャフト



PT2100S

PT-DA20/2WEC-D178 (型番: 1103 0072)
先端直径 (W刃)：20mm 長さ：178mm

限定4本

¥290,000.- → **¥116,000.-** 60%OFF !!!!

★ [現行モデル] PT2500E 用ジェネレーターシャフト



PT2500E

PT-DA 20/2WEC-E192 (型番: 1103 0258)
先端直径 (W刃)：20mm 長さ：192mm

限定1本

¥ 350,000.- → **¥210,000.-** 40%OFF !!!

【W刃とは？】

★繊維物が絡まりにくい構造の特殊刃で、
肉・植物（繊維質）の処理に有効です。



※旧型モデル品は無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。