

# 秋の特典キャンペーン

配布期間：2024. 10. 1 火 ▶ 11. 29 金 出荷分

メーカー略号：PGI  
キャンペーン番号：2419

日頃のご愛顧に感謝を込めて、2024年10月1日(火)より  
プロテインテック社の全商品に「秋の特典」を同梱いたします。

## 特典はこちら

### ① 反射機能付! ふくろうLEDライト



ふくろうのおなかを  
押すと「ランタン」が点灯。  
ストラップでカバンや  
鍵につけておくと  
安心・便利です。

実験も不苦勞。失は明るい。



秋だー

### ②

### メモスタンドにもなるバッグハンガー

40と器用さで大活躍!

### ③ 白雲石入り吸水コースター

持ち前の吸収力を發揮。



マグカップ等の水滴も  
すぐに吸収!  
裏面には  
コルク材を使用  
した、自然素材。

クールな風貌



メタル質感で  
スマートなデザイン。  
レストラン & カフェ、  
学食やデスクでも  
大活躍の「2WAY」  
キーホルダーです。






# HA-Trap (抗HAタグ VHH)

## 無料サンプル配布中!

HA-Trap (HA トラップ) は、HA タグ融合タンパク質の免疫沈降 (IP) 実験に最適なアガロース/磁性アガロース/磁気ビーズ結合済みの抗HA-Tag VHH (Nanobody®) です。

### VHHとは?



### HA-Trapの特長

- C末端、N末端、内部に融合/挿入されたHAタグ (配列: YPYDVPDYA) を検出可能
- 高い親和性でHAタグに結合  
(C末端結合タグ:  $KD=6$  nM、  
N末端結合タグ:  $KD=180$  nM)




図. HA-Trap (品番: ata-20) と従来型抗体を使用した免疫沈降 (IP)。HA-Trap を使用した場合、軽鎖/重鎖由来バンドの干渉が無い、単一バンド精製が可能です (発現宿主: HEK293T細胞)。

🔍 HA-Trap

▼ サンプルはWEBフォーム経由でお申込みいただけます。

### 無料サンプルラインアップ

GFP-Trap	DYKDDDDK Fab-Trap	HA-Trap
mNeonGreen-Trap	Ubiquitin-Trap	V5-Trap
RFP-Trap	Myc-Trap	MBP-Trap
TurboGFP-Trap	Spot-Trap	GST-Trap
Halo-Trap	SNAP/CLIP-tag-Trap	



Antibodies | ELISA kits | Proteins

取扱店



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ  
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ  
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。  
 (希望販売価格) 記載の希望販売価格は 2024 年 10 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。  
 (使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>