



proteintech®

あなたの「欲しい」を叶えます/

最大
30% OFF!

ANTIBODY

キャンペーン

2024-2025

対象：一次抗体

キャンペーン期間：

2024. 12. 2日 ▶ 2025. 2. 28日

キャンペーン番号：2431

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

多重染色に
おすすめ!

標識済み
一次抗体

30% OFF!

トライアルサイズ
約**13% OFF!**

非標識
一次抗体

30% OFF!

タグ抗体
コントロール抗体

25% OFF!

豊富な
文献実績

Nanobody®
アルパカ由来 VHH 抗体

30% OFF!

品質・ラインアップ・国内在庫 で研究をサポートします。



完全自社製造・毎ロット検証で安心の品質とサポートを提供します
豊富なラインアップ! 非標識一次抗体 **17,000 品目** 以上!



一次抗体通常サイズ (150 µL/100 µL) 希望販売価格 ¥67,000 → キャンペーン中の参考価格 **¥46,900!**
トライアルサイズ (20 µL) も 希望販売価格 ¥23,000 → キャンペーン中の参考価格 **¥20,000** でお得に!



通常サイズ (150 µL/100 µL) は **国内在庫あり・最短翌営業日お届け!**
トライアルサイズ (20 µL) の納期は約 1 週間

最短翌日!?
南極とはちがうぜ!

累計論文実績 12 万報以上!

👉 キャンペーン製品 & 価格をみる

セールス / テクニカルサポート



株式会社 **プロテインテック・ジャパン**

国内販売



人と科学のステキな未来へ
コスモ・バイオ株式会社



プロテインテック

Antibodies | ELISA kits | Proteins

非標識一次抗体

約 17,000 品目

非標識・通常サイズ
最短で
翌営業日

安心な製品
が欲しい！
を叶えます

最大
30% OFF!

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>全て自社製造</p> <p>完全自社製造体制で 製品の一貫性と 安心のサポートを提供</p> | <p>毎ロット検証</p> <p>ロット毎の品質を 検証・比較し 再現性の高い抗体を提供</p> | <p>交換保証</p> <p>ご満足いただけなかった場合 ご購入から1年の期間にて 交換対応（リプレース）可能</p> | <p>国内在庫あり</p> <p>一次抗体通常サイズ* 約 17,000 品目の国内在庫をご用意 最短翌営業日のお届け！</p> |
|--|---|--|---|

*包装：150 μL/100 μL

ウサギポリクローナル抗体

約 12,700 品目

プロテインテックの9割以上のウサギポリクローナル抗体は「組換えタンパク質」を免疫原に作製され、内在性タンパク質に対して優れた親和性を発揮します。

| 製品 | 包装 | 品番 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫/納期 |
|----------|--------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| 通常サイズ | 150 μL | XXXXXX-X-AP | ¥67,000 | 30% OFF! ¥46,900 | 国内在庫あり 😊 |
| トライアルサイズ | 20 μL | | ¥23,000 | 約13% OFF! ¥20,000 | 最短約 1 週間 |

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

マウスモノクローナル抗体

約 2,700 品目

ラインアップ鋭意拡大中！マウスモノクローナル抗体は、単一エピトープに対して優れた特異性を示します。

| 製品 | 包装 | 品番 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫/納期 |
|----------|--------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| 通常サイズ | 150 μL | XXXXXX-X-IG | ¥67,000 | 30% OFF! ¥46,900 | 国内在庫あり 😊 |
| トライアルサイズ | 20 μL | | ¥23,000 | 約13% OFF! ¥20,000 | 最短約 1 週間 |

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

リコンビナント（組換え）ウサギモノクローナル抗体

約 1,600 品目

プロテインテック独自の「ABCE™ (Antigen-Specific B-Cell Cloning & Engineering)」プラットフォームを利用して開発された組換えモノクローナル抗体です。

| 製品 | 包装 | 品番 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫/納期 |
|----------|--------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| 通常サイズ | 100 μL | XXXXXX-X-RR | ¥85,000 | 30% OFF! ¥59,500 | 国内在庫あり 😊 |
| トライアルサイズ | 20 μL | | ¥29,000 | 約13% OFF! ¥25,200 | 最短約 1 週間 |

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

標識済み一次抗体

約 4,100 品目

お取り寄せ
最短で
1 週間

標識抗体
が欲しい！
を叶えます

30% OFF!

CoraLite® (コーラライト) 蛍光標識抗体

▼ CoraLite® / CoraLite® Plus の励起・蛍光波長

| 標識物質 | 励起波長 (nm) | 蛍光波長 (nm) | 標識物質 | 励起波長 (nm) | 蛍光波長 (nm) |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| CoraLite® Plus 405 | 399 | 422 | CoraLite® Plus 555 | 554 | 570 |
| CoraLite® 488 | 500 | 520 | CoraLite® 594 | 588 | 604 |
| CoraLite® Plus 488 | 493 | 522 | CoraLite® Plus 647 | 654 | 674 |
| CoraLite® 555 | 557 | 570 | CoraLite® Plus 750 | 755 | 780 |

免疫蛍光染色 (IF) のために開発した蛍光標識抗体を業界最大級の規模で取り揃えています。二次抗体を使用することなく、短時間かつ簡便にマルチプレックス (多重) 免疫蛍光染色を実現します。各種抗体にはプロテインテック独自の『CoraLite® (コーラライト) / CoraLite® Plus (コーラライトプラス)』蛍光色素が標識されています。



| 抗体タイプ | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫/納期 |
|---------------------------|-------------|--------|---------|-------------------------|----------|
| ウサギポリクローナル / マウス・ウサギモノクロー | CLXXX-XXXXX | 100 μL | ¥83,000 | 30% OFF! ¥58,100 | 最短約 1 週間 |
| | | | ¥85,000 | 30% OFF! ¥59,500 | |

*CoraLite® は改良型色素である CoraLite® Plus に順次移行しています。

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

CoraLite

プロテインテックの抗体は、世界中 12 万報の論文で平均 2 製品が利用され、累計 28 万回を超える被引用回数を誇る「研究成果につながる」抗体です。自社製造・検証済みの品質、豊富なラインアップ & 国内在庫、ご購入後の保証提供にて研究者の皆さまの様々な「願い」や「欲しい」を叶えられるようにサポートいたします。



タグ・コントロール抗体

約 240 品目

非標識抗体
最短で
翌営業日

確実な製品
が欲しい！
を叶えます

25%
OFF!

論文実績豊富なタグ抗体 & ローディングコントロール抗体



▼ 文献実績の多いターゲットランキング (2024年11月1日時点)

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|---|---------|
| タグ抗体 | 1 | 1,000 報 | 2 | 892 報 | 3 | 817 報 |
| | DYKDDDDK tag 抗体 (品番: 20543-1-AP) | His tag 抗体 (品番: 66005-1-IG) | HA tag 抗体 (品番: 51064-2-AP) | | | |
| ローディングコントロール抗体 | 1 | 11,346 報 | 2 | 6,318 報 | 3 | 1,431 報 |
| | GAPDH 抗体 (品番: 60004-1-IG) | Beta Actin 抗体 (品番: 66009-1-IG) | Alpha Tubulin 抗体 (品番: 11224-1-AP) | | | |

🔍 タグコントロール抗体

| 抗体タイプ | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫/納期 |
|--------------------------|---------------|---------|------------------|----------|
| ウサギポリクロ / マウス・ウサギモノクロ | 150 µL/100 µL | ¥36,000 | 25% OFF! ¥27,000 | 国内在庫あり 😊 |

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PG

サンプラーキット・抗体パック

約 20 品目

一部製品
最短で
翌営業日

網羅的製品
が欲しい！
を叶えます

25%
OFF!

各研究対象やシグナル伝達経路で重要な役割を果たす因子やマーカータンパク質を検出する抗体が含まれるトライアル抗体パックです。抗体トライアルサイズが 4~8 種類が含まれる「エッセンシャル」または 10~12 種類が含まれる「エクスパンド」を選択できます。

▼ サンプラーキット対象一覧

| | |
|------------------|-----------------|
| AKT Activation | Exosome |
| AKT Substrate | Ferroptosis |
| Autophagy | m6A |
| EMT | RNA Methylation |
| ERK-MAPK Pathway | |

| 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫/納期 |
|---------|------------|----------|-------------------|----------------|
| PK300XX | 4 × 20 µL | ¥77,000 | 25% OFF! ¥57,750 | 国内 在庫 あり |
| | 5 × 20 µL | ¥96,000 | 25% OFF! ¥72,000 | |
| | 8 × 20 µL | ¥153,000 | 25% OFF! ¥114,750 | |
| | 10 × 20 µL | ¥191,000 | 25% OFF! ¥143,250 | 最短 約 1 週間 |
| | 12 × 20 µL | ¥229,000 | 25% OFF! ¥171,750 | |

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PG

マッチドペア抗体

約 4,100 品目

お取り寄せ
最短で
1 週間

抗体ペア
が欲しい！
を叶えます

25%
OFF!

マッチドペア抗体は、同一ターゲットタンパク質に結合する 2 種類の抗体を組み合わせた「抗体ペア」製品です。各抗体ペアには構成成分として「キャプチャー抗体 (捕捉抗体)」と「検出抗体」が 1 点ずつ含まれており、互いに異なるエピトープ (抗体結合部位) を認識するため、同一ターゲットに対して相互干渉せずに同時に結合することができます。

- ✓ 様々な免疫アッセイに利用可能
- ✓ 抗体ペアの使用でアッセイ感度と目的タンパク質への選択性を向上可能
- ✓ 添加剤・保存剤・キャリアタンパク質を含有しない「PBS バッファー保存」のため、各種抗体標識法に適合
- ✓ 高いロット間一貫性、容易なスケールアップ、安定的な供給能

| 抗体タイプ | 品番 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫/納期 |
|-------------|------------|------------------------|----------|-------------------|--------------|
| マウス・ウサギモノクロ | MPXXXXXX-X | 1 PAIR (2 × 100 µg) | ¥310,000 | 25% OFF! ¥232,500 | 最短 約 1 週間 |

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PG

🔍 マッチドペア抗体

アルパカ由来 VHH 抗体

約 350 品目

ほとんどの VHH
 最短で
 翌営業日




Nanobody®
 が欲しい！
 を叶えます

30%
 OFF!

VHH 抗体とは？


- ✓ アルパカ（ラクダ科動物）由来の軽鎖を持たない「重鎖抗体」の抗原認識ドメイン（Nanobody®）
- ✓ 従来の IgG 抗体の 10 分の 1 程度の分子量（約 15 kDa）
- ✓ 化学的安定性と熱安定性に優れる
- ✓ 組換え体として製造され、高いロット一貫性を実現



Nano-Trap® 免疫沈降（IP）用ビーズ結合済み VHH 抗体

約 120 品目

Nano-Trap は、各種ビーズ（アガロース、磁性アガロース、磁気ビーズ）に結合したアルパカ由来 VHH 抗体です。蛍光タンパク質やタグの単離・精製のための免疫沈降（IP）実験をはじめ、共免疫沈降（CoIP）、クロマチン免疫沈降（ChIP）、RNA 免疫沈降（RIP）に利用できます。



| 製品ラインアップ | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| GFP-Trap | DYKDDDDK Fab-Trap | GST-Trap |
| mEos-Trap | His Fab-Trap | Ubiquitin-Trap |
| mNeonGreen-Trap | Myc-Trap | DNMT1-Trap |
| RFP-Trap | Spot-Trap | Mdm4/HdmX-Trap |
| TurboGFP-Trap | Strep-Trap | MK2-Trap |
| Halo-Trap | V5-Trap | p53-Trap |
| SNAP/CLIP-Trap | MBP-Trap | PARP1-Trap |

| ビーズ種類 | 包装 | 希望販売価格 | キャンペーン中の参考価格 | 在庫 / 納期 |
|---------|--------|----------|--------------|------------|
| アガロース | 10 rxn | ¥53,000 | ¥37,100 | 国内 在庫あり |
| | 20 rxn | ¥91,000 | ¥63,700 | |
| 磁性アガロース | 10 rxn | ¥65,000 | ¥45,500 | |
| | 20 rxn | ¥106,000 | ¥74,200 | |

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

🔍 Nano-Trap

Nano-Booster/Nano-Label（ナノブースター & ナノラベル）


約 40 品目

Nano-Booster（ナノブースター）および Nano-Label（ナノラベル）は、蛍光タンパク質や細胞内タンパク質を標識する蛍光プローブです。蛍光色素（Alexa Fluor® または Atto 色素）が共有結合した VHH 抗体で構成されます。

- ✓ 高い解像度、高い標識率
- ✓ 高い浸透性、エピトープへの優れたアクセス性能
- ✓ 小サイズ（2 nm）で、従来の抗体よりもエピトープの近位を蛍光標識
- ✓ 蛍光タンパク質シグナルの安定化、増強、再活性化にも有用

▼ 製品ラインアップ

| 蛍光タンパク質のシグナルを増強 | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| GFP-Booster® | RFP-Booster® | |
| 高解像度の蛍光染色を実現 | | |
| Histone-Label® | Vimentin-Label® | Spot-Label® |



🔍 Nano-Booster Nano-Label

お見積り・在庫照会・ご注文はお近くの販売代理店へ

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

（希望販売価格）記載の希望販売価格は 2024 年 12 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

（使用範囲）記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
 TEL: 03-5632-9630（受付時間 9:00 ~ 17:30）
 FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
 TEL: 03-5632-9610（受付時間 9:00 ~ 17:30）
 FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル