

動物モデルを用いた *in vivo* 機能性試験に
**30% OFF**
Gold and Platinum *in vivo* グレード抗体 30%OFF キャンペーン

キャンペーン期間：2025年12月1日（月）～2026年2月27日（金）


Leinco Technologies 社  
メーカー略号：LET

キャンペーン番号：2530

*in vivo* GOLD™ MABs*in vivo* PLATINUM™ MABs

*In vivo* グレードの抗体は、細胞シグナル伝達経路の研究から、前臨床研究のための動物モデルにおける生物学的システムの操作まで、生物学的研究において様々な用途があります。Leinco Technologies 社の *In vivo* 抗体 (*In vivo* GOLD™ および *In vivo* PLATINUM™) は、業界で最も高い純度基準を満たしており、低エンドトキシンレベル、低抗体凝集率となっています。これらの抗体は、Leinco Technologies 社の ISO 9001: 2015 / ISO 13485: 2016 認証施設で製造されています。

特に *In vivo* PLATINUM™ 抗体は、IDEXX Impact I PCR マウス病原体プロファイルによって決定された病原体を含まないため、動物への注射にも適しています。



	<i>in vivo</i> GOLD™ MABs	<i>in vivo</i> PLATINUM™ MABs
WB、FC、または ELISA による結合の検証	Yes	Yes
LAL 法で測定したエンドトキシン値	≤ 1.0 EU/mg	≤ 0.5 EU/mg
分析的サイズ排除クロマトグラフィーによる抗体凝集	≥ 95% monomer	≥ 98% monomer
純度 (SDS-PAGE による)	≥ 95%	≥ 98%
<i>in vivo</i> 用途を想定した特長	防腐剤なし 安定化剤なし キャリアータンパク質なし 滅菌 PBS pH 7.2 (No K <sup>+</sup> or Ca <sup>2+</sup> )	
病原体 (Murine pathogen) の検査	検査なし	IDEXX IMPACT I (PCR-based)

*in vivo* GOLD™ / PLATINUM™ Functional Grade

記事 ID 検索：17748

以下に限らず、品名に GOLD、あるいは PLATINUM の文言を含む Leinco Technologies 社の抗体商品が対象です。

詳細は Web をご覧くださいお問い合わせください。

品名	免疫動物	種由来	クローン	適用※	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
in vivo GOLD™ Functional Grade								
Anti CD4, Purified in vivo GOLD™ Functional Grade	Rat	Mouse	GK1.5	IHC/ FC/ IP/ Blocking/ FUNC/ Cell Depletion/ in vivo use	C1333	1 mg	¥31,000	¥21,700
						5 mg	¥106,000	¥74,200
						25 mg	¥339,000	¥237,300
Anti CD279 (PD-1), Purified in vivo GOLD™ Functional Grade	Rat	Mouse	RMP1-14	WB/ IHC/ FC/ Blocking/ FUNC/ in vivo use	P362	1 mg	¥31,000	¥21,700
						5 mg	¥106,000	¥74,200
						25 mg	¥339,000	¥237,300
Anti PD-L1, Purified in vivo GOLD™ Functional Grade	Rat	Mouse	10F.9G2	WB/ IHC(f)/ FC/ Blocking/ in vivo use	P363	1 mg	¥31,000	¥21,700
						5 mg	¥106,000	¥74,200
						25 mg	¥339,000	¥237,300
in vivo PLATINUM™ Functional Grade								
Anti CD279 (PD-1), Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade	Rat	Mouse	RMP1-14	WB/ IHC/ FC/ Blocking/ FUNC/ in vivo use	P372	1 mg	¥70,000	¥49,000
						5 mg	¥134,000	¥93,800
Anti IFNAR-1, Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade	Mouse	Mouse	MAR1-5A3	WB/ ELISA/ FC/ IP/ Blocking/ in vivo use	I-1188	1 mg	¥70,000	¥49,000
						5 mg	¥134,000	¥93,800
Anti PD-L1, Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade	Rat	Mouse	10F.9G2	WB/ IHC(f)/ Blocking/ FUNC/ in vivo use	P371	1 mg	¥66,000	¥46,200
						5 mg	¥130,000	¥91,000

※「適用」：FC: Flow Cytometry, FUNC: Functional Assay, IHC: Immunohistochemistry, IHC(f): Immunohistochemistry (frozen section), IP: Immunoprecipitation, Neu: Neutralization, WB: Western Blot

【包装違いがございます】25 mg、50 mg、100 mg 包装、バルクサイズもございます。こちらは、お見積もりにて価格をご提示いたします。詳しくは、コスモ・バイオ商品取扱いの販売店までお問い合わせください。