

2024年11月吉日

お客様 各位

株式会社エビデント
MIS セールスジャパン

ライトガイド光源装置 ファイバー光源セット HGLGPS-SET

キャンペーンのお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、日ごろのご愛顧に感謝いたしまして、ライトガイド光源装置 ファイバー光源セット HGLGPS-SET のキャンペーンを実施いたしますので、ご案内申し上げます。

HGLGPS-SET は水銀ランプ使用でありながら、長寿命（2,000 時間）による安定した観察と心だし調整が不要で明るくムラのない均一な照明を可能にする蛍光照明光源であり、エビデントの各種顕微鏡との組み合わせが可能です。

ぜひこの機会にご検討をいただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

【キャンペーン内容・価格】

ライトガイド光源装置 ファイバー光源セット HGLGPS-SET

希望小売価格（税別）通常時：¥752,600- ⇒ キャンペーン時：¥370,000-

【キャンペーン期間】

2024年12月9日 ～ 2025年3月31日受注分

※販売台数を超えた場合は、期間前に終了する場合がございます。

【販売台数】

24台

以上

エビデントの各種顕微鏡と組み合わせ可能



BX53 組合せ例



IX83 組合せ例




SZX16 組合せ例


蛍光イメージングに最適な、オリンパスの U-HGLGPS

- 平均寿命 2000 時間の高圧水銀ランプ
- 心だし不要で明るくムラのない均一な照明
- チラツキの少ない直流点灯
- ランプの熱による顕微鏡や標本への影響を低減するリキッドライトガイド
- 励起波長の切り替えによるムラを抑えた低色収差アダプタ

U-HGLGPSスペクトル特性



U-HGLGPS 寸法図



U-HGLGPS 主な仕様

光源	リフレクター付高圧水銀130Wランプ (U-HGLGPS 本体に1個内蔵)
光量調整	100, 50, 25, 12, 6, 3, 0%
寸法	216 (H) x 111 (W) x 336 (D) mm
質量	約3.5Kg
電源電圧	100-240VAC 50/60Hz 2.0-0.8A
交換ランプ	SHI-130OL