

装置更新のチャンス！ セルソーター更新特別キャンペーン

最大 12 色の蛍光同時検出と 4 方向ソーティングに対応の MA900



キャンペーン内容

MA900 ⇒ 本体価格 15%OFF + 保守 1 年分付き
MA900 機種および台数限定

期間

2024 年 8 月 1 日 ~ 2024 年 12 月 20 日受注分・年度内納品が対象
納期はお問合せください。

キャンペーン対象

セルソーターをお持ちのお客様

ご提案モデル (本体一式・価格はいずれも税込み)


対象モデルの製品番号	通常希望小売価格		期間限定 特別価格
MA900FP 4 レーザー 12 色 (405/488/561/638nm)	¥ 44,235,400	→	¥ 36,947,900
MA900EP 3 レーザー 12 色 (405/488/638nm)	¥ 38,735,400	→	¥ 32,272,900

- ✓ ソーティングチップ方式により、コンタミレス、メンテナンスフリー
- ✓ ノズル径は 3 種類から選択可能！さらに高い生存率を実現！

選べるノズルサイズと最適なサンプル

ノズルサイズ	70 μm	100 μm	130 μm
チップ画像			
液滴形成数	50,000 個 /sec.	26,000 個 /sec.	12,000 個 /sec.
最適なサンプル	ダメージに強い細胞 短時間でソートする細胞 レアな細胞	幅広い細胞に対応	大型の細胞 ダメージに弱い細胞

他社機と比較したシングルセル培養結果



ソニー株式会社

ライフサイエンス&テクノロジー事業部

ライフサイエンス事業部門

ライフサイエンス営業部 国内営業課

お問合せ先

TEL : 0120-667-010

<http://www.sony.co.jp/LS>

富士フイルム和光純薬株式会社

試薬営業本部 機器営業部

大阪本社 06-6203-2759

東京本店 03-3270-8124