

funakoshi

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

年度末・2025



キャンペーン

イイものだけをイマだけ特別価格!

機器・消耗品

ゲル撮影装置 20%OFF

シェーカー 30%OFF

セロジカルピペット 最大 50%OFF

ピペットチップ 25%OFF

- UVクロスリンカー・UVランプ
- ローテーター
- アスピレーター
- LEDトランスイルミネーター
- ビーズ式組織・細胞破碎装置
- 抗原賦活化装置
- 電気泳動装置
- 小型遠心分離機
- 電動ピペッター
- PCRチューブ・マイクロチューブ
- PCRプレート
- プレートシール
- チューブラック
- 試薬リザーバー



抗体 25~30%OFF

- 一次抗体
- リコンビナント抗体
- IHC検証済みモノクローナル抗体



BDLイチオシ製品 30%OFF

- タンパク質マーカー
- コンピテントセル
- BCAアッセイキット
- T7EIゲノム編集確認キット

DNA / RNA
メチル化定量キット 30%OFF

蛍光色素 30~40%OFF

DNA Standards製品 20%OFF

エピジェネティクス製品
マイクロバイーム標準品 30%OFF

受託サービス 特別価格

- 抗体可変領域解析
- テロメアテスト & Olink® プロテオーム解析
- 組換え体タンパク質セミカスタム

試薬・受託サービス

P.4~

P.28~

機器・消耗品

キャンペーン期間：2025/11/4～2026/2/27

価格帯カラーチャート

10 万円以下

10～50 万円

50～100 万円

100 万円以上

機器

掲載ページ


価格帯



4	ゲル撮影装置 (タブレット PC 内蔵)	100 万円以上
4	UV クロスリンカー	10～50 万円
5	PCR キャビネット	100 万円以上
5	ハンディ UV ランプ	10 万円以下
6～9	シェーカー	10 万円以下
		10～30 万円
7	ローテーター	10 万円以下
10	濁度計	10～20 万円
10	ボルテックスミキサー	10 万円以下
		10 万円以下
11	アスピレーター	10～20 万円
11	マグネチックスターラー	10～20 万円
12	ゲル撮影装置 (デジカメタイプ)	10～30 万円
12	トランスイルミネーター	10～20 万円
13	ビーズ式組織・細胞破碎装置	100 万円以上
13	オートインジェクター	60～110 万円
14	小型遠心分離機	10 万円以下
15	抗原賦活化装置	100 万円以上
15	保温装置	10 万円以下
16	電気泳動装置	10 万円以下
16	ディスポーザブル・ホモジナイザー	10 万円以下
17	ピペット・エイド®	10 万円以下
18	電動ピペッター	10～20 万円

消耗品

掲載ページ



18	セロロジカルピペット
19～20	ピペットチップ
21	PCR チューブ
22	プレート
23	プレートシール
24	チューブラック
25	アイスラック
25	マイクロチューブ
26	プラスチック製パスツールピペット
26	試薬リザーバー
27	実験器具用洗浄液

試薬・受託サービス

キャンペーン期間：2025/11/4～2026/2/27

掲載ページ

28	簡易小型破碎装置 & 核酸抽出キット 特別価格	[MP Biomedicals 社]
29	DNA Standards 製品 20% OFF	[Minerva Biolabs 社]
30～31	分子量マーカー、コンピテントセル、アッセイキットなど 30% OFF	[BDL 社]
31	DNA/RNA メチル化研究関連キット 30% OFF	[Epigentek Group 社]
32	エビジェネティクス製品、マイクロバイオーーム標準品 30% OFF	[Zymo Research 社]
33	ウエスタンブロットング用試薬など 30% OFF 培地添加用試薬 40% OFF	[Energenesis Biomedical 社]
34	アカデミックユーザー限定！Buy2, Get1 Free	[Quantabio 社]
34	神経科学関連製品 25% OFF	[Synaptic Systems 社]
35	IHC 検証済みモノクローナル抗体、AbBy Fluor 蛍光色素 30% OFF	[Bioss 社]
36	蛍光色素、抗体蛍光標識キットなど 40% OFF	[ATTO-TEC 社]
37	低分子化合物 20% OFF Fc-KIH 融合タンパク質、多量体ヒト CD40L サイトカイン 30% OFF	[Adipogen Life Sciences 社]
38	脂質ナノ粒子 20% OFF	[OZ Biosciences 社]
38	セミカスタム組換え体タンパク質 特別価格	[Aviva Systems Biology 社]
39	抗体可変領域解析受託サービス 特別価格	[株式会社バイオピーク]
39	テロメアテスト解析受託サービス 特別価格 Olink® 高感度プロテオーム解析受託サービス 特別価格	[株式会社ミルテル]
40	一次抗体 25% OFF	[GeneTex 社]

今年もやります！
研究の

ストレス 吹っ飛び エピソード 大募集！

36

賞に選ばれた方には豪華ノベルティセットをプレゼント！



ウェブサイトでもキャンペーン対象製品を確認できます！

Web ページ番号

7777



NOTE

※本紙に記載されている価格は、2025 年 11 月 4 日現在です。表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本紙に掲載されている製品は研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。

※**（バイオ）**印の製品は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（通称：カルタヘナ法）」使用規制対象となりますので、ご使用に際しては規制に則し、適切にお取り扱い下さい。

※**（薬）**印の製品は、取り扱いに厳重な注意を要する製品であり、ご購入時に「使用目的確約書」が必要になります。ご注文の際は、「使用目的確約書」に直筆でご記入の上、販売店経由で当社までお送り下さい。確約書受領後に製品を発送させていただきます。また、これらの製品をご購入後は、鍵の掛かる場所での保管をお願いいたします。

※**（毒）**印の製品は、「毒物及び劇物取締法」に基づく医薬用外毒劇物です。法規制に従って、保管、廃棄等して下さい。

※**（X）**印の製品は、毒性があるため、取り扱いに注意または厳重な注意が必要です。製品は、鍵の掛かる場所に保管して下さい。添付されているデータシートや商品ラベルをよくお読み下さい。

※**△**印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策を実施して下さい。

※**（凍）**印は、液体窒素中での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに液体窒素中で保存して下さい。

※**（-80℃）**印は、-80℃ での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに-80℃ のフリーザー等に保存して下さい。

※#以下の英数字は、商品コードを示します。

※外観・仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※© 2025 American Type Culture Collection. The ATCC trademark and trade name, and any other trademarks listed in this publication are trademarks owned by the American Type Culture Collection unless indicated otherwise.

※記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本紙には各メーカーから提供された画像・図表が掲載されています。なお、画像・図表の著作権は各メーカーが保有しています。

※ご注文の際は、[品名、メーカー、商品コード、包装、数量] をお知らせ下さい。

撮影から解析までこの一台で UVP GelSolo

20%
OFF

カメラのズーム、絞り、ピント調整は画面で確認しながら直接操作

サイドのドアから手を入れて、ゲルの位置調整や切り出しが安全に行えます

39.4^W×38.4^D×80.5^H cm, 22 kg

[メーカー：UVP]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
849-97-0939-01	1 unit	3,700,000 →	2,960,000

デモ
OKIQ/OQ
対応

Web ページ番号

65195



ゲル撮影装置の昔話

フロッピーディスクに画像を4枚しか保存できないけど、シンプルで起動も早いから今でも現役ですよ。ポロライドカメラが主流だった当時としては画期的でした。

BioDoc-it
(販売終了)

え!?今の GelSolo
なら撮影～解析も
できるのに…



UV 関連製品 20% OFF

紫外線を均一照射!

デモ
OKIQ/OQ
対応

Web ページ番号

68194



UV クロスリンカー CL-3000 シリーズ

20%
OFF40.0^W×41.0^D×26.5^H cm, 6.8 kg


- 使用放電管：8W×6 本
- 紫外線の総エネルギー量 (mJ/cm²) または、照射時間 (s) のいずれかを設定可能

[メーカー：UVP]

使用放電管	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
254 nm	849-95-0615-01	1 unit	508,000 →	406,400
302 nm	849-95-0615-03	1 unit	508,000 →	406,400
365 nm	849-95-0615-05	1 unit	508,000 →	406,400

UV クロスリンカーの昔話

昔に比べると、今はスタイリッシュになりましたね。



CL-1000 (販売終了)

研究室に置いてあると、よく「電子レンジですか?」と聞かれました。



期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

HEPA フィルターで空気までクリーン！
タッチパネルで簡単操作

PCR キャビネット

20%
OFF



庫内用 UV ランプ
(254 nm) × 2 本

電源用コンセント
2 か所搭載

82.6^W×61.6^D×99.1^H cm

エアサーキュレーター内にも UV ランプ
(254 nm) を搭載

IQ/OQ
対応

デモ
OK

Web ページ番号

64943



PCR キャビネットの昔話



昔は紫外線で核酸を不活化するだけでしたね。



(販売終了)

今なら空気由来のコンタミも防止
できますね！



[メーカー：UVP]

品 名	UVP PCR Workstation	UVP PCR HEPA Workstation
上部フィルター モジュール	なし	・ プレカーボンフィルター ・ HEPA フィルター
商品コード	849-95-0601-01	849-95-0600-01
包 装	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	1,240,000	1,620,000
キャンペーン 価格 (¥)	992,000	1,296,000

analytik jena 社の
今 昔

analytik jena
An Endress+Hauser Company

と

UVP

変わらぬスタイルで照らし続ける ハンディ UV ランプ

20%
OFF



4W 7.1^W×19.8^D×5.3^H cm, 0.45 kg



6W 8.1^W×37.8^D×6.4^H cm, 0.91 kg

Web ページ番号

2023



Web ページ番号

1601



UV ランプの昔話



当時は DNA ゲルや TLC プレート
に当てて観察してました。



(販売終了)



あ！これテーマパークの入り口で
再入場確認に使っていた機械に
似てますね。

[メーカー：UVP]

電 力	モデル	使用放電管	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
4W	UVG-11	254 nm×1 本	95-0016-14	1 unit	82,000 →	65,600
	UVL-21	365 nm×1 本	95-0018-02	1 unit	53,000 →	42,400
	UVGL-15	254/365 nm 兼用×1 本	95-0017-09	1 unit	50,000 →	40,000
	UVGL-25	254 nm×1 本 / 365 nm×1 本	95-0021-12	1 unit	94,000 →	75,200
6W	UVG-54	254 nm×1 本	95-0004-09	1 unit	69,000 →	55,200
	UVL-56	365 nm×1 本	95-0006-02	1 unit	46,000 →	36,800
	UVGL-58	254 nm×1 本 / 365 nm×1 本	95-0007-05	1 unit	80,000 →	64,000

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応

Web ページ番号

3818

Q 検索

寒い時期でもしっかり温度制御！

TS-100C

ブロック（別売）を交換するだけで、マイクロチューブからコニカルチューブまで対応可能なサーモシェーカーです。

設定温度範囲：4～100℃

振とう速度範囲：250～1,400 rpm

2 mm
回転振幅

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010143-AAJ	1 unit	310,000 →	217,000

22.0^W×24.0^D×13.0^H cm, 3.7 kg

加熱・冷却機能または、振とう機能それぞれを単独でも使用でき、マルチに活躍します！

別売品 専用ブロック



SC-18C



SC-24NC



SC-24C

包装／通常価格
1 piece / ¥144,000



キャンペーン価格
¥100,800

タイプ	収容数	商品コード
SC-18C	0.5 ml チューブ×20 本 1.5 ml チューブ×12 本	BS-010143-AK
SC-24NC	1.5 ml チューブ×24 本	BS-010143-GK
SC-24C	2 ml チューブ×24 本	BS-010143-EK

※その他の専用ブロック（キャンペーン対象）については、フナコシ Web をご覧下さい。

多彩なラインナップであなたの実験を強力にサポート！

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

5280

Q 検索


プレートを最大 4 枚同時に振とう可能！

PSU-2T

96 ウェルマイクロプレートを 2 枚または 4 枚*
振とう可能なプレートシェーカーです。

*別売プラットフォーム（キャンペーン対象外）使用時

振とう速度範囲：250～1,200 rpm

2 mm
回転振幅

プレートは
ねじを回して固定

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010155-AAK	1 unit	100,000 →	70,000

小刻みに振とうし、
ウェル内を効率的に攪拌

25.5^W×25.5^D×10.0^H cm, 2 kg

期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

30%
OFFIQ/OQ
対応

Web ページ番号

3817

検索

温度ムラが気になるあなたに…

PST-60HL / PST-100HL

特許取得の上下サンドイッチ加熱方式で、プレートの隅々まで均一に温めるマイクロプレート用サーモシェーカーです。



PST-60HL

デモ
OK

PST-60HL-4

PST-100HL



27.0^W×26.0^D×12.5^H cm (PST-60HL, PST-100HL)
38.0^W×39.0^D×14.0^H cm (PST-60HL-4)

[メーカー：BSN]

モデル	温度設定範囲	プレート収容数	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
PST-60HL	25~60℃ (0.1℃ 刻み)	2	BS-010119-AAJ	1 unit	283,000 →	198,100
PST-60HL-4	25~60℃ (0.1℃ 刻み)	4	BS-010128-AAJ	1 unit	370,000 →	259,000
PST-100HL	25~100℃ (0.1℃ 刻み)	2	BS-010142-AAJ	1 unit	337,000 →	235,900



biosan

小型機器

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

4965

検索

ヒトの動きを忠実に再現できるローテーター Multi Bio RS-24

回転、往復、振動を組み合わせることで、様々な用途に応じた攪拌が可能です。


36.5^W×19.5^D×15.5^H cm, 1.7 kg

回転

往復

振動

転倒混和や激しく振る
人の手の動きを
再現できます！



[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010117-AAK	1 unit	140,000 →	98,000

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

1519

Q 検索

しっかり混ぜたい方必見

Mini-Shaker 3D

電気泳動ゲルやウェスタンブロット
メンブレンの振とう作業に有用です。
少ないバッファー量でムラなく染色
できます。

振とう速度範囲：5～60 rpm
最大負荷重量：1 kg

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-010151-AAK	1 unit	86,000	60,200



サンフラワー式振とう
(8 の字振とう)

23.5^W×23.5^D×14.0^H cm, 1.2 kg
(プラットフォームを含む)

多彩なラインナップであなたの実験を強力にサポート！

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

4655

Q 検索

培養実験にもってこいの一台

PSU-10i

小型でもパワフルなオービタルシェー
カーです。
プラットフォーム (別売) を交換する
ことで、様々な容器に対応できます。

振とう速度範囲：50～450 rpm
最大負荷重量：3 kg

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-010144-AAK	1 unit	196,000	137,200



プラットフォーム UP-12
との組み合わせ例

25.5^W×25.5^D×10.0^H cm, 3.4 kg



別売品 PSU-10i / CPS-20 共通プラットフォーム

① Bio PP-4



ペトリ皿、培養用
フラスコ用

② UP-12



フラスコ、ボトル、
ビーカー用

③ P-16/88



10 ml / 15 ml / 50 ml
チューブ用

[メーカー：BSN]

	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
①	BS-010116-AK	1 piece	13,600	9,500
②	BS-010108-AK	1 piece	39,000	27,300
③	BS-010116-BK	1 piece	61,000	42,700

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

3217

検索

優しい揺れで穏やかに混合できます

MR-1

22^W×20.5^D×12^H cm, 2.1 kg
(プラットフォームを含む)最大 7 日間連続作動可能！
スタンダードなシーソータイプの
シェーカーです。振とう速度範囲：1～30 oscill/分
最大負荷重量：1 kg

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-010152-AAK	1 unit	113,000	79,100

期間

2025年
11/42026年
2/27

biosan

小型機器

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

70008

検索

高温、多湿な CO₂ インキュベーター内でも使える！ CPS-2029.0^W×20.0^D×10.0^H cm, 3.4 kg

プラットフォーム P-6/250*との組み合わせ例

* キャンペーン対象外

小型のインキュベーターにも入る
コンパクトなシェーカーです。
インキュベーターの扉を開けずに
コントローラーで設定を変更できます。
最大負荷重量：3 kg

回転振幅

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BS-010172-A02	1 unit	422,000	295,400


ユーザー目線による製品開発が強み！

1992 年創業の Biosan 社は、バルト三国の中央に位置するラトビアに拠点を置き、ライフサイエンス研究でパーソナルユースを中心とした実験機器を開発・販売しています。

www.funakoshi.co.jp/contents/72435



biosan

ラトビアの
メーカーです価格：内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

69734

Q 検索

手のひらサイズで持ち運びに便利な濁度計

DEN-600

マクファーランド (McF) 比濁法および
OD600 (Abs) によるタンパク質濃度測定
に対応しています。

測定波長: 600±10 nm

充電式

10 mm キュベット
φ16 mm 丸底チューブ
どちらでも使えて便利!



[メーカー: BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-050109-AAK	1 unit	190,000	133,000

12.0^W×14.5^D×6.5^H cm, 0.5 kg

多彩なラインナップであなたの実験を強力にサポート!

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

3819

Q 検索

全チューブのボルテックスがこれ 1 台で!

MSV-3500

付属のプラットフォーム (4 種類) を交換する
ことで、0.2~50 ml チューブまで対応できます。

付属品



SV-16/8

0.2 ml チューブ×8 本
0.5 ml チューブ×8 本
1.5 ml チューブ×16 本



SV-8/15

15 ml チューブ×8 本



SV-10/10

10 ml チューブ×10 本



SV-4/30

50 ml チューブ×4 本

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010210-TAK	1 unit	118,000	82,600



回転振幅

18.0^W×17.0^D×14.5^H cm, 2.6 kg

期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

64593



FTA-2

FTA-1

4200



小型卓上アスピレーター

FTA-2 / FTA-1

FTA-2

FTA-1 より
パワフル設計廃液センサー
(FTA-2S のみ)減圧：
-200～
-800 mbarディープウェル
プレートでも
ぐんぐん吸い取ります！18.5^W×29.0^D×39.0^H cm, 1.85 kg

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
FTA-2 (廃液センサーなし)	BS-040118-A04	△ 1 unit	168,000	→ 117,600
FTA-2S (廃液センサーあり)	BS-040119-A04	△ 1 unit	200,000	→ 140,000

FTA-1

Biosan 社製品の
国内ベストセラーミニプレップの
上清除去に便利！

減圧：-500 mbar

18.6^W×21.3^D×32.7^H cm, 1.8 kg

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-040108-AAK	△ 1 unit	99,000	→ 69,300



biosan

小型機器

30%
OFFデモ
OKIQ/OQ
対応低温室
OK

Web ページ番号

3823



デジタル表示、加温機能付きスターラー

MSH-300i

温度プローブ、ホルダーは
別売です。パワーがあるから粘度の
高い液体も楽々攪拌加熱だけ、ミキシングだけでも使用可能な
ホットプレート付きマグネチックスター
ラーです。
最大 20 L まで攪拌できます。

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010309-AAC	△ 1 unit	149,000	→ 104,300

別売品 温度プローブ

[メーカー：BSN]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010309-BK	1 piece	28,000	→ 19,600

△ホルダーはキャンペーン対象外です。

19.0^W×27.0^D×10.0^H cm, 3.2 kg

期間

2025年
11/42026年
2/27

20%
OFF

デモ
OK

funakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

Web ページ番号

下記参照



ゲル撮影装置・LED トランスイルミネーター

ゲル撮影装置 フナボックス (デジカメタイプ)

小型フードモデル



[Web ページ番号 : 71807]

GS (ゲルスタジオ)
フードモデル



[Web ページ番号 : 71808]

[メーカー : MEC]


モデル	小型フード	GS フード
カメラ	Olympus TG-7 (画素数 : 1,200 万画素)	
最大撮影範囲	16.7×14.7 cm	20.0×16.8 cm
商品コード	FBOX-MINI-TG7 ▲	FBOX-GS-TG7 ▲
包装	1 set	1 set
通常価格 (¥)	229,000	299,000
キャンペーン 価格 (¥)	183,200	239,200

※UV トランスイルミネーターと組み合わせて使用する際は、別売の赤外線カットフィルター (#MFC65-52、キャンペーン対象外) を併せてご使用下さい。

※トランスイルミネーターは別売です (下記参照)。

フナ・LED・ミニ・トランスイルミネーター

[Web ページ番号 : 65442]



29.0^W×23.0^D×10.0^H cm, 2.2 kg

- フナボックスシリーズにピッタリなサイズの LED トランスイルミネーターです。
- LED 光源の長波長側を遮断するダイクロイックフィルター、およびステージ底部の高効率・光吸収シートにより、バックグラウンドをほぼ完全に除去できます。
- フィルターサイズ : 140^W×130^D mm

[メーカー : MEC]

モデル (波長)	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
青色 (470 nm)	F-LMT470 ▲	1 piece	168,000	134,400
シアン (505 nm)	F-LMT505 ▲	1 piece	168,000	134,400

■対応する蛍光試薬

モデル	EtBr	Gel Red	SYBR Green	SYBR Gold	SYBR Safe	SYPRO Ruby	SYPRO Orange	FIT	GFP	EGFP
青色	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
シアン	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○

関連製品 UV トランスイルミネーター (キャンペーン対象外)



UV 強度切り替え型

#95-0456-01

Web ページ番号

1639



48.6^W×33.7^D×14.3^H cm*

*カバーを含んだサイズです。



ミニゲル用

#95-0180-01

Web ページ番号

1573



26.0^W×18.4^D×11.4^H cm, 3.5 kg

20%
OFFデモ
OK

MP

Web ページ番号

34790

検索

使用実績が豊富！ビーズ式組織・細胞破碎装置

FastPrep-24 5G

Web に
動画あり38.5^W×47.2^D×49.0^H cm, 23.6 kg

多

様々な試料の破碎で実績あり

各種動物の臓器、植物の葉
骨、皮膚 土壌細菌を含む
バクテリア

72

試料や用途に応じた
プログラム 72 種類がプリセット

処理本数	2 ml×24 本 (標準ホルダー使用時)
破碎時間	1~120 秒

● 特殊な破碎用ビーズを含むマイクロチューブを高速 8 の字運動させ、組織や細胞を効果的に破碎する装置です。

● 別売の試料ホルダー（下記参照）を使用することで、様々な種類のチューブを用いて破碎できます。

[メーカー：MPB]

商品コード	6005-500 △
包装	1 unit
通常価格 (¥)	1,280,000
キャンペーン価格 (¥)	1,024,000

別売品 ▶ 試料ホルダー

[メーカー：MPB]

	品 名	チューブサイズ と本数	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
常温用						
①	HighPrep	2 ml×48 本	6002-527	1 piece	266,300	213,000
②	TeenPrep	15 ml×12 本	6002-526	1 piece	266,300	213,000
③	BigPrep	50 ml×2 本	6002-525	1 piece	283,300	226,600
低温用（ドライアイス使用）						
④	CoolPrep	2 ml×24 本	6002-528	1 piece	277,600	222,000
⑤	CoolTeenPrep	15 ml×6 本	6002-530	1 piece	311,600	249,200
⑥	CoolBigPrep	50 ml×2 本	6002-531	1 piece	311,600	249,200

20%
OFFデモ
OKDRUMMOND
SCIENTIFIC COMPANY

Web ページ番号

63081

検索

Nanoject III

容量可変型オートインジェクター

オイルを利用したナノリットル量 (0.6 nl~) の高精度な注入が可能なインジェクション装置です。インジェクションに必要なオプションパーツがセットになったキットもあります。

特 長

- Nanoject III は、アフリカツメガエルやゼブラフィッシュ、哺乳動物の卵母細胞、胚、組織への微量試料注入装置です。
- 3 種類のモードがあり、タッチパネルで簡単に設定可能です。
 - 設定した送液速度を手動で 1 回ずつ吸引・吐出を行う **マニュアルモード**
 - 吐出量と送液速度を設定して吸引・吐出を行う **インジェクションモード**
 - 吐出量と送液速度を設定し、一定間隔で複数回インジェクションする **プログラムモード**

[メーカー：DRM]

モデル	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
オプション パーツ付き	3-000-207-KIT △	1 kit	1,320,000	1,056,000
本体のみ	3-000-207 △	1 set	750,000	600,000

※オプションパーツ内容：スタンド、フットスイッチ、
マニピュレーター

※スタンドやマニピュレーターをお持ちの方は、本体のみをご購入下さい。



破碎装置・インジェクター

期間
2025年
11/4▼
2026年
2/27価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20%
OFFデモ
OK低温室
OK

Labnet

Web ページ番号

72156



MPS 1001

PCR プレート用小型遠心分離機

19.0^W×22.0^D×18.6^H cm, 2.6 kg

シーリングフィルムを貼った 96/384 ウェル PCR プレート 2 枚を同時にスピンドアウンできます。


● 回転数 : 2,500 rpm (500×g)

● タイマー : 0~99 分

[メーカー : LNT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
C1001-100V	1 unit	98,000 →	78,400

別売のアダプター (キャンペーン対象外) を使用すると、PCR チューブの遠心も可能です。



PCR プレート、シーリングフィルムもキャンペーン対象です！

▶ PCR プレートp.22

▶ プレートシーリングフィルム.....p.23

25%
OFFデモ
OK低温室
OKfunakoshi
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

Web ページ番号

64449



回転くん® Jr.3

ワンタッチでローター交換が可能な小型遠心分離機

安定感あるデザインと静音設計モーターを採用した、オリジナルの小型遠心分離機です。

14.0^W×16^D×11^H cm, 1.85 kg

付属ローター



特別な工具いらずで簡単に交換できます！

● スピンフィルターや背の高いチューブもセット可能です。

● 回転数 (遠心力) : 5,400 rpm (2,000×g)

● 対応チューブ

・ 0.2 ml 8 連チューブ×2

・ 0.5 / 1.5 / 2.0 ml チューブ×6

[メーカー : BRT]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
PC-300	1 unit	39,000 →	29,200

期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20%
OFF デモ
OK



BIO CARE
MEDICAL

Web ページ番号

71578



“うまく染まった” を当たり前

抗原賦活化装置 Decloaking Chamber ARC

加熱 (HIER) または加圧処理により、マスキングされたエピトープを露出させるための装置です。
処理のログを残せるため、オートクレーブや電子レンジ法では難しい再現性の担保が可能です。

- タッチパネルで簡単操作



- 処理条件の自由度がアップ！染めにくい組織の染色にも
設定温度範囲：60～121℃ (1℃ 単位)
設定時間範囲：1 秒～24 時間 (1 秒単位)

[メーカー：BCM]

商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
DCARC0002R-UPT △	1 unit	1,550,000	1,240,000

※本製品は入力電圧 115VAC で動作するよう設計されています。製品
付属の昇圧トランスと併せてご使用下さい。昇圧トランスを使用しな
い場合、装置が正常に作動しないことがあります。



36.1^W×33.0^D×34.3^H cm, 6 kg

121℃ (オートクレーブと同じ) 処理が可能

一度に最大 72 枚のスライドを処理可能

100 件までプログラムを保存可能

20%
OFF デモ
OK



Link Planner
イノベーターの心に火を灯す

Web ページ番号

68337



充電池駆動でコンパクトな保温装置

どこでも保温くん

培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した培養細胞プレートの温度を一定に保ち、温度変化による
細胞へのダメージを防ぎます。



プレート：7.6^W×11.8^D cm 全体：10.1^W×15.0^D×4.2^H cm

設定温度



- 42℃ を超えないよう温度制御機能が付いています。
- 温度分布精度：設定温度±1℃



[メーカー：LKP]

品 名	どこでも保温くん スターターセット
商品コード	J054-SET △
包 装	1 set
通常価格 (¥)	80,000
キャンペーン価格 (¥)	64,000

- ✓ 電源のある所では AC アダプターで使用
 - ✓ 実験室外やクリーンベンチ内など電源確保の難しい場所
では充電電池やモバイルバッテリーで使用
- 状況に合わせて様々な場所でご使用いただけます。

期間

2025年
11/4

2026年
2/27

20% OFF デモ OK

funakoshi FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

Web ページ番号 65920 検索

フナサブマリン

小型アガロースゲル電気泳動装置

小型、低価格のサブマリン式アガロースゲル電気泳動装置です。



泳動槽: 16^W×13.1^L×4.8^H cm
パワーサプライ: 7^W×12^L×5.7^H cm

- ダム式白金線ホルダーがついています。電極から発生する気泡がゲルの上部に出るのをせき止め、泳動の乱れを防止します。
- バッファー内の pH 変化や泳動の乱れが少ないため、泳動の再現性に優れています。
- 泳動槽カバーが外れた状態では通電せず、感電を防止します。
- 泳動電圧切り替え機能付き (50 V / 75 V / 100 V)
- ミニゲル、ラージゲル対応

[メーカー: FA]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
F-MARIN	1 unit	48,800 →	38,400

20% OFF サンプルあり


nippi

Web ページ番号 4777 検索

ディスポーザブル・ホモジナイザー

バイオマッシャー II

内面ディンプル加工の 1.5 ml チューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせにより、破砕効果を高めたホモジナイザーです。



- マイクロチューブは底面が平底のため、確実に試料を破砕できます。
 - 動物組織・臓器、植物試料 (茎・根・種子)、昆虫試料など各種試料の破砕に使用できます。
 - 破砕が困難な試料は、専用グラインダー (下記参照) を使用すると簡単に破砕できます。
- ※培養細胞は破砕できません。
※攪拌棒はオートクレーブ不可です。滅菌が必要な場合は滅菌済みの製品 (#893062) をご使用下さい。

[メーカー: NIP]

仕 様	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	893061	100 sets	11,500 →	9,200
滅	893062	100 sets	13,800 →	11,000

: 非滅菌品 : 滅菌品

関連製品 パワーマッシャー II

[Web ページ番号: 80684]



手で攪拌棒を回転させて試料を破砕するのが困難な時にお勧めの専用グラインダーです。手の負担を軽減できるとともに、作業時間を短縮できます。

- 単 3 乾電池 2 本 (付属) を使用します。
- ギヤー式高トルク、450 rpm

[メーカー: NIP]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
893002	1 piece	11,500 →	9,200

20%
OFFデモ
OK

DRUMMOND
SCIENTIFIC COMPANY

Web ページ番号

65379

 検索

多くの研究者にご使用いただいています！ベストセラーの電動ピペッター

ピペット・エイド®

細胞培養時の培地交換や試薬調製など様々な場面で使用できます。お客様ご自身で修理可能なパーツも豊富にあり、長くご愛用いただけます。



14 cm, 235 g

ファーストチョイスならコレ！ Pipet-Aid **XP**

- 吸引・吐出の最大速度は 3 段階で変更可能
- 充電してから使用

[メーカー：DRM]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
4-040-101-J 	1 piece	55,000 →	44,000



14 cm, 235 g

吐出スピードの速さを求める方に Pipet-Aid **XPress**

- XP の機能に加えて、吐出ボタンを強く押し込むと最大スピードで吐出する Xpress 機能を搭載
- 充電してから使用

[メーカー：DRM]

商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
4-040-135 	1 piece	55,000 →	44,000



14 cm, 222 g

充電しながら使いたい方に Pipet-Aid **XP2**

- 静音ポンプを採用
- 吸引・吐出の最大速度は 3 段階で変更可能

[メーカー：DRM]


商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
4-040-501 	1 piece	59,000 →	47,200

※サイズ、質量はハンドル部分のみの値です。

デモ機・サンプル品でお試し下さい！

フナコシ Web にログインして、「デモ機の貸出依頼」「サンプル品のお申し込み」が行えます。

※フナコシ会員登録が必要です。



価格表の左側にある「デモ」または「サンプル」をクリックして、依頼フォームへ進んで下さい。

フナコシ Web からお申し込みいただけない製品については、
当社テクニカルサポート（機器担当）まで、メールにてご依頼下さい。



kiki@funakoshi.co.jp

20%
OFF

デモ
OK



Web ページ番号

67102



ali-Q 2 VS

目盛りを見ずに分注できる電動ピペッター

分注量を設定し、あとはボタンを押すだけ！セロロジカルピペットの目盛りを見なくても、精度よく分注することができる電動ピペッターです。分注時のスピードを調整できます。



モデル	ali-Q 2 VS	ali-Q 2 VS, 10 ml
分注 スピード	カスタム調整可能 (7 段階)	
分注量 設定範囲	0.5~5 ml	1~10 ml

[メーカー：VST]

モデル	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペン 価格 (¥)
ali-Q2 VS	2100-1005	1 unit	135,000	108,000
ali-Q 2 VS, 10 ml	2100-1010	1 unit	135,000	108,000

期間
2025年
11/4
2026年
2/27

最大50%
OFF

サンプル
あり



Web ページ番号

80641



Wobble-not Serological Pipet

ぐらぐらしない！液だれしない！セロロジカルピペット



- ピペッターのインサートの劣化も軽減します。
- γ 線滅菌済み
- パイロジェンフリー (0.1 EU/ml 未満)、RNase/DNase フリー
- 動物由来成分不使用
- 精度：±2% (最大容量時)
- 包装形態：個別包装 (紙＋プラスチック)



紙＋プラスチック包装で
開けやすい♪

[メーカー：VST]

タイプ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペン 価格 (¥)
5 ml	229091B	200 pieces	9,000	4,500
10 ml	229092B	200 pieces	10,000	5,000
25 ml	229093B	200 pieces	17,500	8,800
50 ml	229094B	100 pieces	18,800	9,400
100 ml	229095B	50 pieces	29,300	14,700



25%
OFF サンプル
ありNEPTUNE BIOTIX
Tools for Life Sciences LIQUID HANDLING

Web ページ番号

68581

検索

Biotix 社 ピペットチップ NEPTUNE

Biotix 社のスタンダードなピペットチップです。RNase/DNase、エンドトキシン、DNA フリーで、吸い上げた試料がチップ内に残りにくい低付着素材を使用しています。フィルター付き、ラック入り包装品です。

[メーカー：CLP]



サイズ	仕 様	全 長	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
10 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	31.2 mm	63300746	10×96 pieces	13,500	→ 10,100
10 µl XL	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	45.8 mm	63300754	10×96 pieces	13,000	→ 9,700
20 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	50.8 mm	63300757	10×96 pieces	13,000	→ 9,700
100 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	59.5 mm	63300748	10×96 pieces	13,000	→ 9,700
200 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	59.5 mm	63300759	10×96 pieces	13,000	→ 9,700
300 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	59.5 mm	63300763	10×96 pieces	13,000	→ 9,700
1,000 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	81.8 mm	63300749	8×96 pieces	13,000	→ 9,700
1,000 µl XL/ 1,250 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	98.4 mm	63300755	8×96 pieces	13,000	→ 9,700

25%
OFF サンプル
ありBIOTIX
LIQUID HANDLING

Web ページ番号

63928

検索

Biotix 社ピペットチップ uTIP

低付着素材を使用したピペットチップです。ラック入り包装品です。
Gilson、Eppendorf、ザルトリウスピペットなどに使用可能です。

フィルター付き

[メーカー：CLP]



サイズ	仕 様	全 長	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
10 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	31.2 mm	63300154	10×96 pieces	12,600	→ 9,400
10 µl XL	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	45.8 mm	63300041	10×96 pieces	12,600	→ 9,400
20 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	50.7 mm	63300042	10×96 pieces	12,600	→ 9,400
100 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	59.5 mm	63300043	10×96 pieces	12,600	→ 9,400
200 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	59.5 mm	63300044	10×96 pieces	12,600	→ 9,400
300 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	59.5 mm	63300045	10×96 pieces	12,600	→ 9,400
1,000 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	81.8 mm	63300046	10×96 pieces	15,500	→ 11,600
1,000 µl XL/ 1,250 µl	減 [●] ラ [■] フ [●] 低 [■]	98.4 mm	63300047	10×96 pieces	15,500	→ 11,600

フィルターなし

[メーカー：CLP]



サイズ	仕 様	全 長	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
10 µl	減 [●] ラ [■] 低 [■]	31.2 mm	63300048	10×96 pieces	7,400	→ 5,500
10 µl XL	減 [●] ラ [■] 低 [■]	45.8 mm	63300049	10×96 pieces	7,400	→ 5,500
200 µl	減 [●] ラ [■] 低 [■]	50.7 mm	63300050	10×96 pieces	7,400	→ 5,500
250 µl	減 [●] ラ [■] 低 [■]	59.5 mm	63300051	10×96 pieces	7,400	→ 5,500
300 µl	減 [●] ラ [■] 低 [■]	59.5 mm	63300052	10×96 pieces	7,400	→ 5,500
1,000 µl	減 [●] ラ [■] 低 [■]	81.8 mm	63300053	10×96 pieces	9,200	→ 6,900
1,000 µl XL/ 1,250 µl	減 [●] ラ [■] 低 [■]	98.4 mm	63300054	10×96 pieces	9,200	→ 6,900

●：滅菌品 ■：ラック入り包装品 ●：フィルター付きチップ ■：低付着素材 XL：Extra Long

25% OFF サンプルあり

SSIbio

Web ページ番号
67958 検索

5 ml/10 ml ピペットチップ

RNase/DNase、DNA、PCR 阻害物質、エンドキシシンフリーのピペットチップです。

[メーカー：SSI]

商品コード	サイズ	適用	全長	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
#4410-0F	5 ml	Gilson Rainin	123.6 mm	非バフ	4410-0F	100 pieces	6,000	4,500
#4411-SF			123.6 mm	非バフ	4411-0F	10×100 pieces	57,000	42,700
#4420-00			123.6 mm	非バフ	4411-00	10×50 pieces	18,500	13,800
#4421-SF			123.6 mm	減ラ	4410-00	250 pieces	3,900	2,900
#4530-00			123.0 mm	減ラ	4411-S0	10×50 pieces	21,000	15,700
#4520-01S		Eppendorf Socorex	123.1 mm	減ラ	4411-SF	10×50 pieces	90,000	67,500
			123.1 mm	非バフ	4420-00	250 pieces	3,900	2,900
			123.1 mm	非バフ	4420-0F	100 pieces	5,600	4,200
			123.1 mm	非バフ	4420-0F	10×100 pieces	53,000	39,700
			123.1 mm	非ラ	4421-00	10×50 pieces	18,500	13,800
	10 ml	Gilson Eppendorf Rainin	160.8 mm	減ラ	4421-S0	10×50 pieces	21,000	15,700
			160.8 mm	減ラ	4421-SF	10×50 pieces	90,000	67,500
			160.8 mm	非バフ	4530-00	100 pieces	3,600	2,700
			160.8 mm	非バフ	4530-0F	50 pieces	7,300	5,450
			160.8 mm	非バフ	4530-0F	10×50 pieces	69,000	51,700
	10 ml Blue	Socorex etc.	143.8 mm	非ラ	4531-00	10×25 pieces	23,500	17,600
			143.8 mm	減ラ	4531-S0	10×25 pieces	26,000	19,500
			143.8 mm	減ラ	4531-SF	10×25 pieces	86,000	64,500
			143.8 mm	非バフ	4520-01S	100 pieces	4,200	3,150
			143.8 mm	非ラ	4521-01S	10×25 pieces	21,500	16,100
			143.8 mm	減ラ	4521-S1S	10×25 pieces	24,000	18,000



25% OFF サンプルあり

SSIbio

Web ページ番号
64473 検索

Vertex-GL ゲルローディングチップ

電気泳動ゲルへのアプライをはじめ、チューブやプレートへの分注などに使用できるチップです。

[メーカー：SSI]

								
10 µl 平型 (外径 φ0.37 mm) ・ 極薄平型 (外径 φ0.17 mm)								
								
200 µl 丸型								
								
200 µl 平型 (外径 φ0.37 mm) ・ 極薄平型 (外径 φ0.17 mm)								
								

サイズ	先 端	全 長	仕 様	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
10 µl	丸型	52 mm		4817-00	2×96 pieces	6,400	→ 4,800
				4817-00	5×2×96 pieces	29,500	→ 22,100
	平型			4817-0A	2×96 pieces	14,600	→ 10,900
				4817-0A	5×2×96 pieces	69,000	→ 51,700
	極薄 平型			4817-0B	2×96 pieces	21,200	→ 15,900
				4817-0B	5×2×96 pieces	100,000	→ 75,000
200 µl	丸型	83 mm		4837-00	2×96 pieces	6,400	→ 4,800
				4837-00	5×2×96 pieces	29,500	→ 22,100
	平型			4837-0A	2×96 pieces	14,600	→ 10,900
				4837-0A	5×2×96 pieces	69,000	→ 51,700
	極薄 平型			4837-0B	2×96 pieces	21,200	→ 15,900
				4837-0B	5×2×96 pieces	100,000	→ 75,000

非：非滅菌品 滅：滅菌品 非ラ：ラック入り包装品 バ：バルク包装品 緑：フィルター付きチップ

ウェブサイトでもキャンペーン対象製品をご確認いただけます。



すべての年度末キャンペーンのご確認はこちらから
フナコシ 2025 年 年度末キャンペーン

Web ページ番号
7777 検索

機器・消耗品に限定してチェックしたい方はこちらから
機器・消耗品 年度末キャンペーン 2025-2026

Web ページ番号
2222 検索

期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

最大**26% OFF** サンプルあり

SSIbio

Web ページ番号

1790



1425



0.2 ml

0.5 ml

シングル PCR チューブ

[メーカー: SSI]



フラット型 ドーム型
0.2 ml



フラット型 ドーム型
0.5 ml

サイズ	キャップ形状	キャップ表面	仕 様	色	商品コード	包 装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
0.2 ml	フラット	クリア	非	クリア	3225-00	1,000 tubes	6,500	→ 4,850
		フロスト			3220-00	1,000 tubes	6,500	→ 4,800
					3220-00	10×1,000 tubes	60,000	→ 45,000
0.5 ml	ドーム	クリア	非	クリア	3210-00	1,000 tubes	9,800	→ 7,300
	フラット	フロスト	非	クリア	3320-00	1,000 tubes	7,600	→ 5,700
	ドーム	クリア	非	クリア	3310-00	1,000 tubes	9,100	→ 6,800

25% OFF サンプルあり

SSIbio

Web ページ番号

下記参照



8 連/12 連 PCR チューブ

Combination Pack : PCR チューブとキャップのセット

[Web ページ番号: 67629]




#3132-00

[メーカー: SSI]

サイズ	仕様	キャップ形状	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2 ml	8 連 非	フラット	クリア	3135-00	125 strips	13,500	→ 10,100
				3135-00	10×125 strips	125,000	→ 93,700
	8 連 非	ドーム	クリア	3131-00	125 strips	16,800	→ 12,600
				3133-00	80 strips	19,200	→ 14,400
	8 連 非	ドーム、イージーシール	クリア	3132-00	125 strips	13,500	→ 10,100
				3132-00	10×125 strips	125,000	→ 93,700

UltraFlux z : キャップとチューブが片方の端で連結しているチューブ

[Web ページ番号: 1698]




#3235-00

[メーカー: SSI]

サイズ	仕様	キャップ形状	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.2 ml	8 連 非	フラット	クリア	3235-00	125 pieces	14,600	→ 10,900
	8 連 非	ドーム	クリア	3230-00	125 strips	16,700	→ 12,500

SnapStrip : 簡単に切り離しができるチューブ

[Web ページ番号: 1705]



#3240-00

[メーカー: SSI]

サイズ	仕 様	キャップ形状	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペー ン価格 (¥)
0.2 ml	8 連 	フラット	クリア	3245-00	120 strips	12,000	→ 9,000
				3245-00	10×120 strips	110,000	→ 82,500
	8 連 	ドーム	クリア	3240-00	120 strips	12,000	→ 9,000
				3240-00	10×120 strips	110,000	→ 82,500
				アソート	3240-09	120 strips	15,000

UltraFlux i : チューブ間の接合が強固で液はねを防止できるチューブ

[Web ページ番号: 4895]



#3247-00

[メーカー: SSI]

サイズ	仕様	キャップ形状	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.1 ml	8 連 非	フラット	クリア	3248-00	120 strips	12,500	→ 9,300
				3248-00	10×120 strips	115,000	→ 86,200
			白	3248-40	120 strips	15,500	→ 11,600
				3248-40	10×120 strips	145,000	→ 108,700
0.2 ml	8 連 非	フラット	クリア	3247-00	120 strips	12,000	→ 9,000
				3247-00	10×120 strips	110,000	→ 82,500
			白	3247-40	120 strips	14,900	→ 11,100
				3247-40	10×120 strips	139,000	→ 104,200
			アソート	3247-09	120 strips	14,700	→ 11,000
				3247-09	10×120 strips	137,000	→ 102,700

非: 非滅菌品 ※アソート: 青、緑、赤、紫、黄色のチューブのセット

最大 **30% OFF** サンプルあり



Web ページ番号
下記参照

PCR プレート

UltraFlux シリーズ

[Web ページ番号 : 65105]

[メーカー : SSI]



#3401-00



#3450-40



#3441-00


ウェル容量	タイプ	仕様	ノッチの位置	色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
スカートなし 96 ウェル PCR プレート								
0.2 ml	Standard	非	A12	クリア	3400-00	10 plates	4,400	3,300
0.1 ml	Low-Profile	非	H12	クリア	3401-00	20 plates	8,700	6,500
セミスカート 96 ウェル PCR プレート								
0.2 ml	ABI-Type	非	A12	クリア	3420-00	10 plates	5,800	4,300
0.2 ml	ABI-Type, Raised Rim	非	A12	クリア	3425-00	10 plates	4,400	3,300
0.2 ml	Straight Side	非	A12	クリア	3450-00	10 plates	4,500	3,300
				白	3450-40	10 plates	6,500	4,850
0.1 ml	FAST-Type, Low-Profile	非	A1	クリア	3426-00	10×10 plates	55,000	41,200
				白	3426-40	10 plates	6,300	4,700
0.1 ml	LightCycler-Type, Low-Profile	非	H12	クリア	3455-00	10 plates	6,000	4,500
フルスカート 96 ウェル PCR プレート								
0.1 ml	Low-Profile	非	A12	クリア	3441-00	10 plates	5,800	4,300
				白	3441-40	10 plates	6,400	4,800

※一部の外包装もキャンペーン対象です (本誌未掲載)。フナコシ Web をご覧ください。


DuraFrame シリーズ (ポリカーボネート製フレーム)

[Web ページ番号 : 71760]

サーマルサイクラーで加熱しても変形しにくい、剛性のあるプレートです。
自動化装置のロボットアームでしっかりつかめます。



#3742-00



#3750-09

ウェル容量	タイプ	仕様	ノッチの位置	ウェルの色	フレームの色	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
セミスカート 96 ウェル PCR プレート									
0.2 ml	Standard	非	A12	クリア	クリア	3750-00	10 plates	10,000	7,000
				クリア	アソート	3750-09	10 plates	10,000	7,000
フルスカート 96 ウェル PCR プレート									
0.1 ml	Low-Profile	非	H1	クリア	クリア	3742-00	10 plates	10,000	7,000
				クリア	アソート	3742-09	10 plates	10,000	7,000
フルスカート 384 ウェル PCR プレート									
30 µl	Standard	非	A24 P24	クリア	クリア	3730-00	10×10 plates	144,000	100,800
	Standard	非	A24	クリア	クリア	3735-00	10×10 plates	144,000	100,800
	Standard	非	A24	クリア	アソート	3735-09	10×10 plates	144,000	100,800

[メーカー : SSI]

20% OFF サンプルあり



Web ページ番号
下記参照

96 ウェルマイクロプレート/ペトリディッシュ

96 ウェルマイクロプレート (ポリスチレン製)

[Web ページ番号 : 1499]

- ウェルがリム付きまたはチムニーウェルのため、クロスコンタミネーションを最小限に抑えられます。

[メーカー : SCC]



ウェル容量	色	適用	底面形状	仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
400 µl	クリア	340 nm での測定	フラット	非	611F96	10×5 plates	12,500	10,000
	黒	蛍光測定	フラット	非	611F96BK	10×5 plates	30,900	24,700

φ90 mm トリプルベントペトリディッシュ

[Web ページ番号 : 5572]



- サイズ : φ89.42×16.1^H mm
- ポリスチレン製

[メーカー : SCC]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	101VR20	25×20 pieces	25,700	20,500

非 : 非滅菌品

期間
2025年
11/4
2026年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

最大 **25% OFF**

サンプル
あり

EXCEL
SCIENTIFIC

Web ページ番号

下記参照




プレートシーリングフィルム

AeraSeal™

[Web ページ番号 : 2004]

細胞培養用

- ・ガス透過性あり ・ポアサイズ : 10~50 μm
- ・水蒸気透過率 (MVTR) : 4,200 g/m²/24 hours
- ・使用可能な温度範囲 :
-20℃~80℃
- ・フィルム材質 : レーヨン



[メーカー : EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	B-100	100 pieces	19,500	14,600
滅	BS-25	50 pieces	13,300	10,600

AlumaSeal 96™

[Web ページ番号 : 1123]

試料の凍結保存用

- ・RNase/DNase フリー
- ・使用可能な温度範囲 : -80℃~120℃
- ・フィルム材質 : アルミニウム



[メーカー : EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	F-96-100	100 pieces	13,100	10,400

X-Pierce™

[Web ページ番号 : 708]

自動化用

各ウェルに十字の切れ込みが入ったシールです。ピペットチップやロボットプローブを突き刺し、引き抜いた後も、再度ウェルがシールされるため、自動化の際に複数回同じウェルにアクセスできます。



- ・使用可能な温度範囲 : -40℃~90℃
- ・フィルム素材 : ピニル

[メーカー : EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	XP-100	100 pieces	24,000	19,200

SealPlate™

[Web ページ番号 : 1998]

ELISA プレート用

- ・使用可能な温度範囲 : -40℃~120℃
- ・フィルム材質 : ポリエステル



[メーカー : EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	100-SEAL-PLT	100 pieces	10,800	8,600
滅	STR-SEAL-PLT	100 pieces	14,700	11,700

AbsorbMax™

[Web ページ番号 : 1096]

黒色マイクロプレート用 (蛍光アッセイ)

- ・使用可能な温度範囲 :
-40℃~80℃
- ・フィルム材質 : 黒色ピニル



[メーカー : EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	BK-50	50 pieces	11,700	9,300


非 : 非滅菌品 滅 : 滅菌品

BrightMax™

[Web ページ番号 : 5100]

白色マイクロプレート用 (生物発光、化学発光アッセイ)

- ・使用可能な温度範囲 :
-40℃~80℃
- ・フィルム材質 : 白色ピニル



[メーカー : EXS]

仕様	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
非	WT-50	50 pieces	9,800	7,800

funakoshi
news オンライン

もうご覧になりましたか？

創刊号

Web ページ番号

70349

検索



フナコシ Web でチェック！

25%
OFF


SSIbio

Web ページ番号

下記参照

検索

チューブラック



[メーカー：SSI]

Web ページ 番号	収容数	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
①	5529	1.5 / 2.0 ml チューブ : 80 本	クリア	5110-00	4×5 pieces	13,100 → 9,800
			蛍光色アソート	5110-29	4×5 pieces	14,700 → 11,000
			アソート	5110-39	4×5 pieces	14,700 → 11,000
②	1747	●0.2 ml チューブ : 96 本 ●0.2 ml 8 連チューブ : 12 本 ●0.2 ml 12 連チューブ : 8 本 ●96 ウェルプレート : 1 枚	蛍光色アソート (5 色セット)	5230-29	5 pieces	7,300 → 5,450
				5230-29	4×5 pieces	27,500 → 20,600
③	1647	積み重ね可能なラック (フタ付き) ●0.2 ml チューブ : 96 本 ●0.2 ml 8 連チューブ : 12 本 ●96 ウェルプレート : 1 枚	アソート	5240-09	5 pieces	7,900 → 5,900
④	715	ラックの裏表で異なるサイズのチューブが立てられる (フタ付き) (片面) 1.5 / 2 ml チューブ : 96 本 (片面) 0.5 ml チューブ : 96 本	クリア	5320-00	5 pieces	10,600 → 7,900
			蛍光色アソート	5320-29	2×5 pieces	23,200 → 17,400
			アソート	5320-39	2×5 pieces	23,200 → 17,400
⑤	1786	●50 ml コニカルチューブ : 2 本 ●15 ml コニカルチューブ : 6 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 9 本 ●0.5 ml チューブ : 12 本	蛍光色アソート	5400-29	4 pieces	10,000 → 7,500
			アソート	5400-39	4 pieces	9,500 → 7,100
⑥	1268	●50 ml コニカルチューブ : 4 本 ●5 / 15 ml コニカルチューブ : 12 本 ●0.5 ml チューブ : 32 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 32 本	蛍光色アソート	5410-29	5 pieces	7,600 → 5,700
				5410-29	4×5 pieces	30,300 → 22,700
⑦	1268	●50 ml コニカルチューブ : 4 本 ●5 / 15 ml コニカルチューブ : 12 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 32 本 ●5 ml チューブ : 18 本、0.5 ml チューブ : 32 本	アソート	5415-59	4 pieces	7,500 → 5,600
				5415-59	4×4 pieces	29,700 → 22,200
⑧	3499	好きな面に回転させて使えるラック ●50 ml コニカルチューブ : 2 本 ●5 / 15 ml コニカルチューブ : 8 本 ●1.5 / 2.0 ml チューブ : 12 本 / 0.5 ml チューブ : 6 本 ●0.2 ml PCR チューブ : 48 本 / 8 連 PCR チューブ : 6 本	アソート	5405-59	4 pieces	8,500 → 6,300
⑨	67181	フタ付きラック ~2.0 ml チューブ : 50 本	クリア	5510-00	5 pieces	4,800 → 3,600
⑩	1716	フタ付きラック ~2.0 ml チューブ : 81 本	クリア	5500-00	5 pieces	6,900 → 5,150
			アソート	5500-29	5 pieces	7,400 → 5,500

20%
OFF

SK エスケーバイオ・インターナショナル株式会社

Web ページ番号

1512

検索

サンプルチューブ冷却用アルミ製ラック アイスオン

[メーカー：SKI]

チューブがラックに密着するためチューブを直接氷に
さすよりも速く冷却され、安定して低温を維持できます。



2 型
17.7^W×9.5^D×4.7^H cm

1 型
16.9^W×6.9^D×4.7^H cm

品 名	アイスオン 1 型	アイスオン 2 型
収容数	1.5 ml チューブ : 24 本	●0.2 ml チューブ : 96 本 or 0.2 ml 8 連チューブ : 12 個 or 0.2 ml 12 連チューブ : 8 個 or 0.2 ml 96 ウェルプレート : 1 枚 ●0.5 ml チューブ : 6 本 ●1.5 ml チューブ : 4 本
商品コード	IO-1	IO-2
包 装	1 piece	1 piece
通常価格 (¥)	4,200	9,000
キャンペーン 価格 (¥)	3,350	7,200

期間
2025 年
11/4
▼
2026 年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

25%
OFF



Web ページ番号

下記参照



アイスラック IsoFreeze

色の変化で温度を知らせます IsoFreeze Temperature Maintenance Rack

[Web ページ番号 : 633]
#5660-TW [Web ページ番号 : 71273]

[メーカー : SSI]

	収容数	保冷機能	色変化 (冷) ↔ (7℃)	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
#5630-T4	● 0.5~2 ml チューブ : 24 本 ● 0.5~2 ml スクリューキャップ チューブ : 24 本	4℃ 以下に 最大 3.5 時間保持	紫 ↔ ピンク	5630-T4	1 piece	14,500	10,800
			緑 ↔ 黄	5630-T6	1 piece	14,500	10,800
#5640-T6	● 96 ウェル PCR プレート ● 0.1 / 0.2 ml チューブ/ストリップ チューブ : 96 本	4℃ 以下に 最大 3 時間保持	紫 ↔ ピンク	5640-T4	1 piece	8,600	6,400
			緑 ↔ 黄	5640-T6	1 piece	8,600	6,400
#5650-T6	● 96 ウェル PCR プレート ● 0.1 / 0.2 ml チューブ/ストリップ チューブ : 96 本	4℃ 以下に 最大 2.5 時間保持	紫 ↔ ピンク	5650-T4	2 pieces	17,800	13,300
			緑 ↔ 黄	5650-T6	2 pieces	17,800	13,300
#5660-TW	● 0.1 ml コルベットチューブ : 64 本 ● 0.2 ml チューブ/ストリップ チューブ : 16 本 ● 0.5 ml チューブ : 4 本	4℃ 以下に 最大 2.5 時間保持	青 ↔ 白	5660-TW	1 piece	8,900	6,600

※#5650-T4、#5650-T6 のフットプリントは SBS 規格に対応しています。

低温を保持できるリバーシブルラック IsoFreeze Flipper Temperature Maintenance Rack

[Web ページ番号 : 1273]

[メーカー : SSI]

	収容数	保冷機能	色	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
#5610-43S	(片面) 1.5 / 2 ml チューブ : 20 本	-20~-10℃ に最大 3 時間保持	青	5610-43S	1 piece	16,900	12,600
	(片面) 0.5 ml チューブ : 20 本	0℃ 以下に 5 時間保持	白	5610-40S	1 piece	16,900	12,600

25%
OFF

サンプル
あり



Web ページ番号

1859



マイクロチューブ SnapLock



煮沸中でもキャップが開きにくい*

- スナップロック式のキャップで開閉が簡単です。
- キャップ上面とチューブ側面がフロスト仕上がりになっており、書き込みが容易です。
- キャップの中央部が薄くなっているため、シリンジ針で容易に試料を回収できます。
- 0.6 / 1.5 / 2.0 ml は、ポリプロピレンホモポリマー製です。1.7 ml はコポリマー製です。
- RNase/DNase、パイロジェンフリー

* 1.7 ml チューブは温浴不可。

[メーカー : AXY]

サイズ	仕 様	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
0.6 ml	非	MCT-060-C	10×1,000 pieces	47,700	35,700
	減	MCT-060-C-S	10×5×100 pieces	40,700	30,500
	非 低	MCT-060-L-C	10×500 pieces	33,200	24,900
1.5 ml	非	MCT-150-C	10×500 pieces	22,900	17,100
	減	MCT-150-C-S	10×5×50 pieces	23,700	17,700
	非 低	MCT-150-L-C	10×250 pieces	17,600	13,200
1.7 ml	非	MCT-175-C	10×500 pieces	25,000	18,700
	減	MCT-175-C-S	10×5×50 pieces	23,700	17,700
	非 低	MCT-175-L-C	10×250 pieces	17,600	13,200
2.0 ml	非	MCT-200-C	10×500 pieces	25,800	19,300
	減	MCT-200-C-S	10×5×50 pieces	24,500	18,300
	非 低	MCT-200-L-C	10×250 pieces	17,600	13,200

非 : 非滅菌品 減 : 滅菌品 低 : 低付着素材

20%
OFFサンプル
ありArgos
TECHNOLOGIES

Web ページ番号

53086



プラスチック製パスツールピペット

ポリスチレン製のディスプレイザブルパスツールピペットです。ガラス製のパスツールピペットと同様に使用でき、RNase/DNase、パイロジェンフリーです。



破損しにくく安全です

γ線滅菌済みで個包装されています。

[メーカー：ARG]

サイズ	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
145 nm	04395-11	200 pieces	25,200 →	20,100
230 nm	04395-12	200 pieces	25,000 →	20,000

期間

2025年
11/42026年
2/2720%
OFFサンプル
ありCELLTREAT
VistaLab
TECHNOLOGIES

Web ページ番号

8077



アニマルフリーの試薬リザーバー

RNase/DNase、パイロジェンフリーのポリスチレン製リザーバーです。液量が少なくなっても液体が玉状にならず、マルチチャンネルピペットで最後まで吸引できます。個包装タイプもあります。




10 ml



25 ml



50 ml



四隅に注ぎ口があり、
余った溶液の回収がしやすい

滅菌済み



25 ml (2 区画)



100 ml

[メーカー：VST]

タイプ	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
10 ml	3054-1012	100 pieces	21,300 →	17,000
	3054-1013 個包装	50 pieces	23,000 →	18,400
25 ml	3054-1002	10×10 pieces	19,500 →	15,600
	3054-1003 個包装	50 pieces	20,900 →	16,700
25 ml (2 区画)	3054-1004	10×10 pieces	19,500 →	15,600
	3054-1005 個包装	50 pieces	20,900 →	16,700
50 ml	3054-1006	10×10 pieces	19,500 →	15,600
	3054-1007 個包装	50 pieces	20,900 →	16,700
100 ml	3054-1000	10×10 pieces	19,500 →	15,600
	3054-1001 個包装	50 pieces	20,900 →	16,700

20%
OFF

MP

Web ページ番号

63793

検索

7X Cleaning Solution

実験器具用洗浄液

ガラス器具、プラスチック器具などを安全かつ効果的に洗浄できる実験用器具洗浄液です。

pH
6.5~7



1 piece 包装 : 1 ガロン (約 3.8 L)

操作方法概略

1. 水に 1% 希釈し、2~3 時間または一晩漬け置き洗いをする。
2. 水道水などで軽くすすぎ、さらに蒸留水などで仕上げすすぎを行った後、乾燥させる。

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
7X Cleaning Solution		
MPB 76-670-93	1 piece /	7,400 → 5,900
MPB 76-670-94	4 pieces /	27,000 → 16,800

funakoshi e-News

フナコシのメルマガ
ご存じですか？

最新情報盛りだくさんでお届けしています

新規ご登録で
トレーシングペーパー製の
クリアファイルプレゼント！




ご登録は
こちら



Web ページ番号

63369

検索



© 樹庵じゅあん

学会附設展示会に出展します！

第98回 日本生化学会大会

展示会会期：2025 年 11 月 3 日 (月)~5 日 (水)
展示会会場：国立京都国際会館イベントホール
ブース番号：37

細胞内遊離ヘムの蛍光検出試薬や、in situ 近接ライゲーション
アッセイ (isPLA) キットをご紹介予定です。

第48回 日本分子生物学会年会

展示会会期：2025 年 12 月 3 日 (水)~5 日 (金)
展示会会場：パシフィコ横浜
ブース番号：116

本学会だけの特別ブースでお待ちしています！

特別
価格



Web ページ番号

72762



セットでお得にそろえるなら今！

Smart Vortenizer / SPINeasy Kit バンドル特別価格キャンペーン

ビーズ式試料破碎による核酸抽出を簡単に行える装置と試薬キットのセットを特別価格でご提供します。

簡易小型ビーズ式破碎装置 Smart Vortenizer


デモ
OK



163^W×270^D×132^H mm, 約 5 kg



直感的な
タッチパネル
インターフェイス




プラットフォーム (試料ホルダー)
のパッドに触らなくても手がざし
で作動できる赤外線センサー

- 収容本数：2 ml チューブ×19 本
- 振とう速度範囲：200～3,000 rpm (50 rpm 刻み)
- 3 種類のモードを搭載
(連続運転モード、センサーモード、カウントダウン
モード)

&

ゲノム DNA / RNA 抽出キット SPINeasy Kit シリーズ

キットに含まれる破碎ビーズおよび独自の溶解バッファーと、上記の Smart Vortenizer の組み合わせにより、試料を効果的に破碎し、スピнкаラムで核酸を抽出するキットです (50 回分)。下記のキットから 1 種類をご選択下さい。



低バイオマスの土壌試料から SPINeasy DNA Pro Kit for Soil
または他社キットで抽出したゲノム DNA の電気泳動像

■ゲノム DNA 抽出用

①SPINeasy DNA Pro Kit for Soil

試料：土壌試料

②SPINeasy DNA Kit for Microbiome

試料：微生物培養液、脳脊髄液、尿、乳、糞便など

③SPINeasy DNA Kit for Yeast

試料：酵母

④SPINeasy DNA Kit for Tissue

試料：動物組織 (肝臓、筋肉、尾など)

■ RNA 抽出用

⑤SPINeasy RNA Kit for Yeast

試料：酵母



単品購入の場合の価格例

品 名	Smart Vortenizer	SPINeasy DNA Pro Kit for Soil
メーカー	MPB	GEN
商品コード	8100-500 △	6546-050
包 装	1 unit	1 kit
価 格 (¥)	180,000	48,600



セットでの購入で
最大約 6 万円お得に！

セット品の価格

[メーカー：MPB]

品 名	商品コード	包 装	特別価格 (¥)
① Smart Vortenizer & SPINeasy DNA Pro Kit for Soil	8100-500+6546-050 △	1 set	168,300
② Smart Vortenizer & SPINeasy DNA Kit for Microbiome	8100-500+6553-050 △	1 set	163,000
③ Smart Vortenizer & SPINeasy DNA Kit for Yeast	8100-500+6557-050 △	1 set	162,000
④ Smart Vortenizer & SPINeasy DNA Kit for Tissue	8100-500+6558-050 △	1 set	162,000
⑤ Smart Vortenizer & SPINeasy RNA Kit for Yeast	8100-500+6565-050 △	1 set	168,000

※注文時にセット品の商品コードをご指定いただかなかった場合、特別価格は適用されません。あらかじめご了承ください。

期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27

20%
OFF

MB minerva
biolabs®

Web ページ番号

72541



試験
キャン
ペーン

マイコプラズマ汚染検出のコントロール

DNA Standards 製品 20% OFF キャンペーン

PCR などを使用した核酸増幅法 (NAT) によるマイコプラズマ試験用のスタンダードです。第十七改正日本薬局方に対応したスタンダードもあります。

MEMO

欧州薬局方 2.6.7 や第十七改正日本薬局方 G3 に準拠した核酸増幅法 (NAT、PCR などのことを指す) によるマイコプラズマ否定試験では、試料 1 ml 中に 10 CFU のマイコプラズマ検出感度が要求されています。



- 各バイアルには不可逆的に不活化されたマイコプラズマが 10 CFU 含まれています。
- 培養液中で 23 日間培養し、マイコプラズマが増殖しないことを確認しています。
- 増殖可能なマイコプラズマが含まれていないため、細胞培養環境でも安全に使用できます。
- 再現性の高い試験が行えます。

キャンペーン対象製品 (一例)

■Mycoplasma Sensitivity Standard 単品 (10 CFU)

[メーカー : MNV]

学 名	商品コード	第十七改正 日本薬局方	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
★ <i>Acholeplasma laidlawii</i>	102-8003	○	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Mycoplasma arginini</i>	102-1003	○	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Mycoplasma fermentans</i>	102-6003	○	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	102-3003	—	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Mycoplasma hyorhinis</i>	102-7003	○	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Mycoplasma orale</i>	102-2003	○	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	102-4003	○	1 kit	85,000 →	68,000
<i>Mycoplasma salivarium</i>	102-1103	○	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Mycoplasma synoviae</i>	102-5003	—	1 kit	85,000 →	68,000
★ <i>Spiroplasma citri</i>	102-9003	—	1 kit	85,000 →	68,000

※100 CFU の製品もキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

■Mycoplasma Sensitivity Standard セット品 (10 CFU)

10 CFU スタンダード 9 種類 (上記★の製品、*Mycoplasma salivarium* 以外) がセットになった製品です。

[メーカー : MNV]

品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Mycoplasma Set, 10 CFU Sensitivity Standards	102-0002	1 kit	454,000 →	363,200

※上記以外のキャンペーン対象製品については、フナコシ Web をご覧下さい。



© 樹庵じゅあん

マイコプラズマは、培地や培養細胞の主要な汚染源の 1 つで、培養細胞の生育や実験データに影響を及ぼすことが知られています。

マイコプラズマ汚染対策製品の詳細はこちら

Web ページ番号

8195




フナコシニュース専用バインダー



無料配布中

ご希望の方はフナコシ Web のカタログ請求からお申し込み下さい。

特別号用



30%
OFFBDL
これっていいね! IN LIFE SCIENCEこれっていいね!
IN LIFE SCIENCE

Web ページ番号

72763

検索


「これっていいね!」というイチ押し製品を 30% OFF でご提供いたします!

分子量マーカー / コンピテントセル / BCA アッセイキットなど

冷蔵保管できるタンパク質分子量マーカー

DynaMarker® Protein MultiColor Stable シリーズ

[Web ページ番号 : 5167]



- シャープで強い色調
- 冷蔵で 1 年間保存可能
- 正確な分子量を示します

Stable II 小包装は 1 ロード (10 μl) 105 円
 Stable II 大包装は 1 ロード (10 μl) 約 100 円
 Low Range は 1 ロード (5 μl) 約 263 円

[メーカー : BDL]


品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Protein MultiColor Stable II	DM660	1.2 ml	18,000	12,600
	DM660L	5 × 1.2 ml	85,000	59,500
Protein MultiColor Stable, Low Range	DM670	200 μl	15,000	10,500



良いことづくめのクローニング用大腸菌コンピテントセル

DynaCompetent® Cells JetGiga DH5α

[Web ページ番号 : 65834]




1 本分使い切れなくても
 冷凍して再使用 OK!
 (1 回まで)

製品を氷上で融解し、ディープフリーザーで再凍結しても 1×10^9 CFU/μg の形質転換効率を維持できることを確認しています。



20 μl ずつ 50 本に分注
 すると、1 回あたり 294 円

6 分間で形質転換が完了!



「ウォーターバスの準備が面倒!」という場合のプロトコルもあります。ヒートショックの代わりに回復培養 (室温 5 分) を行うことで、約 10 分間で形質転換が完了します。

[メーカー : BDL]

品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
DynaCompetent Cells JetGiga DH5α	DS230 -80°C	10 × 100 μl	21,000	14,700


時短を叶えるタンパク質発現用コンピテントセル

DynaCompetent® Cells Zip BL21 (DE3)


[Web ページ番号 : 2294]



ヒートショックも回復培養も不要!
 5 分間で形質転換が完了!



- 本製品と T7 expression vector を使用することにより、目的タンパク質を強力に発現させることができます。
- 形質転換効率: $\geq 2 \times 10^9$ CFU/μg (pUC19)



本製品を使用してタンパク質を発現させた例

[メーカー : BDL]

品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
DynaCompetent Cells Zip BL21 (DE3)	DS255 -80°C カルタヘナ	10 × 100 μl	20,000	14,000

期間
 2025年
 11/4
 ▼
 2026年
 2/27


価格・内容は発刊日現在です
 掲載品はすべて研究用です

タンパク質定量で定番の BCA アッセイキット

BCA Protein Assay Kit

[Web ページ番号 : 68490]

これって
確かな発色で
高い直線性



これって
お求めになりやすい
価格

お求めになりやすい
価格

1 well あたり約 5 円

測定回数
マイクロプレート法 : 2,500 回
マイクロチューブ法 : 500 回

[メーカー : BDL]

品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BCA Protein Assay Kit (Reagent A 500 ml, Reagent B 10 ml 付属)	DS540	1 kit	15,000 →	10,500
BCA Protein Assay Kit with BSA Standard	DS550	1 kit	17,000 →	11,900

必要な試薬がすべて入ったゲノム編集効率確認キット

T7EI Genome Editing Detection Kit

[Web ページ番号 : 71678]

これって
「試料からの核酸抽出、PCR、切断アッセイ」
のための試薬がオールインワン！

T7EI アッセイにおける
「試料からの核酸抽出、PCR、切断アッセイ」
のための試薬がオールインワン！

[メーカー : BDL]

品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
T7EI Genome Editing Detection Kit (50 回分)	DS710	1 kit	30,000 →	21,000

キット内容

- Lysis buffer
- 100×Dilution buffer
- 2×PCR mix
- 10×T7 Endonuclease I
- 10×Digestion buffer
- PCR control template & primers



■関連製品 : 切断コントロール付きの T7EI (50 回分)

[メーカー : BDL]

品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
T7EI (T7 Endonuclease I)	DS715	1 set	15,000 →	10,500

30%
OFF

EPIGENTEK
Complete Solutions for Epigenetics

Web ページ番号


72078

検索

DNA/RNA メチル化研究関連キット 30% OFF キャンペーン

MethylFlash Global DNA Methylation ELISA Easy Kit

メチル化DNAを簡便、迅速かつ高感度で定量できるキットです。



本製品と LC-MS を用いた各種試料の
5-mC 定量結果の比較

使用文献
350


- 測定試料 : 培養細胞、新鮮/凍結組織、パラフィン包埋組織、血清/血漿、体液などから抽出した DNA
- 測定波長 : 450 nm

[メーカー : EPG]

測定対象	商品コード	包装 (測定回数)	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
5-メチル化シトシン (5-mC)	P-1030-48	1 kit (48 test)	87,000 →	60,900
	P-1030-96	1 kit (96 test)	155,000 →	108,500

EpiQuik m⁶A RNA Methylation Quantification Kit

様々な生物またはウイルスから分離したメチル化 RNA を簡便、迅速かつ高感度で定量できるキットです。



様々な試料中における m⁶A
RNA メチル化の定量例

使用文献
800
以上

- 測定試料 : 哺乳動物、植物、真菌、細菌、ウイルス由来の total RNA

- 測定波長 : 450 nm

[メーカー : EPG]

測定対象	商品コード	包装 (測定回数)	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
N ⁶ -メチルアデノシン (m ⁶ A)	P-9005-48	1 kit (48 test)	90,000 →	63,000
	P-9005-96	1 kit (96 test)	147,000 →	102,900

30% OFF



Web ページ番号

70428



エピジェネティクス製品 (54 点) ・ マイクロバイーム標準品 (13 点) 30% OFF キャンペーン

エピジェネティクス製品 (一例)

1 ステップでバイサルファイト処理を行い、DNA の非メチル化シトシンをウラシルに変換した後、迅速かつ簡単に DNA を抽出・精製できるキットです。

Methylation Kit	DNA の変性とバイサルファイト処理を 2 ステップで行うスタンダードなキット。
Methylation Gold Kit	1 ステップで DNA の変性とバイサルファイト処理の両方を行う迅速性に優れたキット。
Methylation Lightning Kit	Gold Kit よりもさらに簡便性・迅速性などが向上したキット。
Methylation Direct Kit	DNA の精製操作が不要で、細胞・組織から直接 DNA をバイサルファイト処理できるキット。

[メーカー：ZYR]

品 名	処理時間	DNA 量	変換効率	回収率	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
EZ DNA Methylation Kit	12~16 時間	500 pg~2 µg	>99%	>80%	D5001	1 kit (50 reactions)	34,000	→ 23,800
					D5002	1 kit (200 reactions)	118,000	→ 82,600
EZ DNA Methylation Gold Kit	3 時間	500 pg~2 µg	>99%	>75%	D5005	1 kit (50 reactions)	37,000	→ 25,900
					D5006	1 kit (200 reactions)	123,000	→ 86,100
EZ DNA Methylation Lightning Kit	1.5 時間	100 pg~2 µg	>99.5%	>80%	D5030 ✕	1 kit (50 reactions)	48,000	→ 33,600
					D5031 ✕	1 kit (200 reactions)	136,000	→ 95,200
EZ DNA Methylation Direct Kit	4 時間	50 pg~2 µg	≥99.5%	>80%	D5020	1 kit (50 reactions)	48,000	→ 33,600

※96 ウェルフォーマットや磁気ビーズフォーマットの製品もキャンペーン対象です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

マイクロバイーム標準品 (一例)

不活性化処理を行った微生物菌体の混合物と、微生物由来 DNA の混合物です。菌体混合物の製品は、溶解しにくいグラム陽性菌も標準試料の組成通りに抽出できたか確認できるため、DNA 抽出方法のバイアスが評価できます。

ヒト腸内細菌叢を模倣した標準品

[メーカー：ZYR]

品 名	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
ZymoBIOMICS Gut Microbiome Standard 21 種類の不活性化した微生物菌体が、ヒト腸内細菌叢を模倣した存在比率で含まれた混合物	D6331 -80℃	1 kit (10 preps)	80,000	→ 56,000

Microbial Community Standard

製品に含まれる微生物試料

グラム陰性菌 (3 種類)			グラム陽性菌 (5 種類)				酵母 (2 種類)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Escherichia coli</i>	<i>Salmonella enterica</i>	<i>Lactobacillus fermentum</i> *1	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	<i>Cryptococcus neoformans</i> *1

[メーカー：ZYR]

品 名	構成比	商品コード	包 装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
ZymoBIOMICS Microbial Community Standard 上記 10 種類の不活性化した微生物菌体の混合物	等量*2	D6300 -80℃	0.75 ml	53,000	→ 37,100
ZymoBIOMICS Microbial Community DNA Standard 上記 10 種類の微生物から抽出・精製したゲノム DNA の混合物	等量*2	D6306	2,000 ng	44,000	→ 30,800
ZymoBIOMICS HMW DNA Standard 第 3 世代ロングリードシーケンシングによる DNA シーケンシングおよびメタゲノム解析時の標準品。8 種類の微生物由来 DNA が含まれる	等量*2	D6322	5,000 ng	90,000	→ 63,000

*1 ZymoBIOMICS HMW DNA Standard (#D6322) には含まれません。

*2 酵母の構成比 (割合) は異なります。

期間

2025年
11/4

2026年
2/27

30%
OFF

Energenesis
Biomedical



VISUAL
PROTEIN

Web ページ番号

72442



試薬
キャン
ペーン

ウェスタンブロッティング用試薬など 30% OFF

固定不要! 添加後洗い流すだけで簡単・迅速に染色

VisPRO Protein Stain Kit

ポジティブ染色タイプ

CBB G-250 法によってタンパク質のバンドを染色します。**わずか 15 分で染色**でき、一晩染色しても低バックグラウンドを維持できます。



ネガティブ染色タイプ

ポリアクリルアミドゲルを染色するため、**タンパク質試料に影響を与えません**。

わずか 5 分間で染色が完了します。

■キット内容

- Sensitizing solution (Solution 1) *1
- Developing solution (Solution 2) *1

*1 #VP05-125, #VP05-500 は 5 倍濃縮タイプ

[メーカー: VIP]


染色タイプ	ポジティブ	ネガティブ		
品名	VisPRO Blue-One Protein Stain	VisPRO 5 minutes Protein Stain Kit	VisPRO 5 minutes Protein Stain Kit (5X)	
商品コード	VB01-500	VP01-500	VP05-125	VP05-500
包装	500 ml	1 kit (各 500 ml)	1 kit (各 125 ml)	1 kit (各 500 ml)
通常価格 (¥)	12,000	26,000	26,000	82,000
キャンペーン価格 (¥)	8,400	18,200	18,200	57,400

手書きメモをバンドと一緒に撮影できます

LuminolPen

PVDF やニトロセルロースメンブレンに本製品で文字などを書き HRP 用化学発光基質と反応させると、X 線フィルムやイメージングシステムでバンドとともに検出することができます。

1 本で約 1,000 枚のメンブレンに記入可能です。



Membrane

X ray film


[メーカー: VIP]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
LH03-50	1 piece	35,000	24,500

※本製品は 4℃ で保存して下さい。

ブロッキングしても目的のシグナルを損ないません

BlockPRO Blocking Buffer



ブロッキング後のシグナル強度比較

[メーカー: VIP]

品名	BlockPRO 1 Min Protein-Free Blocking Buffer	
ブロッキング時間 (温度)	1~3 分 (室温)	
商品コード	BM01-500	BM10-100*2
包装	1 bottle (500 ml)	1 bottle (100 ml)
通常価格 (¥)	21,000	35,000
キャンペーン価格 (¥)	14,700	24,500

*2 10 倍濃縮タイプ

わずか1~3分でストリッピングできるバッファ

StripPRO 1 Min Stripping Buffer



非リン酸化/リン酸化タンパク質のストリッピングとリプローブ

抗リン酸化アセチル CoA カルボキシラーゼ抗体で検出 (左) した後、本製品でストリッピング (中央) し、さらに抗アセチル CoA カルボキシラーゼ抗体で検出した (右)。

試料: HeLa 細胞ライセートの 2 倍段階希釈液 (20 µg /well~)

[メーカー: VIP]

容量	タイプ	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
500 ml	Ready-to-use	SP01-500	1 bottle	24,000	16,800
100 ml	5 倍濃縮	SP05-100	1 bottle	24,000	16,800

関連製品 CytoMore Cell Rescue Supplement

40% OFF

初代培養細胞、間葉系幹細胞 (MSC)、凍結細胞株などの増殖活性が低い細胞の増殖性能を改善できます。



[メーカー: VIP]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CT01-1BT	1 bottle	36,000	21,600

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

33%
OFFQuanta**bio**

Web ページ番号

72764



PCR マスターミックス／一本鎖 cDNA 合成用試薬

アカデミックユーザー限定！Buy2, Get 1 Free キャンペーン

大学・官公庁の研究所にご所属の方に限り、キャンペーン期間限定で、2 個分の価格で 3 個入りのセット品を販売します。



品 名	特 長
repliQa HiFi ToughMix	伸長速度が速く、各種 PCR 阻害物質への耐性を有する高性能 PCR マスターミックス
AccuStart II PCR ToughMix	PCR 阻害物質の影響を受けにくい PCR マスターミックス
AccuStart II GelTrack PCR SuperMix	電気泳動用色素入りの PCR マスターミックス
AccuStart II Mouse Genotyping Kit	マウス尾や組織などから PCR 用テンプレートを作成できるキットと PCR マスターミックスのセット品
qScript Ultra SuperMix	安定性が高く高効率な逆転写用マスターミックス

■キャンペーン対象全製品 (8 点)

[メーカー：QTB]

品 名	使用文献数	3 個特別セット商品コード	1 個あたり使用回数	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
repliQa HiFi ToughMix	80 以上	95200-025-B2G3	25 reactions	3 kits	39,000 →	26,000
		95200-100-B2G3	100 reactions	3 kits	153,000 →	102,000
AccuStart II PCR ToughMix	230 以上	95142-100-B2G3	100 reactions	3 kits	69,000 →	46,000
AccuStart II GelTrack PCR SuperMix	80 以上	95136-100-B2G3	100 reactions	3 kits	78,000 →	52,000
AccuStart II Mouse Genotyping Kit	20 以上	95135-100-B2G3	100 reactions	3 kits	78,000 →	52,000
		95135-500-B2G3	500 reactions	3 kits	324,000 →	216,000
qScript Ultra SuperMix	130 以上	95217-025-B2G3	25 reactions	3 kits	120,000 →	80,000
		95217-100-B2G3	100 reactions	3 kits	372,000 →	248,000

※本キャンペーンは、3 キット同一製品での購入が対象となります。3 キット包装の上記商品コードを使用してご注文下さい。

25%
OFFSYSY
Antibodies


Web ページ番号

72079




ニューロサイエンスの抗体に特化した Synaptic Systems 社、品質に定評あり！


神経科学関連製品 25% OFF キャンペーン



#226008
PFA 固定ラット海馬ニューロン



#101002
PFA 固定ゼブラフィッシュ網膜



#135318
PFA 固定ラット海馬ニューロン

■キャンペーン対象製品 (一例)

[メーカー：SS2]

品 名	免疫動物 (クローン名)	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Anti-c-Fos	Rabbit-Mono (Rb108B5)	226008	50 µg	116,000 →	87,000
Anti-c-Fos	Guinea pig-Mono (Gp108B5)	226308	50 µg	116,000 →	87,000
Anti-IBA1	Guinea pig-Mono (Gp311H9)	234308	50 µg	116,000 →	87,000
Anti-MAP2	Guinea pig-Poly	188004	100 µl	112,000 →	84,000
Anti-MLC-2A	Mouse-Mono (56F5)	311011	100 µg	121,000 →	90,750
Anti-Synaptophysin 1	Rabbit-Poly	101002	200 µl	105,000 →	78,750
Anti-VGLUT1	Rabbit-Poly	135303	50 µg	124,000 →	93,000
Anti-VGLUT1	Guinea pig-Mono (Gp68B7)	135318	50 µg	112,000 →	84,000
Anti-ALFA-tag	Rabbit-Mono (1G5)	N1583	100 µg	120,000 →	90,000
GFP Selector (GFP 融合タンパク質の免疫沈降用アフィニティレジン)		N0310	2,000 µl	83,000 →	62,250

期間
2025年
11/4▼
2026年
2/27

30%
OFF

Bioss™
Inspiring Scientific Discovery
Antibodies | Life Science | Community

Web ページ番号

72443



すべて自社製造！

IHC 検証済みモノクローナル抗体 30% OFF キャンペーン


Bioss 社は効率的かつ高精度なシングル B 細胞ワークフローを採用し、特異性の高い組換え抗体を迅速に作製しています。従来のモノクローナル抗体と比較してバッチ間のばらつきを低減し、実験の精度と信頼性を向上させます。

Bioss 社は米国ボストンに本拠を置き、多様な標識抗体など 30 万点以上のライナップを誇る抗体メーカーです。



メーカーインタビューは Web で

Web ページ番号

72951



#bsm-33036M
PFA 固定パラフィン包埋マウス結腸



#bsm-52179R
PFA 固定パラフィン包埋ヒト精巣

[メーカー：BIS]

品 名	免疫動物 (クローン名)	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Anti-β-Actin	Mouse-Mono (1A2)	bsm-33036M	100 μl	17,000 →	11,900
Anti-Bcl-2, Recombinant	Rabbit-Mono	bsm-61074R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-CD138, Recombinant	Rabbit-Mono (5D12)	bsm-60902R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-CDX2, Recombinant	Rabbit-Mono (3G7)	bsm-52348R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-Collagen XVII, Recombinant	Rabbit-Mono (1C11)	bsm-52041R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-Cytokeratin 17, Recombinant	Rabbit-Mono (1B12)	bsm-52057R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-Cytokeratin 20, Recombinant	Rabbit-Mono (1F10)	bsm-52060R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-ERK1/2, Recombinant	Rabbit-Mono (3A12)	bsm-52259R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-GPX4, Recombinant	Rabbit-Mono	bsm-61552R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-Mast Cell Tryptase, Recombinant	Rabbit-Mono (3G3)	bsm-52533R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-NAPSIN A, Recombinant	Rabbit-Mono	bsm-61759R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-Nrf2 (S40), Recombinant	Rabbit-Mono (7G4)	bsm-52179R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-Sodium Potassium ATPase, Recombinant	Rabbit-Mono (13H5)	bsm-52485R	100 μl	83,000 →	58,100
Anti-α-smooth muscle Actin, Recombinant	Rabbit-Mono (2B10)	bsm-52396R	100 μl	83,000 →	58,100

30%
OFF

Bioss™
Inspiring Scientific Discovery
Antibodies | Life Science | Community

Web ページ番号

72443



Alexa Fluor 色素と同等の輝度と励起／蛍光プロファイル

AbBy Fluor 蛍光色素 30% OFF キャンペーン

Bioss 社が開発した AbBy Fluor 色素は、光安定性に優れた蛍光色素です。スペクトルの重複が最小限に抑えられており、免疫蛍光染色による明瞭なマルチプレックス検出を可能にします。

- 幅広い pH 範囲 (pH4~10) で蛍光を維持する水溶性色素です。
- NHS エステルのため、アミノ基含有試料に蛍光標識を行うことができます。

[メーカー：BIS]

品 名	励起／蛍光波長	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
AbBy Fluor 350 NHS Ester	■ 346 / 442 nm	D9701	1 mg	51,000 →	35,700
AbBy Fluor 405 NHS Ester	■ 401 / 421 nm	D9702	1 mg	51,000 →	35,700
AbBy Fluor 488 NHS Ester	■ 499 / 519 nm	D9704	1 mg	51,000 →	35,700
AbBy Fluor 555 NHS Ester	■ 553 / 568 nm	D9707	1 mg	51,000 →	35,700
AbBy Fluor 594 NHS Ester	■ 590 / 617 nm	D9708	1 mg	51,000 →	35,700
AbBy Fluor 647 NHS Ester	■ 650 / 665 nm	D9710	1 mg	51,000 →	35,700
AbBy Fluor 680 NHS Ester	■ 679 / 702 nm	D9711	1 mg	51,000 →	35,700
AbBy Fluor 750 NHS Ester	■ 749 / 775 nm	D9712	1 mg	51,000 →	35,700

40%
OFF

Web ページ番号

72080



ライカラボキャンペーン

蛍光色素、抗体蛍光標識キットなど 40% OFF

ATTO-TEC 社は 2025 年 2 月に Leica Microsystems 社の傘下となりました。これを記念し、40% OFF キャンペーンを実施します！ATTO-TEC 社の蛍光色素は、色素吸収に対して蛍光のシフト (Stokes-shift) が大きく、また親水性が非常に高いため、生体分子や表面における非特異的吸着を防止できるなど様々な長所を有しています。

キャンペーン対象製品例：抗体蛍光標識キット

[メーカー：ATG]

蛍光色素名						
励起/蛍光 (nm)	ATTO 343H 345 / 441	ATTO 386H 386 / 472	ATTO 436H 436 / 483	ATTO 488 503 / 520	ATTO 553H 555 / 575	ATTO 576H 578 / 598
商品コード	ALK343H-3R	ALK386H-3R	ALK436H-3R	ALK488-3R	ALK553H-3R	ALK576H-3R
包装	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit
通常価格 (¥)	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
キャンペーン価格 (¥)	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400

蛍光色素名				
励起/蛍光 (nm)	ATTO 584H 584 / 607	ATTO 614H 616 / 632	ATTO 643 639 / 665	ATTO 678H 678 / 708
商品コード	ALK584H-3R	ALK614H-3R	ALK643-3R	ALK678H-3R
包装	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit
通常価格 (¥)	114,000	114,000	114,000	114,000
キャンペーン価格 (¥)	68,400	68,400	68,400	68,400

ATTO Spectral 3D Labeling Kit

蛍光色素 ATTO488、ATTO594、ATTO643 がセットになった抗体標識キットです。

#ALKspectral-3D
包装：1 kit通常価格
~~¥114,000~~キャンペーン価格
¥68,400

※上記以外のキャンペーン対象製品については、フナコシ Web をご覧下さい。

今年もやります！
研究の

ストレス吹っ飛びエピソード 大募集！



実験中のストレスがなくなった・ストレスが吹き飛んだきっかけとなったエピソードを教えてください。

見事最優秀賞または優秀賞に選ばれた方には、ストレス研究用アッセイキットでおなじみ Cayman 社のノベルティをプレゼント！また、応募いただいた方全員にも参加賞をプレゼントします！

参加賞 (応募いただいた方全員)



木粉タンブラー 1 種類* & ストレスボール 1 種類

*タンブラーは先着 100 名様限定です。限定数に達した場合はストレスボールのみのプレゼントとなります。

優秀賞 (4 名)



夏ワクワクセット



冬ぽかぽかセット

オリジナルノベルティセットの内いずれか一つ

※ストレスボールのデザインはイメージです。

最優秀賞 (1 名)

参加賞、優秀賞のノベルティ
すべてプレゼント！

昨年度の最優秀賞作品

20 年前の話。アメリカで開催された国際学会で口頭発表を行いました。データを USB で持参したのですが、試写の時間がなく、ぶっつけ本番。なんと、パワポのフォントが「OSAKA」であったため、全てが文字化けでした。しかし、日本で 100 回くらい練習していたため、どこに何が書いてあるか頭に入っており、なんとか図だけでやりきりました。終了後は会場から拍手やら手笛やら大喝采。その瞬間、ストレスは吹っ飛びました。

下記ウェブサイトよりご応募下さい！
過去の受賞作品も閲覧できます。

www.funakoshi.co.jp/contents/70427

期間
2025 年
11/4
▼
2026 年
2/27価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

最大 **30% OFF**

AdipoGen®
LIFE SCIENCES

Web ページ番号

72441



試薬
キャンペーン

低分子化合物 20% OFF、 InVivoKine/B-Xpander 30% OFF キャンペーン

低分子化合物


20% OFF

キャンペーン対象製品：**1,900** 点以上！

Manumycin A

#AG-CN2-2000-M001


強力で選択的かつ競合的な細胞透過性の RAS ファルネシルトランスフェラーゼ (FTase) 阻害物質かつ、不可逆的な中性スフィンゴミエリナーゼ (nSMase) 阻害物質でもあり、エクソソームの生合成と分泌を阻害します。



Bafilomycin A1 (high purity)


#AG-CN2-2001-C100

液胞型 H⁺-ATPase を特異的に阻害するマクロライド系抗生物質です。



InVivoKine

30% OFF



Knobs-into-holes (KIH) 技術を利用し、Fc 変異体 Fc-KIH を融合したサイトカインです。サイトカイン活性を維持しながら、安定性が大幅に向上し、低エンドトキシンで、*in vivo* 研究にも使用できます。

■キャンペーン対象製品 (一例)


品名	メーカー	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Fc (LALA-PG) - KIH (Human) : GDF15 (Human), Recombinant	KOM	AG-40B-0253-C050	50 µg /	101,000	70,700
マウスおよびヒトの GFRAL に結合する。					
IL-12 (Mouse) : Fc (LALA-PG) - KIH (Human), Recombinant	KOM	AG-40B-0255-C050	50 µg /	101,000	70,700
マウス IL-12RB1 タンパク質に結合する。					
IL-7 (Mouse) (monomeric) : Fc (LALA-PG) - KIH (Human), Recombinant	KOM	AG-40B-0256-C050	50 µg /	101,000	70,700
マウス IL-7R に結合する。					
Fc (LALA-PG) - KIH (Human) IgG1 Control, Recombinant	KOM	AG-35B-0018-C050	50 µg /	77,000	53,900
ヒト IgG1 Fc (LALA-PG) - KIH に融合された組換え体タンパク質を用いた実験用のネガティブコントロール。					

品名	メーカー	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Latrunculin A	KOM	AG-CN2-0027-C100	100 µg /	32,000	25,600
腫瘍細胞の浸潤を阻害する抗がん物質。アクチン重合阻害物質。					
Latrunculin B	KOM	AG-CN2-0031-C500	500 µg /	34,000	27,200
海綿由来の細胞透過性毒素およびアクチン重合阻害物質。					
Manumycin A	KOM	AG-CN2-2000-M001	1 mg /	25,000	20,000
強力で選択的かつ競合的な細胞透過性の RAS ファルネシルトランスフェラーゼ阻害物質。					
Bafilomycin A1 (high purity)	KOM	AG-CN2-2001-C100	100 µg /	24,000	19,200
液胞型 H ⁺ -ATPase を特異的に阻害するマクロライド系抗生物質。					
Tirzepatide	KOM	AG-CP3-0043-M001	1 mg /	8,000	6,400
GLP および GLP-1 受容体の新規デュアルアゴニスト。					
Retatrutide, Sodium Salt	KOM	AG-CP3-0044-M001	1 mg /	31,000	24,800
グルカゴン受容体、GIP 受容体および GLP-1 受容体の新規トリプルアゴニストペプチド。					
Suramin, Sodium Salt	KOM	AG-CR1-3575V-M050	50 mg /	14,000	11,200
解糖系酵素を阻害する作用を示す。					

B-Xpander

30% OFF

B 細胞の活性化、増殖、および細胞療法研究に有用な多量体ヒト CD40L サイトカインです。



品名	メーカー	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CD40L, Human, Recombinant, Animal-Free, B-Xpander	KOM	AG-40B-0010AF-C010	10 µg /	89,000	62,300

関連製品 その他の CD40L 組換え体タンパク質

品名	メーカー	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CD40L, Human, Recombinant	KOM	AG-40B-0010-C010	10 µg /	81,000	56,700
	KOM	AG-40B-0010B-C010	Biotin 10 µg /	89,000	62,300
B 細胞の活性化作用を示す。					

期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

20%
OFF

Web ページ番号

71097




LNP 製品 20% OFF キャンペーン

NanOZ-LNP は、様々な核酸や低分子化合物などの封入（カプセル化）が可能な脂質ナノ粒子（LNP）です。

キャンペーン対象品（一例）

mRNA 封入済みの LNP




NanOZ LNP-mRNA (Luc)

- 既に mRNA が LNP に封入されているため、LNP の使用感の確認やコントロール品として有用です。
- サイズ分布のばらつきが小さく、高いカプセル化効率（>85%）を有しています。
- 内包されている mRNA は 5' Cap 1 構造と 3' Poly A tail を有し、免疫応答を低減させるために 5 moU 置換されています。
- LNP-RNA 濃度：100 µg/ml

[メーカー：OZB]

コードする遺伝子	ホタルルシフェラーゼ	
商品コード	LNP10500mRNA12	LNP11000mRNA12
包装	0.5 ml	1 ml
通常価格 (¥)	219,000	393,000
キャンペーン価格 (¥)	175,200	314,400

※受注発注品

封入 mRNA と LNP の
両方に蛍光標識を付加した LNP

NanOZ Dual Fluo LNP


- 蛍光標識された LNP の中に Cy5 標識ホタルルシフェラーゼ mRNA が内包されています。
- LNP と mRNA 両方に蛍光標識が付いているため、細胞内や *in vivo* イメージングでの LNP の挙動の観察に有用です。

[メーカー：OZB]

コードする遺伝子	ホタルルシフェラーゼ	
励起/蛍光波長	励起 487 nm/蛍光 501 nm (LNP を DiO で標識) 励起 651 nm/蛍光 670 nm (mRNA を Cy5 で標識)	
商品コード	LDFO11000	
包装	1 ml	
通常価格 (¥)	561,000	
キャンペーン価格 (¥)	448,800	

※受注発注品

mRNA 封入なしの LNP



NanOZ empty-LNP

- mRNA は封入されていない空の LNP です。
- ネガティブコントロールとして有用です。

[メーカー：OZB]

品名	NanOZ empty-LNP
商品コード	LNP10500 -80°C
包装	0.5 ml
通常価格 (¥)	152,000
キャンペーン価格 (¥)	121,600

※受注発注品

特別
価格

Web ページ番号

67307

セミカスタム組換え体
タンパク質 特別価格

組換え体タンパク質について、発現系・タグ・容量をお選びいただけるセミカスタムサービスです。

特 長

- 300,000 件を超える配列からお客様のニーズに合わせて発現系、タグについてカスタマイズされた高品質の組換え体タンパク質を提供します。
- 2,500 種類以上の組換え体タンパク質の製造実績があります。
- ご希望があればエンドトキシン除去、滅菌処理オプションも無料で追加できます。

サービス内容の一例

[メーカー：ASB]

品名	ATP1A1-AS1 Recombinant Protein (Human)	
商品コード	OPCA267945	
カスタマイズ例	発現系	Mammalian cell
タグ	N-terminal GST-tagged	
容量	20 µg	
通常価格 (¥)	520,000	
キャンペーン価格 (¥)	410,000	

品名	SERPINA6 Recombinant Protein (Rat)	
商品コード	OPCA32708	
カスタマイズ例	発現系	<i>E. coli</i>
タグ	N-terminal 6×His-tagged	
容量	20 µg	
通常価格 (¥)	360,000	
キャンペーン価格 (¥)	280,000	

品名	CSTB Recombinant Protein (Mouse)	
商品コード	OPCA268430	
カスタマイズ例	発現系	Baculovirus カルタヘナ
タグ	N-terminal 6×His-GST-tagged	
容量	20 µg	
通常価格 (¥)	410,000	
キャンペーン価格 (¥)	320,000	

※発現系・タグの種類、容量などの条件によって価格は変動します。

ご注文方法/価格

- Aviva Systems Biology 社 Web サイト (www.avivasysbio.com) にアクセスする。
 - 検索バー左のプルダウンから“Protein on Demand”を選択し、因子名を入力して検索する。
 - ②の検索結果から製品ページにアクセスし、発現系・タグ・容量を確認する。
 - 因子名と③で確認した発現系・タグ・容量を当社受託・特注品担当までご連絡下さい。内容を確認したのち、お見積もりをご案内します。
- ※タグについては保証外となります。タグが要因で製造が思わしくない場合は、最適なタグに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

[メーカー：ASB]

特別
価格

Bio-Peak


Web ページ番号

70429

検索

抗体可変領域解析受託サービスウィンターキャンペーン

お手持ちのハイブリドーマより、抗体可変領域の遺伝子配列および CDR（相補性決定領域）配列の同定受託サービスを特別価格で承ります。



組換え抗体の生産に

ヒト化やサブクラス変更など
様々な抗体改変利用に

モノクローナル抗体の国内特許申請に

ハイブリドーマ 1 クローンの
V_H・V_L 遺伝子解析/CDR 決定

特別価格 ¥330,000

サービスの概要

1. ハイブリドーマの受領
10⁶ cells 以上のハイブリドーマを保存液に浸潤させた状態でお送り下さい。保存液は当社より無償提供いたします。
2. ハイブリドーマより RNA を抽出し、cDNA を合成
3. cDNA を鋳型に V_H・V_L の遺伝子を増幅
4. V_H・V_L の遺伝子配列解析、CDR の決定

納品物/納期

- 納品物：V_H・V_L の遺伝子配列および CDR 配列報告書
 - 納期目安：試料受領から約 3 週間
- 詳細は当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。
[メーカー：BPK]

特別
価格

MiRTEL
株式会社ミルテル

Web ページ番号

72542

検索

テロメアテスト & Olink® 高感度プロテオーム解析 受託サービスキャンペーン

テロメアテスト受託サービス



お預かりした細胞・血液試料から染色体 DNA を抽出・精製し、独自の測定法によりテロメア長および G テール長（テロメアの最末端部分）を測定する受託サービスです。


1 試料あたり 特別価格 ¥18,000

Olink® 高感度プロテオーム解析受託サービス

Olink® 社独自の PEA 法を用い、試料中に存在するタンパク質の発現量を高感度に測定します。血漿、血清試料の場合、わずか 1 μl からの測定も可能です。試料数およびパネルの種類が異なる 2 種類のプランからご選択下さい。

PEA (Proximity Extension Assay) 法

1. 標的タンパク質に対して特異的な 2 種類の一本鎖 DNA タグ付き抗体を用いて、イムノアッセイを行う。
2. 2 種類の抗体が正しく標的タンパク質を認識した場合のみ、それぞれの抗体に付加した一本鎖 DNA から二本鎖 DNA が形成される。
3. 二本鎖 DNA を鋳型に PCR を実施したのち、増幅した DNA 断片を qPCR 装置 (Signature® Q100) で検出する。



MEMO

Olink® Target 48 (試料数：40)

- 対応可能なパネル：サイトカインパネル（ヒト、マウス）、免疫応答パネル（ヒトのみ）
- 定量方法：絶対定量 (pg/ml)

通常価格
~~¥1,500,000~~

キャンペーン価格

¥1,300,000

Olink® Target 96 (試料数：88)

- 選択可能なパネル例（ヒト）：がん免疫パネル、代謝パネル、神経学パネル、炎症反応パネルなど
- 定量方法：相対定量

通常価格
~~¥2,340,000~~

キャンペーン価格

¥1,900,000

ご注文方法・納期などの詳細は、当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。[メーカー：MRT]

受託サービスキャンペーン

期間
2025年
11/4
▼
2026年
2/27

価格・内容は発刊日現在です
掲載品はすべて研究用です

一次抗体 25% OFF キャンペーン



Web ページ番号

72543



対象製品は

約 **39,000 点!**

キャンペーン対象例

GeneTex 社抗体の特長

- 幅広い研究分野を網羅した豊富な品揃え
- 多数の論文で使用実績あり
- 豊富なユーザーレビュー
- 充実した国内在庫で迅速にお届け




※ご注文のタイミングによっては、在庫がない場合があります。あらかじめご了承ください。

抗 GAPDH 抗体

#GTX100118

在庫有



試料：パラフィン包埋
ヒト十二指腸組織

抗インフルエンザ A ウイルス抗体

#GTX125989

在庫有




試料：PFA 固定インフルエンザウイルス核タンパク質を導入した 293T 細胞

抗リン酸化 SQSTM1/p62 抗体

#GTX128171

在庫有




試料：パラフィン包埋
ヒト大腸がん

抗 HIF-1α 抗体

#GTX127309

在庫有




試料：パラフィン包埋
ヒト腎臓がん

抗 Vasa 抗体

#GTX128306

在庫有




試料：PFA 固定ゼブラフィッシュ胚

抗 AIF1/Iba1 抗体

#GTX632426

在庫有




試料：パラフィン包埋
ヒト脳組織

抗 RAS (G12D Mutant) 抗体

#GTX635362

在庫有




試料：
パラフィン包埋
ヒト野生型 (左)
および KRAS
G12D 変異 (右)
膵臓がん組織

抗 CA19-9 抗体

#GTX635389

在庫有




試料：パラフィン包埋
ヒト膵臓がん

抗 Ki67 抗体

#GTX642563

NEW



試料：パラフィン包埋
ヒト口腔がん

※複数の包装がある製品は、一番大きい包装品がキャンペーン対象です。使いっきり抗体 (25 μl 包装)、二次抗体、および一部の一次抗体はキャンペーン対象外です。

[メーカー：GNT]

品 名	商品コード	包 装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
Anti-GAPDH, Rabbit-Poly	GTX100118	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-Influenza A Virus NP (Nucleoprotein), Rabbit-Poly	GTX125989	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-SQSTM1 (pSer403), Phosphorylated, Rabbit-Poly	GTX128171	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-HIF-1α, Rabbit-Poly	GTX127309	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-Vasa, Rabbit-Poly	GTX128306	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-AIF1/Iba1, Mouse-Mono (GT10312)	GTX632426	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-RAS (G12D Mutant), Rabbit-Mono (HL10)	GTX635362	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-CA19-9, Mouse-Mono (GT933)	GTX635389	100 μl	85,000 →	63,750
Anti-Ki67, Rabbit-Mono (HL4117)	GTX642563	100 μl	85,000 →	63,750

販売店



フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp info@funakoshi.co.jp

試薬 reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620

機器 kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619

受託 jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

※本紙に記載されている価格は、2025 年 11 月 4 日現在です。

FUN-7942 (2025.11, No.819)

期間

2025年
11/4▼
2026年
2/27