

BIO•PHARMA
S E R V I C E S

Academic Campaign

オリゴ核酸

カスタム合成

30%OFFキャンペーン

※プライマー、CpGオリゴ核酸、エコノスピン製品を除く。累計200万円分まで。

2025 7.7 [MON]



8.29 [FRI]

※8月29日までにお見積りのご依頼をいただいたものまで対象

ASO/siRNA 最小量の場合

納期：2週間程度

※グレード、量が異なる場合は時間がかかる場合もございます。

【販売店】



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

本社	TEL:075-721-8111
大阪	TEL:0774-65-2521
滋賀	TEL:077-568-2481
神戸	TEL:078-306-6060
大阪	TEL:072-749-5200
奈良	TEL:06-6699-2500

【製造元】

味の素バイオフーマサービス
株式会社ジーンデザイン
〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番29号
TEL: 072-640-5180

E-mail: gdi_info@jp.ajibio-pharma.com

DNA/RNA/siRNA/sgRNA合成


固相合成(ホスホロアミダイト法)により、任意の箇所へ化学修飾を施した、高品質なオリゴ核酸を合成いたします。

オリゴ核酸末端への蛍光, PEG等の化合物修飾も可能です。

※DNAは10~150塩基, RNAは10~120塩基まで合成可能

- ホスホロチオエート化 (PS化) ■ 2' 位修飾核酸 (OMe, MOE, F 等)
- 特殊塩基核酸 ■ 2' -4' 架橋核酸 (LNA/BNA/AmNA) ■ inverted dT
- 各種スパーサー挿入 ■ 自作アミダイト挿入
- PEG (直鎖型, 分岐型) ■ ペプチド ■ Cholesterol, Tocopherol
- 末端リン酸化 ■ Biotin ■ 蛍光, 消光修飾 (Alexa, FAM, BHQ etc.) ■ DIG

※他社様でお断りされたものでも弊社では合成できる場合がございます。



ご依頼方法

【お見積り】

- ・弊社Webページより依頼書をダウンロード。
- ・依頼内容(配列、製品グレード、量など)を記入し、依頼書内のメールアドレスへ送信。
- ・1~3営業日以内にお見積りをご案内します。

【ご注文】

- ・弊社見積書をもって、担当の代理店様へご発注の旨をお伝えください。
- ・代理店様から注文書を受領後、3営業日以内に納品予定日をご案内します。

※お見積りから代理店様へお声がけいただいても問題ございません。