

ヒト小腸吸収評価キット POCA 小腸吸収 (CACO-2)



株式会社 ケーエーシー

CACO-2細胞をTranswellプレートのインサート側に播種した状態でお届けする小腸吸収評価用の細胞アッセイキットです。必要な時に誰もが簡単にアッセイ出来るReady to useのキットです。

本キットは『ECACC』(European Collection of Authenticated Cell Cultures)の標準株細胞CACO-2(カタログ番号: EC86010202-G0)を使用して作製しております。

製品の特長




- ◆ 煩雑な21日間のCACO-2細胞培養が不要です。
- ◆ キット毎にECACCの凍結バイアル(CACO-2細胞)を使用しており一定の品質でお届けします。

ポイント

薬物の消化管膜透過性のスクリーニングや食品成分の透過性研究などにご活用ください！


- ◆ P-gp、BCRPのトランスポーター発現とLot間差がないことを確認しています。
- ◆ 2015年4月から始まった「機能性表示食品制度」による食品素材の科学的根拠の確認にご使用になれます。
- ◆ 英国の公的細胞バンク(ECACC)の細胞を使用しているため、スムーズな論文化にご活用いただけます。
- ◆ 煩雑なCACO-2細胞培養からの解放されます。




初回購入キャンペーン！
(2025年6月~11月のご注文分)
ご購入の方に細胞メンテナンス用培地を1本プレゼント！
詳細は弊社までお問い合わせください。



【CACO-2細胞】
上皮細胞様の形態しており単層膜を形成し、小腸上皮モデルとして細胞透過性試験などに用いられています。



UK Health Security Agencyが運営するECACCは、欧州最大の公的セルバンクで、2,000種以上の株細胞を全世界に提供しております。



24well

12well

24wellプレートタイプ

注文カタログ番号	品名	メンブレンポアサイズ	枚数	価格 (円、税抜)
DSPOCA101-2404	POCA 小腸吸収 (CACO-2)	0.4 μ m	1	178,000
DSPOCA102-2404	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		2	238,000
DSPOCA103-2404	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		3	290,000
DSPOCA104-2404	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		4	340,000
DSPOCA101-2430	POCA 小腸吸収 (CACO-2)	3 μ m	1	178,000
DSPOCA102-2430	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		2	238,000
DSPOCA103-2430	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		3	290,000
DSPOCA104-2430	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		4	340,000

12wellプレートタイプ

注文カタログ番号	品名	メンブレンポアサイズ	枚数	価格 (円、税抜)
DSPOCA001-1204	POCA 小腸吸収 (CACO-2)	0.4 μ m	1	168,000
DSPOCA002-1204	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		2	218,000
DSPOCA003-1204	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		3	260,000
DSPOCA004-1204	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		4	300,000
DSPOCA001-1230	POCA 小腸吸収 (CACO-2)	3 μ m	1	168,000
DSPOCA002-1230	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		2	218,000
DSPOCA003-1230	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		3	260,000
DSPOCA004-1230	POCA 小腸吸収 (CACO-2)		4	300,000

注文カタログ番号	品名	容量	価格 (円、税抜)
DSPOCA101-ZS	POCA カスタマイズ	—	お問い合わせ
DSDSM101	細胞メンテナンス用培地	220mL	9,800

- 掲載の商品は全て研究用試薬です。人や動物の医療用・臨床診断用等には使用しないでください。
- 掲載の価格は、2025年6月現在の価格です。予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。

お問い合わせ

▶ 株式会社ケー・エー・シー 試薬事業部

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-20
(お問い合わせ窓口)

■TEL: 06-6435-9747 ■FAX: 06-6435-9748

【 URL 】 <https://www.kacnet.co.jp/>

【 E-mail 】 shiyaku-info@kacnet.co.jp

弊社HPからもお問い合わせ可能です。

