

Millipore®

Preparation, Separation,
Filtration & Monitoring Products

MERCK

Luminex システム買い替え対象

INTELLIFLEX™ キャンペーン

キャンペーン期間：

2023年7月3日(月)～2024年3月29日(金)まで

Luminex システムの買い替えを検討されている方に、最新機種 INTELLIFLEX™ をご購入いただくと MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイキットをお求めやすく購入できるキャンペーンを実施します。



装置購入後9カ月間、MILLIPLEX® キットの
希望販売価格を **30% OFF**
回数、個数制限なし!



期間中にキャンペーンにご登録いただき、
2024 年末までに INTELLIFLEX™ をご購入
いただいた方が対象です。
この機会に是非ご登録ください!

買い替え対象装置

- Luminex® 200™
- MAGPIX®
- FLEXMAP 3D™
- その他 Luminex 社 xMAP® Technology 対応装置

登録フォームはこちら

<https://bit.ly/30Kgdt1>



ご登録方法

下記の登録フォームにアクセスの上、必要事項を記入して送信ください。
後日、担当者よりお申し込み内容確認の連絡をさせていただきます。

本キャンペーンについて

- キャンペーン期間中に登録フォームよりご登録の上、2024 年末までに INTELLIFLEX™ をご購入いただいた方が対象となります。
- 装置購入後、9 カ月間 MILLIPLEX® キットの希望販売価格を 30% OFF でご提供します。回数と個数には制限がございません。ただし、カスタム製品は対象外となります。
- 本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。
- 本キャンペーンのご登録には、メールニュース「MILLIPLEX® News」への登録が必要になります。
- MILLIPLEX® News の既存会員の方も、本キャンペーンにご登録いただけます。

※ MILLIPLEX® News では、MILLIPLEX® の最新情報やキャンペーン情報を年 4 回メールでお届けします。

※ Luminex、Luminex 200、FLEXMAP 3D、xMAP、xMAP INTELLIFLEX は、米国および他の国々で登録されたルミネックス・コーポレーションの商標または登録商標です。


次世代マルチプレックスプラットフォーム xMAP INTELLIFLEX™ システム

xMAP INTELLIFLEX™ システムの特長

- **幅広いダイナミックレンジ**
Luminex システムの中で最も幅広いダイナミックレンジ
- **ユーザーフレンドリーな機能搭載**
フレキシブルな洗浄設定、プローブの高さ調整機能など
- **設置スペースを取らないコンパクト設計**
PC 内蔵のタッチスクリーンで省スペース
- **直感的でフレキシブルなソフトウェア**
使いやすいインターフェースで習得が容易
- **デュアルレポーター機能***
ターゲットにつき 2 つのパラメータデータを取得
※ デュアルレポーター機能は DR-SE システムのみ搭載です。

省スペースで実験室を有効活用

設置幅は Luminex® 200™ の半分以下



高速測定で研究の効率アップ

測定時間は Luminex® 200™ の半分以下

Luminex® 200™

約 45 分 / 96 ウェル

INTELLIFLEX™


約 20 分 / 96 ウェル

xMAP INTELLIFLEX™ システムの仕様

測定可能プレックス数	500	
ダイナミックレンジ	≥ 5.5 log	≥ 5.5 log (RP1) ≥ 4.5 log (RP2)
測定時間	約 20 分 / 96 ウェル 約 75 分 / 384 ウェル	
感度	pg	
寸法	幅 58.4 cm × 奥行 61 cm × 高さ 76.2 cm	
重量	54.4 kg	
レーザー	1 種類のビーズ識別用レーザー 1 種類のレポーターレーザー	1 種類のビーズ識別用レーザー 2 種類のレポーターレーザー
ビーズ識別用レーザー 励起波長	638 nm	
レポーターレーザー 励起波長	532 nm (RP1)	532 nm (RP1) 405 nm (RP2)
検出波長	565 ~ 585 nm (RP1)	565 ~ 585 nm (RP1) 421 ~ 441 nm (RP2)
カタログ番号	INTELLIFLEX-RUO	INTELLIFLEX-DRSE
希望販売価格	¥13,300,000	¥19,800,000



製品カタログのダウンロードはこちら
<https://bit.ly/DL-rbm282>



本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2023年6月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2023 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス サイエンス & ラボソリューションズ事業本部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/bio

E-mail: jppts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140

RBM355-2306-1K-H