


マイクロプレート (PP) イムノアッセイプレート 2023年末 ラボ応援GOGOキャンペーン


マイクロプレート (PP) と関連製品

55%
OFF

キャンペーン番号 | RLCC25




シーリングテープは別売り



ブラックプレート (384フォーマット) は
キャンペーン対象外



キャンペーン対象はナチュラル色のみ



向きを容易に認識できるノッチあり
(角のカットデザイン)

Thermo Scientific™ Nunc™ マイクロプレート (PP)

【材質】PP

製品番号	フォーマット	最大容量 (μL)	カラー	底形状	ウェル形状	DNase/ RNaseフリー	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン価格
249944	96	450	ナチュラル	V	丸型	●	—	20 × 6	¥55,300	¥24,800
249946	96	450	ナチュラル	V	丸型	●	●	20 × 6	¥56,000	¥25,200
267245	96	500	ナチュラル	U	丸型	●	—	10 × 12	¥55,300	¥24,800
267334	96	500	ナチュラル	U	丸型	●	●	10 × 12	¥58,200	¥26,100
267350	96	500	ホワイト	U	丸型	●	—	10 × 12	¥55,300	¥24,800
267342	96	500	ブラック	U	丸型	●	—	10 × 12	¥55,300	¥24,800
260252	96DW	1,300	ナチュラル	U	丸型	●	—	5 × 10	¥44,500	¥20,000
260251	96DW	1,300	ナチュラル	U	丸型	●	●	5 × 10	¥45,600	¥20,500
278752	96DW	2,000	ナチュラル	U	丸型	—	—	5 × 12	¥61,800	¥27,800
278743	96DW	2,000	ナチュラル	U	丸型	—	●	1 × 60	¥63,400	¥28,500
264573	384	120	ナチュラル	U	角型	●	—	20 × 6	¥108,200	¥48,600
264574	384	120	ナチュラル	U	角型	●	●	20 × 6	¥112,100	¥50,400

Thermo Scientific™ Nunc™ キャップマット

【外寸】123 × 80 mm

製品番号	材質	カラー	ウェル形状	温度耐性	ピアサブル	スリット	滅菌	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
276002	TPE	ナチュラル	丸型	-80~+121 °C	●	—	—	50	¥19,700	¥8,800
276011	シリコン*	ナチュラル	丸型	-20~+121 °C	●	●	—	50	¥45,900	¥20,600

* 100% DMSOには使用できません

Thermo Scientific™ Nunc™ マイクロプレート用リッド

【材質】PS

製品番号	外寸 (mm)	カットオフコーナー	ウェルリング	エバポレーションバリア	カラー	滅菌	包装 (個 × 包)	希望小売価格	キャンペーン価格
263339*	127 × 85 × 7.9	長辺 両下	●	●	クリア	—	5 × 20	¥13,000	¥5,800
264122*	127 × 85 × 7.9	長辺 両下	●	●	クリア	●	1 × 50	¥11,200	¥5,000

* Nunc 96ウェルオプティカルボトムプレートには使用できません

Thermo Scientific™ シーリングテープ (接着タイプ)

製品番号	材質	接着剤	アプリケーション 特長	色	滅菌	ピアサブル	DNase/ RNaseフリー	使用温度	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
232701	ポリオレフィン	アクリル酸系	PCR, DMSO耐性	クリア	—	—	—	-70~+100 °C	100	¥13,200	¥5,900
232702	ポリオレフィン	アクリル酸系	PCR, 蛍光アッセイ 顕微鏡	クリア	—	—	●	-70~+100 °C	100	¥17,100	¥7,600
276014	アルミニウム	シリコン系	PCR, サンプル保護, DMSO耐性	シルバー	—	●	●	-80~+120 °C	100	¥18,400	¥8,200

キャンペーン期間 2023年10月30日 (月) ~ 2023年12月25日 (月) 受注分まで

thermo scientific

イムノアッセイプレート (MaxiSorp)

キャンペーン番号 | RLCC26

55%
OFF

表面処理 : Thermo Scientific™ MaxiSorp™ (親水性)

- 極性基または親水性基をもつ分子に対して高い親和性
- 多種のタンパク質や生体分子の結合に効果的
- サンドイッチ法に適している

ウェル形状

			
F底 (平底)	U底 (丸底)	C底 (平底+カーブエッジ)	C底 (スターウェル)
400 μL/ウェル	300 μL/ウェル	350 μL/ウェル	330 μL/ウェル
光学的測定に最適	高い洗浄効果	光学測定と 洗浄効果を両立	固相化の面積を 最大42%アップ

Thermo Scientific™ Nunc™ イムノプレート

【材質】本体 : PS

製品番号	カラー	ウェル形状・数	プレートデザイン	包装(個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
430341	クリア	C96	ピンチバー	5×12	¥29,800	¥13,400
439454*	クリア	F96	ピンチバー	5×12	¥35,600	¥16,000
442404	クリア	F96	ピンチバー	5×12	¥29,200	¥13,100
446612*	クリア	C96	ピンチバー	5×12	¥35,600	¥16,000
449824	クリア	U96	ハイフランジ	5×12	¥29,200	¥13,100

* Certificate付き

Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ プレート

【材質】本体 : PS

製品番号	カラー	ウェル形状・数	包装(個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
436110*	ホワイト	F96	10×8	¥52,700	¥23,700
437111*	ブラック	F96	10×8	¥52,700	¥23,700

* Certificate付き

Thermo Scientific™ Nunc™ イムノ384プレート

【材質】本体 : PS

製品番号	カラー	ウェル形状・数	包装(個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
460372	ホワイト	F384	10×3	¥30,700	¥13,800
464718	クリア	F384	10×3	¥28,300	¥12,700

キャンペーン期間

2023年10月30日(月)～2023年12月25日(月)受注分まで

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2023年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LPD030-A2310CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

thermo scientific