

Real-time PCR

QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム 20% OFF プレミアムキャンペーン2024-2025

リアルタイムPCRシステム、遺伝子解析機器がお買い得!
定量PCRシステムとして市場を牽引するゴールドスタンダード

Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 リアルタイムPCRシステム
高性能を実現したコンパクトモデル

- 96ウェル (0.2 mL)、Fast 96ウェル (0.1 mL)、384ウェルブロックの3つのバージョンを提供
- 励起6枚/蛍光6枚のフィルターを搭載し、最大21波長に対応 (384ウェルを除く)
- ブロックを6分割で温度制御 (384ウェルを除く)
- 21 CFR Part 11に対応



Ordering information

製品名	保証	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム 384ウェル	2年保証	QS5-384-CP24Z	¥8,189,000	¥6,551,200
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム 384ウェル PC付パッケージ	2年保証	QS5-384D-TIP-CP24Z	¥8,633,000	¥6,906,400
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム 384ウェル PC付パッケージ	2年保証	QS5-384-TIP-CP24Z	¥8,595,000	¥6,876,000
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム Fast 96ウェル	2年保証	QS5-96F-CP24Z	¥7,631,000	¥6,104,800
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム Fast 96ウェル PC付パッケージ	2年保証	QS5-96FD-TIP-CP24Z	¥8,075,000	¥6,460,000
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム Fast 96ウェル PC付パッケージ	2年保証	QS5-96F-TIP-CP24Z	¥8,037,000	¥6,429,600
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム 96ウェル	2年保証	QS5-96S-CP24Z	¥7,631,000	¥6,104,800
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム 96ウェル PC付パッケージ	2年保証	QS5-96SD-TIP-CP24Z	¥8,075,000	¥6,460,000
QuantStudio 5 リアルタイムPCRシステム 96ウェル PC付パッケージ	2年保証	QS5-96S-TIP-CP24Z	¥8,037,000	¥6,429,600

キャンペーン期間：2024年11月18日(月)～2025年3月14日(金) 弊社受注分まで

Applied Biosystems 遺伝子解析機器 プレミアムディスカウントキャンペーン 2024

QuantStudio 1 / QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム 30% OFF キャンペーン

大画面インタラクティブタッチスクリーンによる優れた操作性

スマートフォンを操作する感覚で簡単にスライドによる画面変更が可能なインタラクティブタッチスクリーンと、8.5インチの大画面が、直感的な操作をサポートします。

仕様	Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 リアルタイム PCR システム	Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 リアルタイム PCR システム
ブロックフォーマット (反応液量)	96 ウェル (10~100 µL)	96 ウェル (10~100 µL) Fast 96 ウェル (10~30 µL)
最大蛍光検出波長数	3 波長	4 波長
蛍光色素例	FAM™、VIC™、ROX™ dye	FAM、VIC、TAMRA™、ROX dye
光源		白色 LED
ブロックの最大ランプ速度	3.5 °C/秒	6.5 °C/秒 (96 ウェル)、9.0 °C/秒 (Fast 96 ウェル)
ラン所要時間	40 分以内 (Fast モード)	30 分以内 (Fast モード)
21 CFR Part 11 対応機能		なし

Ordering information

製品名	保証	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
QuantStudio 1 リアルタイム PCR システム	2年保証	QS1-CP24	¥4,002,000	¥2,801,400
QuantStudio 1 リアルタイム PCR システム デスクトップ PC 付パッケージ	2年保証	QS1-D-TIP-CP24	¥4,446,000	¥3,112,200
QuantStudio 1 リアルタイム PCR システム ノートブック PC 付パッケージ	2年保証	QS1-TIP-CP24	¥4,408,000	¥3,085,600
QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム Fast 96 ウェル	2年保証	QS3-96F-CP24	¥5,399,000	¥3,779,300
QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム Fast 96 ウェル PC 付パッケージ	2年保証	QS3-96F-TIP-CP24	¥5,805,000	¥4,063,500
QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム 96 ウェル	2年保証	QS3-96S-CP24	¥5,399,000	¥3,779,300
QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム 96 ウェル デスクトップ PC 付パッケージ	2年保証	QS3-96SD-TIP-CP24	¥5,843,000	¥4,090,100
QuantStudio 3 リアルタイム PCR システム 96 ウェル ノートブック PC 付パッケージ	2年保証	QS3-96S-TIP-CP24	¥5,805,000	¥4,063,500

キャンペーン期間：2024年9月9日(月)～2025年3月14日(金) 弊社受注分まで

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2024 年 11 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc SDS502-A24100B

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

applied biosystems