



ラボプロダクツ消耗品キャンペーン 2025年度末

キャンペーン期間

2026年1月6日(火)～2026年3月26日(木)受注分まで

thermo scientific

凍結保存用チューブ

Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™

キャンペーン番号 | RUFC22

45%
OFF



インナーキャップ(内ネジ)タイプ

左:377224PK、中:368632PK、右:366524PK



アウターキャップ(外ネジ)タイプ

左:375353PK、右:375418PK

- DNase／RNaseフリー
- パイロジエンフリー
- 細胞無毒性
- USP Class VI準拠
- 滅菌済み(電子線、SAL10⁻⁶)
- IATA準拠のリーコンテナ済み

インナーキャップ

【材質】本体・キャップ:PP

製品番号	総容量 (mL)	使用容量 (mL)	キャップ	書き込み エリア	自立型	星型フィン	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
363401PK	2.0	1.8	●	●	—	—	50×10	¥45,000	¥24,740
366524PK	4.0	3.6	●	●	—	—	50×8	¥37,140	¥20,420
363452PK	5.0	4.5	●	●	—	—	50×6	¥29,700	¥16,320
366656PK	1.2	1.0	●	●	●	—	50×10	¥44,640	¥24,540
368632PK	2.0	1.8	●	●	●	—	50×9	¥42,240	¥23,220
377224PK	1.2	1.0	●	●	●	●	50×10	¥44,860	¥24,660
377267PK	2.0	1.8	●	●	●	●	50×9	¥42,980	¥23,620
379189PK	4.0	3.6	●	●	●	●	50×8	¥37,440	¥20,580
379146PK	5.0	4.5	●	●	●	●	50×6	¥29,900	¥16,440

アウターキャップ

【材質】本体:PP／キャップ:HDPE

製品番号	総容量 (mL)	使用容量 (mL)	キャップ	書き込み エリア	自立型	星型フィン	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
375353PK	1.2	1.0	●	●	●	●	50×10	¥44,860	¥24,660
375418PK	2.0	1.8	●	●	●	●	50×9	¥42,780	¥23,520
337516PK	5.0	4.5	●	●	●	●	50×6	¥30,500	¥16,760

Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ ホルダー

キャンペーン番号 | RUFC23

30%
OFF



- 星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能

【材質】PPO


製品番号	製品仕様	包装(個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
376589PK	クライオチューブ40本立て用	1×5	¥18,780	¥13,140

クライオアクセサリー

Thermo Scientific™ フリーズボックス

30%
OFF

キャンペーン番号 | LCS2601-1



- ・ 極低温や水滴に強い特殊な板紙を使用

【材質】本体・仕切:紙

製品番号	適合チューブ サイズ(mL)	チューブ 保持数(列)	外寸(mm) W × D × H	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
IB02025	1.0~2.0	25(5×5)	78×78×53	20	¥17,360	¥12,140
IB02050	1.0~2.0	50(5×10)	147×79×52	20	¥21,660	¥15,160
IB02081	1.0~2.0	81(9×9)	134×134×52	20	¥27,760	¥19,420
IB02081S	1.0~2.0	81(9×9)	131×131×51	20	¥27,120	¥18,980
IB02100JP	1.0~2.0	100(10×10)	147×147×52	20	¥27,760	¥19,420
IB04081	4.0	81(9×9)	134×134×77	20	¥29,780	¥20,840
IB04100	4.0	100(10×10)	147×147×77	20	¥30,420	¥21,280
IB05100	5.0	100(10×10)	147×147×97	20	¥34,500	¥24,140
IB15025	15 mL遠沈管	25(5×5)	147×147×125	10	¥25,180	¥17,620

Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ ミニボックス

30%
OFF

キャンペーン番号 | LCS2601-2



数本のチューブの保管や輸送に便利

- ・ 耐久性や衝撃に強い耐衝撃ポリスチレン(HIPS)製

【材質】本体:HIPS／仕切:PE

製品番号	適合チューブ サイズ(mL)	チューブ 保持数(列)	外寸(mm) W × D × H	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
534479	1.0~2.0	5(1×5)	70×17×64	35	¥9,300	¥6,500
534592	1.0~2.0	10(2×5)	70×29×64	20	¥8,880	¥6,200

Thermo Scientific™ Nalgene™ Quick Chill™ ユニット

30%
OFF

キャンペーン番号 | RUFC24



- ・ サンプル冷却用卓上ユニット
- ・ 本体内部に無毒性の断熱性溶液を充填
- ・ 実験台上での冷却保持時間の目安は45分
- ・ 0.2 mLマイクロチューブ用インサート16個付き

【材質】PC

製品番号	適合チューブ サイズ(mL)	チューブ 保持数(列)	外寸(mm) W × D × H	重さ(kg)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
DS5114-0012	0.2~1.5	12(3×4)	102×144×96	0.68	1	¥30,980	¥21,680

キャンペーン期間

2026年1月6日(火)～2026年3月26日(木)受注分まで

フィルターウエア

Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™

フィルターユニット(PES/SFCA)

キャンペーン番号 | RUFC26

45%
OFF



PESメンブレン



SFCAメンブレン

- スピーディーで安定したfiltrationを実現
- 滅菌済み
- バイロジエンフリー
- 細胞無毒性
- 製品にロット番号・有効期限が記載されており、個別管理に便利

ポリエーテルスルフォン(PES)メンブレン

- 汎用性の高いメンブレン
- タンパク質の吸着性が低い
- 低溶出
- Stem Cell Test済み(0.2 µmのみ)

無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)メンブレン

- タンパク質の吸着性が標準的なCAメンブレンよりも低い
- 界面活性剤を含まず低溶出

【材質】本体:PS／受器キャップ:PE

製品番号	メンブレン材質	ポアサイズ(µm)	メンブレン径(mm)	容量(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
568-0020	PES	0.2	50	250	12	¥23,640	¥13,000
566-0020			75	500		¥33,100	¥18,200
569-0020			90	500		¥33,100	¥18,200
567-0020			90	1,000		¥44,320	¥24,360
168-0045		0.45	50	250		¥23,640	¥13,000
166-0045			75	500		¥35,100	¥19,300
169-0045			90	500		¥42,880	¥23,580
167-0045			90	1,000		¥47,280	¥26,000
157-0020		0.2	50	250		¥26,860	¥14,760
156-4020 ^{※1}			75	500		¥43,020	¥23,660
162-0020			90	500		¥50,200	¥27,600
158-0020 ^{※1}			75	1,000 ^{※2}		¥54,240	¥29,820
161-0020	SFCA	0.45	90	1,000	12	¥63,940	¥35,160
157-0045			50	250		¥26,860	¥14,760
156-4045 ^{※1}			75	500		¥43,020	¥23,660
158-0045 ^{※1}			75	1,000 ^{※2}		¥54,240	¥29,820
161-0045			90	1,000		¥63,940	¥35,160

※1 1ケースに12枚のガラス繊維プレフィルター(製品番号:DS0281-7500)が付いています。

※2 フィルター容器のろ過容量は1,000 mLですが、容器のサイズは500 mLです。受器は1,000 mLです。

遠沈管／実験用容器

45%
OFF

キャンペーン番号 | RUFC27

Thermo Scientific™ Nalgene™ オークリッジ遠沈管(FEP)



- 優れた化学薬品耐性
- <10,000 ×gで液漏れ防止
- オートクレーブ可
- 100～150 °Cで使用可能
- 最大遠心加速度(50,000 ×g)までの冷却／非冷却遠心用

【材質】本体:FEP／キャップ:ETFE

製品番号	呼称容量(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
3114-0010PK	10		¥11,640	¥6,400
3114-0030PK ^{*1}	30	2	¥16,440	¥9,040
3114-0050PK ^{*1}	50 ^{*2}		¥19,800	¥10,880

※1 30 mL、50 mLにはそれぞれ製品番号DS3131-0020、DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップがあります。

※2 標準的な50 mLのローター用で使用する場合は42 mLがすり切り一杯です。

注意

必ず液体をボトルの肩口まで満たしてご使用ください。

10,000 ×g以上では液漏れ防止のためにライナー付きシーリングキャップをご使用ください。

Thermo Scientific™ Nalgene™ オークリッジ遠沈管(PPCO)



- 半透明タイプ
- <10,000 ×gで液漏れ防止
- オートクレーブ可
- 最大遠心加速度(50,000 ×g)までの冷却／非冷却遠心用

【材質】本体:PPCO／キャップ:PP

製品番号	呼称容量(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
3119-0010PK	10		¥13,160	¥7,220
3119-0028PK	28		¥15,680	¥8,620
3119-0030PK ^{*1}	30	10	¥15,680	¥8,620
3119-0050PK ^{*1}	50 ^{*2}		¥18,820	¥10,340

※1 30 mL、50 mLにはそれぞれ製品番号DS3131-0020、DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップがあります。

※2 標準的な50 mLのローター用で使用する場合の実容量は42 mLです。

注意

10,000 ×g以上では液漏れ防止のためにライナー付きシーリングキャップをご使用ください。

Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口褐色丸型ボトル(PPCO)



- オートクレーブ可
- 光に敏感な物質を紫外線から保護
- 4 L／8 Lは肩にタグ用のループ付き
- 2204-0020PKのみ白キャップ

【材質】本体:PPCO／キャップ:PP

製品番号	容量(L)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2204-0005PK	2	1	¥4,100	¥2,240
2204-0010PK	4	1	¥8,100	¥4,440
2204-0020PK	8	1	¥9,700	¥5,320

Thermo Scientific™ Nalgene™ 広口ボトル(PPCO)



- オートクレーブ可
- サンプルの取り扱いが容易な広口形状
- 優れた化学薬品耐性

【材質】本体:PPCO／キャップ:PP

製品番号	容量(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2105-0001PK	30	12	¥3,640	¥2,000
2105-0004PK	125	12	¥6,060	¥3,320
2105-0008PK	240	12	¥8,080	¥4,440
2105-0016PK	500	12	¥13,340	¥7,320

キャンペーン期間

2026年1月6日(火)～2026年3月26日(木)受注分まで

Thermo Scientific™ Nalgene™ 薬品識別洗浄瓶



- 独自の通気口付きキャップでノズルからの液だれ防止
- 4色のNFPAダイヤモンド、GHS準拠の危険シンボル付き
- 均一でまっすぐな超微細流で充填液の飛散防止

**【材質】本体:LDPE(2425-0506PKは白色LDPE)／底部:PP(2425-0506PKはHDPE)
内部(吸液)チューブ:PPCO**

製品番号	容量(mL)	対応化学薬品	キャップカラー	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2425-0501PK	500	アセトン	赤	6	¥11,900	¥6,540
2425-0502PK	500	エタノール	白	6	¥11,900	¥6,540
2425-0503PK	500	メタノール	緑	6	¥11,900	¥6,540
2425-0504PK	500	イソプロパノール	黄	6	¥11,900	¥6,540
2425-0505PK	500	蒸留水	ナチュラル	6	¥11,900	¥6,540
2425-0506PK	500	次亜塩素酸ナトリウム	白	6	¥11,900	¥6,540

Thermo Scientific™ Nalgene™ セーフティボトルキャリア(LLDPE)



- 最大500 mL薬品ボトルを6本収納可能
- 一体成型の握りやすいハンドル
- カバーラッチがしっかりと固定され、キャリアーの積み重ね可能

【材質】本体:LLDPE

製品番号	サイズ L × W × H(mm)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
6505-0010PK	349 × 248 × 276	1	¥22,720	¥12,480

Thermo Scientific™ Nalgene™ 安全廃液システム



- ロートはロートアダプターから簡単に着脱でき、洗浄が容易
- 揮発性物質の放出を軽減するEasy Snap機構
- 廃液回収用の容器が付属

**【材質】容器:HDPE(4 L)・FLPE(10 L)／ロート本体・カバー:HDPE
キャップ・ロートアダプター:PP／メンブレン:PTFE**

製品番号	容量(L)	適合キャップタイプ	ロート上部内径	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
6379-0004	4	38-430	140	1	¥28,900	¥15,880
6379-0010	10	83B	254	1	¥41,200	¥22,660

ラボの安全セミナー実施中

ラボの安全管理でお困りのことはありませんか?

ラボに潜む危険と安全確保のポイントを解説し、安全対策に有効な製品などもご紹介します。お客様のご都合に合わせてお伺いし、内容もご要望に応じて調整可能ですので、ぜひこの機会にお申し込みください。

■ 詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/jp-labsafety-seminar



新ラボ応援！汎用実験消耗品

キャンペーン番号 | RUFC29

45%
OFF

Thermo Scientific™ Nalgene™ ラボウエアバリューパック



- プラスチック製の汎用実験器具の20点セット

製品番号	製品名	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
1350-0001	Nalgeneラボウエアバリューパック	一式	¥22,400	¥12,320

セット品内訳

製品名	仕様	材質	入数
広口円筒容器	500 mL	PPCO	6
Unitary 洗浄瓶	500 mL	LDPE	4
	100 mL		2
目盛り付きメスシリンダー	500 mL	PPCO	1
	1,000 mL		1
	50 mL		1
	100 mL		1
ビーカー	250 mL	PPCO	1
	600 mL		1
	1,000 mL		1
Unwire チューブラック(青)	30 mmチューブ用	ResMer	1

Thermo Scientific™ Nalgene™ ビーカーバラエティパック(PPCO)



- 50~1,000 mLの7サイズ
- 全てのサイズを1,000 mLビーカーに重ねて収納可能
- シリクスクリーン印刷目盛り付き

【材質】本体:PPCO

製品番号	容量(mL)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
1201-1234	50			
	100			
	150			
	250	各1	¥13,020	¥7,160
	400			
	600			
	1,000			


注意 ホットプレート上では使用できません。

イムノプレート

キャンペーン番号 | RUFC32

35%
OFF

Thermo Scientific™ Nunc™ Immobilizer™ Amino (イモビライザーアミノ)プレート



イモビライザーアミノプレートへの
ペプチドの共有結合
ペプチドを求電子性官能基に結合

- ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能
- S/Nが大きいため測定値のばらつきが少ない


ウェル形状

F底(平底)	U底(丸底)	C底(平底+カーブエッジ)	C底(スターウェル)
400 µL/ウェル	300 µL/ウェル	350 µL/ウェル	330 µL/ウェル
光学的測定に最適	高い洗浄効果	光学測定と 洗浄効果を両立	固相化の面積を 最大42%アップ

【材質】本体:PS／フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)

製品番号	ウェル形状・数	カラー	包装(個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
436006	F96	クリア	5×6	¥97,180	¥63,160
436007	F96	ホワイト	5×6	¥131,140	¥85,240
436013	F8×12	クリア	5×6	¥108,540	¥70,540
436023	C8×12ロックウェル	クリア	5×6	¥111,840	¥72,680

Thermo Scientific™ Nunc™ Immobilizer™ Streptavidin (イモビライザーストレプトアビジン)プレート



ビオチン化したタンパク質の
ストレプトアビジンへの共有結合
プレウォッシュ後、ビオチン化ターゲット分子を添加し、インキュベーションを行うことで、ビオチン化分子をストレプトアビジン分子に結合

- 従来の固相方法では困難であった微量なりガンドの固相化も可能
- 優れた結合能力
- S/Nが大きいため、測定値のばらつきが少ない

【材質】本体:PS／フレーム:PE・ABS(アクリルニトリルブタジエンスチレン)


製品番号	ウェル形状・数	カラー	包装(個×包)	希望小売価格	キャンペーン価格
436015	F96	ホワイト	1×15	¥85,640	¥55,660
436016	F96	ブラック	1×15	¥85,640	¥55,660
436020	F8×12	クリア	1×15	¥99,580	¥64,720
436022	C8×12ロックウェル	クリア	1×15	¥99,580	¥64,720
436017	F384	クリア	1×15	¥124,840	¥81,140

マルチチャンネルピペット

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ マルチチャンネル専用チップモデル

30% OFF

キャンペーン番号 | RUFC33



- ClipTip™ テクノロジーにより、全チャンネルを確実にシール、確かな精度を実現
- 個人差がなく、一貫性、再現性に優れたピッティング

0.1~2 µL、1~10 µLモデル
にはスナップ&リップシール
を採用

製品番号	チャンネル	容量レンジ	適合チップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4661210N	8	1~10 µL	ClipTip 12.5 Ext	¥140,260	¥98,180
4661120N	8	5~50 µL	ClipTip 50	¥140,260	¥98,180
4661130N	8	10~100 µL	ClipTip 200	¥140,260	¥98,180
4661140N	8	30~300 µL	ClipTip 300、300 Ext	¥140,260	¥98,180
4661220N	12	1~10 µL	ClipTip 12.5 Ext	¥160,540	¥112,360
4661160N	12	5~50 µL	ClipTip 50	¥160,540	¥112,360
4661170N	12	10~100 µL	ClipTip 200	¥160,540	¥112,360
4661180N	12	30~300 µL	ClipTip 300、300 Ext	¥160,540	¥112,360

本ピペットには汎用チップは適合しません。あわせて純正のThermo Scientific™ ClipTip™ ピペットチップをお買い求めください。

Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1マルチチャンネル汎用チップモデル

30% OFF

キャンペーン番号 | RUFC34



製品番号	チャンネル	容量レンジ	適合チップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4661000N	8	1~10 µL	Flex 10、10	¥156,700	¥109,680
4661010N	8	5~50 µL	Flex 200、250 Univ	¥156,700	¥109,680
4661020N	8	10~100 µL	Flex 200、250 Univ	¥156,700	¥109,680
4661030N	8	30~300 µL	Flex 300、300	¥156,700	¥109,680
4661040N	12	1~10 µL	Flex 10、10	¥178,760	¥125,120
4661050N	12	5~50 µL	Flex 200、250 Univ	¥178,760	¥125,120
4661060N	12	10~100 µL	Flex 200、250 Univ	¥178,760	¥125,120
4661070N	12	30~300 µL	Flex 300、300	¥178,760	¥125,120
4661080N	16	1~10 µL	20	¥197,380	¥138,160
4661090N	16	5~50 µL	50	¥197,380	¥138,160

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常3年 → 5年

■ ご登録はこちらから thermofisher.com/jp-pipette-warranty

キャンペーン期間

2026年1月6日(火)～2026年3月26日(木)受注分まで

汎用ピペットチップ

Thermo Scientific™ ART™ ローリテンションチップ (LR)

この機会に優れた液切れをご体験ください。

40%
OFF

キャンペーン番号 | RUFC35

標準タイプ



ARTローリテンションタイプ



- チップ内壁表面の疎水性効果を高めることで、吸着を抑制し、溶出リスクを低減
- ATP/DNA/RNaseフリー、パイロジエンフリー
- 豊富なバリエーション(チップ形状、詰め替えなど) • 滅菌済み

各社ローリテンションタイプチップの残液量比較

	水	50%グリセロール	BSA
ART標準タイプ	0.77 ± 0.05	1.40 ± 0.07	0.72 ± 0.03
ART LR	0.06 ± 0.02	0.06 ± 0.01	0.32 ± 0.10
A社	0.37 ± 0.03	0.59 ± 0.15	0.20 ± 0.00
B社	1.00 ± 0.03	0.41 ± 0.04	1.56 ± 0.05
C社	0.06 ± 0.01	0.63 ± 0.18	0.17 ± 0.01
D社	0.31 ± 0.04	0.31 ± 0.04	0.36 ± 0.01
E社	0.17 ± 0.01	0.65 ± 0.05	0.31 ± 0.01

ART 10 µL 全長31.3 mm



ART 200 µL フィルター 全長58.8 mm



ART 1,000 µL 全長88.9 mm



ART 10 µL REACH 全長43.3 mm



ART 200 µL REACH 全長90.9 mm



ART 1,000 µL REACH 全長118.5 mm

ART 20 µL ART 200 µLノンフィルター 全長50.7 mm



ART 300 µL 全長58.4 mm

製品番号	製品名	ラックタイプ	フィルター	包装	希望小売価格	キャンペーン価格
2139-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 10 ラック	¥19,600	¥11,760
2139-05-RTPK	ART 10 µL	リロードタワー	●	(96 チップ × 5 トレイ) × 2 セット	¥13,140	¥7,880
3501-05-HRPK		ヒンジラック	—	96 チップ × 10 ラック	¥7,780	¥4,660
2140-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 10 ラック	¥19,600	¥11,760
3511-05-HRPK	ART 10 µL REACH	ヒンジラック	—	96 チップ × 10 ラック	¥7,980	¥4,780
2149P-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 10 ラック	¥19,600	¥11,760
2149P-05-RTPK	ART 20 µL	リロードタワー	●	(96 チップ × 5 トレイ) × 2 セット	¥13,140	¥7,880
2069-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 10 ラック	¥19,600	¥11,760
2069-05-RTPK	ART 200 µL	リロードタワー	●	(96 チップ × 5 トレイ) × 2 セット	¥13,140	¥7,880
3551-05-HRPK		ヒンジラック	—	96 チップ × 10 ラック	¥7,380	¥4,420
2160P-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 8 ラック	¥18,800	¥11,280
3541-05-HRPK	ART 200 µL REACH	ヒンジラック	—	96 チップ × 8 ラック	¥8,800	¥5,280
2070-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 10 ラック	¥19,600	¥11,760
2070-05-RTPK	ART 300 µL	リロードタワー	●	(96 チップ × 5 トレイ) × 2 セット	¥13,140	¥7,880
3771-05-HRPK		ヒンジラック	—	96 チップ × 10 ラック	¥8,300	¥4,980
2179-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 8 ラック	¥19,600	¥11,760
2179-05-RTPK	ART 1,000 µL	リロードタワー	●	(56 チップ × 5 トレイ) × 2 セット	¥9,600	¥5,760
3101-05-HRPK		ヒンジラック	—	96 チップ × 8 ラック	¥7,580	¥4,540
2079-05-HRPK		ヒンジラック	●	96 チップ × 8 ラック	¥19,600	¥11,760
3791-05-HRPK	ART 1,000 µL REACH	ヒンジラック	—	96 チップ × 8 ラック	¥7,380	¥4,420

事前に評価サンプルをご希望の方は JPYOK-LHC-Mkt@thermofisher.com までご連絡ください。

シングルチャンネルピペット

Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1シングルチャンネル

40%
OFF

キャンペーン番号 | RUFC36



- 音がなく静かに容量設定、片手で操作可能
- 設定した容量を確実にロックし、ピッティング中の不意な容量ズレを防止

製品番号	容量レンジ	可変ステップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4641010N	0.2~2 μLマイクロ	0.002 μL	¥52,440	¥31,460
4641020N	0.5~5 μLマイクロ	0.01 μL	¥52,440	¥31,460
4641030N	1~10 μLマイクロ	0.02 μL	¥52,440	¥31,460
4641040N	1~10 μL	0.02 μL	¥52,440	¥31,460
4641060N	2~20 μL	0.02 μL	¥46,100	¥27,660
4641140N	5~50 μL	0.1 μL	¥46,100	¥27,660
4641070N	10~100 μL	0.2 μL	¥46,100	¥27,660
4641080N	20~200 μL	0.2 μL	¥46,100	¥27,660
4641090N	30~300 μL	1 μL	¥46,100	¥27,660
4641100N	100~1,000 μL	1 μL	¥46,100	¥27,660
4641110N	0.5~5 mL	0.01 mL	¥52,440	¥31,460
4641120N	1~10 mL	0.02 mL	¥58,160	¥34,880

Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2シングルチャンネル

40%
OFF

キャンペーン番号 | RUFC37



- フルオートクレーブ対応
分解／再組み立てする必要がなく、汚染除去も簡単
- 高い堅牢性と耐久性
化学薬品や紫外線に高い耐性あり

製品番号	容量レンジ	可変ステップ	希望小売価格	キャンペーン価格
4642010	0.2~2 μLマイクロ	0.002 μL	¥44,640	¥26,780
4642020	0.5~5 μLマイクロ	0.01 μL	¥44,640	¥26,780
4642030	1~10 μLマイクロ	0.02 μL	¥44,640	¥26,780
4642040	1~10 μL	0.02 μL	¥44,640	¥26,780
4642060	2~20 μL	0.02 μL	¥40,180	¥24,100
4642130	5~50 μL	0.1 μL	¥40,180	¥24,100
4642070	10~100 μL	0.2 μL	¥40,180	¥24,100
4642080	20~200 μL	0.2 μL	¥40,180	¥24,100
4642090	100~1,000 μL	1 μL	¥40,180	¥24,100
4642100	0.5~5 mL	0.01 mL	¥44,640	¥26,780
4642110	1~10 mL	0.02 mL	¥54,120	¥32,460

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常3年 ➔ 5年

■ ご登録はこちらから thermofisher.com/jp-pipette-warranty

キャンペーン期間

2026年1月6日(火)～2026年3月26日(木)受注分まで

電動ピペット

Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer 電動ピペット

30%
OFF

キャンペーン番号 | RUFC38



- Equalizer

チップ間隔調整機能により、サンプルを異なるフォーマットの容器に一度に移し替えが可能

- 2種類のプログラム設定

Presets: フォワード法、リバース法などの標準的な分注法を簡単かつ素早く設定

Matrix: 複雑なプロトコルにも対応できる、“Step-based programming”方式を採用

製品番号	チャンネル	容量レンジ	適合チップ	希望小売価格	キャンペーン価格
E1-ClipTip Equalizer マルチチャンネル(チップ間隔調整機能タイプ)					
4672090BT	6	15~1,250 µL	ClipTip 1250	¥325,920	¥228,140
4672050BT	8	2~125 µL	ClipTip 200	¥325,920	¥228,140
4672080BT	8	10~300 µL	ClipTip 300、300 Ext	¥325,920	¥228,140
4672100BT	8	15~1,250 µL	ClipTip 1250	¥325,920	¥228,140
E1-ClipTip Equalizer 384 マルチチャンネル(チップ間隔調整機能タイプ)					
4672010BT	8	0.5~12.5 µL	ClipTip 384 12.5、384 12.5 Ext	¥325,920	¥228,140
4672030BT	8	1~30 µL	ClipTip 384 30	¥325,920	¥228,140
4672060BT	8	2~125 µL	ClipTip 384 125	¥325,920	¥228,140
4672020BT	12	0.5~12.5 µL	ClipTip 384 12.5、384 12.5 Ext	¥358,260	¥250,780
4672040BT	12	1~30 µL	ClipTip 384 30	¥358,260	¥250,780
4672070BT	12	2~125 µL	ClipTip 384 125	¥358,260	¥250,780

本ピペットには汎用チップは適合しません。あわせて純正のClipTipピペットチップをお買い求めください。

ご購入製品をWebから登録すると保証期間が延長! 通常1年 → 2年

■ ご登録はこちらから thermofisher.com/jp-pipette-warranty

キャンペーン期間

2026年1月6日(火)～2026年3月26日(木)受注分まで

消耗品(ラボウェア)カタログ発刊

ラボの安全管理関連

ラボの安全対策や化学物質の管理に関する消耗品を豊富に取りそろえています!

良質な研究や検査の結果は安全なラボから生み出されます。身の回りにある消耗品を見直して、ラボの安全性を強化しませんか? 当社はさまざまな消耗品で皆さまのラボの安全性の向上をサポートします。

ラボ安全管理対策関連製品

- ・薬品識別洗浄瓶
- ・GHS準拠薬品識別洗浄瓶
- ・安全廃液システム
- ・バイオハザードコンテナー
- ・大型廃棄容器
- ・セーフティボトルキャリアー
- ・ベンチガード／プロテクター
- ・液体飛散防止シールド

■ カタログは右の二次元コードよりダウンロードいただけます



研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

©2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2026年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LPD520-A2601CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific