

# DNAシーケンサ スペクトラルキャリブレーション／点検サービス キャンペーン

## そのデータのばらつき、見逃していませんか？

DNAシーケンサを最適なコンディションに保ち、  
精度と再現性を確保。

## スペクトラルキャリブレーション

光学系の補正により、低下したデータ品質を回復。

- ・光学系キャリブレーション
- ・標準試薬によるキャリブレーション
- ・キャピラリーなど消耗品交換
- ・ポンプ流路の洗浄クリーニング




### 対象機器

- ・Applied Biosystems™ 3500ジェネティックアナライザ
- ・Applied Biosystems™ 3500xLジェネティックアナライザ
- ・Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flexジェネティックアナライザ
- ・Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flexジェネティックアナライザ

注意事項：SeqStudio Flexシリーズにはキャピラリーが含まれません。そのため、お客さまにて新品のキャピラリーを作業当日までにご準備いただく必要がございます。ご用意いただけない場合、作業が実施できませんのでご注意ください。

### こんな状態は要チェック

- ・最近データのばらつきが気になる
- ・久しぶりに機器を使用する予定がある
- ・メンテナンスを十分に実施できていない




## スポット点検サービス プラチナ

機器全体のコンディションを確認し、安定運用を実現。

- ・内部清掃・調整
- ・カートリッジ交換
- ・インストールランによる性能確認
- ・点検・整備チェックリストのお渡し

### 対象機器

- ・Applied Biosystems™ SeqStudio™ ジェネティックアナライザ



点検・整備チェックリストの一例



## 期間限定：1年修理保証オプション

各サービスにキャンペーン期間限定で1年間の保証を付けることが可能です。1年修理保証にご加入いただくと、キャリブレーション／点検作業日から1年間、対象機器の修理費用がカバーされます。万が一、機器に不具合が発生しても、技術者派遣に伴う費用（技術作業料、技術者派遣・移動費）や部品費用の追加は発生しません（試薬消耗品は除く）。

### 注意事項：

- ・当社規定の約款にご同意の上お申し込みください。
- ・作業日から3カ月以内であれば1年修理保証オプションを付加することが可能です。この場合、期間は作業日から1年間になります。
- ・コンピューターは当社から供給された機器本体付属かつ機器の制御に必要なもののみ保守契約対象です。ただしコンピューターの修理は製造元に依存するため、製造元がサポート提供不能と判断した場合は、保守契約期間内であっても当社からのサポート提供はできません。

キャンペーン期間

2026年5月25日（月）～2026年8月28日（金）弊社受注分まで

詳細はこちら [thermofisher.com/jp-spc](https://thermofisher.com/jp-spc)

applied biosystems

製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン 価格	1年修理保証 希望小売価格 <sup>※1</sup>
Applied Biosystems™ 3500ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス <sup>※2</sup>	4473279	¥462,000	¥389,000	¥1,250,000
Applied Biosystems™ 3500xLジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス <sup>※2</sup>	4473344	¥553,000	¥469,000	¥1,400,000
Applied Biosystems™ SeqStudio™ ジェネティックアナライザ スポット点検サービス プラチナ <sup>※2</sup>	—	¥543,000	¥410,000	¥300,000
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flexジェネティック アナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス <sup>※3</sup>	4473276	¥312,000	¥200,000	¥900,000
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flexジェネティック アナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス <sup>※3</sup>	4473277	¥312,000	¥200,000	¥1,200,000
追加キャリブレーション用標準試薬	A24973JP	¥75,000	—	—

※1 キャンペーン期間限定オプションの希望小売価格になります。

※2 技術作業費、技術者派遣・移動費、下表掲載のサービス付属品が含まれます。作業時に機器の不具合が認められた場合は、別途修理費用が発生します。

※3 技術作業費、技術者派遣・移動費、下表掲載のサービス付属品が含まれます。作業時に機器の不具合が認められた場合は、別途修理費用が発生します。キャピラリーは付属しません。

#### 3500/3500xL向けスペクトラルキャリブレーション サービス付属品

- キャピラリー<sup>※4</sup>
- ホルムアミド
- ポリマー<sup>※5</sup>
- コンディショニング試薬
- キャリブレーション用標準試薬<sup>※6</sup>
- 陽極バッファコンテナ
- 陰極バッファコンテナ

※4 50 cmまたは36 cmキャピラリーのいずれか1種類。

※5 Applied Biosystems™ POP-7™ (384)、POP-6™ (384) または POP-4™ (384) ポリマーのいずれか1種類。

※6 Z (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Sequencing Standard)、または G5 (Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard) のいずれか1種類。その他のDye Setをご希望の場合はお問い合わせください。

#### SeqStudio Flex向けスペクトラルキャリブレーション サービス付属品

- ホルムアミド
- ポリマー<sup>※7</sup>
- コンディショニング試薬
- キャリブレーション用標準試薬<sup>※8</sup>
- 陽極バッファコンテナ
- 陰極バッファコンテナ

※7 Applied Biosystems™ POP-7™ (384)、POP-6™ (384) または POP-4™ (384) ポリマーのいずれか1種類。

※8 Z (BigDye Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (BigDye Terminator v1.1 Sequencing Standard)、またはG5 (DS-33 Matrix Standard) のいずれか1種類。その他のDye Setをご希望の場合はお問い合わせください。

#### SeqStudio向け点検サービス プラチナ サービス付属品

- カートリッジ<sup>※9</sup>
- バッファ
- ホルムアミド
- インストールラン試薬<sup>※10</sup>

※9 サイズは500サンプル (125インジェクション) のものになります。

※10 Z (BigDye Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (BigDye Terminator v1.1 Sequencing Standard)、またはFragment (Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installation Standards with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0) のいずれか2種類。

#### お申し込みについて

当社販売代理店にお問い合わせください。お問い合わせの際は、機器表面のシールに記載のシリアル番号をお伝えください。

販売代理店が不明な場合は、下記までお問い合わせください。

#### フィールドサービス

TEL: 03-4520-5277 (ガイダンス4番にお進みください)

E-mail: Japan.CSContact@thermofisher.com

■ 詳細はこちら [thermofisher.com/jp-spc](http://thermofisher.com/jp-spc)

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2026年5月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc SVC513-A26050B

サーモフィッシャーサイエンティフィック  
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら [thermofisher.com/contact](http://thermofisher.com/contact)

applied biosystems