



Micro Shot 706

試薬分注や細胞分注に最適。
コンパクトでリーズナブルなペリスタポンプ方式の
オートドロッパーです



●オプションリザーバーからの
吸引機能でデッドボリュームを大幅削減。

●リーズナブルなチューブセットで
ランニングコストを大幅低減。

●スタッカーとの連動で
最大50枚のプレートを連続処理。

●軽量・コンパクト設計で
クリーンベンチ内に設置可能。
(スタッカー連動時含む)

●空中での非接触分注はもちろん、
ウェル底での接触分注も可能。



製造元: エムエステクノス株式会社

Something Different.
WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988
<https://www.watson.co.jp>

発売元
ワトソン株式会社
E-mail: tcr@watson.co.jp

本 社
〒150-0034
東京都渋谷区代官山町14-17 1F
TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-6427-0740

西日本営業所
〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491

製造元
深江化成株式会社

販売店

※掲載価格には消費税は含まれておりません。※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。

Something Different.
WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988
@WATSON_JAPAN



日本製
MADE IN JAPAN

AUTUMN CAMPAIGN

2025

2025 9.1月▶12.19金



ワトソン株式会社

研究用

下取りキャンペーン!

今お使いのピペッターを下取りに出すと、
下取り本数と同数の NEXTY-S ピペッターが

40% OFF!!

シングルも!
マルチも!!



品 番	品 名	装着可能チップ	入 数	価 格	キャンペーン価格
NT-S2	NEXTY-S2 シングルチャンネルピペッター	0.2~2µL	204/207/201	1本	¥14,960 ¥11,760
NT-S10	NEXTY-S10 シングルチャンネルピペッター	1~10µL	204/207/201	1本	¥14,960 ¥11,760
NT-S20	NEXTY-S20 シングルチャンネルピペッター	2~20µL	705/703/503	1本	¥14,960 ¥11,760
NT-S100	NEXTY-S100 シングルチャンネルピペッター	10~100µL	705/703/503/505/801	1本	¥14,960 ¥11,760
NT-S200	NEXTY-S200 シングルチャンネルピペッター	20~200µL	705/703/503/505/801	1本	¥14,960 ¥11,760
NT-S1000	NEXTY-S1000 シングルチャンネルピペッター	100~1000µL	502/706/804/806/805	1本	¥14,960 ¥11,760
NT-S5000	NEXTY-S5000 シングルチャンネルピペッター	500~5000µL	401	1本	¥14,960 ¥11,760

他社ピペッターの下取り
OK!

NEXTY-S と一緒にどうぞ。

NEXTY
スタンド



30% OFF!!

NT-STD

壊れていても
OK!

シングル下取りで
マルチ購入も
OK!!



下取り
お申込み方法

下記申し込みフォームよりお申し込みください。
申し込み後に届く「申込確認メール」画面を出力し、
下取り希望のピペッターとともに代理店にお渡しください。

<https://forms.office.com/r/q3KFUxLdrb>



品 番	品 名	装着可能チップ	入 数	価 格	キャンペーン価格
NT-S810	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	1~10µL	207/204/201	1本	¥70,300 ¥42,180
NT-S8100	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	10~100µL	705/703/503	1本	¥70,300 ¥42,180
NT-S8200	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	20~200µL	705/703/503/505/801	1本	¥70,300 ¥42,180
NT-S8300	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	50~300µL	505	1本	¥70,300 ¥42,180


※各ピペッターはそれぞれ太文字表記のチップにて校正を実施しております。それ以外の装着可能チップについては、検査成績書の性能と若干の誤差が生じる場合があります。

ポジティブディスプレイメント方式ならではの
精度と安全性。



シリンジチップの
ピストンが
直接サンプルと接触。
空気を介さないで
正確で、ピペットの
コンタミを防止します。

■シリンジごとに28段階の分注量を
設定でき、1回の充填で最大100回の
連続分注が可能。



各シリンジに対応した9種類の目盛プレート(イメージ)

■9種類のシリンジチップで1 μ Lから
14 mLまで[※]の分注容量範囲をカバー。

※1 μ L分注・・・0.1 mLシリンジ使用時
14 mL分注・・・50 mLシリンジ使用時

■本体はオートクレーブ可能。

Micro Dropper

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格
MD-01	連続分注器 マイクロドロッパー	1台	45,500円	36,400円

マイクロドロッパー専用シリンジ



最初と最後の吐出量は保証できません。(捨て分注)

品 番	品 名	吸引最大容量	分注容量		入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
			最大	最小			
1654-001	0.1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	100 μ L	28 μ L	1 μ L	50本	10,000円	8,000円(160.0円)
1654-001S	0.1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	100 μ L	28 μ L	1 μ L	50本(個包装)	16,300円	13,040円(260.8円)
1654-002	0.2 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	200 μ L	56 μ L	2 μ L	50本	10,000円	8,000円(160.0円)
1654-002S	0.2 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	200 μ L	56 μ L	2 μ L	50本(個包装)	16,300円	13,040円(260.8円)
1654-005	0.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	500 μ L	140 μ L	5 μ L	50本	10,000円	8,000円(160.0円)
1654-005S	0.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	500 μ L	140 μ L	5 μ L	50本(個包装)	16,300円	13,040円(260.8円)
1654-010	1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	1 mL	280 μ L	10 μ L	50本	10,000円	8,000円(160.0円)
1654-010S	1 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	1 mL	280 μ L	10 μ L	50本(個包装)	16,300円	13,040円(260.8円)
1654-025	2.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	2.5 mL	700 μ L	25 μ L	50本	10,000円	8,000円(160.0円)
1654-025S	2.5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	2.5 mL	700 μ L	25 μ L	50本(個包装)	16,300円	13,040円(260.8円)
1654-050	5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	5 mL	1.4 mL	50 μ L	50本	10,000円	8,000円(160.0円)
1654-050S	5 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	5 mL	1.4 mL	50 μ L	50本(個包装)	16,300円	13,040円(260.8円)
1654-100	10 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	10 mL	2.8 mL	100 μ L	50本	13,000円	10,400円(208.0円)
1654-100S	10 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	10 mL	2.8 mL	100 μ L	50本(個包装)	19,600円	15,680円(313.6円)
1654-250	25 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	25 mL	7 mL	250 μ L	50本	16,300円	13,040円(260.8円)
1654-250S	25 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	25 mL	7 mL	250 μ L	50本(個包装)	22,800円	18,240円(364.8円)
1654-500	50 mL マイクロドロッパー専用シリンジ	50 mL	14 mL	500 μ L	25本	9,900円	7,920円(316.8円)
1654-500S	50 mL マイクロドロッパー専用シリンジ 個別滅菌	50 mL	14 mL	500 μ L	25本(個包装)	14,200円	11,360円(454.4円)




ヌクレアーゼフリーマーク:このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。



PCRプレート 大箱キャンペーン

0.2mL
ハーフスカート



137-175C

300枚
セット

[137-175C 適合機種]

PCR			
Applied Biosystems	2720	BioRad (MJ Research)	PCR100/200/225
	9600		iCycler
	GeneAmp9700		MyCycler
	Veriti Systems		T100
Biometra	Uno	Eppendorf	DNA Engine/C1000/S1000
	Uno II		Mastercycler ep/Pro
	T1 Thermocycler	Agilent/Stratagene	Mastercycler Nexus
	Tgradient		Robocycler 96
	Trobot		
	T Professional		

Real Time PCR	
Applied Biosystems	Prism 7000
	7300 / 7500
	7700
	7900HT
	ViiA 7
	Quant Studio
BioRad (MJ Research)	iCycler
	MyiQ
	iQ 5
	CFX96 Touch

Sequencer	
Applied Biosystems	3730 / 3730XL
	3500 / 3500XL
Amersham	MegaBACE 500
	MegaBACE 1000

品番	品名	入数	価格	大箱 キャンペーン価格(単価)
137-175C	0.2mL 96ウェルPCRプレート ハーフスカート	300枚 (10枚×30箱)	¥204,000円	102,000円(340円)

0.1mL
ハーフスカート



汎用性の高いハーフスカートタイプ



137-675C

300枚
セット

[137-675C 適合機種]

PCR	
Applied Biosystems	Veriti


Real Time PCR	
Applied Biosystems	StepOnePlus
	7500Fast
	7900HT
	ViiA 7
	QuantStudio 7Flex
	QuantStudio 12KFlex

品番	品名	入数	価格	大箱 キャンペーン価格(単価)
137-675C	0.1mL 96ウェルPCRプレート ハーフスカート	300枚 (10枚×30箱)	¥216,000円	118,800円(396円)

0.2mL
ノンスカート



カットが容易なノンスカートタイプ



137-174C

250枚
セット

[137-174C 適合機種]

PCR			
Applied Biosystems	GeneAmp9600	Eppendorf Stratagene	Mastercycler EP
	GeneAmp9700		Robocycler
	2720	TaKaRa	TP 3000
Biometra	Uno II		Dice TP600/650
	T1 Thermocycler	Techne	Touchgene Gradient
	T gradient		Genius
	T robot		Flexigene
	T professional	ThermoHybaid	PCR Express
BioRad	iCycler		MultiBlock System
	MyCycler		Touchdown
	PTC200/220		Omnigene
	PTC221/240		Omn-E
	PTC100		

Real Time PCR	
Applied Biosystems	Prism 7000
	Prism 7300
	Prism 7500
	Prism 7700
	MyiQ
BioRad	iQ5
	Chromo4
Stratagene	Mx4000

Sequencer	
Applied Biosystems	Prism 3100
	Prism 3700
MJ Research	Transgenomic Wave


品番	品名	入数	価格	大箱 キャンペーン価格(単価)
137-174C	0.2mL 96ウェルPCRプレート ノンスカート	250枚 (5枚×10袋×5箱)	¥130,000円	78,000円(312円)

分画線入りでウェルの位置が分かりやすい

0.1mL
ノンスカート



自由にカットできるノンスカートタイプ



137-674C

300枚
セット

半分にカットして48ウェルプレートとしても使えます。

[137-674C 適合機種]

PCR	
BioRad	DNA Engine
	C1000-T
	S1000
	MJ Mini (48ウェル)

Real Time PCR	
BioRad	Chromo 4
	DNA Engine Opticon 2
	CFX96 Touch
	Mini Opticon (48ウェル)
Applied Biosystems	StepOne (48ウェル)

品番	品名	入数	価格	大箱 キャンペーン価格(単価)
137-674C	0.1mL 96ウェルPCRプレート ノンスカート	300枚 (10枚×30箱)	¥216,000円	118,800円(396円)



ヌクレアーゼフリーマーク: このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。

PCRチューブ&プレートシール

8連PCRチューブ(キャップ付)

0.1mL




137-238C

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
137-238C	0.1mL PCR8連チューブ フラットキャップ	120ストリップ	16,400円	9,020円(75.2円)	1,200ストリップ 82,000円(68.4円)

0.2mL



137-231C



137-232C

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
137-231C	0.2mL PCR8連チューブ フラットキャップ	120ストリップ	16,400円	10,660円(88.9円)	1,200ストリップ 98,400円(82.0円)
137-232C	0.2mL PCR8連チューブ ドームキャップ	120ストリップ	16,400円	10,660円(88.9円)	1,200ストリップ 98,400円(82.0円)

8連PCRチューブ / キャップ

0.1mL



137-438C

137-338C

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
137-338C	0.1mL PCR8連チューブ	120ストリップ	13,000円	8,450円(70.5円)	1,200ストリップ 78,000円(65.0円)
137-438C	0.1mL PCR8連フラットキャップリアルタイムPCR用	120ストリップ	5,700円	3,720円(31.0円)	1,200ストリップ 34,200円(28.5円)
137-538C	0.1mL PCR8連チューブ+8連フラットキャップセット	120ストリップ	18,500円	12,000円(100.0円)	1,200ストリップ 111,000円(92.5円)

0.2mL



137-431C

137-333C

137-432C

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
137-333C	0.2mL PCR8連チューブ	120ストリップ	13,000円	9,100円(75.9円)	1,200ストリップ 83,200円(69.4円)
137-431C	0.2mL PCR8連フラットキャップリアルタイムPCR用	120ストリップ	5,700円	3,960円(33.0円)	1,200ストリップ 36,480円(30.4円)
137-432C	0.2mL PCR8連ドームキャップ	120ストリップ	4,700円	3,300円(27.5円)	1,200ストリップ 30,080円(25.1円)
137-531C	0.2mL PCR8連チューブ+8連フラットキャップセット	120ストリップ	18,500円	12,900円(107.5円)	1,200ストリップ 118,400円(98.7円)
137-532C	0.2mL PCR8連チューブ+8連ドームキャップセット	120ストリップ	17,400円	12,180円(101.5円)	1,200ストリップ 111,360円(92.8円)

シングルPCRチューブ

0.1mL



実物大

137-218C

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
137-218C	0.1mL PCRチューブ フラットキャップ	1,000本	7,200円	4,320円(4.4円)	10,000本 39,600円(3.96円)

0.2mL



実物大

137-211C




137-212C

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
137-211C	0.2mL PCRチューブ フラットキャップ	1,000本	7,200円	4,680円(4.7円)	10,000本 43,200円(4.32円)
137-212C	0.2mL PCRチューブ ドームキャップ	1,000本	7,200円	4,680円(4.7円)	10,000本 43,200円(4.32円)

プレートシール

*耐熱温度は諸条件により異なります。サンプルにてご確認ください。


プレートシールPP



圧着式

万能タイプのポリプロピレン製プレートシールです。DMSO等への溶媒耐性があります。リアルタイムPCR、PCR、シークエンスやELISAに。
サイズ:80×122mm 耐熱温度:−80℃~110℃


リアルタイムPCR専用 プレートシール



リアルタイムPCR専用のプレートシールです。
透明度の高いPET(ポリエチレンテレフタレート)製。アクリル系粘着剤使用。
サイズ:80×122mm 耐熱温度:−20℃~110℃

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
547-BRG-PP	プレートシールPP	100枚	34,700円	31,300円(313円)
547-BRG-PET	プレートシールPET	100枚	17,300円	10,800円(108円)


タイタースティック HCフィルム



圧着式

透明度が非常に高いので、蛍光リーダーにも貼ったまま使用でき、特にリアルタイムPCRに最適です。DMSO溶液に耐性があるので、化合物の保存用ウェルプレートにも使用でき、気密性も高いので吸湿ガスの出入りを防ぎます。
サイズ:80×135mm 耐熱温度:−80℃~110℃

タイタースティック HCフィルム(プレートサイズ)



圧着式

タイタースティックHCフィルムにプレートジャストサイズが登場！
プレート天面の「土手」部分に干渉しないで使用できます。剥がし口付き。
サイズ:80×122mm 耐熱温度:−80℃~110℃

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
547-KTS-HC	タイタースティックHCフィルム	100枚	20,600円	16,400円(164円)
547-KTS-HCP	タイタースティックHCフィルム プレートサイズ	100枚	20,600円	16,400円(164円)

ピペットチップ

10μL ~ 300μL



品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-204C	10μL ショートチップ	1,000本	3,500円	2,300円(2.3円)	20,000本 35,100円(1.8円)
120-204C	10μL ショート システムラック	96本×10ラック	12,200円	8,400円(8.8円)	96本×50ラック 39,100円(8.2円)
120-204CS	10μL ショート システムラック 滅菌	96本×10ラック	13,500円	9,400円(9.8円)	96本×50ラック 43,300円(9.1円)
120P-204C	10μL ショート システムラック (PP)	96本×10ラック	8,000円	5,500円(5.8円)	96本×50ラック 25,700円(5.4円)
120P-204CS	10μL ショート システムラック (PP) 滅菌	96本×10ラック	10,400円	7,100円(7.4円)	96本×50ラック 33,300円(7.0円)
122-204C	10μL ショート 交換プレート	96本×10プレート	7,500円	5,100円(5.4円)	96本×50プレート 24,000円(5.0円)
122-204CS	10μL ショート 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	9,900円	6,800円(7.1円)	96本×50プレート 31,800円(6.7円)

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-503C	200μL チップ クリア	1,000本	3,500円	2,300円(2.3円)	30,000本 52,600円(1.8円)
120-503C	200μL システムラック クリア	96本×10ラック	12,900円	8,900円(9.3円)	96本×50ラック 41,300円(8.7円)
120-503CS	200μL システムラック クリア 滅菌	96本×10ラック	13,500円	9,400円(9.8円)	96本×50ラック 43,300円(9.1円)
120P-503C	200μL システムラック (PP) クリア	96本×10ラック	9,000円	6,200円(6.5円)	96本×50ラック 28,900円(6.1円)
120P-503CS	200μL システムラック (PP) クリア 滅菌	96本×10ラック	9,700円	6,700円(7.0円)	96本×50ラック 31,100円(6.5円)
122-503C	200μL 交換プレート クリア	96本×10プレート	8,400円	5,800円(6.1円)	96本×50プレート 27,000円(5.7円)
122-503CS	200μL 交換プレート クリア 滅菌	96本×10プレート	8,700円	6,000円(6.3円)	96本×50プレート 27,900円(5.9円)



品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-207C	10μL ロングチップ	1,000本	3,500円	2,300円(2.3円)	20,000本 35,100円(1.8円)
120-207C	10μL ロング システムラック	96本×10ラック	12,200円	8,400円(8.8円)	96本×50ラック 39,100円(8.2円)
120-207CS	10μL ロング システムラック 滅菌	96本×10ラック	13,500円	9,400円(9.8円)	96本×50ラック 43,300円(9.1円)
120P-207C	10μL ロング システムラック (PP)	96本×10ラック	8,000円	5,500円(5.8円)	96本×50ラック 25,700円(5.4円)
120P-207CS	10μL ロング システムラック (PP) 滅菌	96本×10ラック	10,400円	7,100円(7.4円)	96本×50ラック 33,300円(7.0円)
122-207C	10μL ロング 交換プレート	96本×10プレート	7,500円	5,100円(5.4円)	96本×50プレート 24,000円(5.0円)
122-207CS	10μL ロング 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	9,900円	6,800円(7.1円)	96本×50プレート 31,800円(6.7円)

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-801C	250μL ロングチップ	1,000本	4,700円	3,200円(3.2円)	10,000本 27,500円(2.8円)
120-801C	250μL ロング システムラック	96本×10ラック	12,700円	8,800円(9.2円)	96本×50ラック 40,800円(8.5円)
120-801CS	250μL ロング システムラック 滅菌	96本×10ラック	14,700円	10,200円(10.7円)	96本×50ラック 47,100円(9.9円)
122-801C	250μL ロング 交換プレート	96本×10プレート	8,200円	5,600円(5.9円)	96本×50プレート 26,400円(5.5円)
122-801CS	250μL ロング 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	10,900円	7,500円(7.9円)	96本×50プレート 35,000円(7.3円)



品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-705C	200μL 目盛付チップ クリア	1,000本	2,900円	2,000円(2.0円)	10,000本 14,600円(1.5円)
111-705C	200μL 目盛付チップ チャック袋入り クリア	1,000本	3,500円	2,300円(2.3円)	10,000本 17,600円(1.8円)
1201-705C	200μL 目盛付 PPラック クリア	96本×10ラック	7,000円	4,800円(5.0円)	96本×50ラック 22,500円(4.7円)
1201-705CS	200μL 目盛付 PPラック クリア 滅菌	96本×10ラック	8,500円	5,800円(6.1円)	96本×50ラック 27,300円(5.7円)

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-505C	300μL チップ	1,000本	3,900円	2,700円(2.7円)	30,000本 66,800円(2.3円)
120-505C	300μL システムラック	96本×10ラック	12,000円	8,300円(8.7円)	96本×50ラック 38,500円(8.1円)
120-505CS	300μL システムラック 滅菌	96本×10ラック	13,400円	9,200円(9.6円)	96本×50ラック 43,000円(9.0円)
122-505C	300μL 交換プレート	96本×10プレート	7,700円	5,200円(5.5円)	96本×50プレート 24,800円(5.2円)
122-505CS	300μL 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	8,700円	6,000円(6.3円)	96本×50プレート 27,900円(5.9円)


703

200μL

実物大

目盛付






品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-703C	200μL チップ クリア	1,000本	3,400円	2,300円(2.3円)	30,000本 47,700円(1.6円)

丈夫で長持ち システムラック



本体と蓋部分は、長時間の使用にも変形せず、繰り返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート (PC) 製です。ポリカーボネートは非常に頑丈な素材で、その耐久性は、ヘルメットや防弾板などにも採用されているほどです。

耐薬品性に優れた低コスト システムラック (PP)




耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレン (PP) を使用。軽くて耐熱性や耐久性にもすぐれています。低コストでバルクチップの補充用、または滅菌済みを使い捨てて使用されるのに最適です。
※オートクレーブ後は若干収縮するため、交換プレートは使用できません。

簡単便利、環境にも優しい 交換プレート




システムラックにワンタッチで詰め替え可能。使用後の紙製スカートもかさばらず、古紙としてリサイクルすれば、ゴミの削減につながります。
※PC製のラックに詰め替えて使用します。

チップがなくなる。プレートを取り外す。



システムラックの蓋を乗せて紙製スカートを外す。

セット完了。



ヌクレアーゼフリーマーク: このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。

10

11

ピペットチップ


1000μL・1200μL・5mL

706

1000μL

実物大
目盛付





システムラック

システムラック (PP)

交換プレート

 シンウォール&ソフトフィッティング

超薄型成形により先端が極細に作られているため
更に進んだ液切れを実現しています。


品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-706C	1000μL 目盛付チップ クリア	1,000本	-4,000円	2,700円(2.7円)	10,000本 20,000円(2.0円)
120-706C	1000μL 目盛付システムラック クリア	96本×10ラック	-12,900円	8,900円(9.3円)	96本×50ラック 41,300円(8.7円)
120-706CS	1000μL 目盛付システムラック クリア	滅菌 96本×10ラック	-15,200円	10,500円(11.0円)	96本×50ラック 48,800円(10.2円)
120P-706C	1000μL 目盛付システムラック(PP)クリア	96本×10ラック	-9,000円	6,200円(6.5円)	96本×50ラック 28,900円(6.1円)
120P-706CS	1000μL 目盛付システムラック(PP)クリア	滅菌 96本×10ラック	-11,000円	7,600円(8.0円)	96本×50ラック 35,300円(7.4円)
122-706C	1000μL 目盛付交換プレート クリア	96本×10プレート	-8,200円	5,600円(5.9円)	96本×50プレート 26,400円(5.5円)
122-706CS	1000μL 目盛付交換プレート クリア	滅菌 96本×10プレート	-9,700円	6,700円(7.0円)	96本×50プレート 31,100円(6.5円)

804

1000μL
ロング

実物大
目盛付





システムラック

システムラック (PP)

交換プレート


品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-804C	1000μL チップ クリア	1,000本	-4,000円	2,700円(2.7円)	10,000本 22,200円(2.3円)
120-804C	1000μL システムラック クリア	96本×10ラック	-12,500円	8,700円(9.1円)	96本×50ラック 40,000円(8.4円)
120-804CS	1000μL システムラック クリア	滅菌 96本×10ラック	-15,200円	10,500円(11.0円)	96本×50ラック 48,800円(10.2円)
120P-804C	1000μL システムラック (PP)クリア	96本×10ラック	-9,000円	6,200円(6.5円)	96本×50ラック 28,900円(6.1円)
120P-804CS	1000μL システムラック (PP)クリア	滅菌 96本×10ラック	-11,400円	7,800円(8.2円)	96本×50ラック 36,600円(7.7円)
122-804C	1000μL 交換プレート クリア	96本×10プレート	-8,200円	5,600円(5.9円)	96本×50プレート 26,400円(5.5円)
122-804CS	1000μL 交換プレート クリア	滅菌 96本×10プレート	-9,900円	6,800円(7.1円)	96本×50プレート 31,800円(6.7円)

502

1000μL

実物大





システムラック

交換プレート


品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-502C	1000μL チップ クリア	1,000本	-4,400円	3,000円(3.0円)	10,000本 25,200円(2.6円)
120-502C	1000μL システムラック クリア	96本×10ラック	-13,400円	9,200円(9.6円)	96本×50ラック 43,000円(9.0円)
120-502CS	1000μL システムラック クリア	滅菌 96本×10ラック	-15,200円	10,500円(11.0円)	96本×50ラック 48,800円(10.2円)
122-502C	1000μL 交換プレート クリア	96本×10プレート	-8,900円	6,200円(6.5円)	96本×50プレート 28,600円(6.0円)
122-502CS	1000μL 交換プレート クリア	滅菌 96本×10プレート	-9,900円	6,800円(7.1円)	96本×50プレート 31,800円(6.7円)

806

1000μL
ロング

実物大
目盛付





システムラック

システムラック (PP)

交換プレート

 シンウォール&ソフトフィッティング

超薄型成形により先端が極細に作られているため
更に進んだ液切れを実現しています。


品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-806C	1000μL 目盛付チップ クリア	1,000本	-4,400円	3,000円(3.0円)	10,000本 25,200円(2.6円)
120-806C	1000μL 目盛付 システムラック クリア	96本×10ラック	-12,700円	8,800円(9.2円)	96本×50ラック 40,800円(8.5円)
120-806CS	1000μL 目盛付 システムラック クリア	滅菌 96本×10ラック	-14,900円	10,300円(10.8円)	96本×50ラック 47,800円(10.0円)
120P-806C	1000μL 目盛付 システムラック (PP)クリア	96本×10ラック	-9,200円	6,300円(6.6円)	96本×50ラック 29,600円(6.2円)
120P-806CS	1000μL 目盛付 システムラック (PP)クリア	滅菌 96本×10ラック	-11,200円	7,700円(8.1円)	96本×50ラック 35,900円(7.5円)
122-806C	1000μL 目盛付 交換プレート クリア	96本×10プレート	-8,400円	5,800円(6.1円)	96本×50プレート 27,000円(5.7円)
122-806CS	1000μL目盛付 交換プレート クリア	滅菌 96本×10プレート	-9,900円	6,800円(7.1円)	96本×50プレート 31,800円(6.7円)

805

1200μL
エクストラロング

実物大
目盛付





システムラック

交換プレート


品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-805C	1200μL エクストラロングチップ	1,000本	-7,900円	5,500円(5.5円)	10,000本 45,900円(4.6円)
120-805C	1200μL エクストラロングチップ システムラック	96本×10ラック	-17,400円	12,100円(12.7円)	96本×50ラック 55,800円(11.7円)
120-805CS	1200μL エクストラロングチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	-20,400円	14,200円(14.8円)	96本×50ラック 65,300円(13.7円)
122-805C	1200μL エクストラロングチップ 交換プレート	96本×10プレート	-11,200円	7,700円(8.1円)	96本×50プレート 35,900円(7.5円)
122-805CS	1200μL エクストラロングチップ 交換プレート	滅菌 96本×10プレート	-14,500円	10,100円(10.6円)	96本×50プレート 46,500円(9.7円)

401

5 mL

実物大
目盛付





システムラック

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
110-401C	5mL マクロチップ ラック ギルソン/ソコレックス用	250本	4,000円	2,700円(10.8円)	2,500本 24,000円(9.6円)
120-401C	5mL マクロチップ ラック ギルソン/ソコレックス用	24本×1ラック	2,200円	—	24本×10ラック 22,000円 14,000円(58.4円)
120-401CS	5mL マクロチップ ラック ギルソン/ソコレックス用	滅菌 24本×1ラック	2,900円	—	24本×10ラック 29,000円 18,600円(77.5円)



交換用 ECOパック



お得で環境にもやさしい
交換プレートです。

放射線
滅菌済

省スペース
&
省コスト

廃棄物削減
紙製
パッケージ

エコロジー
&
エコノミー

10 μ L
ショート




エコパック10 μ L用空ラック
1298-254RA



実物大

目盛付

10 μ L ショートチップ



品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
123R-254CS	エコパック 10 μ L	滅菌 96本×5段×10/パック	20,400円-	14,200円(3.0円)	50/パック	65,500円(2.8円)
1298-254RA	空ラック エコパック 10 μ L 用	10ラック	4,700円-	3,100円(310円)		—

200 μ L




エコパック200 μ L用空ラック
1298-755RA



実物大

目盛付

200 μ L スタンダードチップ



品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
123R-755CS	エコパック 200 μ L	滅菌 96本×5段×10/パック	20,400円-	14,200円(3.0円)	50/パック	65,500円(2.8円)
1298-755RA	空ラック エコパック 200 μ L 用	10ラック	4,700円-	3,100円(310円)		—

1000 μ L
ロング




エコパック1000 μ L用空ラック
1298-757RA



実物大

目盛付

1000 μ L ロングチップ



品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
123R-757CS	エコパック 1000 μ L	滅菌 96本×5段×5/パック	16,000円-	11,100円(4.7円)	25/パック	51,300円(4.3円)
1298-757RA	空ラック エコパック 1000 μ L 用	5ラック	3,500円-	2,300円(460円)		—



ラージボアチップ



先端口径が広いので、細胞などのピペット操作に。
グリセロールなどの粘度の高いサンプルの取り扱いにも。

200 μ L



実物大



120P-744CS
200 μ L, ラージボアチップ
システムラック (PP)

フィルターチップ



実物大




124P-744CS
200 μ L, ラージボアフィルターチップ
システムラック (PP)

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
113-744C	200 μ L ラージボアチップ	1,000本	4,500円-	3,500円(3.5円)
120P-744CS	200 μ L ラージボアチップ システムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	12,500円-	10,000円(10.5円)
124P-744CS	200 μ L ラージボアフィルターチップ システムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	19,600円-	15,800円(16.5円)

1000 μ L



実物大



120P-844CS
1000 μ L, ラージボアチップ
システムラック (PP)

フィルターチップ



実物大



124P-844CS
1000 μ L, ラージボア
フィルターチップ
システムラック (PP)

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
113-844C	1000 μ L ラージボアチップ	1,000本	5,500円-	4,300円(4.3円)
120P-844CS	1000 μ L ラージボアチップ システムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	13,500円-	10,900円(11.4円)
124P-844CS	1000 μ L ラージボアフィルターチップ システムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	21,800円-	17,600円(18.4円)




ヌクレアーゼフリーマーク: このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。

フィルターチップ




10 μ L
ショート


実物大
目盛付




システムラック



システムラック (PP)




交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
1251-204CS	10 μ L ショートフィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥15,700	¥11,000 (¥11.5)	96本×50ラック	¥50,400 (¥10.5)
1251P-204CS	10 μ L ショートフィルターチップシステムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	¥13,500	¥9,400 (¥9.8)	96本×50ラック	¥43,300 (¥9.1)
1271-204CS	10 μ L ショートフィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥12,400	¥8,500 (¥8.9)	96本×50プレート	¥39,700 (¥8.3)

10 μ L
ロング


実物大
目盛付



システムラック



システムラック (PP)



交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
1252-207CS	10 μ L ロング フィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥15,700	¥11,000 (¥11.5)	96本×50ラック	¥50,400 (¥10.5)
1252P-207CS	10 μ L ロング フィルターチップシステムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	¥13,500	¥9,400 (¥9.8)	96本×50ラック	¥43,300 (¥9.1)
1272-207CS	10 μ L ロング フィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥12,400	¥8,500 (¥8.9)	96本×50プレート	¥39,700 (¥8.3)

20 μ L


実物大




システムラック



システムラック (PP)




交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
124-20S	20 μ L フィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥15,700	¥11,000 (¥11.5)	96本×50ラック	¥50,400 (¥10.5)
124P-20S	20 μ L フィルターチップシステムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	¥13,500	¥9,400 (¥9.8)	96本×50ラック	¥43,300 (¥9.1)
126-20S	20 μ L フィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥12,400	¥8,500 (¥8.9)	96本×50プレート	¥39,700 (¥8.3)

100 μ L


実物大




システムラック



システムラック (PP)




交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
124-100S	100 μ L フィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥15,700	¥11,000 (¥11.5)	96本×50ラック	¥50,400 (¥10.5)
124P-100S	100 μ L フィルターチップシステムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	¥13,500	¥9,400 (¥9.8)	96本×50ラック	¥43,300 (¥9.1)
126-100S	100 μ L フィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥12,000	¥8,300 (¥8.7)	96本×50プレート	¥38,400 (¥8.0)

200 μ L


実物大




システムラック



システムラック (PP)




交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
1252-703CS	200 μ L フィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥15,700	¥11,000 (¥11.5)	96本×50ラック	¥50,400 (¥10.5)
1252P-703CS	200 μ L フィルターチップシステムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	¥13,400	¥9,200 (¥9.6)	96本×50ラック	¥43,000 (¥9.0)
1272-703CS	200 μ L フィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥12,400	¥8,500 (¥8.9)	96本×50プレート	¥39,700 (¥8.3)

200 μ L
ロング


実物大
目盛付




システムラック



システムラック (PP)




交換プレート



品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
1252-801CS	200 μ L ロングフィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥17,700	¥12,300 (¥12.9)	96本×50ラック	¥55,700 (¥11.7)
1252P-801CS	200 μ L ロングフィルターチップシステムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	¥15,400	¥10,700 (¥11.2)	96本×50ラック	¥49,500 (¥10.4)
1272-801CS	200 μ L ロングフィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥13,900	¥9,700 (¥10.2)	96本×50プレート	¥44,600 (¥9.3)

300 μ L


実物大
目盛付



システムラック




交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
124-300S	300 μ L フィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥17,400	¥12,180 (¥12.7)	96本×50ラック	¥55,680 (¥11.6)
126-300S	300 μ L フィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥13,500	¥9,500 (¥9.9)	96本×50プレート	¥43,200 (¥9.0)

1000 μ L
ロング

実物大
目盛付




システムラック



システムラック (PP)




交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
124-1000S	1000 μ L ロングフィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥17,400	¥12,100 (¥12.7)	96本×50ラック	¥55,800 (¥11.7)
124P-1000S	1000 μ L ロングフィルターチップシステムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	¥15,200	¥10,600 (¥11.1)	96本×50ラック	¥45,700 (¥9.6)
126-1000S	1000 μ L ロングフィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥13,500	¥9,400 (¥9.8)	96本×50プレート	¥43,300 (¥9.1)

1200 μ L
エクストラロング


実物大
目盛付



システムラック




交換プレート




品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
124-1200S	1200 μ L エクストラロングフィルターチップシステムラック	滅菌 96本×10ラック	¥21,900	¥15,200 (¥15.9)	96本×50ラック	¥70,200 (¥14.7)
126-1200S	1200 μ L エクストラロングフィルターチップ交換プレート	滅菌 96本×10プレート	¥17,000	¥11,800 (¥12.3)	96本×50プレート	¥54,500 (¥11.4)

5 mL

実物大
目盛付



システムラック



交換プレート



品番	品名	入数	価格	大箱	キャンペーン価格(単価)
124-5000S	5mL フィルターチップシステムラック	滅菌 24本×1ラック	3,500円	24本×10ラック	¥35,000 ¥22,500 (¥93.8)
126-5000S	5mL フィルターチップ交換プレート	滅菌 24本×1プレート	2,900円	24本×10プレート	¥29,000 ¥18,600 (¥77.5)





ヌクレアーゼフリーマーク: このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。

ローリテンション ピペットチップ

10 μ L
ショート

10 μ L ショートタイプ

実物大
目盛付




システムラック
121-214CLS

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
112-214CL	10 μ L ローリテンションチップ	1,000本	3,900円	2,500円(2.5円)	20,000本	39,100円(2.0円)
121-214CLS	10 μ L ローリテンションチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	45,000円	10,400円(10.9円)	50ラック	48,200円(10.1円)

200 μ L
目盛付き

目盛付き200 μ L

実物大
目盛付



システムラック
121-715CLS


品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
112-715CL	200 μ L ローリテンションチップ	1,000本	3,200円	2,200円(2.2円)	10,000本	16,000円(1.6円)
121-715CLS	200 μ L ローリテンションチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	44,700円	9,600円(10.0円)	50ラック	43,300円(9.1円)

ローリテンション フィルターチップ

10 μ L
ロング

全長50mmのロングタイプ

実物大
目盛付



システムラック
1252-207CLS

交換プレート
1272-207CLS

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
1252-207CLS	10 μ L ロングローリテンションフィルターチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	17,400円	12,100円(12.7円)	96本×50ラック	55,800円(11.7円)
1272-207CLS	10 μ L ロングローリテンションフィルターチップ 交換プレート	滅菌 96本×10プレート	13,500円	9,400円(9.8円)	96本×50プレート	43,300円(9.1円)

200 μ L
定番

定番の200 μ L

実物大



システムラック
1252-703CLS


交換プレート
1272-703CLS

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
1252-703CLS	200 μ L ローリテンションフィルターチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	17,400円	12,100円(12.7円)	96本×50ラック	55,800円(11.7円)
1272-703CLS	200 μ L ローリテンションフィルターチップ 交換プレート	滅菌 96本×10プレート	13,500円	9,400円(9.8円)	96本×50プレート	43,300円(9.1円)

1000 μ L
ロング

汎用性の高い1000 μ L

実物大
目盛付



システムラック
124-1000LS



交換プレート
126-1000LS

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱	キャンペーン価格(単価)
124-1000LS	1000 μ L ロングローリテンションフィルターチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	19,000円	13,200円(13.8円)	96本×50ラック	60,900円(12.7円)
126-1000LS	1000 μ L ロングローリテンションフィルターチップ 交換プレート	滅菌 96本×10プレート	15,200円	10,500円(11.0円)	96本×50プレート	49,100円(10.3円)

ワトソン ローリテンションシリーズの優れた液切れ力

優れた撥水性

独自ブレンドの樹脂原料と、ワトソン本来の高精度金型、成形技術により、優れた撥水性能を発揮します。
液切れを良くし、液残りを最小限にすることにより、高い精度、再現性が求められる研究現場で、信頼性の高いデータを得ることが可能です。



ローリテンションチップ



ノーマルチップ

液残り試験


■試験方法

200 μ L吸引、その後同じ容器に全量吐出した際の重量差をチップ内に残った液量とし、比較を行った。

■試験結果

他社A社、B社およびC社の液切れチップと比較し、優位性が確認された。
また、ワトソン社の同形ノーマルチップとの比較においても、残留量の大幅な減少が認められ、撥水性能を十分に発揮していると考えられる。

チップ内残留量



ヌクレアゼフリーマーク: このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。



パイロジェンフリーマーク: 第17改正日本薬局方を参考にエンドトキシン試験比色法を行い、エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下であることを保証しています。

ハイパーマイクロチューブ



ロック機構でしっかり閉まる！
コンタミ防止にもなるロック機構
指にやさしいヒンジ
0.5mLごとの目盛、書き込みスペース


※ポリプロピレン使用（オートクレーブ可）
遠心強度：1.5mL 20,000×G（水1.0mL・15分間）
2.0mL 20,000×G（水1.5mL・15分間）
目盛付1.5mL（500/1000/1500μL）
2.0mL（500/1000/1500/2000μL）
フラットトップ（書き込み可能）
側面に書き込みスペースあり
キャップタッチ：715C 固い 7155C 柔らかい
620C やや固い
RNase/ DNase/ Human-DNA フリー

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
131-715C	1.5mLハイパーマイクロチューブ 丸底 ハードタッチ	1,000本	-5,400円-	2,600円(2.6円)	10,000本21,700円(2.2円)
131-715CS-N	1.5mLハイパーマイクロチューブ 丸底 ハードタッチ 滅菌	500本(10本×50袋)	-9,400円-	5,800円(11.6円)	—
131-7155C	1.5mLハイパーマイクロチューブ 丸底 ソフトタッチ	1,000本	-5,400円-	2,600円(2.6円)	10,000本21,700円(2.2円)
131-7155CS-N	1.5mLハイパーマイクロチューブ 丸底 ソフトタッチ 滅菌	500本(10本×50袋)	-9,400円-	5,800円(11.6円)	—
132-620C	2.0mLハイパーマイクロチューブ	1,000本	-5,900円-	4,100円(4.1円)	5,000本18,500円(3.7円)
132-620CS-N	2.0mLハイパーマイクロチューブ 滅菌	500本(10本×50袋)	-9,400円-	5,800円(11.6円)	—

マイクロチューブ ハイシール



※ポリプロピレン使用
（オートクレーブ可能）
遠心強度：20,000×G（水1.0mL・15分間）
目盛付（200 / 1000μL）
フラットトップ（書き込み可能）
キャップタッチ：815C やや固い
8155C 柔らかい
RNase/DNase/Human-DNAフリー



平底



書き込みスペース
書き込み可能なフラット
トップキャップ。

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
131-815C	1.5mLマイクロチューブ ハイシール 平底	1,000本	-4,700円-	2,400円(2.4円)	10,000本20,300円(2.1円)
131-815CS-N	1.5mLマイクロチューブ ハイシール 平底 滅菌	500本(10本×50袋)	-8,200円-	5,600円(11.2円)	—
131-8155C	1.5mLマイクロチューブ ハイシール 平底 ソフトタッチ	1,000本	-4,700円-	2,400円(2.4円)	10,000本20,300円(2.1円)
131-8155CS-N	1.5mLマイクロチューブ ハイシール 平底 ソフトタッチ 滅菌	500本(10本×50袋)	-8,200円-	5,600円(11.2円)	—

マイクロチューブ 415



抜群の透明度、しっかり閉まるキャップ。
高い信頼性で根強い人気のベストセラー。

※ポリプロピレン使用（オートクレーブ可）
遠心強度：20,000×G（水1.0mL・15分間）
目盛付（200/1000μL）
フラットトップ（書き込み可能）
キャップタッチ：やや固い
RNase/ DNase/ Human-DNA フリー

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
131-415C	1.5mLマイクロチューブ 平底	1,000本	-5,400円-	2,900円(2.9円)	10,000本24,900円(2.5円)
131-415CS-N	1.5mLマイクロチューブ 平底 滅菌	500本(10本×50袋)	-9,400円-	5,800円(11.6円)	—

0.6mL マイクロチューブ



※ポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
遠心強度：19,000×G（水0.5mL・15分間）
目盛付（100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600μL）
フラットトップ（書き込み可能）
側面に書き込みスペースあり
キャップタッチ：やや柔らかい
RNase/DNase/Human-DNAフリー



目 盛



書き込みスペース

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)	大箱キャンペーン価格(単価)
130-806C	0.6mLマイクロチューブ 丸底	1,000本	-6,000円-	4,100円(4.1円)	10,000本37,300円(3.8円)
130-806CS-N	0.6mLマイクロチューブ 丸底 滅菌	500本(10本×50袋)	-9,400円-	5,800円(11.6円)	—

タンパク質低吸着チューブ PRoKEEP

タンパク質の吸着を大幅に抑えた
高性能低吸着チューブ！

※ポリプロピレン使用（オートクレーブ可能）
遠心強度：1.5mL 20,000×G（水1.0mL・15分間）
2.0mL 7,000×G（水1.5mL・15分間）
RNase/DNase/Human-DNAフリー




品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
PK-15C-500N	1.5mL プロキープ タンパク質低吸着チューブ バルックパック	500本	-10,900円-	7,500円(15.0円)
PK-20C-500	2.0mL プロキープ タンパク質低吸着チューブ バルックパック	500本	-10,900円-	7,500円(15.0円)



ヌクレアゼフリーマーク：このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。

◎ダブルシール構造でO-リングがなくても漏れ知らず！
2つのシールポイントが高い気密性を実現



第2シールポイント
第1シールポイント

キャップの突起部分（第1シールポイント）がチューブ本体との隙間をシーリング。
さらにキャップを締めきること第2シールポイントがチューブ本体上部ともしっかりシーリングされサンプルの漏れ、蒸発を防ぎます。

約180°
第2シールポイント
第1シールポイント

キャップの突起とチューブ本体との引っかかりを感じる箇所が「第1シールポイント」です。
そこからさらに約180°「第2シールポイント」まで締めきること高いシール性能を発揮します。

第1シールポイント
第2シールポイントまで締めきり

ネジ山の下辺が見えています

滅菌済み

遠心強度20,000×G※



独自設計により遠心強度は20,000×G（水・15分間）を実現しています。
※0.5mLチューブは17,000×G。

マーカー（切り欠き）入り



再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー（切り欠き）をチューブのフランジ部分に設けました。

衛生的な小分け包装



放射線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用いただけます。

ポリエチレン製キャップ



種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。

オートクレーブ不可



0.5mL 自立型

■チューブ=ポリプロピレン／キャップ=ポリエチレン
■遠心強度：17,000×G（水 0.5mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
■RNase/DNase/Human-DNAフリー

□カラー ○ クリア **B** 青 **G** 緑 **R** 赤 **Y** 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1394-050-SS-□S	リングレス スクリューキャップチューブ0.5mL 自立型 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-050-SS-MS	リングレス スクリューキャップチューブ0.5mL 自立型 カラーMIX 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-050-SS-LP-CS	リングレス ループスクリューキャップチューブ0.5mL 自立型 滅菌	500本 (20本×25袋)	22,900円	16,000円(32.0円)



1.5mL コニカル型

■チューブ=ポリプロピレン／キャップ=ポリエチレン
■遠心強度：20,000×G（水 1.0mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
■RNase/DNase/Human-DNAフリー

□カラー ○ クリア **B** 青 **G** 緑 **R** 赤 **Y** 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1394-150-□S	リングレス スクリューキャップチューブ1.5mL コニカル型 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-150-MS	リングレス スクリューキャップチューブ1.5mL コニカル型 カラーMIX 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-150-LP-CS	リングレス ループスクリューキャップチューブ1.5mL コニカル型 滅菌	500本 (20本×25袋)	22,900円	16,000円(32.0円)



1.5mL 自立型

■チューブ=ポリプロピレン／キャップ=ポリエチレン
■遠心強度：20,000×G（水 1.0mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
■RNase/DNase/Human-DNAフリー

□カラー ○ クリア **B** 青 **G** 緑 **R** 赤 **Y** 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1394-150-SS-□S	リングレス スクリューキャップチューブ1.5mL 自立型 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-150-SS-MS	リングレス スクリューキャップチューブ1.5mL 自立型 カラーMIX 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-150-SS-LP-CS	リングレス ループスクリューキャップチューブ1.5mL 自立型 滅菌	500本 (20本×25袋)	22,900円	16,000円(32.0円)



2.0mL コニカル型

■チューブ=ポリプロピレン／キャップ=ポリエチレン
■遠心強度：20,000×G（水 1.5mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
■RNase/DNase/Human-DNAフリー

□カラー ○ クリア **B** 青 **G** 緑 **R** 赤 **Y** 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1394-200-□S	リングレス スクリューキャップチューブ2.0mL コニカル型 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-200-MS	リングレス スクリューキャップチューブ2.0mL コニカル型 カラーMIX 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-200-LP-CS	リングレス ループスクリューキャップチューブ2.0mL コニカル型 滅菌	500本 (20本×25袋)	22,900円	16,000円(32.0円)



2.0mL 自立型


■チューブ=ポリプロピレン／キャップ=ポリエチレン
■遠心強度：20,000×G（水 1.5mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
■RNase/DNase/Human-DNAフリー

□カラー ○ クリア **B** 青 **G** 緑 **R** 赤 **Y** 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1394-200-SS-□S	リングレス スクリューキャップチューブ2.0mL 自立型 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-200-SS-MS	リングレス スクリューキャップチューブ2.0mL 自立型 カラーMIX 滅菌	500本 (20本×25袋)	21,700円	15,100円(30.2円)
1394-200-SS-LP-CS	リングレス ループスクリューキャップチューブ2.0mL 自立型 滅菌	500本 (20本×25袋)	22,900円	16,000円(32.0円)

◎内部加圧にも凍結にも強い！

シリコンゴム製O-リング内蔵



O-リングにはシリコンゴムを採用。
ボイリングによる内部加圧に強く、液体
窒素（気相中）やディープフリーザーで
の凍結保存に最適です。

- 液体窒素取扱のご注意
1. 安全面から必ず気相中で保存してください。
 2. 液相中ではチューブ内に液体窒素が流入して、解凍時に破裂・飛散する可能性があり危険です。
 3. 解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。



ループ

0.5mL
自立型



実物大

- チューブ / キャップ=ポリプロピレン
O-リング=シリコンラバー（キャップを緩めてオートクレーブしてください）
- 遠心強度：17,000×G（水0.5mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
- RNase / DNase / Human-DNA フリー

□カラー ◎ クリア B 青 G 緑 R 赤 Y 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
1392-050-SS-□	スクリューキャップチューブ0.5mL自立型	500本	19,500円	13,600円(27.2円)
1392-050-SS-□S	スクリューキャップチューブ0.5mL自立型	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-050-SS-MS	スクリューキャップチューブ0.5mL自立型 カラーMIX	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-050-SS-LP-C	ループスクリューキャップチューブ0.5mL自立型	500本	20,700円	14,400円(28.8円)
1392-050-SS-LP-CS	ループスクリューキャップチューブ0.5mL自立型	500本 (20本×25袋)	26,500円	18,500円(37.0円)



ループ

1.5mL
コニカル型



実物大

- チューブ / キャップ=ポリプロピレン
O-リング=シリコンラバー（キャップを緩めてオートクレーブしてください）
- 遠心強度：20,000×G（水1.0mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
- RNase / DNase / Human-DNA フリー

□カラー ◎ クリア B 青 G 緑 R 赤 Y 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
1392-150-□	スクリューキャップチューブ1.5mLコニカル型	500本	19,500円	13,600円(27.2円)
1392-150-□S	スクリューキャップチューブ1.5mLコニカル型	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-150-MS	スクリューキャップチューブ1.5mLコニカル型 カラーMIX	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-150-LP-C	ループスクリューキャップチューブ1.5mLコニカル型	500本	20,700円	14,400円(28.8円)
1392-150-LP-CS	ループスクリューキャップチューブ1.5mLコニカル型	500本 (20本×25袋)	26,500円	18,500円(37.0円)



ループ

1.5mL
自立型



実物大

- チューブ / キャップ=ポリプロピレン
O-リング=シリコンラバー（キャップを緩めてオートクレーブしてください）
- 遠心強度：20,000×G（水1.0mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
- RNase / DNase / Human-DNA フリー

□カラー ◎ クリア B 青 G 緑 R 赤 Y 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
1392-150-SS-□	スクリューキャップチューブ1.5mL自立型	500本	19,500円	13,600円(27.2円)
1392-150-SS-□S	スクリューキャップチューブ1.5mL自立型	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-150-SS-MS	スクリューキャップチューブ1.5mL自立型 カラーMIX	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-150-SS-LP-C	ループスクリューキャップチューブ1.5mL自立型	500本	20,700円	14,400円(28.8円)
1392-150-SS-LP-CS	ループスクリューキャップチューブ1.5mL自立型	500本 (20本×25袋)	26,500円	18,500円(37.0円)



ループ

2.0mL
コニカル型



実物大

- チューブ / キャップ=ポリプロピレン
O-リング=シリコンラバー（キャップを緩めてオートクレーブしてください）
- 遠心強度：20,000×G（水1.5mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
- RNase / DNase / Human-DNA フリー

□カラー ◎ クリア B 青 G 緑 R 赤 Y 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
1392-200-□	スクリューキャップチューブ2.0mLコニカル型	500本	19,500円	13,600円(27.2円)
1392-200-□S	スクリューキャップチューブ2.0mLコニカル型	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-200-MS	スクリューキャップチューブ2.0mLコニカル型 カラーMIX	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-200-LP-C	ループスクリューキャップチューブ2.0mLコニカル型	500本	20,700円	14,400円(28.8円)
1392-200-LP-CS	ループスクリューキャップチューブ2.0mLコニカル型	500本 (20本×25袋)	26,500円	18,500円(37.0円)



ループ

2.0mL
自立型



実物大

- チューブ / キャップ=ポリプロピレン
O-リング=シリコンラバー（キャップを緩めてオートクレーブしてください）
- 遠心強度：20,000×G（水1.5mL・15分間）・フラットトップ（書込み可能）
- RNase / DNase / Human-DNA フリー

□カラー ◎ クリア B 青 G 緑 R 赤 Y 黄（カラーMIX：5色×各100本入り）

品 番	品 名	入 数	価 格	キャンペーン価格(単価)
1392-200-SS-□	スクリューキャップチューブ2.0mL自立型	500本	19,500円	13,600円(27.2円)
1392-200-SS-□S	スクリューキャップチューブ2.0mL自立型	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-200-SS-MS	スクリューキャップチューブ2.0mL自立型 カラーMIX	500本 (20本×25袋)	25,000円	17,500円(35.0円)
1392-200-SS-LP-C	ループスクリューキャップチューブ2.0mL自立型	500本	20,700円	14,400円(28.8円)
1392-200-SS-LP-CS	ループスクリューキャップチューブ2.0mL自立型	500本 (20本×25袋)	26,500円	18,500円(37.0円)




ヌクレアゼフリーマーク：このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。

培養関連製品

培養プレート(接着細胞用・浮遊細胞用)


■外堀タイプ(独立ウェル)




6well
平底
ウェル容量 16.8mL
197-06CPS/197-06CS



12well
平底
ウェル容量 7.0mL
197-12CPS/197-12CS



24well
平底
ウェル容量 3.2mL
197-24CPS/197-24CS




48well
平底
ウェル容量 1.5mL
197-48CPS/197-48CS



96well
平底
ウェル容量 450μL
197-96CPS/197-96CIS

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
197-06CPS	培養プレート6ウェル 接着細胞用	50枚(個包装)	27,100円	10,800円(216円)
197-06CS	培養プレート6ウェル 浮遊細胞用	50枚(個包装)	25,500円	10,000円(200円)
197-12CPS	培養プレート12ウェル 接着細胞用	50枚(個包装)	28,200円	10,800円(216円)
197-12CS	培養プレート12ウェル 浮遊細胞用	50枚(個包装)	25,500円	10,000円(200円)
197-24CPS	培養プレート24ウェル 接着細胞用	50枚(個包装)	31,400円	10,800円(216円)
197-24CS	培養プレート24ウェル 浮遊細胞用	50枚(個包装)	25,500円	10,000円(200円)
197-48CPS	培養プレート48ウェル 接着細胞用	50枚(個包装)	31,400円	10,800円(216円)
197-48CS	培養プレート48ウェル 浮遊細胞用	50枚(個包装)	25,500円	10,000円(200円)
197-96CPS	培養プレート96ウェル平底 接着細胞用	50枚(個包装)	28,200円	10,800円(216円)
197-96CIS	培養プレート96ウェル平底 浮遊細胞用	50枚(個包装)	25,500円	10,000円(200円)

■天面フラットタイプ(外堀なし)



96well
平底
ウェル容量 380μL
197-96CPS/197-96CS



96well
U底
ウェル容量 330μL
197-96UCPS/197-96UCS

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
197-96CPS	培養プレート96ウェル平底 接着細胞用	50枚(個包装)	28,200円	10,800円(216円)
197-96CS	培養プレート96ウェル平底 浮遊細胞用	50枚(個包装)	25,500円	10,000円(200円)
197-96UCPS	培養プレート96ウェルU底 接着細胞用	50枚(個包装)	28,200円	10,800円(216円)
197-96UCS	培養プレート96ウェルU底 浮遊細胞用	50枚(個包装)	25,500円	10,000円(200円)

MAX 66%
OFF!!

NEW 96ウェル ディープウェルプレート

ハイスループットスクリーニングやインビトロ培養チャンバー、サンプルの長期保存等に最適です。



96well
丸底

4376-96S-DR



96well
V底

4376-96S-23C

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
4376-96S-DR	96ウェルプレート1.2 mL 丸穴 丸底	96枚(8枚×12袋)	50,880円	40,700円(424円)
4376-96S-23C	96ウェルプレート2.3 mL 角穴 V底	32枚(8枚×4袋)	20,800円	16,640円(520円)

NEW 96ウェル ガラスボトムプレート

底部が透明で、ウェル内のボトムの凹凸が少なく、顕微鏡観察に適しています。



96well
透明平底

4845-96FGS / 4845-96FPS




ボトム厚み/ガラス製:0.17mm
COP製:0.18mm

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
4845-96FGS	96ウェル ガラスボトムプレート ブラック 290 μL	20枚(個包装)	64,000円	51,200円(2,560円)
4845-96FPS	96ウェル COPボトムプレート ブラック 290 μL	20枚(個包装)	58,000円	46,400円(2,320円)


プレートシール

プレートシールP PP製粘着シール



ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています。
※PCR使用不可。
サイズ:80×135mm 耐熱温度:−80℃~125℃

プレートシールT PET製粘着シール



ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)製なので光学的透明性に優れています。
※PCR使用不可。
サイズ:80×135mm 耐熱温度:−40℃~100℃

プレートシールAL アルミ製粘着シール



アルミニウムラミネート粘着フィルムで耐熱性と気密性に優れています。遮光できるので光に弱いサンプルの保存にも適しています。
※PCR使用不可。
サイズ:80×135mm 耐熱温度:−80℃~130℃

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
547-SBS-PP	プレートシールP PP製粘着シール	100枚	7,600円	5,000円(50円)
547-SBS-PET	プレートシールT PET製粘着シール	100枚	7,600円	5,000円(50円)
547-SBS-AL	プレートシールAL アルミ製粘着シール	100枚	19,500円	15,800円(158円)



メクレアゼフリーマーク:このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。




バイロジェンフリーマーク:第17改正日本薬局方を参考にエンドトキシン試験比色法を行い、エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下であることを保証しています。


培養関連製品

セルカウンタープレート


■改良ノイバウエル




■ビルケルチュルク



■トーマ



■フックスローゼンタール



10箱セット
(100枚)


品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
177-112C	セルカウンタープレート 改良ノイバウエルタイプ	100枚(10枚×10箱)	30,000円	15,200円(152円)
177-212C	セルカウンタープレート ビルケルチュルクタイプ	100枚(10枚×10箱)	30,000円	15,200円(152円)
177-312C	セルカウンタープレート トーマタイプ	100枚(10枚×10箱)	30,000円	15,200円(152円)
177-512C	セルカウンタープレート フックスローゼンタールタイプ	100枚(10枚×10箱)	30,000円	15,200円(152円)

スライド&チャンバー




ガラス製ならではの鮮やかさ!

スライド部分が
ガラス製なので、
顕微鏡画像が
非常に鮮明です。



品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
192-008	スライド&チャンバー 8ウェル	10個(プリスター個包装)	9,900円	8,600円(860円)
192-004	スライド&チャンバー 4ウェル	10個(プリスター個包装)	9,900円	8,600円(860円)
192-002	スライド&チャンバー 2ウェル	10個(プリスター個包装)	9,900円	8,600円(860円)

遠沈管



遠心強度

15 mL 遠沈管: 18,000×G (14,100 RPM)
50 mL 遠沈管: 18,000×G (14,100 RPM)

[試験条件]

遠心分離機: TOMY MX-305

設定温度: 20℃

内容量(蒸留水):

WATSON 15 mL 遠沈管 12 mL 充填

WATSON 50 mL 遠沈管 40 mL 充填

使用ローター: AR-510-04

遠心時間: 5分

※15mL・50mLコニカル型遠沈管で検証。
(自立型での検証は行っていません)

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1332-015S	15mL 遠沈管	480本(48本×10袋)	16,400円	11,400円(23.8円)
1342-050S	50mL 遠沈管	480本(24本×20袋)	21,700円	15,100円(31.5円)
1342-550S	50mL 自立型遠沈管	480本(24本×20袋)	22,900円	16,000円(33.4円)

クライオチューブ<インナーキャップ>

500本に1個「トーテムオープナー」
(インナーキャップ専用オープナー)が
添付されています。



品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1396-101S	クライオチューブ 1.0mL自立型インナーキャップ	500本(20本×25袋)	23,300円	18,800円(37.6円)
1396-201S	クライオチューブ 2.0mL自立型インナーキャップ	500本(20本×25袋)	23,300円	18,800円(37.6円)

クライオチューブ<アウターキャップ>



レーザー印字 クライオチューブ

- 消えないコード印字
- 重複しないコードが
印字済み
- 目視でも確認できる
数値を併記印字

実物大

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
1396-100S	クライオチューブ 1.0mL自立型アウターキャップ	500本(20本×25袋)	23,300円	18,800円(37.6円)
1396-200S	クライオチューブ 2.0mL自立型アウターキャップ	500本(20本×25袋)	23,300円	18,800円(37.6円)
1D-1396-200S	レーザー印字チューブクライオチューブ 2.0mL	500本(20本×25袋)	46,600円	—



スクリーンフリーマーク: このマークの付いた製品はRNase/DNase/Human-DNAフリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンルーム製造ラインで生産されたこれらの製品は、
厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase証明書を発行致します。



バイロジェンフリーマーク: 第17改正日本薬局方を参考にエンドトキシン試験
比色法を行い、エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下であることを保証しています。



NEW アガロースゲル Anytime Gel



容器に入れてレンジでチン！
スティック型でいつでも手軽に使えます。
先染めにも便利なコスパの良い新形態ゲル。

【製品仕様】

アガロースゲル(1% / 2%)
容量 : 34 mL (L枠サイズ: W107mm×D58mm 厚さ約5mm相当)
パッケージサイズ: 長さ20cm
使用期限: 常温保存でご購入日より1年

お望みの濃度での作成も可能です。
お問い合わせください。

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
489-ATGEL-A10	AnytimeGel 1.0% Agarose / TAE	50本	9,800円	7,800円(156円)
489-ATGEL-A20	AnytimeGel 2.0% Agarose / TAE	50本	13,800円	9,800円(196円)

NEW 先染め用 DNAラダーマーカー


バンドが見えやすい「先染め用DNAラダーマーカー」

ハイクオリティ＆ロープライス。


スグにアプライ可能なラダーマーカーです (Bromophenol Blue, Xylene Cyanol入り)

ミドリグリーンも
よく見える!!


■ 100bp DNA Ladder



■ 1kb DNA Ladder



■ 10kb ハイパーDNA Ladder



品番	品名	容量	入数	価格
BRG-100-SZ	100bp DNA ラダーマーカー先染用	500μL (100回分)	1本	13,800円
BRG-1kb-SZ	1kb DNA ラダーマーカー先染用	500μL (100回分)	1本	13,800円
BRG-10kb-SZ	10kb ハイパーDNA ラダーマーカー先染用	500μL (100回分)	1本	17,800円

TAEバッファー (1x/50x)

汎用的な電気泳動用TAE/バッファーです。

1×タイプはそのままお使いいただけます。

50×タイプは精製水で50倍に希釈してお使いください。

※保存方法: 高温多湿を避け常温保管



品番	品名	容量	入数	価格	キャンペーン価格
489-TAE-01	1×TAE Buffer	5L	1袋/箱	10,000円	7,500円
489-TAE-50	50×TAE Buffer	250mL	1本	4,600円	3,460円

プレキャストアガロースゲル Time is Gel

出来たてのゲルをそのままパッキングしました。



【製品仕様】

アガロースゲル(1% / 2%)
充填剤: 1×TAE Buffer
ゲルサイズ: (489-TIGEL-S / S01)
W52mm×D58mm×H5mm (8well)
(489-TIGEL-L / L01)
W107mm×D58mm×H5mm (17well)
対応機器: Mupid®シリーズなど
使用期限: 常温保存でご購入日より1年

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
489-TIGEL-S	Time is Gel (1% Agarose / TAE) S	20枚 (2枚×10パック)	19,600円	11,600円(580円)
489-TIGEL-L	Time is el (1% Agarose / TAE) L	10枚 (1枚×10パック)	19,600円	11,600円(1,160円)
489-TIGEL-S01	Time is Gel (2% Agarose / TAE) S	20枚 (2枚×10パック)	19,600円	11,600円(580円)
489-TIGEL-L01	Time is Gel (2% Agarose / TAE) L	10枚 (1枚×10パック)	19,600円	11,600円(1,160円)

DNAラダーマーカー


■ 100bp DNA Ladder

品番	品名	容量	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
BRG-100-0205	100bp DNA ラダーマーカー	500μL (100回分)/本	5本	31,700円	27,000円(5,400円)
BRG-100-0210	100bp DNA ラダーマーカー	500μL (100回分)/本	10本	58,300円	49,500円(4,950円)

■ 1kb DNA Ladder

品番	品名	容量	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
BRG-1kb-0205	1kb DNA ラダーマーカー	500μL (100回分)/本	5本	31,700円	27,000円(5,400円)
BRG-1kb-0210	1kb DNA ラダーマーカー	500μL (100回分)/本	10本	58,300円	49,500円(4,950円)

ラボラトリーウォーター



品番	品名	容量	入数	価格	キャンペーン価格(単価)
489-UPW-01	Ultrapure Water for PCR 滅菌	30mL	2本	3,500円	2,800円(1,400円)
489-DEP-01	DEPC Water (0.1% DEPC) 滅菌	500mL	1本	7,500円	6,000円

製造元: バイオナノティックス株式会社