

Clontech

Clontech

PCR Thermal Cycler GP

安定した温度制御機能と高い操作性を併せ持つ
コンパクトサーマルサイクラーが新登場!

最小・最軽量モデル (96ウェル)

(2022年10月当社調べ)



商品情報はコチラ ▶



- ★96検体用でありながら、非常にコンパクトかつ軽量設計(4.3kg)
- ★使い勝手の良いインターフェイスで簡便・快適に操作
- ★ヒートブロック全体の高い温度均一性を実現
- ★幅広い反応条件検討を可能とする12段階のグラジエント機能を搭載
- ★USBメモリを介した反応プログラムのインポート／エクスポートが可能



ワケンビーテック株式会社

仕様

品名	Clontech PCR Thermal Cycler GP
加熱冷却方式	ペルチェ素子
加熱速度	最大 4.5 °C / 秒
冷却速度	最大 4.0 °C / 秒
温度表示	0.1 °C単位
温度設定範囲	4~99.9 °C
グラジエント機能	12段階、設定可能範囲：30~99.9 °C (温度幅：0.1~30 °C)
リッド温度範囲	30~110 °C
処理検体数	0.2 mLシングルチューブ×96本、0.2 mL 8連チューブ×12本 または 96穴プレート1枚
ディスプレイ	5インチカラータッチパネル
保存プログラム数	500 (USBメモリへの保存も可能)
電源	AC100~240 V、50 / 60 Hz、6.6~3.1 A
外寸法(mm)	185 (W) × 280 (D) × 160 (H)
重量 (kg)	4.3

注文案内

カタログ番号	品名	容量	希望小売価格(円・税別)
WN400	Clontech PCR Thermal Cycler GP	1台	580,000

[推奨消耗品] ※購入はタカラバイオ株式会社からお求めください

カタログ番号	品名	容量	希望小売価格(円・税別)
NJ401	0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted)	10枚	6,600
NJ402	Flat Cap for PCR Plate	125strips	15,000
NJ710	96 well snap plate	10plates	8,000
NJ720	Flat cap for snap plate	120strips	8,000
NJ300	0.2 ml Hi-8-Tube	125strips	19,000
NJ301	0.2 ml Hi-8-Dome Cap	125strips	5,000
NJ302	0.2 ml Hi-8-Flat Cap	125strips	5,000
NJ200	0.2 ml Hi-Tube Dome Cap	1000本	10,000
NJ204	0.2ml Single-Tube Dome Cap	1000本	8,000
NJ205	0.2ml Single-Tube Flat Cap	1000本	8,000

※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。
※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

WAKEN ワケンビーテック株式会社

WAKEN TECH CO., LTD.

西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082
東日本営業部 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日・弊社休日は除く)



販売店