

Multiskan SkyHigh 吸光マイクロプレートリーダー

タッチスクリーンで簡単に核酸やタンパク質の測定が可能
データ管理も便利な新世代マイクロプレートリーダータッチスクリーン / キュベット / μ DropDuo PlateMultiskan SkyHighはモノクロメータータイプの吸光マイクロプレートリーダーです。
キュベット測定対応の機種も用意しています。

- タッチスクリーンで簡単操作
- マイクロプレートとキュベットの測定機能（キュベット測定はオプション）
- 核酸、タンパク質を簡単定量（本体内蔵ソフトウェア）
- Thermo Fisher Connectが利用可能
- PCでの測定・解析（SkanIt ソフトウェア）
- μ DropDuo Plateを用いた2~10 μ L微量測定機能（オプション）
- 200~1,000 nmの範囲で任意の波長を選択可能



■ 仕様

シリーズ	Multiskan SkyHigh	Multiskan SkyHigh T	Multiskan SkyHigh TC	Multiskan SkyHigh TD	Multiskan SkyHigh TCD
型番	A51119500C	A51119600C	A51119700C	A51119600DPC	A51119700DPC
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm	295×445×265				
重さ	11.3 kg				
電源	100~240 V 50/60 Hz 最大110 W				
対応マイクロプレート	96、384 well				
光源	キセノンフラッシュランプ				
波長選択	モノクロメーター				
吸光度測定 測定波長域	200~1,000 nm、1 nm間隔				
吸光度測定 直線性	0~2.5 Abs \pm 2% (96 well)				
インキュベーション	室温+2~45 $^{\circ}$ C				
攪拌	リニアシェイキング				
言語設定	日本語を含む9カ国語				
タッチスクリーン	-			○	
キュベット	-		○	-	○
μ DropDuo Plate	オプション				○
希望小売価格 (税抜)	1,550,000円 (別途PC必要)	1,700,000円	1,800,000円	1,950,000円	2,050,000円

※価格及び製品仕様は予告なく変更されることがあります。

※価格に消費税は含まれておりません。

※日本国内への販売に限らせていただきます。また、製品によっては、当社から直接販売ができない地域がございます。

※会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

※製品の設置状況や付加機能を分かりやすく表現するため、製品に含まれない商品をあわせて掲載している場合があります。
※表示金額以外に運送費、荷造費、搬入・据付費、組立設置費などを別途加算させていただく場合がございます。
※製品本来の使用目的に合わせてご利用ください。
※製品によっては理化学実験の専門的な知識を必要とするものがあります。

Copyright © WAKENYAKU CO.,LTD.