



組織からの RNA 精製キットの定番

QIAGEN の

RNeasy シリーズ

12月 Dec

ゲノム DNA の混入がない RNA を精製するなら

RNeasy Plus シリーズ




わけ 定番の理由

ゲノム DNA をカラムで簡単除去できるから
(もう DNase は不要です)

さらに

- ◎RNeasy Plus はフェノール不使用
- ◎RNeasy Plus Universal は QIAzol で組織溶解力がアップ

gDNA Eliminator スピンカラムが gDNA を捕捉!



組織中の RNA を安定化してから精製するなら

RNeasy Protect シリーズ

わけ 定番の理由

組織安定化液で、RNA の分解を最小限度にできるから


さらに

- ◎組織保存液 RNA protect Tissue Reagent が同梱
- ◎液体窒素、ドライアイス、フェノールは もう不要!!



安定化処理なし

安定化処理あり



製品情報

製品名*	製品番号	容量	希望小売価格(¥)税別
RNeasy Plus ~ 組織からトータルRNA精製 ~			
RNeasy Plus Mini Kit (50)	74134	50回用	39,000
RNeasy Plus Micro Kit (50)	74034	50回用	52,500
RNeasy Plus Universal Mini Kit (50)	73404	50回用	45,000
RNeasy Protect ~ 組織や細胞からトータルRNAの安定化と精製 ~			
RNeasy Protect Mini Kit (50)	74124	50回用	42,500
RNeasy Protect Cell Mini Kit (50)	74624	50回用	42,500

* 上記以外にも大容量サイズのご用意がありますので、お気軽にお問い合わせください



水の装置は和研薬へご相談を！

超純水・純水製造装置のお得情報

MERCK

お得で便利な消耗品グリーンバスケット
長期でメルクの装置をご利用のお客様に査定プログラムをご紹介します！



消耗品グリーンバスケットはご存じですか？

消耗品グリーンバスケットとは？

1年間に必要な消耗品が全て入っているセットです。

グリーンバスケットの3つのメリット

- ①1つのカタログ番号で注文できるため手間を削減
- ②単品購入よりもお得に購入
- ③交換し忘れ、買い忘れを予防

<例> Milli-Q IQ7003 バイオタイプ グリーンバスケット選択例

必要な消耗品を
都度単品購入

単品購入時
合計 ¥372,500-

2年目に交換が必要な
消耗品パッケージ

グリーンバスケット(偶数年)
合計 ¥347,000-

単品購入よりも
¥25,500- お得!

消耗品グリーンバスケットの交換年

装置の消耗品には1年1回交換のものと2年1回交換の消耗品があります。
そのため、消耗品グリーンバスケットも2種類をご用意しています。

- ◎偶数年：2年1回交換の消耗品が含まれていない
- ◎奇数年：2年1回交換の消耗品が含まれている

Milli-Q® 査定プログラム

壊れる前に査定プログラムでかしくく
買い替え！いつでもベスト環境を！

キャンペーン期間：2021年5月19日(水)～2022年3月31日(木)

<例> Milli-Q Integral 3
機器分析タイプの査定額

お持ちの装置をスマホで撮影...
5項目入力すれば、お客様の**査定特価**がすぐわかる！

step.1 パシャッと撮る
1 装置の画像

step.2 入力する
2 購入年
3 シリアル番号
4 装置の状態
5 サービス加入状況

1～5を送るだけ！
すぐに査定結果が分かります！

早速アクセス！
スマホでも！PCでも！

http://bit.ly/MilliQquote!

査定プログラムは、こんなに **お得!**

- 今だけ限定的 **特価6プラン**をご用意！
- 新発売の**2021最新モデル**も特価対象！
- 常にお得に、**ベストコンディション**を維持！
- リモート管理機能**搭載モデルも対象！



- ①装置の画像
- ②装置の購入年 : 2006年～2012年に購入
- ③シリアル番号 : F1AN12345B
- ④装置の状態 : 良好
- ⑤サービス加入状況 : 現在サポートプラスに加入中

Milli-Q IQ 7003
機器分析タイプへ買換え



定価：¥2,547,000-

査定額 ¥1,990,000- (税別)

査定結果によるお値引額は

最大で約98万円! (最小約12.6万円～)

弊社はメルクのサービス認定資格取得試験に合格・取得した Milli-SAT 認定技術員がおります。
装置の導入・アフターフォローなどお任せください。

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

WEBサイト
随時更新中

<https://www.wakenyaku.co.jp>

和研薬

検索



和研薬ホームページ