

新年度の研究に必要な備品類はおそろいですか？

迅速納品・デモ対応可能な機器をご紹介します。



Demonstration lineup

MiniAmp



MiniAmpPlus



GeneExplorer



Clontech GP



キャンペーン中
¥406,000 (税別)
2023年3月31日まで

¥450,000～¥580,000 お手頃なサーマルサイクラー

VeritiPro



Countess 3

キャンペーン中
¥480,000～ (税別)
(消耗品付属キャンペーン)
2023年3月10日まで



Multiskan FC



**¥1,050,000
高性能サーマルサイクラー**

**¥480,000～
セルカウンター**

**¥840,000～
吸光プレートリーダー**



キャンペーン中 ¥36,000 (税別)
2023年8月20日まで

★延長保証
2024年12月末受付分まで
修理料金は無償で対応します。



**種類はなんでもOK！
5本まとめてご購入で
ピペットマンホルダーを
プレゼント！**

¥45,000 ワケングループ50th 限定モデル★ピペットマンL


表記価格は希望小売価格、税別です。



デモ依頼は担当営業もしくはこちらから！


<https://www.wakenyaku.co.jp/demo/>





デモの流れ

和研薬に依頼



WEB依頼

装置/日程の調整



デモ実施



装置スペック表

商品名	VeritiPro 96	Clontech GP	GeneExplorer	MiniAmp Plus	MiniAmp
外観					
メーカー	サーモフィッシャーサイエンティフィック	タカラバイオ	バイオア	サーモフィッシャーサイエンティフィック	
ブロックウェル	96	96	96	96	
最大上昇ブロック変化温度 (°C/秒)	6 °C/秒	4.5 °C/秒	STD:3 °C/秒 FAST:6 °C/秒	3.5 °C/秒	3 °C/秒
最大下降ブロック変化温度 (°C/秒)		4 °C/秒	STD:2.5 °C/秒 FAST:4 °C/秒		
グラジエント機能	横6段階	横12段階	12段階	横3段階	-
サイズ (W×D×H) mm	245×465×217	185×280×160	269×420×254	190×390×200	
重さ	12 kg	4.3 kg	13 kg	5.9 kg	
希望小売価格	¥1,050,000	¥580,000 🎁 ¥406,000 <small>2023年3月31日まで キャンペーン中</small>	¥580,000	¥580,000	¥450,000
在庫	有り 🟢	有り 🟢	有り 🟢	有り 🟢	有り 🟢

他製品もぜひご相談ください！

明視野セルカウンター

サーモフィッシャーサイエンティフィック

Countess 3



製品ページ

🎁 キャンペーン中 **¥480,000 ~ (税別)**
2023年3月10日まで (消耗品付属キャンペーン)

お問い合わせはこちらから！



吸光マイクロプレートリーダー

サーモフィッシャーサイエンティフィック

Multiskan FC



製品ページ

