



WAKEN オリジナルキャンペーン！

日頃のご愛顧に感謝して、和研薬（株）からエッペンドルフおよびハイマック製品を特別価格にてご提供します。

この機会にぜひご検討ください。

キャンペーン期間：2023年10月2日（月）～11月30日（木）

マイクロ遠心機 5425

冷却なし



最大容量：24×1.5 / 2.0 mL
 最高回転速度：15,060 rpm
 最大遠心加速度：21,300×g
 本体寸法（W×D×H）：
 240×390×240 mm

希望小売価格（24本架ローター FA-24×2 付属）：
 ¥365,000（注文番号：5405000433）
 ⇒ **キャンペーン特別価格：**
別途お問い合わせください！

マイクロ遠心機 5425R

冷却付き



最大容量：24×1.5 / 2.0 mL
 最高回転速度：15,060 rpm
 最大遠心加速度：21,300×g
 本体寸法（W×D×H）：
 290×480×260 mm

希望小売価格（24本架ローター FA-24×2 付属）：
 ¥667,000（注文番号：5406000437）
 ⇒ **キャンペーン特別価格：**
別途お問い合わせください！



ローター FA-24×2（5425 / 5425R 併用）
 > 最大遠心加速度：21,300×g（15,060 rpm）
 > 最大容量：24×1.5 / 2.0 mL チューブ




Eppendorf QuickLock®：
 > 人間工学に基づくローターカバー
 ロックシステム
 > 90度回しただけでローターカバー
 をロック。手首の負担を軽減。


ローター S-96×0.2-PCR

（5425 / 5425R 併用）

5425 / 5425R は、twin.tec®PCR プレート 96 (unskirted divisible) と相性ピッタリ！



> 最大遠心加速度：3,217×g（6,000 rpm）
 > 最大容量：12本の8PCRストリップ 0.1/0.2mL、
 または4枚の1/4twin.tec®PCRプレート 96（スカート無し分割可能）



twin.tec®PCRプレート 96（スカート無し分割可能）
 > 24枚ずつ4枚に分割可能
 > ほとんどのサーマルサイクラーにフィット
 > OptiTrack®デザインにより、
 迅速・確実にウェルを識別可能
 > 通常タイプとロープロファイルタイプの2種類あり

希望小売価格：¥108,000（注文番号：5495512004）
 ⇒ **キャンペーン特別価格：** **別途お問い合わせください！**

WAKEN オリジナルキャンペーン！

微量高速遠心機 CF18R

冷却付き



最大容量：4×250 mL
 最高回転速度：18,000 rpm
 最大遠心加速度：31,100×g
 本体寸法 (W×D×H)：
 490×550×835 mm
 アングル/スイング対応可

希望小売価格：¥960,000
 (注文番号：5722010180)
 ⇒ **キャンペーン特別価格：**
別途お問い合わせください！

微量高速遠心機 CF18RS

冷却付き



最大容量：4×70 mL
 最高回転速度：18,000 rpm
 最大遠心加速度：31,100×g
 本体寸法 (W×D×H)：
 340×485×835 mm
 アングルローター専用

希望小売価格：¥854,000
 (注文番号：5722020180)
 ⇒ **キャンペーン特別価格：**
別途お問い合わせください！


CF18R/RS のローターは、全て載せるだけ！のクイックセッティング方式



アングルローター T15A39
 (CF18R / CF18RS 併用)
 >最大遠心加速度：21,500×g (15,000 rpm)
 >最大容量：24×1.5 / 2.0 mL
 (注文番号：5722211008)
 (希望小売価格：¥166,000)



アングルローター T15A41
 (CF18R / CF18RS 併用)
 >最大遠心加速度：22,260×g (15,000 rpm)
 >最大容量：4×15mL / 50mL 培養管
 (注文番号：5722211009)
 (希望小売価格：¥287,000)



スイングローター T4SS31 (CF18R 専用)
 >最大遠心加速度：2,900×g (4,000 rpm)
 >最大容量：8×50mL 培養管、24×15mL 培養管
 (注文番号：5722212004)
 (希望小売価格：¥199,000)

チップ間隔が調整可能なピペット **Move It®**

様々な容器間の分注に対応します！

チップ間隔可変ピペット「Move It」なら、
 並べられたチューブから 96 ウェルへ、
 96 ウェルから 24 ウェルへ等、
 異なる容器フォーマット間での分注操作が
 容易になります。




Get ready for **Move It!**



大活躍！


希望小売価格：¥222,000 ~ ¥376,000

チャンネル数	可変容量 μL	チップ間隔 mm	チャンネル数	可変容量 μL	チップ間隔 mm
4	15~300	9~33	8	1~20	4.5~14
	30~300			5~100	9~14
	50~1200			15~300	
	120~1200			30~300	
6	15~300	9~20	12	50~1200	4.5~9
	30~300			120~1200	
	50~1200			1~20	
	120~1200			5~100	



★ プレゼント ★

キャンペーン製品をデモ・サンプル検討頂き
 アンケートにお答えいただいた方全員に、
 ピペット型ボールペンまたはエコバッグをプレゼント！
 さらに抽選で 5 名様にオリジナルグッズをプレゼント！！
 (プレゼント内容は予告なく変更する場合があります。)



和研薬・eppendorf キャンペーン
 アンケートフォーム



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う
和研薬株式会社
 WAKENYAKU CO., LTD.

Home page <https://www.wakenhd.co.jp>

- ・製品の価格 / デザイン / 仕様等は、予告なく変更する場合があります。
- ・希望小売価格は 2023 年 10 月現在の価格 (税別) です。
- ・製品写真は特に断りがない限り標準仕様です。
- ・製品写真は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- ・このカタログに関するお問い合わせやご注文は、最寄りの営業所へお願いします。

本 社 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町 1 7 番地
 TEL(075)721-8111 / FAX(075)721-8189
 京 阪 奈 〒610-0343 京都府京田辺市大住大坪 4 6 番地 1
 TEL(0774)65-2521 / FAX(0774)65-2557
 滋 賀 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町 9 4 5 番地 1
 TEL(077)568-2481 / FAX(077)568-2410
 神 戸 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 5 丁目 2 番 5
 TEL(078)306-6060 / FAX(078)306-6070
 大 阪 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 1 丁目 1 2 番地 8
 TEL(072)749-5200 / FAX(072)749-5230
 阪 奈 和 〒558-0003 大阪府住吉区長居 4 丁目 6 - 30
 NAGAI compact office04 号
 TEL(06)6699-2500 / FAX(06)6699-2552