

★ 注目製品!! 大特価 この機会にぜひご検討ください!

微量  
高速

冷却

遠心機

Centrifuge

限定5台の超特価

好評につき  
12月まで  
期間延長!!6月-12月  
JUN - Dec.Thermo Fisher  
SCIENTIFICNEW Legend  
Micro 21R  
Made for Japan

キャンペーン期間

: 2023年6月19日(月) ~ 12月28日(木)

最大 2.1 万 G  
最高 14,800 rpmSorvall  
Legend Micro 21R

価格 ¥ お問い合わせください

カタログ No.	製品名	希望納入価格 (税抜)
75002447	Sorvall Legend Micro 21R	¥562,000-

※標準付属のローター : 75003424 Micro ローター 1.5/2.0mL 24 本掛

※2 年保証付き

※その他のローターについては裏面をご参照ください (別売)

## 装置のポイント

- 標準付属のローターはバイオセーフティー対応の ClickSeal リッド付。化学薬品耐性に優れ、透明な PPSU 製で内部の状態を確認可能
- 1.5/2.0mL マイクロチューブ及び核酸抽出用 ミニスピナラム 24 本遠心可能
- 最大 21,100 g への到達が早く、遠心時間を短縮



## 仕様

	Legend Micro 21R
カタログ No.	75002447
最高回転数	14,800 rpm
最大遠心力	21,100 x g
最大容量	24 x 2.0 mL, 24 x ミニスピナラム
冷却機能	○
温度設定範囲	-9 ~ +40°C
タイマー設定	1 min - 99 min, Hold
ノイズレベル	50 dBA
サイズ (mm)	W295 x D445 x H330
重量	28 kg
電源	100V, 50/60Hz
消費電力	360 W
認証	IVD, Biocontainment (Public Health England)
国際安全規格	IEC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020
保証期間	2 年

## Sorvall Legend Micro シリーズ微量高速遠心機 ローターとアクセサリ

画像	カタログ No	製品名	容量 (本 × mL)	容器サイズ (φ × L mm)	Max RPM	Max RCF
		24x1.5/2.0 mL ローター (ClickSeal リッド付) <b>標準付属品</b>		24 × 1.5/2.0	11 × 50	14,800 rpm 21,100 xg
	76003252	アダプター 0.5/0.6 mL チューブ用 24 個入		24 × 0.5/0.6	7 × 32	14,800 rpm 21,100 xg
	76003251	アダプター 0.25/0.4 mL チューブ用 24 個入		24 × 0.4/0.24	6 × 24	14,800 rpm 21,100 xg
	76003250	アダプター 0.2 mL PCR チューブ用 24 個入		24 × 0.2	6 × 24	14,800 rpm 21,100 xg
	75003418	18 × (2.0 + 0.5) mL デュアルローター (スクリューオンリッド付)		18 × 1.5/2.0 18 × 0.5	11 × 50	14,800 rpm 20,800 xg
	75003436	36 × 0.5 mL ローター (スクリューオンリッド付)		36 × 0.5	7 × 32	14,800 rpm 19,300 xg
	75003465	10 × 5 mL ローター (ClickSeal リッド付)		10 × 5	17 × 62	14,800 rpm 20,362 xg
	75003489	8 × 8 連 PCR チューブ用ローター (スクリューオンリッド付)		64 × 0.2	6 × 24	14,800 rpm 17,100 xg
	75003440	4 × 8 連 PCR チューブ用ローター (ClickSeal リッド付)		32 × 0.2	6 × 24	14,800 rpm 16,200 xg
	75003473	ヘマトクリットチューブ用ローター		24 × キャピラリー		14,800 rpm 16,800 xg
	76000923	キャピラリー 100 本				
	76000938	スケールグラフ				



バイオセーフティー対応 (エアロゾル封じ込め), Public Health England による認証付

## 交換用アクセサリ

カタログ No	製品名
75003410	ClickSeal ローターリッド (75003424, 75003440, 75003465 用)
75003405	交換用 O リング 75003410 用 (75003424, 75003440, 75003465 用)
75003406	スクリューオンリッド (75003418, 75003436, 75003489 用)

\* 希望販売価格は 2023 年 6 月現在の価格であり、予告なく変更する場合がございます。価格には消費税が含まれておりません。